




تفاعلات الكوثر و تصميم البوادي

PCRing & Primer Design

دكتور
حسن محمود ابو المعالي

دكتورة
زهرة محمود الخفاجي

2013



مع تحيات د. سلام حسين الهلالي

salamalhelali@yahoo.com

<https://www.facebook.com/salam.alhelali>

[https://www.researchgate.net/profile/
Salam_Alhelali?ev=hdr_xprf](https://www.researchgate.net/profile/Salam_Alhelali?ev=hdr_xprf)

07807137614



أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾

سورة النساء: جزء من الآية 113

المقدمة

الحمد لله على ما اعطى وتفضل وله الثناء الحسن كما يحب ربنا ويرضى ،
والصلاة والسلام على النبي الامين وآله الطيبين الطاهرين واصحابه الغر الميامين
ومن تبعهم بأحسان الى يوم الدين .

هذا الكتاب مشاركة بسيطة لفهم احدى التقنيات القديمة الحديثة وهي تفاعلات
الكوثرية خارج الانظمة الحية للمواد الوراثية (PCR) التي دخلت البلد مؤخرا
 واصبح استعمالها واسعا جدا ... لذلك كانت هناك مبادرة لتوضيح بعض النقاط
وبرامج الحاسوب الملائمة ذات العلاقة ببدء التقنية مثل تصميم البواديء وايجاد
الظروف الملائمة لاجراء التفاعلات فضلا عن البرامج اللازمة لتحليل نواتج
التفاعلات ودراساتها .

نتقدم بالشكر للاستاذ وسام حازم / معهد الهندسة الوراثية لتفضله بقراءة مسودات
الكتاب وابداء الملاحظات القيمة ، ونتقدم بالشكر للاستاذ نذير بشير محمود
لتصميمه غلاف الكتاب وفهرسة الكتاب ، والشكر موصول لكل من بادر ولو بكلمة
تشجيع اثناء كتابة ونحضير هذا الكتاب ونسألكم الدعاء الطيب لنا ولوالدينا

المؤلفان


كانون الثاني / 2013

الفصل الاول	
	تضاعف المادة الوراثية
	تطور الدراسات الوراثية
	تفاعلات الكوثرية خارج الأنظمة الحية
	مختصر عملية الكوثرية
	أنواع وتخويرات تفاعلات الكوثرية


تفاعلات الكوثرية المختلفة

تضاعف المادة الوراثية

يحدث تضاعف المادة الوراثية داخل الخلية الحية بمساعدة العديد من الإنزيمات والبروتينات والتي تعمل متكاتفه أثناء نمو وانقسام الخلايا ، وتوضح الأشكال التالية أهم مجريات العملية (شكل 1 و شكل 2) .



شكل 1: الأواسر الرابطة بين شريطي DNA



شكل 2 : الإنزيمات العاملة في عملية تضاعف DNA في داخل الأنظمة الحية

واهم ما يوضحه الشكل 1 هو اتجاهات الأشرطة المتعاكسة وعدد الأواصر الهيدروجينية بين القواعد النيتروجينية المكونة للأشرطة المفردة (القالب ، Template) . أما الشكل 2 فيوضح أهم الإنزيمات والبروتينات العاملة في تضاعف شريطي DNA . فضلا عن الإنزيمات المذكورة هناك إنزيمات أخرى تتعامل مع الحوامض النووية وهي إنزيمات القطع Restriction enzymes سواءا كانت الخارجية Exonucleases التي تقطع الحوامض النووية من الأطراف أو إنزيمات القطع الداخلية Endonucleases التي تقطع الحوامض النووية في داخل التواليات (Sequences) عند وجود قطعة محددة التوالي من القواعد تمثل مواقع التعرف للإنزيم .

وإنزيمات القطع هذه مهمة في دفاع الخلية ضد الغازيات مثل الفيروسات . فضلا عن هذا فان إنزيمات القطع وبالتعاون مع إنزيمات اللحم Ligase تعمل على إيجاد تشكيلات وراثية جديدة لتنتج DNA المتأشب (Recombinant DNA) الذي يكون ذو أصول مختلفة . ومن الإنزيمات الأخرى التي تجد مكانا لفعاليتها أثناء التضاعف إنزيم Helicase الذي يفك الأشرطة وإنزيمات Topoisomerases المسؤولة عن طوبوغرافية جزيئات DNA .

تطور الدراسات الوراثية

بعد التعرف على العمليات التي تجري داخل الخلايا استغلّت هذه في مجالات عدة منها تشخيص الأمراض الوراثية المبكرة وإيجاد العلاجات لها ، ففي الوقت الحاضر هناك العديد من العلاجات التي تنتج باستعمال الهندسة الوراثية ، إذ أمكن خلط جينات من مصادر مختلفة من أنواع مختلفة في أنبوبة اختبار ثم نقلها إلى خلايا حية مضيضة للتضاعف والتعبير عنها . وساعدت في فهم الأسس الوراثية للخلايا حقيقية النواة وعمليات خياطة جيناتها Gene splicing ضمن ما يعرف بعملية الكلونة Cloning . وتمتاز عملية الكلونة بقلّة الأخطاء من حيث إدماج قاعدة بالخطأ في الشريط الجديد نظرا لوجود خاصية التصحيح Proofreading (3' - 5' exonuclease) في الإنزيمات العاملة داخل الأنظمة الحية . وتحتاج عمليات الإنتاج الى وفرة في المواد الوراثية وهي المتحققة بالكلونة داخل الخلايا ولكن هذه العملية تأخذ وقتا طويلاً يصل الى الأسابيع حتى عند استعمال أحياء سريعة النمو مثل البكتريا ، كما ان البحث عن أهداف محددة من DNA تكون مجهدّة ومكلفة وذلك لان الأهداف تكون بين كتل كبيرة من الجينات الموجودة في النماذج البايولوجية .

تفاعلات الكوثر خارج الأنظمة الحية Polymerase chain reaction (PCR)

في نهاية ثمانينيات القرن المنصرم وبعد الدراسات المستفيضة لعملية تضاعف الحوامض النووية (DNA) أمكن محاكاة عملية التضاعف خارج الأنظمة الحية ولكن مع بعض الاختلافات لتظهر تفاعلات الكوثر PCR التي كانت جهود Kary Mullis وفريقه البحثي .


ويمكن تعريف تفاعلات الكوثر (في مجال تحصى الكتاب) على انها تضخيم Amplification أي عمل نسخ كثيرة من أجزاء معينة من جزيئة DNA خارج الأنظمة الحية بمقياس لوغاريتمي او تزايدى ، أي ان الجزيئة الواحدة تنتج اثنين ، والاثنين تنتج أربعة وهكذا بشكل تزايدى . وبذا يمكن وضع تعريف آخر للعملية على انها تفاعل إنزيمي بسيط نوعا ما يعتمد أوليات رياضية بسيطة .

مختصر عملية الكوثر

يتكون خليط تفاعل الكوثر وبشكل مختصر من الآتي :

- نموذج DNA ، أي الهدف المراد تضخيمه .
- زوج من البودائ أحدهما أيسر والآخر أيمن للجزء المراد تضخيمه التي تلاؤم Match نهايتي القطعة المستهدفة .

- إنزيم كوثرة DNA (DNA polymerase) لغرض البدء بالبناء لإطالة البوادي واتخاذ أشرطة الهدف كقوالب يستند إليها في إضافة القواعد النتروجينية لإطالة البوادي .
 - نسب متساوية من النيوكليوتيدات ثلاثية الفوسفات منقوصة الأوكسجين (dNTPs) Deoxynucleotide triphosphate الأربعة (C, T, G, A) التي تعمل كأحجار بناء لإطالة البادي والتي يضيفها إنزيم الكوثرة .
 - محلول داري Buffer لجعل الظروف الكيماوية مثلى لحدوث تفاعل الكوثرة عن طريق الحفاظ على الفعالية القصوى لمكونات التفاعل وريء التغير في الرقم الهيدروجيني pH .
 - أيونات ثنائية التكافؤ وعادة تكون أيونات المغنسيوم Mg^{++} وأيونات أخرى أحادية التكافؤ وتكون عادة أيونات البوتاسيوم K^{+} .
 - بعض المضافات Additives التي تستعمل في بعض الأحيان لتحسين أداء التفاعل .
- وتتفاعل هذه المكونات ضمن نسق حراري محدد في درجات حرارة متعاقبة كما هي موضحة في الشكل 3 .



شكل 3 : النسق الحراري العام لتفاعلات الكوثرة

ففي البداية يتم تسخين الخليط الى درجة حرارية عالية بمدى 90-95 °م لغرض فصل الأشرطة المزدوجة لجزيئات DNA الخاصة بالنموذج اي حصول المسخ Denaturation . عن طريق تكسير الأواصر الهيدروجينية التي تربط شريطي جزيئة DNA ببعضها والتي توصل بين القواعد النتروجينية المكونة لهما ، بعد ذلك تخفض درجة الحرارة الى درجة حرارية ضمن مدى 50-68 °م لمدة لا تقل عن 30 ثانية لغرض إتاحة فرصة كافية للبوادئ المستعملة للارتباط مع أشرطة الهدف اعتمادا على تكامل القواعد النتروجينية وتسمى هذه المرحلة الالتحام Annealing step ، يلي ذلك رفع درجة الحرارة الى حوالي 68-72 °م اعتمادا على نوع إنزيم الكوثر المستعمل وطول الهدف وأمور أخرى . وتكون الإنزيمات المستعملة من الأنواع التي تعمل بدرجات حرارية عالية - كما سيأتي ذكره لاحقا- . وأثناء هذه المرحلة يتم إضافة النيوكليوتيدات (dNTPs) على الشريط الناشئ من إطالة البادئ استناداً الى ما يكملها من القواعد على الشريط القالب او الهدف ، أي حدوث عملية الإطالة Extension step . تعاد العمليات المذكورة (الدورة) لمرات عديدة لحين الوصول الى كمية من DNA (الهدف) كافية لعمليات الكشف والدراسة . وتستغرق كل دورة حوالي 5 دقائق بما فيها المدة اللازمة لكل من عمليات رفع الحرارة وتخفيضها وفق المخطط أعلاه .

ثم يصار الى الكشف عن نواتج التفاعل باستعمال أكثر من طريقة ومن أهمها والواسعة الاستعمال هو الترحيل الهلامي Gel electrophoresis للكشف عن القطع المستهدفة ومعرفة حجومها بالمقارنة مع قطع من DNA معروفة الحجم والوزن (DNA ladder) . وتكون عملية الكشف والإظهار باستعمال صبغات او مواد مثل بروميد الاثيديوم Ethidium bromide الذي يعطي تألقا عند تعريضه للضوء فوق البنفسجي (Ultra violet light) .

أنواع وتحويرات تفاعلات الكوثر

قبل الخوض في تفاصيل عملية الكوثر وخصوصيات كل مفردة فيها لابد من المرور السريع على الأنواع التي تطورت من العملية الأصلية في نهاية الثمانينات من القرن الفائت ، إذ يمكن التحوير بطرق عدة وعند خطوات مختلفة للمساعدة في دراسة وتحليل DNA ، وكل نوع من التطوير اخذ جانبا وطوره وحوره ليلاءم الغرض المطلوب ولكن بقيت الخطوط العريضة وسيتم التطرق الى بعض الأنواع دون شمول الجميع الذي لا يدرك حيث ان التحويرات في هذه التقنية كثيرة جدا وتشهد تطورا مستمرا .

الطريقة القياسية Standard PCR

الطريقة الأكثر شيوعاً من حيث الاستعمال ويتم تضخيم قطع تتراوح بين 100-1000 قاعدة نروجينية ، وتضخيم قطع أكبر يلزمه أنواع خاصة من إنزيمات الكوثرية . وحتاج العملية الى بعض المعلومات حول التوالي المراد تضخيمه لغرض تصميم البوادي . وتستعمل في تضخيم الأشرطة المزدوجة او المفردة . وتعتمد طريقة التحليل عند استعمالها على النواتج النهائية End-point products وذلك بفصلها على الهلام او أي طريقة أخرى وبهذا فهي تعاني من بعض المشاكل التي سيرد ذكره في موقع آخر .

طريقة (AFLP PCR)

طريقة Amplified fragment length polymorphism PCR لها تطبيقات عدة والطريقة حساسة جدا وتعتمد على تفاعل الكوثرية لتحديد التغيرات في جزيئة DNA لذلك تستعمل في التنميط الجيني Genotyping للأشخاص لتحديد العديد من المواقع Loci باستعمال عدد قليل من تفاعلات PCR . وملخص الطريقة ان جزيئات DNA الخلوي يتم تقطيعها بإنزيم قاطع واحد او أكثر والتي يفضل ان تكون مواقع تعرفها او تميزها Restriction sites مكونة من أربعة قواعد نروجينية مثل MseI ويمكن استعمال إنزيمات قاطعة أخرى لها مواقع تعرف او تميز مكونة من ست قواعد نروجينية مثل EcoRI ثم تربط القطع الناتجة من الهضم الى مكيفات Adaptors او وصلات Linkers ثم إجراء تفاعل PCR أولي الذي يحتوي على بوادي ملائمة للارتباط بالقطع الموصلة بجزيئات DNA (لتؤدي الى تضخيمها) . ثم تفصل المتضخمات Amplicons على الهلام وإظهار الحزم .

Alu PCR

طريقة تستعمل لتضخيم نواليات Alu (Alu sequences) في الجينوم البشري والتدييات القريبة منه . وبهذا التفاعل يتم تحديد المواقع الجينومية المحاطة بتواليات Alu لتساعد في تحديد التغيرات والطفرات في الجينات قيد الدراسة أي تحديد البصمة الوراثية Fingerprinting من DNA غير معروف . وقد طورت الطريقة لتعتمد على التحديد الكمي كما في استعمال RT-PCR (الذي سيأتي ذكره لاحقاً) باستعمال صبغات SYBR الحساسة لكميات صغيرة بين مدى بيكوغرام - نانوغرام لتوفر فرص جيدة في العمل الجنائي .

الكثرة الخاصة بالأليلات Allele specific PCR

تفاعل يتخصص بتحديد الصور أو الأليلات المختلفة للجينات ويستعمل في التشخيص والكلونة وتحديد SNPs ويكون معتمدا على تصميم بواديء متخصصة جدا Allele specific oligonucleotide (ASO) التي تلتحم مع التوالي الذي يلائمها أو يكملها تماما وعند وجود حالة عدم تلاؤم Mismatch ولو في قاعدة واحدة فإن ذلك سيمنع التهجين أو الارتباط تحت الظروف الملائمة .

ويستعمل التفاعل لتحديد التغيرات في نيوكليوتيد واحد Single nucleotide polymorphism (SNP) ، لذا تستعمل بواديء خاصة بالتغيرات الذي تكون النهاية ' 3 من البادئ حاوية على التغيرات (SNP) ، وهذا يعني الحاجة الى معرفة سابقة بتوالي DNA الذي يشمل الفروق بين الأليلات وبذا يمكن في هذه الحالة الرجوع قواعد البيانات الخاصة بها .

تفاعلات الكثرة التجميعية Assembly PCR

تختلف أهداف هذه الطريقة عن عموم الاستعمال وذلك لأنها تستعمل لتخليق تواليات طويلة من DNA أي قطع صناعية خارج الأنظمة الحية وتكون البواديء في هذه الطريقة هي جزيئات DNA القالب نفسه و تستعمل هذه الطريقة لبناء الجينات التي يكون طولها عادة اكبر من الطول الذي يمكن إنتاجه بتفاعل PCR الاعتيادي حيث يتم تضخيم أجزاء منفصلة من الجين نفسه ومن ثم جعل نهايات نواتج تفاعل PCR ذات قابلية للتكامل مع بعضها ومن ثم تجمع سوياً بتفاعل الكثرة التجميعية للحصول أخيراً على جين كامل الطول ويمكن عندها استخدامه في عمليات الكلونة .

تفاعل الكثرة غير المتناظر Asymmetric PCR

يهدف التفاعل الى تضخيم شريط واحد من DNA الأصلي أكثر من الشريط الثاني لأغراض عدة مثل تحديد تواليات معينة أو تهجين الجسّات Probe hybridization ، ويجري التفاعل مثل ما هو في تفاعل الكثرة القياسي عدا إضافة تراكيز عالية من بادئ الشريط المراد تضخيمه ، وبذا تكون عملية التضخيم بطيئة وتحتاج الى عدد إضافي من الدورات .

وقد طورت طريقة LATE PCR (Linear- after- the -exponential) وفيها يستعمل بادئ يسمى المحدد Limiting primer ذو درجات انصهار T_m عالية التي تفوق الدرجة الحرارية اللازمة للحفاظ على كفاءة وتوازن التفاعل ، ويضاف البادئ بكميات كبيرة وبذا

يكون هذا البادئ قد أنهى مهمته في مرحلة مبكرة قد تصل أو تتجاوز المرحلة الوسيطة للتفاعل .

تفاعل الكوثرية المعتمد على إنزيم فل الأشرطة Helicase- dependent amplification PCR

تفاعل تستبدل فيه عملية مسح أو انصهار الأشرطة بالحرارة بالمعاملة الإنزيمية وقد ذكر في مستهل الموضوع أن إنزيم فل الأشرطة Helicase هو الذي يقوم بفتح الأشرطة المزدوجة إلى أشرطة منفردة وتساعد في ذلك عدد من البروتينات الرابطة للأشرطة المفردة للمحافظة على الأشرطة بحالة منفردة والإنزيمات المسؤولة عن التوزيع الشكلي أو الطبوغرافي لجزيئة DNA وهي Topoisomerases . وعند بدء التفاعل يترك الإنزيم لفل الأشرطة ثم تتم بعد ذلك خطوات التفاعل التقليدية برفع وخفض درجات الحرارة وهي الطريقة المطبقة في الوقت الحاضر .

طريقة البدء الساخنة Hot-start PCR

طريقة تبدأ باستعمال درجة حرارة عالية تتراوح بين (92- 95 °م) لمدة 5 دقائق تقريبا ليتم بعدها الشروع بتفاعل الكوثرية الاعتيادي . والأسباب وراء ذلك أن بعض الإنزيمات حتى تلك النشطة بدرجات الحرارة العالية مثل Taq polymerase الذي يستعمل بكثرة تبقى محتفظة بفعاليتها بشكل منخفض بدرجات الحرارة الواطئة مثل درجة حرارة 37°م أو حتى درجة حرارة الغرفة ويؤدي ذلك إلى ظهور نواتج تضخيم غير مستهدفة نتيجة عدم دقة البادئ في الارتباط بالجزء المستهدف في جزيئة DNA القالب وارتباطه في مواقع أخرى Mispriming أثناء عمليات إعداد خليط التفاعل وتخضيره ، كما أن حضان خليط التفاعل بدرجات حرارة أقل من درجة الانصهار T_m يؤدي إلى تكوين مزدوجات البادئ Primer dimers لذلك تخور الطريقة بحيث يوقف عمل إنزيم الكوثرية Polymerase تماما بإغلاق الموقع الفعال في الإنزيم بمواد معينة لمنع حصول تفاعل الكوثرية قبل الشروع بتشغيل جهاز Thermal cycler ومن ثم تكفي خطوة المسخ الأولي Initial denaturation بإبطال عمل المادة الغالقة والشروع بتفاعل الكوثرية . وتتم عملية غلق عمل إنزيم الكوثرية بأحد الطرق الآتية :

- 1- إجراء تحويرات كيميائية لإنزيم الكوثرية بحيث لا يعمل بالدرجات الحرارية الواطئة وإنما ينشط وتفك منه المعوقات الكيميائية عند التسخين .
- 2- ربط الإنزيم بالأجسام المضادة Antibodies مما يؤدي إلى تثبيط فعاليته بالحرارة الاعتيادية ، ولكن عند رفع درجة الحرارة إلى 95 °م مثلاً فإن ذلك يؤدي إلى مسح الجسم المضاد البروتيني المرتبط به ليترك الإنزيم ليمارس فعاليته .

3- استعمال حواجز شمعية او زيتية حول دون قيام الإنزيم بأي فعالية بدرجة حرارة الغرفة . وعند رفع الحرارة ينصهر الشمع ويسمح للإنزيم بمزاولة فعاليته ، وعند استعمال مثل هذه النماذج لتحديد التوالي Sequencing لنواتج التفاعل لابد من إزالتها وتنظيف النموذج .

4- إحداث طفرات مثل الطفرات الشرطية Conditional mutants في الكائن المنتج حيث ينتج إنزيم يكون فعالا بالدرجات الحرارة العالية أي انه يهندس وراثيا قبل إنتاجه .

لذا تكون الطريقة الأعم هي تحضير كافة مكونات خليط التفاعل ثم خلطها جميعا وتكون المادة الغالقة لعمل إنزيم الكوثرية فعالة لحين الانتهاء من خلط جميع النماذج ثم يوقف عمل المادة الغالقة برفع درجة حرارة الخليط أعلى من 92°م . وهذا النوع من التحويلات يتخذ طريقتين الأول المذكور آنفا وهو اكتساب الإنزيم فعاليته بعد رفع درجة الحرارة وهذا ما يسمى بطريقة البدء الساخنة التقليدية Conventional hot start PCR . أما الطريقة الأخرى فان التنشيط يكون أثناء العملية أي ان الإنزيم ينشط ببطيء وبمرور الوقت ويطلق عليها Hot-start and time release PCR وتستعمل لأغراض خاصة مثلا عند وجود كميات قليلة من واسمات Markers الممرضات ، او كون نماذج DNA المستعملة متحللة او للتمييز بين الأليلات ، و كذلك تستعمل لتفاعلات الكوثرية المتعددة Multiplex PCR .

تفاعل الكوثرية العكسي (IPCR) Inverse PCR

إحدى التحويلات لعملية الكوثرية الاعتيادية ، ولكن يتم تضخيم المناطق المحيطة بمنطقة معروفة . وتشمل العملية عدد من خطوات الهضم بالإنزيمات القاطعة . والقطع المعروفة التوالي قد تكون مقحمات Inserts وهذا يسهل معرفة المناطق غير المعروفة التي استقرت فيها .

تفاعل كوثرية المستعمرة Colony PCR

تفاعلات تجري على مستعمرات البكتريا الخاصة التي تكون قد تعرضت لعمليات تغير وراثي مثل إجراء عمليات التحول الوراثي Genetic transformation ، أي إجراء مسح للتحري عن المستعمرات التي التقطت الجين او الصفة ، وفيها يتم تعليق الخلايا المأخوذة من مستعمرات مختلفة كل على حدة في محلول لتحليل الخلايا او تعرض الى درجات حرارية عالية لتكسير الخلايا وانطلاق DNA منها .

ثم تجري عملية او تفاعل الكوثره الاعتيادية باستعمال وتصميم بواديء خاصة بالمواد الوراثية التي أقحمت داخل الخلايا ولذلك فان المستعمرات التي تعطي حزم بالوزن الجزئي المحدد للقطع المقحمة تكون هي المستعمرات التي التقطت خلاياها هذه الصفة .

تفاعل الكوثره الموضعي *In situ PCR*

تفاعل كوثره يتم داخل الخلايا او الأنسجة المثبتة على وسائل صلبة مثل الشرائح الزجاجية ، ويمكن ان يتم بشكل مباشر على DNA وبشكل غير مباشر على RNA بعد نسخه العكسي الى DNA .

وتفيد التقنية في الكشف عن الأمراض في بدايتها حيث تكون التغيرات في الكميات صغيرة جدا مقتصرة على جمعات صغيرة من الخلايا او الأنسجة الأساسية في توليد الأمراض ، وذلك لان بعض الأمراض تكون بطيئة التطور وتحتاج الى شهور او سنين لتصبح واضحة سريريا . ومثل هذه الخلايا وكما وجد تكون غير فعالة من ناحية الانتساخ Transcription . وتستعمل طرق التهجين او تفاعلات الكوثره او الاثنين معا لفحص التعبير وإيجاد الجين المتأثر أثناء حدوث المرض . ويتم عزل الحوامض النووية من مجموعة الخلايا او مجموعة ثانوية من الخلايا التي تحتوي على نسخ بعدد قليل (حتى ولو نسخة واحدة) ثم تضخم بتقنية تفاعل الكوثره ، ثم يتم الكشف عن نواتج التضخيم .

ففي حالة التهجين الموضعي *In situ hybridization* (ISH) تستخدم تقنية تهجين الحوامض النووية على مستوى الخلية بعد إقرانها بوسائل الكيمياء الخلوية والمناعية وبذلك تسمح هذه التقنية بالكشف عن الواسمات الخلوية الذي يساعد في تحديد موقع تواليات او واسمات معينة في خلايا التي توجد في مجمع من الخلايا مثل في نوع خاص من الأنسجة او الدم . و نظرا لمحدودية عدد النسخ لتواليات DNA لذا يكون تهجين RNA أكثر حساسية من الكشف عن DNA .

أما في حالة تفاعلات الكوثره فيتم تضخيم هدف محدد داخل الخلايا المثبتة ، سواء بشكل مباشر او غير مباشر وتكون العملية محددة بعدة عوامل منها تعقيد الظروف داخل الخلايا التي تؤثر في كفاءة إنزيم الكوثره وكذلك عمليات الانتشار لنواتج تفاعل الكوثره . ونتيجة لذلك تكون الأوقات المستغرقة أطول من تلك الخاصة بنظام PCR التقليدي الذي يكون ضمن وسط سائل وهو الوسط المائي في العادة .

تفاعلات كوثره التواليات الداخلية *(ISS PCR) InterSequence-Specific PCR*

طرق تعتمد الى تحديد البصمة الوراثية DNA fingerprinting اذ يتم فيها تضخيم المناطق البينية مثل المكررات الواقعة بين تواليات بسيطة Simple sequence repeat

(SSR) لإعطاء البصمة الوراثية للقطع المتضخمة ، وتكون وسيلة ملائمة للتصنيف التطوري لجينومات الأحياء مثل خلايا بدائية النواة ، فضلا عن استخدامها في التشخيص وتحديد النمط الجيني للأحياء المجهرية الممرضة ، وتستخدم في تقنيات Alu – PCR .

تفاعلات الكوثر الطويلة Long PCR

طريقة استبدلت فيها قطعة Klenow التي تضخم حدود 400 قاعدة بإنزيمات أخرى لتضخيم قطع من DNA طولها أكثر من 5 كيلوقاعدة وعادة تكون حدود 10 كيلوقاعدة ، في هذه الحالة تؤخذ الاحتياطات لإفحاح التضخيم مثل استعمال إنزيمات كوثر خاصة مثل Pfu polymerase او غيره من الإنزيمات التي لها القابلية على بناء قطع DNA اكبر من 5 كيلوقاعدة مثل HF polymerase و TLA polymerase و Top polymerase وتفيد هذه الطريقة في تضخيم القطع الطويلة من DNA لأغراض مختلفة مثل بناء الجينات والتي لا تتمكن الطرق الاعتيادية من تحقيقه .

تفاعل كوثر المناطق المميثة Methylation specific PCR

طريقة تستعمل لتضخيم المناطق التي تحصل فيها إضافة لمجاميع الميثيل مثل تشخيص جزر CpG في DNA الجينومي (gDNA) بدلا من استعمال الإنزيمات الحساسة لوجود مجموعة الميثيل . وفيها تعامل جزيئات DNA القالب بمادة Na-bisulfite الذي يحول قواعد الساييتوسين الخالية من الميثيل الى يوراسيل . ثم يتم تصميم نوعين من البوادي ، احدهما يضخم الجزيئات غير الحاوية على الميثيل والأخرى تضخم الأهداف الحاوية على الميثيل ، ثم تحلل نواتج تفاعلات الكوثر .

تفاعل الكوثر المتعدد Multiplex PCR

في هذه التقنية يتم تضخيم أكثر من هدف في تفاعل واحد لإنتاج قطع DNA مختلفة بإحجام مختلفة الخاصة بتواليات مختلفة (استهداف مجموعة من الجينات او أي تواليات أخرى) . ويعتمد إفحاح التفاعل على البوادي المصممة ، ويفضل استعمال بادئ خاص لكل هدف مع التلاعب بدرجات حرارة الالتحام لتلائم كل بادئ والمتضخم الناتج عنه كي تعمل بشكل صحيح في تفاعل واحد ويجب ان تكون النواتج بإحجام مختلفة لإعطاء حزم واضحة عند الترحيل الكهربائي على الهلام او عند استعمال أي وسيلة إظهار أخرى .


و في بعض الأحيان يمكن تصميم بادئ واحد يمكن ان يرتبط الى مناطق مختلفة على الأهداف المختلفة كما في حالة استعمال Multiplex ligation – dependent probe

amplification (MLPA) وبالتالي يمكن تجنب محددات الوضوح المستعملة بتفاعل الكوثرية المتعدد، وتستعمل في تحليل SNPs والتتابع Microsatellites .

تضخيم العنقدة Nested PCR

عملية تضخيم لجزيئة DNA تساعد في تقليل الخلفية الناتجة من التضخيم غير المتخصص لجزيئات DNA . والطريقة تشبه طريقة الكوثرية الاعتيادية ولكن يستعمل فيها زوجين من البوادئ لتكبير قطعة ما ويكون على خطوتين :

- 1- تضخيم قطعة معينة من جزيئة DNA بطول يتعدى الطول المستهدف في النهاية
 - 2- تضخيم منطقة تقع ضمن المنطقة التي تم تضخيمها في الخطوة الأولى ، وبذلك تكون نواتج التضخيم اقصر مما في الخطوة الأولى وتحتوي التوالي المستهدف فقط .
- لذلك فان كانت النواتج في الخطوة الأولى قد تحمل أخطاء ، فمن المستبعد ان تكون الخطوة الثانية كذلك ، وبذا يكون تضخيم العنقدة عملية تضخيم متخصصة جدا . والعملية موضحة بالشكل التالي (شكل 4) .



شكل 4 : خطوات تفاعل كوثرية العنقدة

ويتضح من الشكل ان الطريقة تحتاج الى عمليتين منفصلة ، في الأولى ترتبط البوادي (المجموعة الأولى) الى جانبي قطعة DNA المستهدفة ، ومجموعة البوادي الثانية ترتبط الى نواتج الخطوة الأولى والتي تضخم بـ 20-30 دورة ، ثم يتم تضخيم القطع الداخلية (من نواتج الخطوة الأولى بـ 15 - 25 دورة) لذلك لا يتوقع ان تكون هنالك مواقع لارتباط البوادي غير المتخصصة وبذا تضمن العملية الخلو من التلوث والنواتج غير المتخصصة ، ويفضل ان تكون مواقع ارتباط المجموعة الثانية تختلف بشكل كامل او جزئي عن تلك المستعملة في التفاعل الأول ويفضل ان تقع في الطرف 3' و ان يتم اختيارها بحيث لا تكون مزدوجات البوادي . وتتوفر برامج خاصة لتصميم البوادي لتضخيم العنقدة . ويكون تضخيم العنقدة ناجح جدا في تضخيم قطع DNA الطويلة والتي تكون أكبر من قابلية الطريقة العادية ولكن تحتاج الى معرفة وتفصيل أكثر عن التوالي والقطع . ويمكن ان تستعمل الطريقة في تضخيم الأهداف قليلة النسخ مثل اقل من 100 نسخة وكذلك عند إجراء الكوثرية لتحديد الكميات فضلا عن أهداف أخرى . ويمكن ان تتم عملية تضخيم العنقدة في خليط التفاعل نفسه بدون تخفيف او تبديل مكونات التفاعل بين مرحلتي التضخيم على شرط زيادة الاهتمام بتصميم البوادي لتجنب الازدواج الذاتي للبادي او الازدواج بين البوادي الداخلية والخارجية كما ذكر أعلاه . وفي حالة التضخيم شبه المعنقد Seminested PCR فيصمم بادئ الخطوة الثانية لأحد نهايات التوالي المستهدف (والذي يكون عادة cDNA) سواء للطرف 3' او 5' عندما يراد تحديد سير الجين Gene walking كما في حالة Rapid amplification of cDNA ends (RACE) .

تفاعلات كوثرية النسخ العكسي Reverse transcription PCR (rt PCR)

تستعمل لغاية التعامل مع RNA لذلك يحول الأخير الى cDNA بإنزيم النسخ العكسي Reverse transcriptase فالتفاعل يمكن ان يقسم الى مرحلتين الأولى تفاعل الشريط الأول وفيه يتم نسخ mRNA الى DNA باستعمال Oligo dT كبادي والذي يرتبط الى 3' poly A الموجودة في المنطقة غير القابلة للترجمة UTR 3' من جزيئة mRNA والتي تكون موجودة في معظم هذه الجزيئات ويكون الخليط حاويا على إنزيم النسخ العكسي و dNTPs وهذه تتم في داري خاص بإنزيم النسخ العكسي وتتم العملية في حوالي ساعة بدرجة حرارة 37° م . بعد ذلك يتم إضافة إنزيم RNase H الذي يهضم جزيئات RNA وبذا يفك RNA من مزدوجات RNA-cDNA . والتفاعل الثاني والذي يطلق عليه تفاعل الشريط الثاني ويتمثل بعمليات تفاعل الكوثرية التي تحتاج الى بوادي وإنزيم كوثرية DNA (DNA polymerase) وبعدها يتحول الشريط

المفرد (cDNA) الى شريط مزدوج وتسير عملية الكوثرية الى ان تصل الكميات الى حد يمكن الكشف عنها والطريقة مفيدة جدا في الكشف عن جزيئات RNA النادرة وتساعد في كلونة تواليات RNA على شكل DNA المكمل لها وتساعد في بناء مكتبات cDNA الحاوية تواليات mRNA للجينات المعبر عنها في الخلايا وتسجيل مستويات التعبير على مستوى RNA او البروتينات.


وتستعمل هذه الطريقة لأغراض عدة مثل تحديد نسق التعبير Expression profiling وكذلك تحديد توالي نسخ RNA لمعرفة نقاط بدء الانتساخ Transcription او مواقع إنهاء الانتساخ ، وفي حالة معرفة توالي الجين يمكن تحديد مواقع الاكسونات والانترونات فيه ، وفي حالة معرفة الطرف 5' التي تشير الى موقع بدء الانتساخ فيمكن باستعمال الطريقة وإقرانها مع طريقة RACE المذكورة أعلاه .

وتستعمل الطريقة لتحديد كميات mRNA في نماذج صغيرة جدا حتى ولو كانت في خلية مفردة ، وتعد أفضل من التقنيات المستعملة لهذا الغرض من حيث الحساسية مثل طرق Northern blot analysis ، RNase protection assay ولذلك تستعمل في تحديد نسق التعبير الجيني مثل الجينات الخاصة بالجوانب المناعية على سبيل المثال . وتستعمل الطريقة بعض الأحيان للتشخيص وتحديد حركة الخلايا الورمية الخبيثة أثناء ظاهرة الانبثاث Metastasis .

تفاعل الكوثرية العشوائي DNA Random Amplified Polymorphic (RAPD)

تفاعل كوثرية يطلق عليه أيضا Arbitrarily primed PCR (AP- PCR) ، تستعمل فيه بواديء عشوائية قصيرة والتي يمكن ان تضخم مواقع عدة في جزيئة DNA ، وقد أمكن تطوير عددا من الواسمات التي تستعمل لأغراض مختلفة نتيجة للدراسات ضمن حقل البايولوجي الجزيئي . يكون طول البواديء المستعملة بحدود 10 قواعد في العادة وتضخم كميات بالنانوغرام من DNA الجينومي بدرجات حرارة التحام واطئة باستعمال تفاعل الكوثرية والتي يصبح بالإمكان فصلها وتصبيغها ببروميد الاثيديوم .

ويتم إجراء عملية الكوثرية تحت ظروف غير صارمة لتضخيم قطع عشوائية من أي جينوم ، لذلك فان الأنواع القريبة من بعضها جينيا تظهر توزيع حزم متشابهة اما البعيدة عن بعضها فتكون حاوية على قطع بعيدة كما يظهر الشكل 5 .



شكل 5 : نمط الحزم التي تظهر من تفاعلات الكوثرية العشوائية

ان شيوع استعمال طريقة الكوثرية العادية هو لسهولة استخدامها وجأحها العالي وحتاج الى معرفة بالتوالي ، ولكن باستعمال البوادي العشوائية يمكن ان تضخم مواقع مختلفة في DNA وهذه مهدت لتطوير واسمات تستعمل لأغراض مختلفة وهي لا تحتاج الى معرفة التوالي . وباستعمال البوادي القصيرة أمكن الحصول على نسق مختلفة من DNA . وعند درجة الالتحام الملائمة أثناء دورات الكوثرية فان البوادي ذات التواليات المختلفة ترتبط الى مواقع مختلفة من تواليات القالب المكمل لها وتنتج قطع مميزة اذا كانت هذه المواقع ضمن مدى التضخيم من حيث المسافة . والاختلاف في النيوكليوتيدات بين مجموعة قطع DNA القالب ستؤدي الى ظهور الحزم او غيابها وذلك لاختلاف مواقع ارتباط البوادي .

و لعملية الكوثرية العشوائية تطبيقات كثيرة نظرا لرخصتها وبساطتها ومن هذه التطبيقات وضع الخرائط الجينية ، واستعمالها في دراسات Southern blotting لجزيئة DNA الجينومي . وتستعمل الطريقة لتضخيم القطع الصغيرة Sequence tag sites

(STS) وفي هذه الحالة تكون هناك حاجة ماسة لمعرفة التوالي لغرض تصميم البواديء له .

وقد مكنت الكوثرية العشوائية من تحديد الواسمات ذات العلاقة ببعض الصفات المهمة دون الحاجة الى وضع خارطة كاملة للجينوم .

وفي وراثة العشائر والتطور Population genetics and evolution حالت بعض المعوقات في تطور هذا الجانب ، ولكن طريقة الكوثرية العشوائية ساعدت في تحسين هذا الجانب ووفرت طرق بسيطة لتحليل التغيرات الوراثية على مستوى DNA و لكن الى مدى معين وذلك لان نتائجه توضح الواسمات السائدة لذا يكون تردد الأليلات قليل الدقة مقارنة بالطرق الأخرى مثل Restriction fragment length polymorphism (RFLP) ولذا احتاجت الكوثرية العشوائية الى تحسين بعض المؤشرات وزيادة عدد النماذج . فضلا عن ان الحزم المختلفة والتي لها الحجم نفسه والتي تظهر من استعمال البواديء نفسها احتاجت الى عمليات إحصائية معقدة وكبيرة والتي يمكن ان تحل مشاكل معرفة أفراد النوع الواحد المهاجرة وتفريقها عن الأنواع المتباعدة .

و تستعمل الطريقة في الدراسات التطورية وأثبتت نجاحها بعد تدعيمها بنتائج الدراسات التصنيفية الموجودة وكذلك استعمال Isoenzymes و RFLP . وتستعمل الطريقة للأغراض الجنائية وتحديد الأبوة وغيرها من الأغراض في هذا المجال . وتفاعلات الكوثرية العشوائية أكثر حساسية من تفاعلات الكوثرية الاعتيادية لذلك يكون من الصعوبة الحصول على نتائج متطابقة في كل مرة خاصة في الحزم الفاتحة وقد تكون هذه ناتجة من البواديء او كون DNA القالب غير جيد فضلا عن ان تركيز DNA القالب يمكن ان يؤدي الى غياب او وجود بعض الحزم .

وبما ان الطريقة العشوائية يمكن ان تضخم أي قطعة من DNA لذلك فانها يمكن ان تضخم DNA الآتي من التلوث او الإصابات او الأحياء المتطفلة في نماذج DNA المستعملة لذلك كانت العناية الفائقة لازمة لإبعاد التلوث جزيئات DNA غريبة آتية من مصادر خارجية . وبالرغم من مساوئ الطريقة العشوائية والواسمات التي تكشفها الا انها تكون مفيدة عند عدم توفر الإمكانيات الأخرى .

طريقة الكوثرية الكمية (qPCR) Quantitative PCR

يطلق عليها تسميات مختلفة RT-QPCR ، QRT-PCR ، RT-PCR ، RQ-PCR . و تستعمل الطريقة لقياس نواتج الكوثرية الآتية Real Time – PCR (التي سيأتي ذكرها لاحقا) .

والأفضل فيها هو قياسها كميات البدء لجزيئات DNA أو RNA أو cDNA وتستعمل لمعرفة فيما إذا كان توالي معين موجودا في النموذج وعدد نسخه . ويمكن ان تستعمل مع طريقة كوثرة النسخ العكسي Reverse transcriptase PCR كما ذكر آنفا . وتستعمل الطريقة في تضخيم وتحديد تواليات جزيئات DNA النادرة والغريبة .

تفاعل كوثرة الخلية المفردة Single cell PCR

تعتمد الطريقة الى تضخيم الأهداف القليلة جدا كما في حالة المواد الوراثية الغريبة الموجودة في خلية مفردة . وعندها تتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه الكميات القليلة . تستعمل الطريقة في الفحوص قبل الولادة اذ يتم التحليل الوراثي باستعمال خلايا الجنين لتحديد الاضطرابات الوراثية المندية على سبيل المثال ، وفي الوقت الحاضر تتوفر عدد خاصة للجينوم الكامل للخلايا المفردة .

تفاعل كوثرة الطور الصلب Solid – phase PCR

في هذه الحالة يعنى بتصميم البودائ التي تكون تقييد على سطوح خاصة والمكملة لأهداف من DNA ذائبة وغير مقيدة وبعدها يتم إطالة البودائ ، وبذا تكون في التفاعل نوع من التقييدات ولكن مع هذا تجد تطبيقات مهمة مثلا في تصميم وصناعة رقائق DNA (DNA chips) وكذلك في الكشف عن الممرضات الميكروبية ، وكذلك تستعمل في تشخيص الأمراض ، ودراسة التنميط الجيني Genotyping والتعبير الجيني ، وكذلك تستعمل في التعرف على الطفرات التي قد تكون تافهة Nonsense mutations او الطفرات الخاطئة Missense mutations ، وقد يكون بالإمكان توسيع مدى استعمالات هذه الطريقة وفق الحاجة .

طريقة الكوثرة غير المتناظرة الحرارية Thermal asymmetric interlaced PCR (TAIL PCR)

طريقة تستعمل لعزل وتقدير المناطق غير المعروفة التي تحيط او تجنح Flanking توالي معروف وذلك بمساعدة أزواج من بودائ العنقدة وبدرجات حرارة التحام مختلفة . ويمكن استعمال البودائ المشتتة Degenerated primers لتضخيم مناطق اتجاهات أخرى من التوالي غير المعروف .

طريقة كوثرة الهبوط (TD-PCR) Touchdown PCR

ويعني هنا الهبوط بدرجات حرارة الالتحام Annealing وهنالك نوع مشابه يسمى Step down PCR . وتمثل إحدى تفاعلات الكوثرة التقليدية والتي ترافقها بعض الأحيان ظهور نواتج غير متخصصة وبذلك فهي تؤثر في الخلفية غير المتخصصة . وتتم باستعمال درجات حرارة التحام أعلى من الدرجة المثلى (واقل من درجة حرارة الانصهار) ، في الدورات المبكرة ثم يتم تخفيض الحرارة درجة واحدة أو اقل (عادة يتم خفض الحرارة بمقدار نصف درجة مئوية لكل دورة) لحين الوصول الى درجة حرارة الالتحام المناسبة والتي تبقى ثابتة لكل الدورات اللاحقة (وأحيانا تخفض درجة حرارة الالتحام اقل من الحرارة المناسبة في دورات العشر الأخيرة للحصول على كمية منتج PCR كبيرة) . لذلك تسمح هذه الطريقة بعمل نسخ كثيرة من جزيئات DNA المرغوبة عن طريق السماح للبواديء للارتباط بمناطق DNA الأكثر تكاملا معها فقط في الدورات الأولى من تفاعل الكوثرة .

اما طريقة Step down PCR فتختلف عن Touchdown PCR بان حرارة الالتحام تكون ثابتة وأعلى من حرارة الالتحام المناسبة في الدورات الأولى ولا تخفض تدريجيا وإنما تخفض مباشرة عددا من الدرجات المئوية للدورات اللاحقة حتى يكتمل تفاعل الكوثرة . تنفع هذه الطريقة لتقليل الزمن والجهد والكلفة اللازمة لإيجاد الظروف المثلى لتفاعل الكوثرة ، حيث تختصر العمليات السابقة بخطوة واحدة . ويتضح مما ذكر أعلاه ان الطريقة ما هي الا أمثلة وإيجاد الظروف المثلى لعملية التضخيم ، فبدلا من استعمال أنابيب تفاعل متعددة وتراكيز مختلفة من المواد او غيرها من اللوازم ، يكون بالإمكان في أنبوب او وعاء واحد او مجموعة صغيرة من الأوعية حدوث التفاعلات لتضخيم الهدف المطلوب للتخلص من المتضخمات Amplicons الخاطئة ، وتكوين مزدوجات البواديء .

وفي الأجهزة الحديثة يتم برمجة الدورات بحيث تكون وصلة الالتحام في الدورات المتعاقبة تتم بدرجات حرارية مختلفة ، ولذا يتم اختيارها وفق درجة الانصهار ، ثم تخفض تدريجيا الى ان تصل الى اقل من حرارة الالتحام ، وفي هذه الحالة يتم ضمان ان التفاعلات الأولى من الالتحام تتم بين المتفاعلات التي يكون فيها التكامل عاليا أي التي تعطي الهدف المراد تضخيمه . وانخفاض الحرارة في الدورات الأخيرة قد تشجع الالتحام غير المتخصص لكن عندها يكون الهدف قد تضخم الى حد كبير بحيث ان التفاعلات غير المتخصصة في الدورات الأخيرة سوف يلغيها الهدف المتضخم .

وبما ان الغرض من الطريقة هو منع الالتحام غير المتخصص في الدورات المبكرة لذا يكون من الأفضل البدء بدرجات حرارية عالية أي استعمال طريقة البدء الساخنة Hot-start PCR مع هذه الطريقة ، وهذا يزيد من تخصصية تفاعل الكوثرية بشكل كبير جدا .
و تكون طريقة كوثرية الهبوط ذات فائدة عند عدم معرفة التطابق Identity بين البادئ والقالب خاصة عندما يتم تصميم البوادي بالاعتماد على تواليات الحوامض الامينية ، فعدم التطابق هذا قد يؤدي الى تقليل درجات الانصهار للقطعة المستهدفة بما فيه الكفاية لتكوين حزم غير مرغوب فيها . وبذلك فان الطريقة تيسر استعمال البوادي المشتتة التي فيها تغاير في القواعد ووجود Inosine وحتى عندما يكون هناك عدم تلاؤم Mismatch قرب النهاية 3' أي ان الطريقة تستوعب عدم التلاؤم هذا ولكن يفضل ان تكون الظروف الأخرى ملائمة جدا مثل استعمال دوايرء ملائمة .

كوثرية المناطق المتغايرة VNTR-PCR

يتم فيها تضخيم مناطق خاصة مثل VNTR او STRs لتحديد البصمة الوراثية للأحياء وبناء قواعد بيانات مثل CODIS . التي تستعمل عادة في الأغراض الجنائية ، ويستخدم mtDNA بشكل أساسي ، ويتم البحث عادة عن STRs التي تقارن بالمراجع الموجودة في قواعد البيانات ، ويمكن ان تستبدل عند الحاجة بمصادر أخرى مثل كروموسوم الجنس Y او غيرها من المصادر للمقارنة .

الفصل الثاني

مقومات وأساسيات تفاعل الكوثرية

	الهدف او القالب Target DNA
	الواسمات Ladder markers
	المحاليل الدارئة Buffer solutions
	النيوكليوتيدات dNTPs
	الايونات ثنائية التكافؤ
	الإنزيمات

مقومات وأساسيات تفاعل الكوثرية

يتناول هذا الجزء المقومات والمواد المتفاعلة في تفاعل الكوثرية . وبما ان تفاعلات الكوثرية محاكاة لتضاعف DNA داخل الأنظمة الحية وتتم عادة خارجها فهذا يتطلب تغير ظروف عدة للوصول في النهاية الى كوثرية قطع معينة من DNA الى كميات كافية لإجراء الدراسات والتحليلات عليها ، وبما ان الظروف داخل الأنظمة الحية تختلف تماما عن الظروف خارج الأنظمة الحية فقد تطلب هذا العناية بمختلف الجوانب التي لا يكون لها وجود داخل الأنظمة الحية وعلى سبيل المثال لا الحصر النظام الحراري الذي يجب ان يتغير خارج الأنظمة الحية في حين ان عملية التضاعف تتم بدرجة حرارية واحدة داخل الأنظمة الحية . وتحدث بمدى معين من التضخيم لتلائم حاجة النظام الحي . فضلا عن وجوب توفير دأريء ليلاعم الفعاليات الإنزيمية .

الهدف او القالب Target DNA

يستعمل تفاعل الكوثرية لتضخيم أهداف مختلفة في العادة تكون مجهزة بتواليات معروفة التوالى مثل الموجود بالشكل الآتى (شكل 6)



شكل 6 : التواليات المحيطة بالتوالي المستهدف والتي تصمم البواديء لتكملها

وهذه الأهداف اما تكون أشرطة مزدوجة لجزيئة DNA (dsDNA) او أشرطة مفردة منه ssDNA او أشرطة RNA التي تحتاج الى النسخ العكسي . و قد تكون هذه جينات كاملة او جزء من الجين او تواليات غير مشفرة Non-coding sequences قد تصل أحجامة الى 10 كيلو قاعدة (Kb) والبعض الآخر قد يصل الى 40 كيلوقاعدة بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة . وعادة يميل العاملون عند تحضير النماذج الى البحث عن المصادر الوفيرة لجزيئات DNA والثابتة ، فمثلا في الطب الجنائي يفضل استعمال DNA المايوتوكونديريا (mtDNA) لأنه يوجد بكثرة في الخلايا فضلا عن ثبوته وفي جميع الأحوال يكون الغرض من العملية هو الذي يحدد المصدر بالتعاون مع ظروف مؤثرة أخرى .

وبطبيعة الحال فإن جزءاً من نجاح عملية الكوثرية تعتمد على جودة او نقاوة DNA المستهدف ومن أهم شروطها عدم احتوائها على مثبطات لإنزيم الكوثرية DNA polymerase ، وهذا يعني ان عملية الكوثرية PCR تستعمل DNA كهدف للتضخيم نظرا لثبوت هذه الجزيئات وسهولة عزلها .

ويمكن الحصول على الأهداف (DNA) من نماذج مختلفة مثل استعمال عيدان تنظيف الأسنان للحصول على الخلايا من تحت الأظافر او استعمال مسحات قطنية للحصول على الخلايا من بطانة الفم او من خلايا بصيلات الشعر . اما اذا كانت الخلايا من مزارع الأحياء المجهرية مثل البكتريا المعلقة في وسط غذائي ، فتفصل الخلايا بالطرد المركزي بسرعة 1200-1500 xg لمدة خمس دقائق ثم تعلق في 1 مللتر من داريء الفوسفات الملحي (Phosphate buffered saline) ثم يعاد فصلها بالسرعة والوقت ذاته ، وتكون عملية الغسل ضرورية لإزالة الوسط الغذائي والعوامل المثبطة من سطوح الخلايا فضلا عن ان حطام الخلايا Debris يمكن ان يثبط عملية الكوثرية وعند حصول ذلك لابد من تخفيف النموذج المستعمل ، وعلى العموم فان الخلايا المغسولة تعلق في 20 مايكرو لتر من الماء المقطر او أي محلول آخر ملائم ، لتجري عليها الخطوات الأخرى .

وفي حالة البحث عن البكتريا من النماذج الطبيعية فتؤخذ عيدان تنظيف الأسنان للحصول على البكتريا من الأسنان ، او تؤخذ مسحات قطنية للحصول على البكتريا من الحنجرة والأذن او القدم او أي موقع اخر من الجسم وتعلق في 500 مايكرو لتر من الماء ، ثم يعرض النموذج لدورات من التجميد والانصهار لتكسير جدران الخلايا البكتيرية وبالرغم من هذا فان DNA الموجود في الخلايا لا ينطلق معظمه ، ولكن ما يمكن الحصول عليه يكون كافيا لإجراء تفاعلات الكوثرية .

اما عند استعمال RNA للتضخيم فانه يجب ان يعرض للنسخ العكسي مثل استعمال MuLv المستخرج من الفيروسات او rTth المحور من إنزيم الكوثرية لتحضير أول شريط من cDNA قبل البدء بتفاعل الكوثرية التقليدي ، وفي نماذج RNA ذات المحتوى العالي من G+C او الحاوي على تراكيب ثانوية معقدة فاستعمال rTth المذكور آنفا يكون أفضل .

بعد الحصول على نماذج DNA فان من أهم مواصفات نجاحه هو احتوائه على الأقل على شريط من DNA حاوي على المنطقة المراد تضخيمها وان الشوائب يمكن ان تخفف دون التأثير في خطوات التضخيم وأفضل التخفيف المستعملة 5:1 لمصدر DNA مع الماء ، وعملية التخفيف هذه تكون للتخلص من الشوائب الموجودة في مصدر الهدف وكذلك الشوائب والمواد المستعملة أثناء الاستخلاص والتنقية .

وعند استعمال DNA كنموذج نقي لبدء التفاعل فان الكميات يجب ان تكون في المقياس النانوي (Nanogram) و يمكن ان تصل قياس مايكروغرام (Microgram) في حالة استعمال DNA جينومي (gDNA) ، وهذه الكميات او التخافيف يمكن ان تحدد بالتجربة اذ لا يوجد تعميم لها نظرا لاختلاف النماذج . وكما ذكر أعلاه فان النموذج يجب ان يكون خاليا من مثبطات إنزيم الكوثرية ، ولزيادة الاحتياط وبعد تحضير النماذج تسخن بأي وسيلة كانت لدرجة 95° م او وضعها في ماء مغلي لمدة خمس دقائق وذلك لتثبيط جزيئات DNase الموجودة في النماذج و ذلك لان بقاء الإنزيم في النموذج سيؤدي الى تدمير جزيئات DNA القالب الى قطع لا تكون ملائمة لعملية PCR . اما في حالة توقع ان تكون كميات DNA قليلة في النموذج لذا يجب ان تركز بالترسيب بالكحول الايثيلي ثم تبخير الكحول وبذلك يكون النموذج جاهزا لعملية الكوثرية التي يفضل ان تجري بأكثر من مكرر لزيادة الاحتياط .

اما كمية DNA المستعملة في تفاعل الكوثرية فتعتمد على الغرض من التجربة والترحيل الكهربائي لها ، فيمكن ان يكون الغرض التأكد من وجود جزيئات DNA في النموذج او لا ، وعلى العموم فان الحزم الواضحة تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية بعد التصبغ ببروميد الاثيديوم EthBr تكون حاوية على حوالي 20 نانوغرام ولذلك يؤخذ بنظر الاعتبار هذا المقياس عندما يراد التعامل مع مكونات الحزمة وتقطيعها بإنزيمات القطع .

وعليه تتراوح الكميات بين تطرف الزيادة أو النقصان ، فعند زيادة كمية DNA فإنها حالة غير مرغوب فيها ، فهي يمكن ان تتحرك بسرعة وتظهر بانها اقل من الوزن الحقيقي لها وفي بعض الحالات يمكن ان تؤدي الى إرباك المجال الكهربائي لحزم أخرى في المسارات الموازية مظهرة إياها بحجم خاطئ ، اما عند قلة التركيز فان القطع الصغيرة تظهر حزم باهتة يصعب رؤيتها. ولكن في العموم فان مدى واسع من التراكيز يمكن ان تتحملة عملية الكوثرية لإعطاء نتائج مقبولة .

والتوجه العام للحجوم المستعملة لنماذج DNA هو استعمال 10-20 مايكرو لتر يضاف الى خليط تفاعل بحجم 50 مايكرو لتر . وعندما يراد الحصول على كميات كبيرة من جزيئات DNA فلا يتعدى الحجم 50 مايكرو لتر وإنما يصار الى استعمال مكررات كثيرة بالحجم نفسه .

الواسمات Ladder markers

وتلحق هذه بموضوع DNA ويطلق عليها ايضا الدلائل الحجمية ، هي قطع معروفة الوزن الجزيئي تستعمل في تحديد الوزن الجزيئي لنواتج الكوثرية . وقدما كانت تستعمل

العاثيات البكتيرية Bacteriophages لهذا الغرض بعد تقطيعها بإنزيمات قطع خاصة مثل λ Hind III أو λ Pst I أو قطع Φ X 174 المهضومة بـ HaeIII ، وهذه الواسمات تعطي حجم أو وزن جزيئي تقريبي ، ويتم اختيارها لتكون ملائمة للنماذج تحت الدراسة ، فمثلا لنماذج الكوثرية الصغيرة تستعمل Φ X 174 HaeIII ، وللقطع الكبيرة مثل 6 كيلو قاعدة يستعمل λ Hind III .

وفي الوقت الحاضر انبرت الشركات في تحضير سلم من الواسمات بأوزان جزيئية مختلفة تتراوح بين 100 قاعدة وبعضها يصل الى 10 كيلو قاعدة .

وفي حالة معرفة كميات DNA في مسار Lane الواسمات يمكن حساب كمية DNA التقريبية للحزم الواضحة ، وفي هذه الحالة يمكن الاستعانة ببرامج الحاسوب الكثيرة المعنية بتحليل الهلام . ويفضل ان يكون خليط الواسمات جاهزا ومخلوط مع دارئ التحميل Loading buffer وبتركيز محدد ، وعادة يستعمل في أول مسار من مسارات الهلام ، والأفضل استعمال أكثر من مسار للواسمات في الهلام لزيادة دقة النتائج .

تراكيز جزيئات DNA و حساباتها

بما ان DNA هو احد المتفاعلات سواء على شكل قالب أو كونه أهم نواتج تفاعل الكوثرية وكذلك أولياته من dNTPs . وهي بصورة عامة تحسب بقياس OD_{260} (A_{260}) . وهذه بعض الحقائق حول أوزان وتراكيز هذه المواد المهمة .
معدل الوزن الجزيئي لجزيئات dNTPs هو 487 دالتون اما نظيرتها dNMP فهو 325 دالتون وهي التي تدخل في تركيب DNA .

ssDNA OD_{260}	→	1=33 μ g/ml
dsDNA OD_{260}	→	1=50 μ g/ml
RNA OD_{260}	→	1=40 μ g/ml

وحساب الامتصاص يكون وفق المعادلة :

$$\text{Absorbance} = \text{Molar Extinction Coefficient} \times \text{Conc.} \times \text{Path length}$$

فكل قاعدة من قواعد النيوكليوتيدات لها Molar Extinction Coefficient خاص

Extention coefficient	الطول الموجي (نانومتر)	القاعدة النتروجينية
12300–13400	260–264	Adenine
7350–8100	273–275	Guanine
6100–10200	267–274	Cytosine
8200	259	Uracil
7900	264	Thymine

اما طول المرر Path length فعادة يكون في 1 Cuvette سم
فمثلا لبادئ بطول 20 قاعدة (20 mer) تكون

$$A_{260}=1=5 \text{ nmol} = 33 \mu\text{g}/(20 \times 325)$$

ولتحويل بيكومول pmol الى مايكروغرام μg من البادئ بطول 20 قاعدة يكون كالآتي :

$$0.065 \mu\text{g} = 1.000.000 / (325 \times 20 \times 10)$$

و لتحويل مايكروغرام من البادئ الى بيكومول مثلا 0.1 مايكروغرام من بادئ بطول 20 قاعدة :

$$0.1 \times 1,000,000 / (20 \times 325) = 15.4 \text{ pmol}$$

و لحساب تركيز البادئ للتفاعل بالبيكومول / مايكرو لتر

$$20 \text{ pmol of primer in } 100 \mu\text{l reaction volume} = 0.2 \mu\text{M}$$

المحاليل الدائرة Buffer solutions

تستعمل لتصحيح والمحافظة على الرقم الهيدروجيني وتركيز الأيونات الموجبة بحيث تكون بتراكيز تسمح للإنزيمات الكوثرية بالفعالية ، اذ ان الرقم الهيدروجيني المرتفع جداً او المنخفض جداً يؤدي الى تثبيط تفاعلات الكوثرية واستعمالها يعتمد على عدد من الظروف أهمها الغرض من التفاعل . وهناك اكثر من محلول دارئ كل يستعمل لغرض محدد في مرحلة من عمليات التضخيم ، وتكون محتوياتها مختلفة وتعدل أرقامها الهيدروجينية اما باستعمال حامض الهيدروكلوريك HCl او هيدروكسيد الصوديوم NaOH . وفي مجال تفاعل الكوثرية الذي يكون منصبا أساسا لاستعمال DNA توفر الشركات الدوائر الخاصة و تكون عادة بتركيز 10X والبعض منها يكون خاص بتفاعل إنزيم Taq كما سيأتي ذكره لاحقا ومن هذه الدوائر :

داريء الكوثرية PCR buffer

داريء يحتوي على ايون البوتاسيوم بشكل أساسي . يجهز بتركيز 10X ومكوناته :
500 mM KCl

100 mM Tris pH 8.3-9

ويضاف اليه Triton-X بنسبة 1% ، وبعض الأحيان يضاف الجيلاتين بنسبة 0.01% (وزن\حجم) .

ويمكن ان يسوق بهذه الصيغة ، او يضاف اليه كلوريد المغنسيوم بتركيز 15 ملي مول . والتراكيز النهائية لهذه المواد في خليط التفاعل تكون 50 ملي مول من البوتاسيوم (وهي تتخذ كقيمة أساسية Default في العديد من برامج الحاسوب والحاسبات الخاصة بتفاعلات الكوثر) . اما تركيز Tris فيكون 10 ملي مول . وفي حالة احتواء الداريء على المغنسيوم فان التركيز النهائي سيكون 1.5 ملي مول .

دارئ TE

دارئ Tris-EDTA يحتوي على Tris-HCl و EDTA ، يحضر بتركيز عالي مثل 10X ثم يخفف عند الاستعمال ولتحضير لتر من الدارئ بتركيز 10X :

Tris-HCl (1M) يستعمل منه 100 مللتر

EDTA 0.5 M (pH 8) يستعمل منه 20 مللتر

ويضاف 880 مللتر من الماء المقطر المزال منه الأيونات Deionized distilled water (ddH₂O) .

ويكون تركيز المواد في المحلول النهائي Tris- HCl 100 mM وتركيز EDTA 10 mM . ولتحضير تركيز 1X تستعمل عشر (1\10) الكميات المذكورة أعلاه مع استعمال 998 مللتر من الماء المقطر (ddH₂O) ليكون تركيز Tris- HCl 10 ملي مول و EDTA 1 ملي مول .

ويحضر الدارئ بأرقام هيدروجينية مختلفة اعتمادا على الغرض من استعماله ، ويتم ذلك بعد إذابة Tris-base الذي يعدل رقمها الهيدروجيني باستعمال حامض الهيدروكلوريك (HCl) . ومن الأغراض هذه خزن نماذج DNA لذلك يحضر الدارئ برقم هيدروجيني 8 للتقليل من حالة إزالة البيورينات Depurination التي تحصل في الوسط الحامضي . اما عند خزن RNA فيكون الرقم الهيدروجيني 7.5 وذلك لانه جزيئات RNA تتفكك في الوسط القاعدي التفاعل . فضلا عن ان مادة EDTA تقلل من الأيونات اللازمة لفعاليات الإنزيمات القاطعة التي توجد في النموذج وبذلك تستعمل في التخزين والحفاظ على الحوامض النووية . ولكن في الوقت نفسه تكون الأيونات مثل Mg^{++} ضرورية لعمل إنزيمات الكوثر لذلك وكأحد المعالجات لهذه الحالة لا يستعمل الدارئ في التخفيف وإنما يستعاض عنه بالماء المقطر .

اما العمليات التي تجري بعد تفاعل الكوثر Downstream processing فلا تتأثر بشكل كبير باختلاف الأرقام الهيدروجينية .

وفي جميع الأحوال وللدوائر الحاوية على EDTA فإن هذه المادة تعمل على خلب الأيونات ثنائية التكافؤ مثل Mg^{++} وغيرها التي تكون ضرورية للعديد من الإنزيمات مثل إنزيمات القطع Nucleases أو إنزيمات الكوثرية . وتكون سعة المادة للخلب هي جزيئة من EDTA ترتبط بأيون واحد من الأيونات ثنائية التكافؤ . وبذلك فإن وجودها بتركيز عالية يؤدي الى خلب الأيونات الضرورية للإنزيمات الكوثرية اللازمة لمضاعفة DNA ، وعليه تتخذ الاحتياطات اللازمة لتوفير الأيونات ثنائية التكافؤ مثلا استعمال الماء المقطر بدلا من استعمال الدوائر الحاوية على EDTA .

دارئ الخلات Tris – acetate EDTA buffer (TAE)

محلول دارئ يحوي خليط من Tris-base وحامض ألكليك و EDTA ، ويستعمل في فصل الحوامض النووية DNA و RNA عند الترحيل في هلام الاكاروز Agarose gel ، يحضر المحلول الخزين منه مثلا بتركيز 50X من الآتي :

Tris base 242 غرام في الماء

ويضاف اليه حامض ألكليك الثلجي Glacial acetic acid بمقدار 57.1 مللتر ثم يضاف اليه 100 مللتر من محلول EDTA بتركيز 0.5 مولار (pH 8) ويكمل الحجم الى لتر واحد .

ويخفف أيضا الى 1X بالماء (50:1) ويكون الناتج حاويا على 40 ملي مول Tris و 20 ملي مول حامض ألكليك و 1 ملي مول EDTA .

والمحلول الخزين يمكن ان يبقى لمدة طويلة دون الحاجة الى تعقيم .

تكون جزيئات DNA في هذا الدارئ في حالة أفضل لأنه قاعدي التفاعل وبذا يتم تجنب إزالة البيورينات . والدارئ يحوي على كمية من Tris هي نصف الكمية في دارئ البورات TBE وله سعة دائرة Buffering capacity اقل و لكن يعطي نواتج أفضل ويستعمل الدارئ في عملية تخضير هلام الاكاروز وكذلك في عملية الترحيل الكهربائي Running buffer ، ويستعمل أيضا في حالة إجراء الترحيل الكهربائي تحت ظروف المسخ Denaturing gradient gel electrophoresis لإجراء التحليلات الواسعة للطفرات . وللدارئ مزايا حسنة في التطبيقات الإنزيمية اللاحقة لنماذج DNA مثل إجراء عملية كلونة نواتج PCR في حين لا تكون كذلك في حالة TBE . وكلفته اقل من دارئ TBE ويعمل بشكل جيد مع الترحيل الكهربائي القصير والتيار المنخفض فضلا عن ان DNA يتحرك فيه بسرعة .

دارئ البورات (TBE) Tris-borate EDTA

دارئ يستعمل بكثرة في كوثرة DNA مع TAE ولتحضير لتر من TBE بتركيز 10X يستعمل الآتي :

108 غرام من Tris base

55 غرام من حامض البوريك Boric acid

40 مللتر من محلول 0.5 مول EDTA (pH 8) .

يستعمل الدارئ في الترحيل وكذلك تخضير هلام الاكاروز . ونظرا لاحتوائه على كميات من Tris تصل الى ضعف الكميات المستعملة في TAE لذلك تكون سعته الدائرة أفضل و يوصى به في الترحيل الكهربائي عند استعمال تيار كهربائي عالي او الترحيل لمدة طويلة ، ويمكن استعماله بتركيز 0.5X كبديل لدارئ TAE (1X) لأنه يكون مساويا له من حيث سعة الدارئ ، وجزيئات DNA تتحرك بشكل أسرع مما في TAE مما يؤدي الى اختصار الوقت كما ذكر آنفا . فضلا عن انه أعلى كلفة من TAE .

ومادة البورات Borate تجعل الهلام أكثر صلابة وبذلك يسهل التعامل معه وتداوله وبذا يمكن تطبيق فولتية عالية دون ان يؤدي ذلك الى انصهار الهلام وبالتالي الحصول على النتائج بوقت اقصر. ولكن استعماله لا يجب في حالة كون النواتج ستستعمل لأغراض أخرى ، فالدارئ يثبط فعالية إنزيم Ligase وغيره من الإنزيمات ، وصفة تثبيط الإنزيمات بواسطة TBE تكون شائعة ومفضلة في بعض الأحيان فهي تحافظ على قطع DNA سليمة أثناء الإعداد ، ومن جهة ثانية ان نسبة عالية من عمليات الكوثرة تهدف الى تحديد حجم جزيئات DNA ، ومن النواحي الأخرى فان البورات يمكن ان تتجمع وتتداخل مع مجاميع RNA .

مادة اثيلين ثنائي الأمين رباعي حامض ألكليك (EDTA) والأيونات ثنائية التكافؤ

تعمل مادة EDTA كمادة خالبة للأيونات ثنائية التكافؤ وبشكل خاص Mg^{++} الضروري لفعالية عدد من الإنزيمات بما فيها الإنزيمات القاطعة الملوثة ، لذلك تضاف الى الدوائى لحماية الحوامض النووية من التفكك الإنزيمي ، وكذلك تكون الأيونات ضرورية لعدد من الإنزيمات المحورة وإنزيمات كوثرة DNA ، ولذلك تتم المحافظة على تركيز EDTA في الدوائى لغرض الحفاظ على تركيز الأيونات مثل Mg^{++} ويكون ذلك بالأخذ بنظر الاعتبار ان كل جزيئة من EDTA ترتبط بأيون واحد من Mg^{++} . ويكون تركيز أيون المغنسيوم من أهم اضطرابات عملية الكوثرة ويعد الأسهل في التغير لتعديل الاضطرابات ، والشركات في الوقت الحاضر تزود بمحلول $MgCl_2$ بشكل منفصل عن بقية مكونات الدارئ لتسهيل ضبط التركيز ، ويمكن البدء بسلسلة من التراكيز تبدأ من 0.5 ملي مول وزيادة التركيز ب

0.5 ملي مول الى حين الوصول الى 5 ملي مول وعند الوصول الى درجة مقنعة من جودة التفاعل يتم تضيق مدى التراكيز بزيادة 0.2 او 0.3 ملي مول للوصول الى أفضل تفاعل

داريء بورات الليثيوم Lithium borate buffer

داريء يمكن ان يستعمل في الترحيل الكهربائي وخاصة لفصل DNA و RNA . يتكون من بورات الليثيوم وذلك بخلط الليثيوم مع حامض البوريك . يمتاز الداريء بتوصيل كهربائي رديء ولذا يمكن ان يستعمل مع فولتية عالية تصل الى 35 فولت \ سم (في حين ان الفولتية العادية تكون بحدود 5 فولت / سم كما سيأتي ذكره فيما بعد) دون توليد الحرارة عند ارتفاع الفولتية ، وبهذا فان وقت الترحيل سيختصر جدا مقارنةً بالحالات العادية . يكون الداريء غير فعال في إظهار ووضوح Resolution القطع الأكبر من 5 كيلو قاعدة ، ولكن حساس للتمييز التغير الحاصل في قاعدة واحدة على هلام اكروز عالي التركيز مثل 3% للقطع الصغيرة . ويمكن إجراء العمليات الإضافية بعد الفصل عن الهلام بشكل عادي . والداريء القريب منه هو داريء بورات الصوديوم وهذا له ميزات بورات الليثيوم الجيدة فضلا عن قلة كلفته ، ولكن بورات الليثيوم يسمح باستعمال فولتية عالية نظرا لقابلية التوصيل المنخفضة لايون الليثيوم مقارنة بايونات الصوديوم .

داريء التحميل Loading buffer

داريء يستعمل لإعطاء لون للنموذج لتسهيل متابعته وكذلك زيادة كثافته لتسهيل وضعه واستقراره في الحفر . ومن الصبغات المستعملة في هذا الداريء (BPB) Bromophenol Blue ذات لون ازرق وصبغة Xylene cyanol ذات لون الأخضر المزرق وصبغة Orange G ذات لون برتقالي . اما المواد التي تزيد من الكثافة المستعملة مثل الكليسول او السكروز او Ficoll لجعل النموذج يغطس ويستقر في قعر الحفرة . والصبغات المستعملة تكون ذات شحنات سالبة عندما تكون في داريء قريب من التعادل ، وبما انها ذات شحنة سالبة فهي تتحرك باتجاه حركة DNA أثناء الترحيل الكهربائي ولكن تختلف سرعة حركة وفق نظام الداريء المستعمل وفي العموم تكون مواصفات الصبغات كالآتي :

- Xylene cyanol (light blue, 4000 bp)
- Cresol Red (red, 1000 bp)
- Bromophenol blue (dark blue, 400 bp)
- Orange G (orange, 50 bp)

. فمثلا عند استعمال هلام اكروز 1٪ فان الصبغة البرتقالية Orange G تتحرك بشكل مكافئ لقطعة حجمها 40 قاعدة في TBE (1X) . في حين تكافئ حركة قطعة حجم 60 قاعدة في TAE (1X) . اما BPB فتتحرك بما يكافئ حركة قطعة DNA مكونة من 200-400 قاعدة واذا كان البحث عن قطع بهذا الحجم فيجب تجنب استعمال هذه الصبغة لانها تجعل الحزم الصغيرة غير واضحة . اما الصبغ الخضراء المزرقه Xylene cyanol فتتحرك بكفاءة حركة قطعة مكونة من 500 قاعدة في TBE (1X) وتختلف قليلا في (1X) TAE لذا لا تستعمل مع قطع بهذا الحجم . ولتحضير داريء عام يستعمل

25 ملغم من صبغة BPB او Xylene cyanol

4 غم سكروز

10 مللتر ماء مقطر

وتخزن بدرجة 4 °م لمنع نمو الاعفان على السكروز او الكليسرول ويمكن ان تستعمل لمدة طويلة جدا .

ومن الصبغات الأخرى Cresol red التي تتحرك بسرعة مكافئة لجزيئة DNA بطول 125 قاعدة . اما Orange G فتتحرك بسرعة قطعة مكونة من 50 قاعدة .

وتخلط دوايرء التحميل بكميات مناسبة مثل استعمال 4 مايكرو لتر مع حجم نموذج 10 مايكرو لتر قبل وضعها في الحفر . ويقطع التيار عند وصول صبغة BPB الى ثلاثة أرباع طول الهلام . وفي حالة الصبغة البرتقالية Orange G يقطع عندما تصل الى أربعة أخماس طول الهلام .

النيوكليوتيدات dNTPs

تعد النيوكليوتيدات احد أساسات نجاح تفاعل الكوثره فهي تمثل وحدات البناء التي تضاف عند إطالة الباديء لتصطف وتربط بفعل إنزيمات الكوثره وبتطابق مع إرشادات DNA القالب المراد تضخمه . وهي تشمل dATP. dCTP. dGTP.dTTP وتخليقها لا يزال مقتصرًا على العاملين المهرة في الكيمياء العضوية . ولكن في الوقت الحاضر ظهرت أجهزة لتخليقها Oligonucleotide synthesizers للتقليل من تكاليف عملية التخليق . تجهز عادة مع العدد بشكل مجفد Lyophilized لغرض الحفاظ على ثبوتها . واذا كانت بشكل مسحوق فانه يكون متطايرا لذا ينصح بترسيبها قبل فتح الأوعية الحاوي عليها .

خل هذه المساحيق في داريء TE او الماء المقطر الى التركيز المطلوب مثل 100 مايكرومول . وتكون طريقة مزجها بالرج الشديد باستعمال جهاز الخلط Vortex ولا تذاب بعملية المص المتكرر لانه قد يؤدي الى التلوث ، والنقطة المهمة لهذه المكونات ان تضاف بشكل

متوازن اي بتركيز متساوية لكل منها ، وذلك لان عدم التوازن يؤدي الى أخطاء في تفاعل PCR . تزود الشركات هذه المكونات بشكل محاليل او مستحضرات يحوي كل منها على 2، 10، 25 ملي مول لكل نيوكليوتيد . وفي خليط تفاعل الكوثرية فان هذه المكونات تميل لعمل معقدات مع ايونات المغنسيوم وهذه الخطوة تكون اساسية لان هذه المعقدات هي مواد الاساس الحقيقية لانزيمات الكوثرية .

ومستحضرات dNTPs (السائلة) تكون غير ثابتة من جراء عمليات الصهر والتجميد المتكررة ، ولذلك تقسم الى كميات صغيرة تكفي لتفاعل واحد في كل مرة . كما ان عمليات التبخر والظروف المؤدية الى خلق ظروف حامضية تؤدي الى تحللها الى dNDPs و dNMPs وهذه النيوكليوتيدات الثنائية والأحادية غير ملائمة لتفاعل الكوثرية الإنزيمي ، لذلك توضع او يضاف اليها داريء بتركيز 10 ملي مول من Tris وبرقم هيدروجيني 7.7-8.0 .

الايونات ثنائية التكافؤ

واهم هذه الايونات هو Mg^{++} الذي يكون هاماً في فعالية العديد من الإنزيمات وأهمها إنزيم كوثرية DNA (DNAP) . ويمكن ان يستعاض عنه عند استعمال إنزيمات كوثرية خاصة بايون المنغنيز Mn^{++} ، ويستعمل الأخير بصورة متعمدة في بعض الحالات عندما يراد تطهير قطع DNA اذ ان التراكيز العالية من ايون المنغنيز تزيد من أخطاء إنزيمات كوثرية DNA .

الإنزيمات

اتضح من مستهل الموضوع ان عملية الكوثرية هي تفاعل إنزيمي بسيط يحاكي ما حصل داخل الأنظمة الحية . وجوهر التفاعل الإنزيمي هو إنزيم الكوثرية الذي يحتاج في عمله الى قطع يبدأ البناء عليها وإطالتها وهذه تكون في الأنظمة الحية مكونة من RNA وتخلق بفعالية Primase الذي هو إنزيم كوثرية RNA معتمد على أشرطة DNA (Single- stranded DNA dependent RNA Polymerase) ويكون مسئولا عن بدء عملية التضاعف وفي الحقيقة ان إنزيم Primase هو احد إنزيمات كوثرية RNA الخاصة يقتصر عمله على تصنيع البواديء ويزود من قبل الشركات تحت مسميات عدة مثل

T₇ gene 4 Protein

T₇ DNA Priming Protein

T₇ DNA Primase Helicase Protein

T₇ DNA Priming Protein

Dna G gene product

Dna G

Bacteriophage T₇ Gene 4 Protein

وفي الأنظمة الحية تساعده بعض البروتينات التي ترتبط الى الأشرطة المفردة Single-strand binding proteins (SSB) لمنع تكوين التراكيب الثانوية أو إعادة التحام الأشرطة المفردة . وبعد القيام بعملية خليق DNA بإنزيمات الكوثرية الخاصة ، تفكك البواديء . اما في الأنظمة غير الحية فتكون البواديء خارجية مكونة من DNA وتصمم وتضاف الى خليط التفاعل وعملية محاكاتها لما يحدث في الأنظمة الحية تعد من العمليات الصعبة - كما سيأتي ذكره- .

ومن جهة ثانية فان عملية الكوثرية تحتاج ان تكون أشرطة DNA مفردة . وفي الأنظمة الحيوية تقوم بهذه المهمة إنزيمات فل الأشرطة Helicases وتساعدها إنزيمات المحافظة على طبوغرافية الجزيئات Topoisomerase (المذكورة سابقا) وتفك الأشرطة بدرجات حرارية معتدلة ، اما خارج الأنظمة الحية اي في تفاعل الكوثرية PCR فان مسخ الأشرطة المزدوجة وإنتاج أشرطة مفردة لجزيئات DNA فتتم باستعمال الحرارة اي المسخ الحراري Thermal denaturation والذي ترتب عليه إجراء العديد من التحويلات لغرض إتمام التفاعل .

وتعد إنزيمات الكوثرية هي الأساس كما ذكر آنفا ، وقد استعمل في بدايات استعمال التفاعل وحدة الإنزيم Klenow من إنزيم الكوثرية في البكتريا *Escherichia coli* ، وبالرغم من الخدمات التي قدمها الإنزيم في الوقت السابق والحاضر الا ان استعماله يلاقي بعض المعوقات ، فكما ذكر ان الأشرطة المزدوجة خارج الأنظمة الحية تمسخ حراريا في بداية كل دورة تضاعف من عمليات التضخم وهذا يؤدي الى إتلاف إنزيم *E. coli* لذا وجب إضافة وجبة جديدة من الإنزيم بعد كل دورة وعندما تكون هناك 20-30 دورة فان العملية تكون مجهددة كما انها تؤثر في حجم خليط التفاعل فضلا عن زيادة احتمالية التلوث . لذلك كانت الحاجة ماسة الى استعمال إنزيم او إنزيمات تقاوم المسخ الحراري بدرجة 90 °م أو أكثر .

Taq polymerase

ولتلبية الحاجة الأخيرة استعمل إنزيم الكوثرية Taq الذي استخلص من البكتريا المحبة للحرارة *Thermus aquaticus* التي تعيش وتنمو في الينابيع الحارة بدرجة حرارة 110 °م ، واستعماله لا يستدعي فتح وعاء التفاعل بعدد دورات التضاعف . والإنزيم يعمل بدرجة حرارة مثلى عالية بين 70-72 °م وهذا يعني ان التفاعل يتم بسرعة ، ولكن من جهة ثانية فان للإنزيم فعالية واطئة بدرجات حرارة واطئة مثل حرارة الغرفة (25 - 37 °م) وهذا يعني انه يمكن ان يبدأ فعالياته عند إعداد خليط التفاعل لذلك تم إجراء بعض

التحويلات على التفاعل لمنع هذه الحالة ، وينتج الإنزيم على النطاق التجاري اما من مصادره الأصلية او من *E. coli* بعد تحويلها وإدخال جين إنتاج الإنزيم فيها .

ان استعمال إنزيم Taq الذي يتحمل التسخين المتكرر (90- 94 °م) ساعد في إمكانية جعل عملية الكوثرية ان تجري بشكل أوتوماتيكي وتتوفر أجهزة خاصة لهذه الأغراض وسمح ايضا باستعمال درجات حرارية عالية لالتحام البواديء مع القوالب وكذلك عملية إطالة الباديء بدرجة حرارية عالية وبذا يقلل من التهام البواديء بالمناطق غير المستهدفة وبالتالي التقليل من النواتج غير المتخصصة وبعبارة أخرى زيادة تخصص التفاعل ، كما مكن من تضخيم مناطق طويلة من DNA القالب او الهدف نتيجة لتقليل التراكيب الثانوية في أشرطة الهدف عند الدرجات الحرارية العالية ، وعند المقارنة فان استيعاب الوحدة Klenow الخاص ببكتريا *E. coli* للتضخيم تصل الى حوالي 400 قاعدة ، في حين ان إنزيم Taq المقاوم للحرارة تصل كفاءته الى حوالي 10 كيلو قاعدة .


ومن ميزات إنزيم Taq المستعمل في تفاعلات الكوثرية بشكل شائع فان العمر النصفى (Half life) له حوالي 40 دقيقة بدرجة حرارة 90 °م . وللإنزيم بعض المساوئ التي أدت الى البحث عن البدائل ، ومنها ان مضاعفته لجزيئات DNA خارج الأنظمة الحية تكون معدلات الخطأ فيها عالية وذلك لانه يفتقر الى خاصية التصحيح Proofreading اي لا يحوي على فعالية القطع 3' to 5' nuclease activity لإجراء عملية التصحيح ، وهي الخاصية المتوفرة عادة في إنزيمات الكوثرية العائدة الى معظم الخلايا الاخرى . وبذا يكون إدماج قاعدة بالخطأ واردة وتصل الى قاعدة واحدة لكل قطعة بطول كيلو قاعدة ، لذلك تكون النواتج متوائمة (Matched) ولكنها غير متماثلة (Identical) وقد لا تكون هذه مؤثرة بشكل كبير في عملية تحديد التوالي Sequencing للنواتج اذ ان مشاركة قاعدة واحدة خاطئة على شريط واحد او أكثر يمكن التغلب عليه بمشاركة الأشرطة الصحيحة ذات التوالي الصحيح لذلك ينصح عندها بإعادة تحديد التوالي على أكثر من شريط .

كما ان الميزة الأخرى للإنزيم هو إنتاجه لأشرطة فيها جزء غير مزدوج اي بها مثلاً A overhang ولو ان هذه تكون مفيدة في بعض الأغراض مثل الكلونة التي تساعد في استعمال ناقل او بلازميد يحوي على T overhang والتي يمكن لحمها بسهولة بواسطة إنزيمات اللحم Ligases و Topoisomerases التي تتم بسرعة نتيجة لتكامل الأشرطة المفردة من A مع الأخرى الحاوية على T (في الناقل) .

وللتوضيح تمتاز اغلب إنزيمات الكوثرية بإنتاج Overhang التي تتكون من امتداد القواعد النتروجينية غير المزدوجة وفي اغلب الأحيان تكون قاعدة الأدنين A وعند الطرف 3' كما موضح في المخطط الآتي :



ويمكن ان تكون على شريطي DNA أي اما 3'-overhang او 5'-overhang وعادة تكون متناظرة التوالي Palindrome . وتشمل الحالة ابسط أنواع إنتاج النهايات اللاصقة Stickt او Cohesive والأخيرة تنتج عادة من تأثير الإنزيمات القاطعة ويكون عدد القواعد غير المزدوجة اكبر كما موضح في الآتي :



ومثل هذه التراكيب تساعد في العمليات التي تجري بعد عملية الكوثرية مثل الكلونة . وقد أنتجت إنزيمات منه مثل AmpliTaq Gold الذي يكون نقي جدا ، والآخر هندس وراثيا Recombinant AmpliTaq الذي ينتج في *E.coli* ويشبه الطبيعي في افتقاره nuclease (5' to 3' activity) ولكن يملك (3' to 5' activity) .

وفضلا عن ذلك انتج إنزيم Stoffel وهو قطعة محورة او مبتورة من AmpliTaq الذي أزيلت منه قطعة من الحوامض الامينية بطول 289 حامض أميني من الجهة الامينية (N-terminal) ويكون أكثر ثبوتا بالحرارة جوالي مرتين ويعمل بمدى واسع من تراكيز ايون المغنسيوم (2-10) ملي مول ويفتقر الى فعالية 5'-3' nuclease activity (الموجودة في الإنزيم المشتق منه) وهذه جعلته ملائما لعمليات الكوثرية العشوائية AP-PCR او RAPD المارة الذكر التي تضخم فيها قطع صغيرة من التواليات بشكل عشوائي ، ولقطع الإنزيم هذه القابلية على تضخيم قطع اكبر من الإنزيم الطبيعي .

ومستحضرات إنزيم Taq المزدودة من قبل الشركات المختلفة لها مواصفات مختلفة بعض الشيء وذلك نتيجة للتشكيلة Formula الموجود فيها الإنزيم ، وكذلك ظروف تقدير الفعالية وتعريف الوحدات وفي العموم فان التراكيز الموصى بها تتراوح بين 1 – 2.5 وحدة / حجم تفاعل بين 50 – 100 مايكرولتر عندما تكون باقي الظروف عند الحدود المثلى .

إنزيم TopoTaq

إنزيم هجين من إنزيم كوثرية DNA (Taq) والدومين الرابط للـ DNA (Topoisomerase) المستخلص من الاركيا *Methanopyrus* التي تعود الى الأحياء المولدة للميثان . ويساعد إنزيم Topoisomerase في فصل أشرطة DNA . الإنزيم يعمل بشكل جيد مع الأهداف الغنية بـ GC ويضخم مناطق تصل الى 20 كيلو قاعدة . ويفضل استعمال الإنزيم الهجين لأنه يقاوم المثبطات العامة لإنزيمات الكوثرية مثل التراكيز العالية من الأملاح والصبغات التي تحشر في أشرطة DNA مثل SYBR و SYBR Gold وبروميد الاثيديوم .

ويقاوم ايضا السوائل الجسمية مثل الإدرار والدم ، وكذلك يقاوم المذيبات العضوية مثل الفينول .

للإنزيم تخصص عالي نتيجة لوجود خاصية او صفة البدء الساخنة نتيجة للمكونات الداخلية في تركيبه . ويلاءم تضخيم البلازميدات و DNA الجينومي مباشرة من مزارع البكتريا ومستعمراتها . وتنقص الإنزيم فعالية التصحيح Exonuclease activity ، ولكن المشتقات الجديدة منه مثل Taq HF (High Fidelity = HF) ، ادمج فيها دومين يمتلك خاصية التصحيح من الاركيا المذكورة أعلاه ، لذلك فان المشتق يمتلك إمكانية عالية من التخصص تفوق عشر أضعاف إنزيم Taq ، وله القابلية على تضخيم قطع مختلفة من أنواع مختلفة من DNA تصل الى 20 كيلو قاعدة .

إنزيم Faststart

احد مشتقات Taq الذي يحتاج الى حرارة عالية جدا للتنشيط ، وبذا يساعد في تجنب فعالية إنزيم الكثرة عند الدرجات الحرارية الواطئة .


إنزيم Pfu

إنزيم كثرية يستخلص من الاركيا التي تعيش بدرجات حرارة عالية جدا *Pyrococcus furiosus* (Hyperthermophilic archaeon) استعمل لغرض تلافي عدم الدقة التي تظهر مع إنزيم Taq ، اذ ان الإنزيم يحوي على خاصية التصحيح 3' to 5' nuclease activity والإنزيم ثابت بالحرارة .

ونتيجة لوجود خاصية التصحيح فان الأخطاء الناتجة تكون اقل من حالة استعمال إنزيم Taq لذلك يستعمل في الكلونة الجزيئية ، والمستحضرات التجارية منه تولد خطأ واحد لكل 1.3 مليون قاعدة ، ولكن فعاليته بطيئة ويحتاج الى 1 - 2 دقيقة لتضخم قطعة بحجم ألف قاعدة بدرجة 72°م ، وينتج الإنزيم قطع بنهايات مستوية Blunt على عكس إنزيم Taq الذي ينتج نهاية لاصقة او غير مستوية Sticky (overhang) كما ذكر سابقا . وبعض المستحضرات تدمج إنزيم Pfu مع Taq للحصول على دقة Pfu وسرعة Taq .

ونظرا لفعالية التصحيح للإنزيم المذكورة أعلاه فانه يمكن ان يفكك نهايات البواديء المستعملة في خليط التفاعل وتزال القواعد النتروجينية من الطرف 3' الى ان يترك حوالي 15 قاعدة من الباديء التي لا تزال قابلة للتكامل مع القالب على الأقل بدرجات الحرارة الواطئة ولكن يمكن ان تكون بتخصص واطىء ويمكن ان تعطي نواتج غير متخصصة وقد تزداد الحال سوءاً فيما اذا كان الباديء مصمم بحيث يكون الطرف 3' من الباديء متكامل مع الأهداف وليس الطرف 5' وهي حالة شائعة عند إضافة مواقع تمييز الإنزيمات القاطعة لغرض الكلونة او لأغراض أخرى وفي هذه الحالة فان الباديء المفكك

سوف لا يساعد في إعطاء نواتج PCR ولكن هذه الميزة السيئة يمكن التخلص منها بإضافة آصرة Phosphorothioate bond عند النهاية 3' للبادئ التي تؤدي الى منع فعالية القطع ، وتختلف الآصرة المذكورة عن آصرة Phosphodiester bond كما موضح في الشكل 7 .



شكل 7 : أنواع الآصرة الفوسفاتية

لان الآصرة الحاوية على الكبريت لا تصلح ان تكون مادة أساس لفعالية القطع الخارجية Exonucleases العائدة لإنزيم Pfu . وبذلك يمكن الوصول للاستغلال الأمثل لقابلية إنزيم Pfu . وإضافة الآصرة Phosphorothioate bond لا يؤثر في نواتج التفاعل ولا تتدخل مع عمليات الهضم بالإنزيمات الخاصة بالكلونة وغيرها من العمليات .

إنزيم Vent

احد إنزيمات الكوثرية يستخلص من *Thermococcus litoralis* يعمل بدرجات حرارية عالية يشبه إنزيم Pfu في خاصية التصحيح 3' to 5' nuclease activity . وينتج الإنزيم نهايات ملساء لنواتج تفاعل الكوثرية والتي يمكن ان تدمج مع ناقل مقطوع Blunt – cut vector في حالة استعمال النواتج في عمليات الكلونة . وله خاصية النسخ العكسي بوجود ايونات Mn^{++} ولذلك يسمح بتضخيم قطع من RNA .

إنزيمات كوثرية أخرى

- هناك إنزيمات أخرى مثل Pow المستخلص من الاراكيا *Pyrococcus woesei* وهو من الإنزيمات الحاوية على قابلية التصحيح (3' to 5' nuclease activity) .

وفضلاً عن ذلك تم التلاعب بالإنزيمات الموجودة لإنتاج إنزيمات مهندسة وراثياً ومنها :

- rTth إنزيم مهندس من إنزيم الكوثرية في *Thermus thermophilus* ويمتاز الإنزيم بثبوته وقابليته على كوثرية RNA (RNA PCR) لإعطاء cDNA أي عملية النسخ العكسي Reverse transcription بوجود أيونات المنغنيز (Mn^{++}) ، وعند حدوث هذه العملية بدرجات حرارية عالية يسمح بإنتاج cDNA بكفاءة عالية من جزيئات RNA ذات التراكيب المعقدة .

أما التضخيم الطبيعي ومضاعفة DNA يمكن أن تحدث بعد خلط أيونات المنغنيز وإضافة أيونات المغنسيوم ($MgCl_2$) في محاليل دائرية خاصة يمكن أن تزود مع العدد التجارية .

- rTth DNAP XL إنزيم يشبه الإنزيم أعلاه ولكنه نقي جداً وثابت بالحرارة ومصمم لتضخيم الأهداف من DNA و RNA الأطول من 5` كيلو قاعدة ، (XL = eXtra Long) والإنزيم محضر ليحوي فعالية مثالية للتصحيح (3` to 5` nuclease activity) ويزود عادة مع معدات طريقة البدء الساخنة وكذلك داريء خاص به (XL buffer) الذي يحوي على الكليسرول و DMSO ، وتعد هذه العدد الأهم في تضخيم القطع الطويلة ، ولكن يجب الأخذ بنظر الاعتبار أن تفاعلات الكوثرية العامة تضخم قطع تمتد من عدة مئات إلى القليل من الآلاف من القواعد ، وعندما تكون القطع طويلة فيحصل عدم توازن بين الدقة وسرعة الإنزيم ، ولذلك كلما طالت القطعة زادت احتمالية الخطأ .

- T4 DNA polymerase يستعمل الإنزيم لأنه أكثر دقة من قطعة Klenow إلا أنه يتلف بالحرارة أيضاً .

والجدول التالي (جدول 1) يوضح بعض الإنزيمات المتوفرة تجارياً وبعض مواصفاتها .

جدول 1 : الإنزيمات المتوفرة تجارياً مع بعض مواصفاتها

الإنزيم	المصدر	5'-3' Exonuclease Activity	3'-5' Exonuclease Activity	95°C Half-life (min)	التجاري الاسم	الشركة	Extension Rate (nucleosides/s)	معدل الخطأ 1 in 10 ³	Time (s) to 1kb (72°C)
Taq	<i>Thermus aquaticus</i>	+	-	40	AmpliTaq, AmpliTaq Gold	Promega, Roche, Invitrogen and many others.	75	1 in 10 ³	32
Pfu	<i>Pyrococcus furiosus</i>	-	+	120	PfuTurbo	Stratagene, Fermentas, Invitrogen among others	60	1 in 1.3 x 10 ⁶	60-120
Pwo	<i>Pyrococcus woesei</i>	-	+						
Tfl	<i>Thermus flavus</i>	-	-						
rTth	<i>Thermus thermophilus</i>	+	-	20					
Tli	<i>Thermus litoris</i>	-	+	400	Vent				
Tma	<i>Thermotoga maritima</i>	-	+	>50					

الفصل الثالث	
البواديء Primers وظروف التفاعل	
	المواصفات العامة للبواديء
	أنواع البواديء
	خویر البواديء
	المضافات Additives
	تفاعل الكوثره
	أطوار التفاعل
	عدد الدورات
	النسق الحراري لتفاعل الكوثره
	الظروف المؤثره في تفاعل الكوثره
	تداخل العوامل المؤثره في تفاعل الكوثره
	الأدوات والأجهزه

البواديء Primers وظروف التفاعل

قطع من تواليات DNA مكملية للتواليات التي تحيط بالهدف المراد تضخيمه ، تستخدم لبنني عليها إنزيم الكوثره شريط مفرد يقابل شريط القالب على غرار بواديء RNA التي يبننها إنزيم Primase في الأنظمة الحيوية ، تستخدم في كوثره DNA خارج الأنظمة الحية (PCR) .

وأنواع التواليات والجينات المودعة في قواعد البيانات هي في ازدياد مهول ، بعد ان تم تحديد تواليات العديد من الجينات ذات الدرجات المختلفة من الأهمية في العديد من أنواع الكائنات الحية ، البعض منها يستعمل كموديلات دراسية لذلك تكون الحاجة ماسة لإعادة تحديد بعض هذه التواليات المودعة لغرض استعمالها لأغراض دراسية مختلفة مثل معرفة مستوى التعبير الجيني او غيرها من المهام . ولهذه الأسباب وغيرها كانت هناك حاجة ماسة لبواديء عامة وهذه تسهل دراسة الجينات الجديدة فضلا عن ان عملية كوثره اي توالي تعتمد بشكل كبير على كفاءة البواديء المستعملة لذلك كانت الحاجة ماسة الى إيجاد إستراتيجيات عامة تستعمل في تصميم البواديء حتى تلك اللازمة لتضخيم تواليات غير معروفة . وصلاحيه توالي محدد ليكون بادئا تعتمد على عدة ظروف منها :

- حركات الارتباط وفكه مع الشريط القالب عند درجات حرارة الالتحام والإطالة او إضافة القواعد الجديدة .
- ثبوت المزدوجات عند عدم وجود تلاؤم Mismatches للنوكليوتيدات وكذلك مواقعها .
- كفاءة إنزيم الكوثره على تمييز مناطق عدم التلاؤم وإطالة الشريط في تلك المواقع اي تكوين Mismatched duplexes .

المواصفات العامة للبواديء

ضمن الإستراتيجيات العامة وضعت بعض المواصفات لغرض تصميم بواديء كفوءة ومن هذه المواصفات والإرشادات :

- تصميم البواديء للمناطق الثابتة من التوالي وهذه تكون أكثر أهمية للأحياء بدائية النواة التي توجد في النوع الواحد العديد من السلالات التي تختلف في التواليات

بالنسبة للجين الواحد لذلك فعند عدم معرفة التوالي للسلاسل المختلفة يفضل ان يكون الباديء عامً ليغطي مجموعة السلاسل المختلفة .

- طول الباديء ، تختلف هذه الصفة التي يوصى بها ولكنها في العموم تكون حدود 17 – 40 قاعدة الذي يعتمد على المحتوى من AT ، ويعد طول الباديء أهم المواصفات ومن العوامل المهمة جدا ، واغلب أطوال البواديء تدور حول الرقم 16 اعتمادا على الاحتمالات فمثلا هناك

♦ احتمالية 4\1 من الاحتمالات ان تكون القاعدة اما T,G,C,A

- ♦ في حين تكون الاحتمالية 1\4² هي 1 من 16 ان يكون عندنا زوج من النيوكليوتيدات مثل AG , AC وهكذا

♦ تقل الاحتمالية الى 1 من 256 (1\4⁴) في ان يكون التوالي TGCA ، ولذا يتوقع ان يكون احتمال وجود هناك 16 قاعدة بتوالي محدد حدود 1 من 4 ملايين . ولذلك فوجود 17 قاعدة للباديء مكمل لتوالي الهدف تكون متخصصة جدا (من النواحي الإحصائية) ، وهذه تكون أكثر من احتمالية ارتباط الأجسام المضادة وحيدة النسيلة Monoclonal antibodies مع المستضد الخاص بها . وعليه يستعمل عدد النيوكليوتيدات 17-mer بشكل روتيني لتصميم بواديء للـ DNA الجينومي (gDNA) للجينات الحيوانية والنباتية ، والغاية من وراء ذلك ان يكون طول الباديء قادرا على تكوين معقد او مزدوج ثابت مع منطقة خاصة من DNA المستهدف وتكون احتمالية ارتباطه بمواقع أخرى قليلة جدا .

وكقاعدة عامة يفضل تصميم الباديء بأقل طول يضمن حرارة انصهار Tm (بين مزدوج الباديء وتوالي الهدف) بين 56 – 62 م° اذ ان هذا يضمن تحصيلية عالية وكفاءة جيدة . وعند تقصير الباديء عن الطول الموصى به تزداد احتمالية ارتباطه بمواقع غير متخصصة . وهناك قاعدة عامة هي ان زيادة طول الباديء بقاعدة نروجينية واحدة يؤدي الى زيادة التخصص أربعة أضعاف . وعليه يمثل طول الباديء احد الأسس المهمة في تخصص الباديء . وإضافة الى ما ذكر أعلاه فان طول الباديء يعد دالة للانفرادية Uniqueness للباديء وعليه فان زيادة الطول يزيد من التخصص ، فضلا عن انه يزيد من ثبوت الهجين المتكون ، ولكن زيادة احتمالية تحمل عدم التلاؤم Nucleotide mismatch tolerance تؤثر بشكل غير مباشر في التخصص أي ان زيادة الطول ليست دائما تصب في صالح التخصص المطلق .

وطول الباديء يعتمد بشكل كبير على جوانب الدرجات الحرارية كما سيأتي ذكره لاحقاً. والملاحظ ان البواديء الطويلة تكون لازمة في حالات خاصة فمثلاً استعمال باديء بطول 28-35 قاعدة لازمة للتمييز بين الجينات المتماثلة في الأنواع المختلفة ويمكن ان تستعمل البواديء الطويلة عند توفر معلومات إضافية عند التوالي الهدف مثل :

- مواقع ارتباط القطيفات Motifs .
 - مواقع عمل الإنزيمات القاطعة وغيرها من البيانات .
- وبذا يكون من البديهي معرفة ان طول الباديء يرتبط ارتباطاً وثيقاً مع صفة تخصيصية الباديء .

محتويات الباديء من القواعد النتروجينية وتأثيرها في المواصفات .

لإجاح عملية الكوثره لابد من اختيار باديء فريد من توالياته المقابلة لتواليات DNA المراد تضخمه . ويفضل في البواديء زيادة محتواها من G و C الى حد ما مثلاً تكون بين 50 – 60 % . كما ان التوالي يجب ان يكون خالياً من Inosine خاصة عند استعمال نواتج الكوثره في تحديد التوالي اي ان Sequencing primers يجب ان تخلو منه لانها سوف لا تعمل او تعطي نتائج مضللة .

درجات الحرارة :

يجب ان تكون درجات الحرارة مثل حرارة الانصهار بين 55-80°م كحدود عامة ، وبعد تحديد حرارة الانصهار (Tm) melting temperature ، حدد حرارة الالتحام (Ta) Annealing temp التي تكون عادة اقل بـ 5 درجات من Tm .

أطراف البواديء : لأطراف البواديء 5' و 3' أهمية كبيرة في تحديد العديد من المواصفات وتساهم بشكل كبير في نجاح عملية الكوثره .

○ **الطرف 5' :** يمثل نهاية المطاف بالنسبة للإضافة وعمل إنزيم الكوثره اذ يبدأ الإنزيم بالإضافة على النهاية 3' للباديء . ويحتاج الباديء ان يكون الطرف 5' فيه ثابتاً ، وعند إضافة قواعد إضافية مثل قواعد تمثل مواقع تميز للإنزيمات القاطعة التي لا تكون لها علاقة بتوالي الباديء ، عندها يجب إجراء بعض التحويلات على ظروف التفاعل مثلاً ان الدورات 4-5 الأولى تتم تحت درجات التحام العادية ثم تتم باقي الدورات عند درجة التحام أخرى يتم احتسابها على افتراض ان القواعد الإضافية هي ضمن القالب . ولذلك يلاحظ ان البواديء الجيدة تحوي في طرفها 5' على G او C ضمن الثلاث قواعد الأخيرة

لزيادة كفاءة الارتباط بالموقع المستهدف اذ ان هذه كماشة تقلل من ظهور الحزم غير المتخصصة .

○ **الطرف 3'** : يكون الطرف مهما للفاعل وتلاؤم هذه النهاية مع القالب ضرورية لنجاح تفاعل الكوثرية . وعند وجود حالة عدم تلاؤم فيفضل ان تكون ضمن 5 - 6 قواعد الأخيرة من النهاية 3' وبعض الأحيان يمكن معالجة عدم التلاؤم هذا بالتلاعب بدرجة الالتحام ولكن بعض الأحيان يفشل التفاعل ، لذلك يتم التأكد من هذه الحالة باستعمال برامج الحاسوب ضمن إجراء التحليلات على الباديء قبل الاستعمال (كما سيأتي ذكره لاحقاً) . وعلى العموم فان هذا الطرف يجب ان ينتهي بالقواعد G او C او GC او CG اذ ان هذا يزيد ن ثبوت الارتباط ويمنع التملل Breathing للنهائيات وتزداد كفاءتها في الارتباط (Priming) للقوالب ، وهذا يكون مساعدا في الارتباط المتخصصة عند النهاية 3' نظرا لقوة ارتباط كل من G و C ، ولكن مثل هذه يجب ان لا تكون أكثر من ثلاث قواعد متشابهة متجاورة . ويقاس ثبوت الطرف بحساب قيم الطاقة الحرة (ΔG) للقواعد الخمس الأخيرة .

من هذا يتضح ان الطرف 3' هو المسئول عن عملية خطأ ارتباط الباديء Mispriming . ولكن في بعض الأحيان يكون عدم التلاؤم مفيدا كما في حالة التطهير Amplification refractory mutation system (ARMS) اذ يكون الارتباط الخاطئ مطلوبا . والنظام الأخير يستعمل للكشف عن الطفرات في الخلايا التناسلية او الخلايا الجسمية باستعمال تفاعلات الكوثرية ، اذ تخضر بواديء تلاؤم الطرف 3' في القطعة المطفرة ، ثم تجري عملية الكوثرية والترحيل الهلامي وتكون النتيجة النهائية هو وجود الطفرة (+) او عدم وجودها (-) ، وهذا النظام لا يعطي نسبة الطفرات الى النوع الطبيعي في خليط من جزيئات DNA ، ولذلك يتم اللجوء الى طرق كوثرية أخرى مثل RT-PCR لتحديد نسب وكمية الطفرات .

تواليات الباديء الداخلية :

البواديء المصممة يمكن ان تعاني من بعض المشاكل ان لم يتم الانتباه الى مكونات الباديء الداخلية اي غير الأطراف 3' و 5' ، فتوالي الباديء الذي فيه تكررات كثيرة High repetitive sequences سيؤدي الى ظهور المسحات عندما يستعمل لتضخيم DNA الجينومي ولكن مثل هذا الباديء يمكن ان يعطي حزم واضحة عند استعماله لتضخيم هدف محدد ، ومع هذا وكقاعدة عامة يجب تجنب وجود المكررات ويقصد هنا بالمكررات وجود تكرار لنيوكليوتيدات ثنائية مثل TGTGTGTG ووجود أربع من النيوكليوتيدات الثنائية يكون مقبولا .

كما يجب تجنب وجود قطعة طويلة من التعاقبات Runs مثل وجود ثلاث أو أكثر من G (GGGG) أو C لأن المناطق الغنية بـ Gs أو Cs تؤدي إلى عدم ارتباط البادئ بشكل صحيح خاصة عند النهاية 3' وتساعد في ظهور مزدوجات البادئ Primer dimer الذي يؤدي إلى قلة الحاصل Yield للتفاعل وفي العادة يسمح بوجود تكرار لأربع قواعد وليس أكثر.

مزدوجات البواديء :

ان عدم الانتباه لتواليات البادئ يمكن ان تؤدي الى تكوين مزدوجات البواديء ، وتؤثر هذه في نواتج التفاعل اذ تستهلك مكونات الخليط في كثرة وبناء هذه المزدوجات . وهناك نوعان من المزدوجات وهي المزدوجات الذاتية Self-dimers (Homodimers) التي تنتج من تداخلات تواليات البادئ مع بعضها Intramolecular interactions مثلا البادئ الأمامي (Sense) ، وتحمل هذه المزدوجات وإمكانية التغاضي عنها يعتمد على الطاقة الحرة اللازمة لإلغائها ، فالمزدوجات عند الطرف 3' يمكن تحملها عندما تكون ΔG حدود 5 Kcal/mol - والداخلية منها عندما تكون ΔG حدود 6 Kcal/mol - . اما النوع الثاني من المزدوجات فهو المزدوجات المتباينة او المتداخلة Cross-dimer (Heterodimer) والتي تنتج من تداخلات غير ذاتية Intermolecular interactions بين البادئ الأمامي والعكسي (Sense and Antisense) ومثل هذه لها قيم طاقات حرة يمكن تحملها وتكون ΔG لها 5 Kcal/mol - بالنسبة للطرفية منها و 6 Kcal/mol - للداخلية .


التركيب الثانوية :

ومن جهة ثانية فان البواديء تعمل بشكل جيد اذا كان هناك القليل من التركيب الثانوية (للبادئ) لان مثل هذه التركيب تعيق عمليات الالتحام وإطالة البادئ (اي بناء الشريط المكمل للهدف) . ومن هذه التركيب الثانوية التي تعيق عمل البواديء هو تكوين ماشيات الشعر Hairpins التي تكون نتيجة تداخل التواليات الذاتي ، ويقاس ثبوتها بقيم ΔG التي تقيس تلقائية التفاعل ، وهناك قيم مسموح بها ، فبالنسبة للماشيات الطرفية عند النهاية 3' تكون القيم حدود 2 Kcal/mol - اما الداخلية فتكون - 3 Kcal/mol وقيم ΔG هذه تمثل الطاقة اللازمة لكسر ماشيات الشعر التي تمثل احد التركيب الثانوية ، فالقيم السالبة العالية تشير الى ثبوت هذه التركيب غير المرغوب فيه . ووجود ماشيات الشعر عند الطرف 3' يؤثر بشكل سلبي في التفاعل ويمكن حساب الطاقة الحرة وفق المعادلة

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

وبالنتيجة فان البواديء بعد تصميمها خضع لبرامج تقييم منها تحديد ثبوت الباديء الذي يقاس بتحديد False priming efficiency وغيرها من المواصفات . وعلى العموم وكصفة عامة يفضل ان يكون الباديء ذات نهاية 5' ثابتة وطرف 3' اقل ثبوتا .

ومن جهة فان البواديء يجب ان تصمم لمناطق في أشرطة DNA التي لا تكون تراكيب ثانوية التي يكون لها درجات انصهار أعلى من الباديء مثل وجود ما يسمى رباعيات الكوانين G4-DNA التي يطلق عليها تسميات أخرى مثل G-tetrads او G-quadruplexes وتظهر في المناطق الغنية بالكوانين حيث تتكون تراكيب رباعية وذلك بتكوين أواصر هيدروجينية خاصة (Hoogsteen H- bonding) وتترتب مع بعضها ويثبت تركيبها بوجود ايونات البوتاسيوم وهي موضحة في الشكل الآتي (شكل 8) :



شكل 8 : تركيب رباعيات الكوانين

أنواع البواديء :


كما ذكر في تعريف البواديء انها قطع مكملة لتوالي DNA المراد تضخيمه ترتبط الى أشرطة DNA المسوخة للتزويد بمواقع بدء لإطالة جزيئة DNA وهذه البواديء يمكن ان تكون على أنواع عدة منها :

البواديء العامة Universal primers :

وهي بواديء يمكن ان تستعمل في مدى واسع من الأحياء لأنها تكمل مواقع من DNA عامة في الأحياء ، اي يكون لها قوالب واسعة الانتشار ، فمثلا جينات الرايبوزومات Ribosomal DNA genes تحوي على توالي عام يكاد يكون موجود في كل البكتريا لذلك تستعمل بشكل كبير مع أجناس وأنواع بكتريا كثيرة ، وكذلك الحال مع Alu primers اذ ان توالي Alu الذي توجد منه حوالي أكثر من 100.000 نسخة في الجينوم البشري وكذلك الخلايا الحيوانية الأخرى لذلك تستعمل في بعض الأحيان بواديء عامة في خطوط الخلايا الحيوانية المختلفة وفي العموم عند استعمال البواديء العامة يكون من المفضل تخفيض حرارة الالتحام الى 40 – 55 °م .

البواديء القصيرة Miniprimers

بواديء قصيرة يتراوح طولها من 9-10 قاعدة تسمى ايضا Smalligos وهي تستعمل للكشف عن التواليات التي لا تكشف بالطرف العادية (اي باستعمال بواديء أطول وإنزيم Taq) ويفضل في حالة استعمال مثل هذه البواديء استعمال إنزيمات ثابتة للحرارة بشكل كبير مثل S-Tbr (وهو إنزيم مهندس من إنزيم كوثرة DNAP العائدة لبكتريا *Thermus brockianus* اذ أزيل من الإنزيم 3' - 5' terminal exonuclease وحل محله بروتين خاص للارتباط بأشرطة DNA المزدوجة مثل Sso7d الذي له وزن الجزيئي 7 كيلو دالتون المشتق من الاركيا *Sulfolobus solfataricus*) الذي يكون قادرا على إطالة القطع الصغيرة الموضح شكله في الآتي .



شكل 8 \ أ : Sso7d البروتين المساعد لتحويل فعالية إنزيم الكوثرة

والإنزيمات بعد التحويل وإضافة البروتين Sso7d يؤدي ذلك الى زيادة فعالية الإنزيمات من 5-10 مرات كما موضح في الآتي :

الانزيم	الزيادة في قابليته بعد اضافة Sso7d
Taq	15-19nt
Sso7d-Taq	96-109nt
Pfu	2-3nt
Pfu-Sso7d	35-39nt
Δ Taq	2-4nt
Sso7d- ΔTaq	26-39nt

لهذه البواديء استعمالات كثيرة مثل التضخيم العشوائي RAPD (المار الذكر) وكذلك في تضخيم gDNA لبعض البكتريا . وبما ان هذه البواديء تسمح لتفاعل PCR باستهداف مناطق صغيرة لذلك تكون مفيدة في تضخيم المناطق غير المعروفة ولكن ثابتة كما في 16S rRNA و 18S rRNA (في حقيقية النواة) من جينات rRNA ، وتستعمل في الكشف عن تنوع الميكروبات ، وتستعمل في الطب الجنائي عند استعمال DNA المايكوكوندريا mtDNA الذي يوجد بكثرة في الخلايا ويكون أكثر ثبوتا خاصة في النماذج المتحللة ، ونظرا للتغاير الكبير في نماذج mtDNA والطفرات التي تحصل فيه لذلك كان من الأفضل استعمال البواديء الصغيرة او بعض الأحيان المتوسطة Midi التي يمكن ان تصمم بالبرامج العامة لتصميم البواديء كما في برنامج Primer3 .

بواديء تفاعل الكوثره المتعدده Multiplex primers

عند استعمال تفاعل كوثره واحد لتضخيم أكثر من هدف يراعى في البواديء المستعمله ان تكون البواديء ذات حرارة التحام متشابهه وكذلك GC% متشابه ، مع الأخذ بنظر الاعتبار ان البواديء المستعمله تعطي نواتج مختلفه في الطول او الحجم ليسهل فصلها ودراستها بعد الترحيل الكهربائي . ويكون من الضروري فحص التكامل بين كل البواديء المستعمله في التفاعل ، وتوجد برامج خاصه لتصميمها كما ان ظروف التفاعل يمكن ان تخور لتلائم التفاعل مثل البدء بالطريقه الساخنه او غيرها من تحويل التفاعل لزيادة الكفاءه .

البواديء الهجينه Chimeric primers

بواديء يتم استبدال بعض قواعد DNA فيها بقواعد من RNA لتكوين توالي ذا أصول مختلفه Chimeric sequence ، وبصوره عامه تكون حرارة التحام هذه البواديء أوطأ من التحام بواديء DNA . تستعمل هذه البواديء لأغراض خاصه وكذلك تستعمل في تحديد الكميات qPCR .

البواديء المشتتة Degenerate primers

بواديء تصمم بالاعتماد على تواليات الحوامض الامينيه بدلا من تواليات DNA التي شفرت للبروتينات المعروفة ذات العلاقه ولكن بوجود بعض الاختلافات في مواقع محدده . وتخضر على أمل ان احدها يكون مكملا بشكل تام لتوالي DNA المستهدف . وفي هذه الحاله يتم عكس الترجمة لتحديد كل النيوكليوتيدات المحتملة وبالتالي الشفرات الممكنه في توالي DNA الذي شفر لهذا البروتين .

ونظرا لكون معظم الحوامض الامينيه يشفر لها بأكثر من شفرة وللمحد من عدد البواديء التي تنتجها البرامج المده لهذا الغرض التي تربط او تحوي على برامج خاصه بالترجمة الرجعيه للحوامض الامينيه يتم اختيار المناطق التي تحوي حوامض أمينية يشفر لها بشفرة واحده او أكثر أي التي تعاني اقل ما يمكن من تشتت الشفرات .

هذه البواديء لها استعمالات مهمه مثل البحث عن عوائل الجينات وإيجاد الجينات الجديدة التي يكون جزء من تواليات بروتيناتها معروفا ، وإيجاد الجينات المتناظرة في الأنواع المختلفه ، وكذلك دراسة الفيروسات ذات العلاقه مع بعضها ، ويمكن ان تستعمل في عمليات التضخيم وتحديد التواليات في تفاعل واحد .

والاستعمال الآخر لهذا المصطلح هو للبواديء التي يكون فيها أكثر من خيار وتستعمل لتضخيم عدد من التواليات ذات العلاقة ، فمثلا التوالي الآتي :

TCGAATTCNCCYAAATGNCCT

$Y=T+C$

$N=A+C+G+T$

والتشتت يقلل من تخصص الباديء وتكون هناك فرصة اكبر لعدم التلاؤم . وبعض الأحيان يستعمل dl (deoxyinosine) عن عمد لانه يستطيع الارتباط الى أي من القواعد الأربعة ، وهذه تساعد في استمرار عملية الكوثره حتى بعد نفاذ النيوكليوتيدات من الخليط ، وهذه تكون غير ملائمة عندما يكون الناتج حاويا على أربعة من dls ، كما ان الاينوزين لا يفضل استعماله عند تضخيم قطعة من DNA يرام تحديد تواليها فيما بعد لانه يؤثر في النتائج بشكل كبير .

بواديء النواقل Vector primers

وهذه تستعمل عند نقل وتكثير قطع من cDNA ، اذ يدخل هذه القطع في الناقل ، ثم تصمم البواديء للمنطقة التي تحيط موقع الالتحام في الناقل وبذلك يتم تضخيم القطعة المنقولة المقحمة .

بواديء cDNA primers

البواديء في هذه الحالة تستعمل لتضخيم قطع محدودة وتكون بطول حوالي 21 قاعدة ، عشرون منها هي T والأخيرة هي اما T,G,C,A عند النهاية 3' ، لتكون القواعد العشرون مقابلة للـ Poly A tail في mRNA ومنها الموضح في الآتي :

5'-TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT(A,G,C)-3'


تخوير البواديء

بعد تصميم البواديء يمكن ان يجرى عليها بعض التحويلات التي تكون مهمة لاجاز التفاعل الذي ستعمل فيه ويتم اختيار البواديء التي لا تكون مزدوجات البواديء ويمكن ان تعمل نقطة بدء للإطالة .

• **بواديء الكلونة** : في هذه البواديء يمكن إضافة 5 - 6 قواعد التي تميزها إنزيمات القطع عندما يرام استعمال النواتج للكلونة وتضاف الى باديء الكلونة قواعد إضافية عند النهايات ، ويفضل إضافة حوالي أطول من موقع تميز الإنزيم القاطع بزيادة 2- 3 قواعد حيث ان معظم الإنزيمات تعمل بكفاءة عند وجود مثل هذه الزيادة ، وهذه لا

تتكامل مع الشريط القالب بدون ان تؤثر في عملية التضخيم . وفي مثل هذه البواديء ترفق الشركات المنتجة مواقع الفلق للإنزيمات والمعلومات حول هذه التحويرات . وقد تكون التحويرات لغرض آخر مثل استعمال Phosphorothioate primers التي تستعمل مع إنزيمات Pfu و Vent التي تتصف بفعالية التصحيح . لذلك تضاف Phosphorothioate bond لإيقاف فعالية Exonucleases التي يمكن ان تقصر البواديء (كما مر ذكره في موقع آخر) .

ويفضل ان يكون كل من الباديء الأمامي والعكسي بدرجات انصهار متقاربة لزيادة الحاصل من العملية لان الاختلاف بدرجة الحرارة هذه بمقدار 5°م او أكثر قد يؤدي الى فشل عملية التضخيم ، ويتم التضخيم بوجود وفرة من تركيز البواديء بمستويات عالية تتراوح بين 0.1 – 1 مايكرومول وكذلك الحال مع وحدات البناء dNTPs التي هي الأخرى يجب ان تكون بتركيز عالية وذات نقاوة عالية . ويوضح الشكل التالي خطوات الكوثر (شكل 9) الخطوات المستعملة .



شكل 9 : خطوات تفاعل الكوثر في حالة الكلوثة

- **البواديء المعلمة :** البواديء التي تعلم سواءا واحدا منها او الاثنين بمواد مشعة او صبغات متفلورة ، وهذه تستعمل عادة في الكوثره غير المتناظرة المارة الذكر لإنتاج المجسات .

المضافات Additives

يستعمل عدد من المضافات في تفاعلات الكوثره لزيادة الناتج او زيادة التخصص او جعل التفاعلات منسجمة على طول العملية خاصة لجزيئات DNA الغنية بقواعد C.G والأخرى الحاوية على تراكيب ثانوية ثابتة . كما ان بعض التفاعلات لا تحدث الا بوجود مثل هذه العوامل المشجعة . وتستعمل بتراكيز مختلفة كما موضح بعضها في الجدول الآتي (جدول 2)

جدول 2 : المضافات المستعملة في تفاعلات الكوثره .

المادة	التراكيز الموصى بها
الكليسرول	2-5 %
متعدد الاثيلين Polyethylene glycol PEG 6000	5-15 %
DMSO (Dimethyl sulfoxide)	2-10 %
DMF (PEG)	بحدود 10%
منظفات لا أيونية Non- ionic detergents (Triton X – 100) Tween 20 Tween 40	0.1- 1 % 0.5 % 0.5 %
Formamide	1- 5 %
Betaine	1.0 – 1.7 مولر

100-15 ملي مول	TMAC (Tetramethylammonium chloride)
	BSA (Bovine serum albumin)
التركيز يعتمد على نسبة GTP الطبيعي	dC7GTP (7-deaza-2'-deoxyguanosine)
100 – 10 مايكرومول	TMAO (Trimethyl amine oxide)

فضلا عن مضافات أخرى .

والملاحظ ان بعض الإنزيمات تعمل بشكل جيد عند وجود المنظفات وذلك - ربما- بمنعها لتكتل وجمع بروتينات الإنزيمات ، ولكن بعض هذه المضافات وخاصة عند التراكيز العالية قد لا تؤدي الى فائدة في التفاعل لذلك كان لابد من تجربتها مع كل تشكيلة من البواديء ، فمثلا :

- DMSO : يحافظ على فعالية إنزيم Taq (الأكثر استعمالا في تفاعلات الكوثرية) عندما يكون بتراكيز واطئة وعندما يزداد تركيزه الى 10٪ فإنه يؤدي الى خفض فعالية الإنزيم الى حوالي 50٪ وعند تركيز 20٪ تنخفض الفعالية الى حوالي 10٪ ، ولذلك لا يستعمل بشكل روتيني وإنما فقط عند الضرورة ولكنه في الأحوال العادية يقلل من التراكيب الثانوية خاصة في القوالب الغنية بـ GC ويساعد في تضخيم أهداف تصل الى أكثر من كيلو قاعدة .

- اما المضاف Betaine (mono) hydrate فيوصى باستعماله بشكل Betaine HCl ولا يستعمل بشكل ملح الكلوريد .
وكما موضح في الجدول أعلاه فأن استعمال المنظفات اللايونية مثل TritonX-100 او Tween 20 فهذه تثبت فعالية إنزيم الكوثرية Taq وتمنع تكوين التراكيب الثانوية عند التراكيز المذكورة مما يؤدي الى زيادة نواتج التفاعل .

- مضاف Formamide يستعمل بتراكيز 1-5 ٪ ويمكن ان تصل الى 10٪ ، وأثبتت التجارب ان التراكيز الواطئة لا تؤثر في فعالية إنزيم Taq ولكن عند تركيز أعلى من 10٪ فإنه يثبط عملية التضخيم لذلك يستعمل عند الضرورة لجعل عملية التضخيم عند الدرجة المثلى .

- مضاف TAMC يستعمل بالتراكيز المذكورة للتخلص من ارتباط الباديء غير المتخصص


- مضاهي الكوانين 7-deaza-2-GTP يمكن أن يستعمل في تفاعلات تضخيم قوالب DNA الحاوية على تراكيب ثانوية ثابتة إذ يستعمل بدلا من dGTP بنسبة 1 : 3 أي يستعمل المضاهي بنسبة ثلاثة أضعاف النيوكلوتيد الطبيعي (dGTP).
 - يستعمل بروتين مصّل البقر BSA في تفعيل عملية التضخيم نماذج DNA القديمة وكذلك نماذج DNA الحاوية على مثبطات لعملية الكوثرية مثل الميلانين Melanin.
 - الكليسرول يساعد في منع تجمع جزيئات إنزيم الكوثرية ومنع التصاق مواد خليط التفاعل إلى جدران الأنابيب ، ويساعد في عملية تضخيم الأهداف ذات المستوى العالي من GC.
 - PEG تساعد هذه المادة على التضخيم بشكل خاص عندما تكون تراكيز قالب DNA واطئة جدا .
- ومن المواد التي يمكن أن تدخل التفاعل عن غير عمد مادة SDS وهذه حتى عند تراكيز واطئة 0.01٪ المتخلفة من عمليات استخلاص قوالب DNA فانها تقلل من فعالية Taq بنسبة 10٪ . اما التراكيز الأقل فتكون غير مؤثرة والتراكيز الأعلى يمكن أن تؤدي إلى استنزاف كلي لفعالية الإنزيم ويمكن في بعض الحالات معادلة التأثير السلبي لها ومعادلته بإضافة المنظفات غير الأيونية مثل Tween 20 أو Tween 40 بتركيز 0.5 ٪ .
- اما وجود اليوريا وتأثيراتها فيعتمد على التراكيز فهي يمكن أن تزيد من فعالية إنزيم Taq عندما تكون بتراكيز 1-1.5 مولر وبعد ذلك يبدأ تأثيرها السلبي بالظهور عند زيادة التراكيز . ومن الجدير بالذكر أن المضافات تساعد في تسهيل عملية التضاعف ويفترض أن تقلل من درجة حرارة الانصهار T_m لقطع DNA المستهدفة ذات المحتوى العالي من GC لأنها تحتاج إلى ظروف مسح قاسية لصهرها وإنتاج الأشرطة المفردة .
- وعلى العموم فإن المضافات المذكورة وغيرها يمكن أن تستعمل في المستحضرات المستعملة ولكن لا تعلن عنها الشركات بشكل واضح .

الخليط الرئيس Master mix

ويسمى أيضا Premix من قبل بعض الشركات ويمثل خليط كل المكونات والعوامل الضرورية لتفاعلات الكوثرية ما عدا الإنزيمات أو قوالب DNA وجمعه بهذا الشكل لتقليل من الأخطاء في إضافة المكونات والحجوم أثناء عملية السحب Pipetting وكذلك لتسهيل واختصار وقت خلط مكونات تفاعل PCR .

تفاعل الكوثرية

تفاعلات الكوثرية التي تحاكي نظيرتها في الأنظمة الحيوية تتم في أنبوبة اختبار واحدة ، وقد احتاجت المحاكاة الى درجات حرارة مختلفة لتلائم الظروف الخارجية . وهي موضحة في المخطط الآتي :




القواعد المكملية لأشرطة القالب ترتبط الى الطرف ' 3 منه والإنزيم يضيف النيوكليوتيدات الى الطرف ' 3 متجها الى الطرف ' 5 . وتعاد العملية عدة مرات لإعطاء الناتج ولكن يجب تذكر ان اغلب التفاعلات تصل كفاءتها الى 98٪ وهذا يعني في كل إضافة للقاعدة فان 98٪ من الجزيئات ستسلم القاعدة . ونظرا لان أشرطة DNA يتم مسسخها فان نواتج الكوثرية تكون تزايدية أي زيادة في الهدف المعرض لعملية التضخيم .

فالملاحظ ان مضاعفة DNA داخل الخلايا يسير في اغلب الأحيان بدون أخطاء تذكر وحت درجة حرارة ثابتة ، ولكن في الأنبوبة فرضت العديد من الظروف للوصول الى ما يشبه النتيجة الحاصلة في الأنظمة الحيوية . فالملاحظ ان تفاعل الكوثرية PCR يضخم حوالي 100 - 1000 قاعدة وتضخم قطع اكبر يكون صعبا من الناحية التقنية ويحتاج الى تحويل وحرف الظروف عن الطريقة التقليدية . كما ان الاختلاف في نوعية القوالب يؤدي

الى إضافة او حذف خطوة او أكثر . ولعل أهم مظاهر التفاعل هو الاختلاف بدرجات حرارة التفاعل التي تتخذ نسقا كما موضح في الشكل (3) المذكور سابقا .

أطوار التفاعل

في بداية التفاعل تكون المواد موجودة بوفرة كافية ما عدا DNA القالب والنواتج ، ويبدأ التفاعل الذي يتخذ نمطا تزايديا ، اذ ان كل جزيئة مخلقة جديدة في الدورة تعمل قالباً لدورات التفاعل التي تليها ، ثم يلي ذلك تغير في نمط الزيادة لتصبح خطية ، ونقطة دخول التفاعل الى النمط الخطي فيها اختلافات كثيرة حتى بين المكررات للنماذج نفسها . ونقطة التحول هذه ناجمة عن تزامم القوالب (القديمة والجديدة) للارتباط بالباديء الذي يفترض ان يكون قد أضيف بكميات وافرة ولكن محددة ، فضلا عن أسباب تعود الى الإنزيم وبيئة التفاعل وذلك لان إضافة المزيد من الإنزيم لا يؤثر في سير التفاعل . في تفاعل PCR التقليدي يتم الكشف عن النواتج النهائية End- point ومجريات التفاعل تتم بأطوار مختلفة وهي الموضحة في الشكل 10 .



شكل 10 : أطوار التفاعل

يلاحظ من الشكل ان التفاعل يتم بأطوار

الطور التزايدى : وفيه يحصل تضاعف لجزيئات DNA القالب والنواتج التي تتراكم عند كل دورة ، على افتراض ان المواد المتفاعلة تكون موجودة بوفرة اي خلط بمولارية زائدة لكل المكونات في داريء ملائم وان التفاعل يسير بكفاءة (افتراضا) تصل الى حوالي 100% وفي هذه لحالة يكون التفاعل مضبوطا ومتخصصا عند غياب المؤثرات لينتج في النهاية بعد 30 دورة جزيئات DNA أكثر من بليون نسخة كما موضح في الجدول الأتي (جدول 3)

جدول 3 : عدد نسخ جزيئات DNA الناتجة بعد التضاعف لثلاثين دورة

عدد الدورات (n)	عدد نسخ DNA المتكونة (2 ⁿ)
0	1
1	2
2	4
3	8
4	16
5	32
6	64
7	128
8	256
9	512
10	1024
20	1048576
30	1073741824

وتمثل n عدد الدورات .

الطور الخطي : وهذا الطور تكون فيه تغيرات كثيرة حتى بين مكررات النموذج الواحد وهذا يعني ان السمة التزايدية هي محدودة مما يشير الى ان النظام بدأ يعمل بأقل من القابلية القصوى له وذلك يعود الى عدة أسباب :

(1) بعض أشرطة القالب سوف تصبح غير متاحة للتكاثر نتيجة وجود كسور او فشل في فكها الى أشرطة مفردة وقد يعود الفشل في الانفكاك الى وجود بعض البروتينات المتبقية من عمليات التنقية .

(2) ان كمية إنزيم الكوثرية محدودة ولا تواكب العدد الكبير من الأشرطة المفردة الناتجة او بسبب قلة فعاليته .

(3) حصول تنافس للأشرطة الجديدة على البواديء وإمكانية ارتباطها مع بعضها نتيجة التكامل ، اذ ان التفاعل يشهد عمليات تنافس كبيرة لا يمكن حذسها .

(4) استهلاك مكونات التفاعل من نيوكليوتيدات وايونات ومواد أخرى التي تصبح بوفرة اقل بكثير مما كانت عليه عند البداية .

(5) بدء نواتج التفاعل بالتفكك .

طور الركود او الهضبة Plateau : وتمثل الدورات الأخيرة ويصل معدل التضخيم الى الصفر. وهي تمثل النواتج التي يتم الكشف عنها بالترحيل الكهربائي او غيرها من الطرق . ولا تفيد محاولات جعل التفاعل مستمرا بإضافة كميات جديدة من الإنزيم او

المكونات الأخرى لأن بيئة التفاعل تكون قد تغيرت بشكل كبير . وهذه الحالة تعود الى أسباب عدة منها تفكك المواد المتفاعلة مثل dNTPs وإنزيمات الكوثرية ، وكذلك نفاذ المواد المتفاعلة مثل البواديء خاصة للنواتج القصيرة او نفاذ dNTPs بالنسبة للمواد او القطع الطويلة . فضلا عن امكانية حدوث التثبيط بنواتج التفاعل نظرا لتكوين Pyrophosphates ، والتنافس بين المواد المتفاعلة خاصة من قبل النواتج غير المتخصصة

عدد الدورات

يعتمد عدد الدورات المستعملة على عدد من الظروف منها عدد نسخ قالب DNA المراد تضخمه . والملاحظ من الشكل (شكل 10) ان الدورات تكون ذات تأثير فاعل في زيادة كمية الحاصل في الأطوار الأولى لذلك يوقف التفاعل عند انتهاء الطور التزايدى او عند الطور الخطي لانه لا فائدة من الاستمرار في زيادة الدورات ، ويكون الوقت بحدود 3 ساعات . ويمكن زيادة عدد الدورات عن الحد التقليدي 20-30 دورة تحت ظروف خاصة لتصل من 35-40 دورة . كما في حالة وجود مثبطات إنزيمات الكوثرية او وجود قوالب DNA خاصة حاوية على تراكيب ثانوية معقدة وغيرها من الأسباب . ومن أهمها الإنزيمات المستعملة ، فمثلا إنزيم Taq الشائع الاستعمال يكون العمر النصفى له حوالي 30-40 دقيقة عند درجة 95° م ، لذا لا يفضل التضخيم أكثر من 30 دورة عند درجة حرارة مرتفعة .

النسق الحراري لتفاعل الكوثرية

من المعروف ان تفاعل الكوثرية يمتاز عن الكوثرية الحيوية التي تتم داخل الأنظمة الحية بالتغير بدرجات الحرارة لأداء مهام مختلفة ، وبذا يكون له نسقا حراريا مختلفا ، ومن الجدير بالذكر ان كل خطوة في تفاعل الكوثرية تكون حساسة لدرجات الحرارة . ومن النقاط الواجب التوقف عندها الآتي :

- هناك معاملات حرارية قبل البدء بالتفاعل ، وهذه يتم تطبيقها على بعض النماذج لأغراض خاصة ، فتسخن النماذج الحاوية على إنزيم كوثرية ثابت بالحرارة الى درجة 94 - 96 °م وبعض الأحيان الى درجة 98°م ويمكن ان تستمر 1 - 10 دقائق ، وهذه المعاملة تؤدي الى أكثر من غرض منها تثبيط الإنزيمات مثل DNase I او Proteinase K او غيرها الآتية بشكل طبيعي من النموذج او من جراء تهيئة النموذج ، فضلا عن تنشيط إنزيم الكوثرية المحور في بعض الحالات ليلاءم عملية البدء الساخنة Hot- start .

المسخ Denaturation

يسمى ايضا انصهار أشرطة DNA وفيه يتم كسر الأواصر الهيدروجينية التي تربط الشريطين ويكون المسخ على أكثر من صعيد ، في البداية يتم مسخ أشرطة DNA القالب (الأصلي) وتحويلها من أشرطة مزدوجة الى أشرطة مفردة وذلك بالتسخين بدرجة حرارة حوالي 94°م أو استعمال 96 – 97°م وذلك لأن من المعروف ان تسخين DNA في داريء يحوي على الاملاح تكون الحرارة الملائمة اقل من 100°م لذلك تستعمل درجات حرارة تتراوح بين 91-97°م ويمكن ان تطول مدة التسخين الى دقيقة ويفضل إضافة دقيقة الى الوقت في حالة القوالب المعقدة اي يعتمد على المواصفات التركيبية للأشرطة لكسر الأواصر الهيدروجينية بين القواعد النتروجينية التي تكون في حالة A=T اضعف من G≡C .

ويمكن تخفيض حرارة المسخ بعد حوالي 10 دورات عندما تصبح أهداف DNA الشائعة اقصر مما كانت عليه في البداية . فمثلا لأهداف بطول 300 قاعدة أو اقل فان حرارة المسخ تخفض الى 88°م لجزيئات تحوي على 50% من GC وبذلك يمكن ان يزداد من عدد الدورات الى 40 دورة دون التأثير في كفاءة الإنزيم . ويمكن لعملية المسخ ان تتم بتأثير المواد الكيماوية مثل اليوريا .

وتستعمل عملية المسخ لدراسة بعض مواصفات DNA فمثلا درجات المسخ العالية تعني محتوى اكبر من C.G وتستعمل في تحديد المسافة الوراثية بين الأنواع بطرق التهجين وتستعمل ايضا لأغراض أخرى ضمن طرق محددة ، فضلا عن استعمالها في الخطوة الأولى من تفاعل الكوثرية . وفي الحالة الأخيرة يتم التسخين لمدة تتراوح بين 15 - 20 ثانية ، وقد ترفع درجة حرارة المسخ الى 98°م في حالات خاصة مثل كون القالب طويل أو يحوي على تراكيب ثانوية . وأثناء المسخ تتوقف الفعاليات الإنزيمية اي عمليات الإطالة من الدورات السابقة لتستأنف بعد توقف قصير .

درجة حرارة الالتحام (Ta) Annealing temperature

الالتحام تعني في الوراثة ان كل من أشرطة DNA المفردة أو RNA يلتحمون لتكوين أشرطة مزدوجة بواسطة الأواصر الهيدروجينية بين القواعد المتكاملة ، وعادة تستعمل لربط مجسات DNA أو لربط الباديء الى قالب أو هدف DNA في تفاعلات الكوثرية (وهي محور المناقشة هنا) أو تستعمل لإلغاء المسخ Renaturation للأشرطة المتكاملة التي مسخت حراريا .

وفي خطوات تفاعل الكوثرية وبعد فك الأشرطة المزدوجة الى أشرطة مفردة يتم تخفيض الحرارة لخليط التفاعل الى مدى 50 - 65°م لمدة 20 - 60 ثانية والشائع هو استعمال 60

ثانية للسماح للبواديء بالالتحام الى أشرطة DNA المفردة ، وهي بشكل عام اقل بقدر 3-6 °م من حرارة الانصهار Tm (التي سيأتي ذكرها لاحقا) ، وأثناء العملية تتكون الأواصر الهيدروجينية في حالة تكامل قواعد الباديء مع الشريط الهدف ولمدة 20 ثانية بعد ان تكون البواديء قد تحولت بالحركة البراونية جثا عما يكملها ، وفي هذه الحالة فان تكوين الأواصر الثابتة يدوم أطول لإتمام العملية اللاحقة وبعد ارتباط عدد قليل من القواعد تصبح الأواصر الأيونية بين القالب والباديء قوية ولا تتكسر بسهولة اما الأواصر غير الثابتة فتتكسر سامحة لجزيئات الباديء بالبحث الجديد عما يكملها .

وتتأثر حرارة الالتحام بدرجة حرارة الانصهار ويجب ان تكون حرارة الالتحام ضمن مدى معين ، فحرارة الالتحام Ta العالية والتي يمكن ان ترفع لتصل درجة الإطالة وهي حوالي 70 °م (كما سيأتي ذكره) تؤدي الى تهجين غير ملائم بين القالب والباديء وبالتالي تؤدي الى قلة حاصل التفاعل ولكن المحافظة عليها يمكن ان يقلل من التضخيم الزائف في بعض الأحيان ، اذ انها تشجع التخصصية ، اما الواطئة والتي يمكن ان تصل الى 37 °م فانها يمكن ان تؤدي الى تكوين مزدوجات الباديء او نواتج غير متخصصة تنتج عن وجود عدد كبير من حالات عدم التلاؤم Mismatch وذلك لان تحمل عدم التلاؤم يكون محدودا وله تأثير كبير في تخصص تفاعلات الكوثرية .

وعدم التلاؤم يكون مضرًا ويؤدي الى اضطراب التوزيع الفراغي Geometry للنيوكليوتيدات والارتباط يكون غير مفضلا من ناحية حسابات الطاقة . اي يحصل التحام غير متخصص ويكون الوضع أكثر خطورة عندما يحدث في الخطوات المبكرة من التفاعل لأنه سوف يطغى على اي تواليات متخصصة نظرا لان تفاعلات الكوثرية ذات طابع تزايدي . ويفضل ان تكون حرارة الالتحام لكل من الباديء الأمامي والعكسي متقاربة جدا ، لان الاختلاف يؤدي الى إعطاء حاصل قليل ، كما يمكن ان يؤدي الى حصول تفاعل غير متناظر أي يتم تضخيم احد الأشرطة على حساب الآخر . وعلى العموم فان اغلب البواديء تلتحم في مدة حوالي 30 ثانية تحت الظروف الملائمة للتفاعل . ودرجة حرارة الالتحام تعتمد على درجة الانصهار للبواديء وقد وضعت معادلات لحسابها :

$$Ta = 0.3 \times Tm(\text{primer}) + 0.7 \times Tm(\text{product}) - 14.9$$

وتمثل :

Tm (primer) درجة حرارة الانصهار لأقل مزدوج (من حيث الثبوت)

Tm (product) حرارة انصهار نواتج PCR

Ta هي في العموم تكون اقل بـ 5 °م من حرارة الانصهار ، وعند حسابها بالنسبة لحرارة الانصهار فيمكن استعمال المعادلة الآتية :

$$Ta = Tm (\text{of the lowest primer}) - 4^{\circ} \text{C}$$

وهذه هي الأفضل ولكن بعض الأحيان تحتاج الى ان تحدد بالتجربة .

وفي حالة ملاحظة حزم غير مرغوب فيها يتم التلاعب بدرجة حرارة الالتحام ضمن ما يسمى بطريقة الهبوط Touchdown method وتبرمج الطريقة بعمل دورات متعاقبة من تفاعل الكوثرية خفض فيها الحرارة . ويتم البدء بدرجات حرارية أعلى من درجة الانصهار T_m بحوالي $10^{\circ}C$ ثم خفض بمعدل $2 - 5^{\circ}C$ لعدد من الدورات . ففي الدرجات العالية يلتحم الباديء بتخصص عالي اي ان الباديء سوف يرتبط في الأغلب الى التوالي المطلوب والذي سيتم تضخيمه في الدورات اللاحقة بعد تخفيض الحرارة . وعليه يمكن تقسيم هذه البرمجة الى مستويين الأول استعمال حرارة أعلى $10^{\circ}C$ من حرارة الانصهار المحسوبة ثم خفض بمعدل $1^{\circ}C$ لكل دورة ، وهكذا نزولا الى الدرجة المثلى ، وأحيانا خفض درجة حرارة الالتحام اقل من المثلى في الدورات النهائية للحصول على حاصل PCR بكمية كبيرة . ويمكن ان يغطي المدى الحراري $15^{\circ}C$.

وتوجد بعض الأجهزة التي يمكن برمجتها ليكون الاختفاض فيها $0.5^{\circ}C$ / دورة ، وأجهزة أخرى تستعمل برمجة تهدف الى استعمال 7 من الدورات بعد تخفيض الحرارة الى $2^{\circ}C$ من حرارة الانصهار ثم استعمال 5 دورات بعد تخفيض الدرجة $3^{\circ}C$. وزيادة عدد الدورات عند درجة حرارة معينة الى مدى 3-4 دورات سوف يمكن الهدف من التنافس قبل عملية ارتباط الباديء Priming غير المرغوبة في التضخيم . وعند استعمال دورات إضافية فانها يجب ان تحذف من عدد الدورات النهائي للبرنامج للتخلص من التدوير Cycling الفائض الذي يرافقه عمليات تفكك النواتج وإنتاج مسحة ذات وزن جزيئي عالي عند الترحيل الكهربائي ، وتخفيض الحرارة بطريقة الهبوط المذكورة آنفا يجب ان لا تتعدى 35 دورة في عامة الأحوال وقد لا تؤدي الى نتيجة مقبولة لذلك يمكن ان تعاد البرمجة وتضبط الظروف الأخرى المشاركة .

تستعمل طريقة الهبوط الحراري TD عند وجود البواديء المشتتة وكذلك البواديء التي فيها عدم تلاؤم واضح مع القوالب لذلك يتم البدء بدرجة عالية والنزول بدرجات الحرارة على مدى $15^{\circ}C$ الى حين الوصول الى الدرجة الملائمة وبعدها لا تكون هناك فائدة من الاستمرار في تخفيض درجات الحرارة . ولكن يجب تذكر ان بعض البواديء تكون عصية من ناحية درجة الالتحام المثلى وعندها يجب تصميم باديء آخر يتكامل مع قطعة DNA مجاورة .

وبذا يتضح ان استعمال طريقة الهبوط تفيد وذلك لان البدء بدرجات حرارية عالية لمنع التداخلات غير المتخصصة خاصة في الدورات المبكرة من التفاعل . وتكون طريقة الهبوط ملائمة للتفاعلات المنفردة Monoplex أكثر من التفاعلات المتعددة Multiplex .


حرارة الانصهار T_m

تعني هنا انصهار البواديء من النواتج اي كسر الأواصر الهيدروجينية بينهما وهي التي تكون عندها نصف مزدوجات DNA مفككة (اي بشكل أشرطة مفردة) وتتم برفع درجة الحرارة تليها عملية تبريد مباشرة . وحرارة انصهار الباديء تقيس مدى ثبوت الهجين (DNA- DNA) وتكون مهمة في تحديد حرارة الالتحام بين الباديء و DNA القالب . وتوجد أكثر من طريقة لحسابها .

فالنسبة للبواديء بطول حوالي 14 - 20 قاعدة يمكن استعمال معادلة Wallace :

$$T_m = 2(A+T) + 4(G+C)$$

اما في البواديء الأطول فيصار الى استعمال حسابات الجوار الأقرب Nearest -neighbor التي تأخذ بنظر الاعتبار مؤشرات الحركات الحرارية Thermodynamics وهي الطريقة المستعملة في اغلب برامج تصميم البواديء الموجودة في الوقت الحاضر . وفي طريقة الجوار الأقرب يؤخذ بنظر الاعتبار ان التداخل بين قاعدتين على أشرطة مختلفة يعتمد على القواعد المجاورة ، فبدلاً من معاملة حلزون DNA على ان خيط من التداخل بين أزواج القواعد بشكل مفرد ، فان هذه الطريقة تتعامل مع الحلزون على انه خيط من التداخلات بين القواعد والأخذ بنظر الاعتبار القواعد المتجاورة اي انها تعنى بالأواصر بين القواعد المتجاورة ايضاً. ففي الشريط الآتي :



كل أصرة تحتاج الى قيم معينة من الطاقة والتي بدورها تمتلك كمية من (H) Enthalpy الذي يمثل التغير في المحتوى الحراري (السخونة) ، و (S) Entropy وهو مقياس الطاقة العشوائي او ما يسمى مقياس الفوضى للمواد اي الطاقة غير المستفاد منها في نظام حركي حراري . ΔS تقاس بوحدة Kcal /mole وتمثل الفرق في مقياس الفوضى للطاقة . وطريقة الجوار الأقرب تأخذ بنظر الاعتبار تركيز الأملاح . والمعادلة العامة المستعملة :

$$T_m = \frac{dH}{dS + R \ln (C/4)} + 16.6 \log_{10} [K^+] - 273.15$$

dH هو Enthalpy

dS هو Entropy

C التركيز المولاري DNA

[K⁺] التركيز المولاري للأملاح (والقيم الأصلية التي تستعملها معظم البرامج هي 50 ملي مول) .

R تمثل ثابت الغاز (1.987 Cal*k/mol)

Natural log : ln

ان حرارة الانصهار Tm تعتمد على عد من الظروف منها طول جزيئة DNA ومكوناته من القواعد ، وكذلك حالة وجود عدم التلاؤم ، فكل حالة واحدة من عدم التلاؤم تخفض حرارة الانصهار حوالي 5 °م ، وتتأثر ايضا بمكونات الداريء المستعمل ، وكذلك تركيز القالب والباديء ، لذلك تكون القيم المحسوبة هي قيم تقريبية وعندها تؤثر في تحديد حرارة الالتحام ، لذلك يتم اللجوء الى استعمال طريقة الهبوط لتحديد حرارة الالتحام . ومن الطرق الأخرى لحساب حرارة انصهار البواديء

$$Tm(^{\circ}K) = \{ \Delta H / \Delta S - R \ln(C) \}$$

عند استعمال درجات كالفن Kelvin المطلقة

او عند استعمال درجات الحرارة السليزية

$$Tm(^{\circ}C.) = \{ \Delta H / \Delta S - R \ln(C) \} - 273.15$$

C تركيز الباديء

وفي حقيقة الأمر لا توجد طريقة يمكن ان تقيس حرارة الانصهار بشكل مضبوط وإنما كل الطرق تعطي قيم تقريبية ، ولكن في العموم هناك إشارات الى ان الدرجات الحرارية العالية مثل 65-70 °م يمكن ان تؤدي الى تكوين الكواذب وظهور حالات يصعب التعامل معها خاصة عند تحديد التواليات . ومن الواضح ان محتوى الباديء من GC يعطي صورة واضحة عن حرارة الانصهار وبالتالي حرارة الالتحام ، فضلا عن حقيقة ان البواديء التي لها درجات التحام عالية مثل 65 °م تميل الى حصول عمليات التحام ثانوية . ويفضل ان يحتوى كل شطر من زوج البواديء على محتوى متساوي من GC وبأطوال متشابهة للوصول الى درجات صهر متشابهة وإعطاء نتائج أفضل . اما فيما يتعلق بمدة التسخين فهي أيضا تعتمد على مؤشر الطول والمحتوى من GC ، فهي يمكن ان تقصر الى 30 ثانية ، ويمكن التلاعب بالوقت والحرارة فعندما تكون الحرارة عالية يقصر الوقت والعكس صحيح .

وفضلا عما ذكر أعلاه فهناك معادلات أخرى يمكن ان تحسبها وهناك معادلات أخرى يمكن ان تستوعب تواليات باديء من 20-100 قاعدة التي تستعمل لأغراض خاصة . ومن الجدير بالذكر ان حرارة انصهار أشرطة DNA يمكن ان تستعمل في مجالات غير تفاعلات الكوثرية . والتحليلات المعتمدة على حرارة الانصهار لها مساوئها نظرا لعدم

إمكانية تحديدها بشكل مضبوط جدا ، لذلك لا يمكن ان نحل محل دراسة التواليات ولكن يمكن ان تستعمل كبديل لموازنة قوة التهجين لمجموعة من الجزيئات من مجسات Oligonucleotides في مصفوفات DNA الدقيقة DNA microarrays .

حرارة الإطالة Extension temp

بعد السماح بعملية الالتحام يتم رفع درجة الحرارة الى درجة تتراوح بين 60 -75° م ولو ان الاستطالة تحصل من لحظة حصول الالتحام اعتمادا على إنزيم الكوثرية ليبدأ فعاليته بارتباطه الى هجين البادئ مع القالب وإضافة النيوكليوتيدات على البادئ بإملاء من الشريط القالب بعد ان يكونا قد ارتبطا بشكل قوي وإطالة الشريط متجها بعيدا عن البادئ كما موضح في الشكل 9 أعلاه .

وهذه العملية تحتاج حوالي 30 ثانية اعتمادا على إنزيم الكوثرية المستعمل وطول قالب DNA . ثم بعد ذلك تبدأ دورة جديدة وذلك بمسخ الأشرطة المزدوجة المتكونة ليعمل كل شطر منها كقالب للدورة الجديدة . وعملية الاستطالة تحدث بالدرجة الملائمة لعمل إنزيم الكوثرية ونادرا ما تحتاج الى تعديل . ويحدث بعض الأحيان دمج خطوة الالتحام مع الإطالة لتكون باستخدام درجة حرارة بين 60 -70° م ولكن في هذه الحالة يفضل زيادة عدد الدورات لتصل من 25 -45 دورة . وبلغت الأرقام المقترحة تحصل الاستطالة بمعدل 100 قاعدة \ ثانية أي حوالي كيلو قاعدة \ دقيقة ، والأهداف الطويلة تحتاج وقت استطالة أطول مثلا 3 قالب بطول كيلو قاعدة تحتاج الى 3 دقائق .

حرارة انصهار نواتج الكوثرية

عملية صهر الأشرطة الجديدة يمكن ان تحدد بالمعادلة التالية :

$$T_m (\text{product}) = 0.41 \times \% \text{GC} + 16.6 \times \log_{10} [K^+] - 675/\text{length} + 81.5$$

والطول length يمثل عدد النيوكليوتيدات في نواتج الكوثرية .

الإطالة الأخيرة

او الخطوة النهائية لتفاعل الكوثرية الذي تم بدرجة حرارة 70 -74° م اي المقاربة للحرارة التي يعمل بها إنزيم الكوثرية وتكون بحدود 5 -15 دقيقة بعد آخر دورة من دورات التفاعل لضمان ان كل الأشرطة المفردة يتم تحويلها الى أشرطة مزدوجة ، ثم تلي ذلك خطوة مسك او وقفة عند درجة حرارة 4 -15° م وتمثل عملية خزن وبعد ذلك يتم فصل النواتج بالترجيل الكهربائي في الهلام .

الظروف المؤثرة في تفاعل الكوثرية

يعتمد نجاح عملية الكوثرية على وجود نسبة عالية بين عمليات الالتحام المتخصصة وعمليات الالتحام غير المتخصصة . وعمليات الالتحام وجاها يعتمد على مكونات داريء الكوثرية وخاصة الايونات الموجبة التي يحويها حرارة الالتحام ومن المعروف ان عملية الكوثرية تحتاج الى معلومات مسبقة عن الأهداف والنواتج ، ولكن بعض الأحيان يمكن ان يستعمل تفاعل لكوثرية لتضخيم تواليات غير مميزة . وفي الحالتين تكون نواتج التفاعل الواحد كميات قليلة مقارنة بالكميات التي يمكن الحصول عليها من الكلونة داخل الخلايا التي يكون فيها عمليات التوسيع ممكنة ، فضلا عن اختلاف كفاءة الكوثرية من قالب الى آخر .

وهناك العديد من الظروف المؤثرة في كفاءة تفاعل الكوثرية ، وأكثرها تأثيرا هو إنزيم الكوثرية ، فالإنزيم موجود بشكل طبيعي في الأحياء ويقوم بعمليات التضاعف وإصلاح DNA ويتأثر بالظروف الداخلية وكل عمليات التضاعف السليم في الأنظمة الحية يعتمد على هذه الفعالية أثناء نمو وانقسام الخلايا ، ومبكرا استعمل Klenow unit من إنزيم DNA polymerase I من *E. coli* ليقوم بعملية التفاعل بدرجة 37 °م واستخدم في تضخيم قطع محددة من الجينوم البشري ولكن تفاعلاته غير متخصصة ولذلك ترك في الوقت الحاضر كما مر إيضاحه في موقع آخر . ومن الظروف المؤثرة في الاستعمالات في الوقت الحاضر وبعد استعمال الإنزيمات المقاومة للحرارة يلاحظ انه لا توجد ظروف موحدة لإجراء عمليات التضخيم ، لذلك فان المؤشرات من وقت ، ودرجات حرارة ، وتراكيز مكونات خليط التفاعل يجب ان يتم التأكد منها في كل حالة ضمن المديات المقترحة المذكورة للحصول على أفضل حالة تضخيم للأهداف المطلوبة . وبالرغم من ان عطاء PCR هو تزايد نظريا الا ان الحاصل الحقيقي او العملي يكون اقل مما يشير الى ان النظام يعمل بكفاءة اقل من القابلية القصوى له . ولإجاح عملية الكوثرية التقليدية فان معرفة النتائج المتوقعة تكون ضرورية وكذلك معرفة النماذج الحاوية على أهداف DNA . فبالنسبة للنماذج الحاوية على mRNA فان العملية تحتاج الى النسخ العكسي وان البواديء تصمم للاكسونات والانتباه الى ان البادئين يكون كل منهما واقعا على اكسونات مختلفة في mRNA ، فضلا عن هذا يجب تجنب تضخيم نواتج غير مطلوبة موجودة كملوثات في مستحضرات mRNA . كما ان البواديء تصمم لتضخيم قطع صغيرة عندما يراد استعمال الأخيرة كمجسات . والانتباه الى ان نواتج تفاعل الكوثرية المراد استعمالها في

الكلونة تضاف لها مواقع التميز للإنزيمات القاطعة اذا لم تكن حاوية عليها ، ومثل هذه القطع تتراوح بين 150 - 1000 قاعدة ويمكن ان تكون من الأنسجة المثبتة او DNA النقي من البلازميدات او gDNA . لذلك تشكل مسألة معرفة النماذج والمتوقع من نواتجها احد الركائز المهمة في أمثلة عملية تفاعل الكوثرية . وإضافة الى ذلك هناك بعض الظروف المؤثرة منها .

حجم نموذج التفاعل

في تفاعلات الكوثرية يتم استعمال 5 - 100 مايكرو لتر في أنابيب حجمها بين 0.2 - 0.5 مللتر . وبعض الأحيان يمكن استعمال حجم 5 مايكرو لتر اما الأحجام الأكبر من 100 مايكرو لتر فلا يوصى بها لأنها تؤثر بشكل سلبي في عملية التفاعل وفي حالة استعمالها لابد من إطالة مدة الحضان لضمان الحصول على توازن حراري خلط التفاعل ولذلك وكلما قل حجم خلط التفاعل أمكن الوصول الى التوازن الحراري بسرعة وسهولة . والأنابيب المستعملة تكون رقيقة الجدران وبها أغشية متصلة بها لضمان انتقال الحرارة بكفاءة ومنع التبخير . ويستعمل الكليسرول او الزيت المعدني في النقل الحراري وعندما يراد الحصول على كميات كبيرة من نواتج التفاعل يفضل عدم زيادة حجم التفاعل الواحد وإنما الإبقاء على حجم 50 مايكرو لتر ولكن بمكررات .

تركيز البواديء

تعمل البواديء بشكل جيد عند تركيز 0.1 - 1 مايكرو مول (والأفضل 0.2 مايكرو مول) للحجوم المذكورة أعلاه ، ولكن عند وجود درجة عالية من التشتت في نوعية البواديء المستعملة يزداد التركيز الى 1 مايكرو مول .

عدد الدورات

يعتمد عدد الدورات على بعض المؤشرات منها كمية القالب وعدد جزيئاته التي يفضل ان تكون صغيرة فمن البديهي ان البدء بجزيئة واحدة يحتاج دورات أكثر للوصول الى الكمية الممكن التعامل معها وهي حدود 20 نانوغرام من DNA مقارنة بالبدء بأضعاف هذه الكمية عند استعمال gDNA الذي يمكن ان يصل الى 100 نانوغرام في حجم 25 مايكرو لتر .

وبعض المؤشرات الأخرى التي تؤثر في عدد الدورات :

- نوعية الإنزيم المستعمل لتخليق DNA .
- تركيز الايونات ثنائية التكافؤ (Mg^{++}) .
- تركيز dNTPs .
- حرارة الانصهار .
- وغيرها من المؤثرات

كما ان نوعية التفاعل تؤثر في عدد الدورات ، فمثلا عند استعمال تفاعل كوشرة العنقدة يمكن الاكتفاء بحوالي 20 دورة في الخطوة الثانية بدلا من 30 - 35 دورة وهذا سيساعد في تقليل فرص توليد حزم ذات وزن جزيئي عالي وغير مرغوب فيه او تكوين المسحات في هلام الترحيل الكهربائي ومثل هذه الكواذب عادة تحوي على أشرطة مفردة من DNA ويبدو انها ناجمة عن عدم ارتباط البواديء الصحيح لنواتج DNA المتضخمة في الدورات المبكرة . كما ان الدورات يمكن ان يزداد عددها عند احتواء النماذج على مثبطات للإنزيم او اي معوقات أخرى لتفاعل الكوشرة .

تركيز النيوكليوتيدات

يكون من الضروري الحفاظ على تراكيز dNTPs بمستوى أعلى من Km لكل dNTP لان عدم توازن تراكيزها يؤثر سلبا في إنزيم الكوشرة ، ويجب ان تكون متوازنة مع عمليات اندماج النيوكليوتيدات . وقد وجد عند تقليلها يمكن ان تزيد قابلية الإنزيم Taq على إدماج القواعد الخطأ ولكن اذا رافقها تلاعب بتركيز المغنسيوم وتقليله يمكن ان تزداد دقة Taq . وفي التفاعلات العامة يكون التركيز المستعمل بين 50-500 مايكرومول (والتركيز 200 مايكرومول هو الأكثر استعمالا) ، وقد وجد ان هذا التركيز وبوجود ايونات المغنسيوم الحرة (1.5 ملي مول) يمكن تعطي ناتج من DNA يصل الى 6-6.5 مايكروغرام التي يمكن الكشف عنها بالترحيل الكهربائي .

تركيز الأملاح

تشمل تركيز والصوديوم والمغنسيوم وتراكيز مكونات الدوازيء وقد وضعت معادلات لحسابها ، فضلا عن وجود حاسبات على شبكة الانترنت (كما سيأتي ذكره لاحقا) لوضع الحدود المثلى ، ومن المعادلات المستعملة

$$\Delta S (\text{Salt conc.}) = \Delta S (1M \text{ NaCl}) + 0.368 \times N \times \ln [(Na^+)]$$

وتمثل N عدد أزواج النيوكليوتيدات في الباديء أي (طول الباديء - 1)
 $[(Na^+)]$ تركيز الملح المكافئ مقاس بالملي مول (mM) ويحسب :

$$[Na^+] = \text{Monovalent ion conc.} + 4 \times \text{Free } Mg^{++} \text{ conc.}$$

وفي الحقيقة ان لكل إنزيم كوثرة تركيز خاص من الايونات أحادية التكافؤ مثل K^+ والذي يتأثر بدوره بطول جزيئة القالب . فايون البوتاسيوم يثبت التحام الباديء (وحتى غير المتخصص) ، وكانت الدواريء سابقا تحوي ايون البوتاسيوم ولكن وجد ان ايون الامونيوم (NH_4^+) وعند وجوده بشكل متوازن مع ايون البوتاسيوم يمكن ان يزيد من الالتحام المتخصص على مدى من درجات الالتحام ، ولذلك ظهرت دواريء الجيل الجديد التي تحوي على KCl و $(NH_4^+)SO_4$. فالتداخل بين ايون البوتاسيوم والامونيوم يسمح بزيادة عملية التهجين على مدى من الدرجات الحرارية .

والآلية في ذلك ان ايون البوتاسيوم يرتبط بمجموعة الفوسفات على العمود الفقري للـ DNA وبذا يثبت عملية الالتحام بين الباديء والقالب ، في حين ان ايون الامونيوم يتداخل مع الأواصر الهيدروجينية الضعيفة خاصة عند عدم التلاؤم بين القواعد النتروجينية ويقلل ثبوتها . وبذا فان وجود الايونين يساعد في الحفاظ على نسبة عالية من الالتحام المتخصص مقارنة بالالتحام غير المتخصص على مدى واسع من الدرجات الحرارية . وأشارت الدراسات الى ان الدواريء الحاوية على خليط من ايونات البوتاسيوم والامونيوم تقلل من أمثلة تركيز المغنسيوم او درجات حرارة الالتحام للأنظمة المختلفة من الباديء- القالب . لذلك بدأت الشركات بإنتاج دواريء تحوي كبريتات الامونيوم لانها فضلا عما ذكر من فائدتها أنفا فهي تحفز فعالية إنزيمات الكوثرة وبالتالي زيادة الحاصل من التفاعل .

وجود المشجعات والمثبطات

يمكن ان تحصل تفاعلات غير متخصصة أثناء الإعداد وقبل الوصول الى درجة حرارة الإطالة وبناء DNA من قبل إنزيم الكوثرة ، ويمكن عندها إضافة بعض البروتينات الرابطة لأشرطة DNA (SSB DNA binding proteins) لزيادة تخصص التفاعل ، والأفضل هو منع إنزيم الكوثرة نفسه من العمل وهذه تكون اما بإضافة مثبطات او مضاهيات النيوكليوتيدات التي تثبط Taq عند درجات حرارية اقل من 40 °م او ربط الإنزيم بأجسام مضادة ، وكلا الحالتين تعمل بشكل جيد مع طريقة البدء الساخنة Hot start PCR . واستعمال الأجسام المضادة التي تمنع إنزيم الكوثرة من العمل الى حين رفع درجة حرارة الخليط التي تؤدي الى مسخها (أعلى من 55 °م) ثم تطلقه لها مساويء اذ ان كل إنزيم يحتاج الى أجسام مضادة خاصة وبتوسيع العملية تصبح مكلفة ، والأفضل تخوير الإنزيم بطريقة يكون غير فعال بدرجة حرارة الغرفة اي استعمال طفرة حساسة للحرارة ، ويعود

للنشاط بعد الحضان بدرجة حرارة 95 ° م لمدة 6-15 دقيقة . كما يمكن هندسة بروتينات الإنزيم بحيث لا تعمل الا بدرجات حرارية عالية فقط .

حجم الباديء وحجم DNA الهدف

لأمثلة تفاعلات الكوثرية يكون استعمال البواديء الصغيرة والتي تمتلك حرارة انصهار اقل مثل 54 ° م او أعلى توفر فرصة أفضل ، ولكن مثل هذه الأحوال تكون ملائمة عند استعمال البواديء القصيرة العشوائية كما في وضع الخرائط للجينومات البسيطة . ولذلك فان البواديء الأطول من 18 قاعدة تستعمل في تفاعلات الكوثرية العامة . ومن جهة ثانية فان نوعية الهدف وحجمه يؤثر في نجاح تفاعل الكوثرية فمثلا عند استعمال cDNA وبغياب genomic DNA (gDNA) فان الباديء يمكن ان يقصر ويرافقه قلة في الارتباطات غير المتخصصة . ولكن يجب تذكر ان طول الباديء لا يشكل كل القصة لأسباب تعود الى Entropy ، فالباديء القصير يمكن ان يرتبط بسرعة الى DNA المستهدف ويكون تركيب ثابت يمكن ان يرتبط إليه إنزيم الكوثرية ، ومن جهة ثانية فان بعض العمليات تحتاج الى بواديء بطول 28-35 قاعدة عند تضخيم تواليات يتوقع ان يكون فيها تباين كبير كما في حالة :

- تضخيم تواليات تشفر لجزيئات متقاربة جدا مثل نظائر البروتينات او عائلة من البروتينات في النوع الواحد او في حالة كلونة جينات متماثلة (Homogenous) من أنواع مختلفة .

- تضخيم تواليات الفيروسات مثل HIV-1 ، وذلك لعدم توقع وجود مجموعة من البواديء التي تتكامل بشكل منضبط لكل القوالب من DNA الموجودة في جينوم الفيروس .


لذلك تتم دراسة البواديء على الحاسوب *In Silico* باستعمال برامج الحاسوب Software لمقارنة التواليات المتوفرة لتحديد المناطق الأقل تغييرا الملائمة ، وهذه المناطق هي التي تشكل البداية لاختيار البواديء .

اما عند النظر الى حجم الهدف والذي يفضل ان يكون كبيرا عندما يراد استعماله في الكلونة . فتركيز القالب له اثر كبير في نجاح PCR وتتأثر تخصصية التفاعل بعدد من العوامل منها : تركيز الإنزيم ، تركيز البواديء ، مدة الالتحام ، مدة الإطالة (والأفضل إطالتها) وعدد الدورات ، تراكيز ونسب ايونات المغنسيوم الحر ، تركيز النيوكليوتيدات . كما ان بيئة التفاعل تكون مؤثرة لذلك يرفع الرقم الهيدروجيني عن الحد الطبيعي ،

فضلا عن مراعاة ظروف أخرى مثل استعمال المضافات مثل الكليسرول او DMSO وتقليل مدة مسح أشرطة القالب واستعمال إنزيمات ذات قابلية على التصحيح . وبصورة عامة عندما تكون الأهداف كبيرة الحجم (Long PCR) فهناك العديد من العوامل يجب ان تغير لغرض إجحاح التفاعل ويفضل للإسراع استعمال نوعين من الإنزيمات 2- polymerase system مثل استعمال Taq للاستفادة من سرعة تفاعله واستعمال إنزيمات أخرى مثل Pfu او Vent للاستفادة من قابليتها على الإصلاح .

تركيز ايون المغنسيوم

تكون التراكيز الموصى بها 1-4 ملي مول ويحدد بشكل دقيق بالبداية بـ 1.5 ملي مول ثم الزيادة بمعدل 0.5 مول لكل خطوة وعند حصر المدى المثالي ، يتم إجراء تجارب أكثر باستعمال زيادة تتراوح بين 0.2 – 0.3 ملي مول للوصول الى التركيز الأمثل . وتركيز ايون المغنسيوم الحر يعتمد على ما يرتبط منه مع dNTPs و EDTA و Pyrophosphates (PPi) . ويؤدي المغنسيوم أكثر من دور ، فالجزء المرتبط مع dNTPs يؤدي الى تكوين معقدات ذائبة تكون هي المادة الاساس الحقيقية لانزيم الكوثرية ، ويساعد في تداخلات DNA/ DNA وبذا عند قلته تفشل البواقي بالالتحام الى جزيئات DNA القالب . . اما الجزء الحر منه فيكون مرافقا لإنزيمات الكوثرية وغيابه او نقصانه يؤدي الى توارى فعاليته . اما زيادته في خليط التفاعل فيؤدي الى تضخيم غير متخصص وتقل دقة فعالية الإنزيمات تتكون مزدوجات قوية بين القواعد ويصعب مسحها بشكل كامل حتى عند استعمال درجات حرارة 94-99 م في الخطوات اللاحقة . واعتماد التفاعلات على تركيز المغنسيوم يمثل علاقة جرسية الشكل Bell shape كما موضح في المخطط التالي ، مع قيم مثلى واسعة (وان كانت تعتمد على الإنزيم) كما موضح في الشكل 11.



شكل 11 : علاقة تركيز ايون المغنسيوم مع كمية الحاصل

واغلب الدراسات تستعمل ايون المغنسيوم بحدود 1.2-1.5 ملي مول في خليط التفاعل .

تداخل العوامل المؤثرة في تفاعل الكوثرية

ان العوامل المؤثرة في تفاعل الكوثرية لا يمكن ان تحور لتصبح مثالية إلا إذا اخذ بنظر الاعتبار تداخلها وتأثير بعضها في الآخر ، ومن هذه التداخلات على سبيل المثال :

- تركيز النيوكليوتيدات اذا زاد فإنها تسحب ايونات المغنسيوم ويؤدي قلة ايونات المغنسيوم الى عدم تكون النواتج لذا وجب ان تكون هناك زيادة معينة في تركيز المغنسيوم يفوق تركيز النيوكليوتيدات كما ذكر في موقع آخر ، في حين ان زيادتها تؤدي الى إنتاج نواتج غير متخصصة وتشجع اندماج النيوكليوتيدات غير الصحيح ، وكذلك الحال عند استعمال دوايرء تحوي على مواد خلاصة للايونات مثل EDTA لذلك فأفضل إنتاج يكون بتوصية استعمال تراكيز ايونات المغنسيوم يلغي التداخل وسحب الايونات الحرة وخفضها الى مستويات غير ملائمة للتفاعل .

- هناك ترابط وثيق بين محتوى الباديء من C.G ودرجات حرارة الانصهار وحرارة الالتحام ، فمثلا البواديء بطول 20 قاعدة والحماية على 50٪ C.G تكون درجات انصهارها بين 56 – 62 °م وهذه توفر فرصة الالتحام عند تقليلها بقدر 5 °م . وعليه فحالة عدم التلاؤم تقلل من كفاءة وتخصص التفاعل ، وذلك لان التخصصية الواطنة يمكن ان تنتج عندما تكون Tm واطئة ، ومن الضروري التأكد من محتوى الباديء من C.G وحرارة الانصهار عند انتخاب أزواج البواديء من بين مجموعة من البواديء الممكنة التي تقترحها البرامج الخاصة بالتصميم ، ويوصي البعض بان يكون محتوى الباديء من C.G حدود 50 – 65٪ في حين يوصي البعض الآخر ب 45 – 55٪ . ولكن كل هذه التوصيات يكون الفيصل بينها النتائج العملية .

- طول الباديء يساهم بشكل كبير في صفة التخصص فالبواديء بطول 18 – 24 قاعدة تميل ان تكون متخصصة اذا استعملت حرارة التحام قريبة من حرارة الانصهار ، ومثل هذه البواديء تعمل بشكل جيد في تفاعلات الكوثرية العادية وللتواليات التي لا يوجد فيها تغيرات . وكلما زاد طول الباديء زاد التخصص فإضافة قاعدة واحدة يزيد من التخصص أربعة أضعاف (كما ذكر في موضع آخر) وعليه تقل القوالب او الأهداف التي يمكن ان يلتحم معها .

- طول نواتج التفاعل هي الأخرى يمكن ان تتداخل بشكل مؤثر . والعديد من برامج الحاسوب (كما سيأتي ذكره) توفر فرصة لاختيار البواديء مع طول النواتج التي تنتجها . وطول النواتج له تأثير كبير في كفاءة التضخيم والذي يعتمد بدوره على القوالب

المستعملة . وهذه الصفة تعتمد بدورها على نوعية النماذج وكلك الهدف من التضخيم فمثلا :

• في حالة استعمال النواتج لتحديد التوالي يجب ان تكون القطع بين 150 - 1000 قاعدة

• النماذج السريرية يفضل ان يكون طول النماذج بين 120 - 300 قاعدة ، لانها تمثل مواقع خاصة بالجينات الممرضة او المواقع التي يمكن تضم حصول اضطراب فيها ، وبذا يلاحظ تداخل الغرض من التفاعل مع مجريات التفاعل التي يجب ان تحور وفقه .

• في تحضير المجسات يجب ان يكون الناتج بطول كافي بحيث يعطى المعلومات الوافية ، ففي حالة استعمال المجسات لدراسة التغير الجيني يفضل ان تكون النواتج بين 250 - 750 قاعدة لتكون المعلومات كافية وكذلك لتسهيل عملية فصلها بالترحيل الكهربائي .

وبصورة عامة فان الانتخاب يجب ان يتم لمناطق معروفة عند النهايات 5' و 3' لتوالي محدد ، ويتم انتخاب المناطق الخالية من الفجوات ، وبذلك فان تشابه البواديء المقترحة سيقبل .

الأدوات والأجهزة

خطوات التفاعل وما تحتاجه من تغيير بدرجات الحرارة كانت قديما تتم في حمام مائي ، ولكن في الوقت الحاضر تستعمل مدورات حرارية Thermal cyclers متطورة يتم تغيير درجات الحرارة فيها آليا وفي الأوقات المطلوبة اذ يتم برمجة الجهاز وفق الطريقة Protocol المرغوب فيها ، وفيما يخص تغيير درجات الحرارة المتدرج في بعض الحالات يتم استعمال أجهزة او مكائن Gradient PCR machines . وبهذه الطريقة الآلية يمكن ان تتم الدورة الواحدة بأقل من 5 دقائق . فضلا عن ان الأجهزة الحديثة تحوي على أغشية ملائمة لمنع التبخر في حين كانت هذه العملية تتم قديما باستعمال طبقة من الزيت على أعلى خليط التفاعل او تغطى بطبقة من الشمع .

الفصل الرابع	
فصل نواتج تفاعلات الكوثره	
	آليات الفصل في الهلام
	استعمالات الهلام للفصل
	مواد الهلام
	الأجهزة المستعملة في الترحيل
	ظروف الترحيل الكهربائي
	معاملات السيطرة Controls
	إظهار النواتج Product visualization
	محددات استعمال الترحيل الكهربائي بالهلام

فصل نواتج تفاعلات الكوثرية

بعد انتهاء تفاعل الكوثرية تستعمل النواتج اما مباشرة (بعد التأكد منها بتجارب سابقة) من دراسات أخرى مثل تحديد التواليات او الكلونة . او تفصل لإجراء الدراسات عليها او التأكد من وجودها . وعمليات الفصل تتم بالترحيل الكهربائي باستعمال الهلام (Gel) . والهلام يعني الأرضية او الوسط Matrix الذي تتحرك فيه الجزيئات المراد فصلها مثل الجزيئات العملاقة مثل DNA.RNA او البروتينات اعتمادا على مواصفات خاصة من الطول او الحجم بالنسبة للحوامض النووية او الشحنات بالنسبة للبروتينات او بالاعتماد على صفات فيزيائية أخرى بعد تسليط مجال كهربائي لتحريك الجزيئات خلال أرضية الهلام ضمن ظاهرة النخل Sieving وتحدد هذه بحجم الثقوب التي يمكن تدخلها الجزيئات العملاقة .

آليات الفصل في الهلام

تطبق عمليات الفصل في تفاعلات الكوثرية العادية على النواتج اي End-point products والترحيل الكهربائي Electrophoresis يتضمن مفهوم تسليط القوة الدافعة Electromotive force (EMF) التي تستعمل لتحريك الجزيئات خلال أرضية الهلام . وتركيب الهلام وحجم الشبكات المتكونة Crossed linked polymer او طبيعة تركيب أخرى تحدد الثقوب وحجمها Networks وبالتالي تحدد الوزن الخاص للجزيئات التي سيمررها ونوعيتها ، اي يمكن تعريفه على انه هجرة الجزيئات المشحونة وإجبارها على الحركة تحت تأثير مجال كهربائي الذي يزود على طرفي الهلام بالربط الى أقطاب كهربائية للتزويد بالقوة الدافعة للحركة . وتختلف الآليات في الفصل اعتمادا على الجزيئات فالبعض يحمل مجاميع متأينة تحدد السرعة التي ستتحرك بها الجزيئات في وسط الهلام . ومن الجدير بالذكر ان جزيئات DNA تتصرف على انها قضبان طويلة Long rods لذلك تكون حركتها في الهلام معتمدة على حجمها . اما الجزيئات الحلقية فتكون حركتها معتمدة على نصف قطر التدوير Radius of gyration ، فالجزيئات مثل البلازميدات يمكن ان تظهر عدة حزم والحركة او الهجرة تكون معتمدة فيما اذا كانت الجزيئة في حالة ارتخاء Relaxed او ملتفة Super coil . اما الجزيئات ذات الأشرطة المفردة من DNA او RNA والتي تميل للانطواء وتكوين جزيئات معقدة الأشكال فانها تهجر خلال الهلام بنمط معقد

معتمدا على التركيب الثلاثي . لذلك فان من العوامل التي تكسر الأواصر الهيدروجينية مثل NaOH و Formamide تستعمل لمسخ الحوامض النووية وجعلها حرك كقضبان طويلة . والهلام يستعمل لفصل :

• **البروتينات** وتتحرك هذه الجزيئات وفق الشحنة التي تحملها لان ثقبوب بعض أنواع الهلام مثل الاكاروز تكون كبيرة فلا تساعد في ثل وفصل البروتينات . ويمكن ان تستغل ظروف الهلام مثل استعمال ظروف المسخ عند وجود SDS التي تفك فيها طويات البروتينات وتمسخه ، فضلا عن استعمال إمكانيات أخرى .

• جزيئات DNA

وهذه تكون مشحونة بشحنة سالبة وتكون نسبة الشحنة / الكتلة ثابتة لذلك تتحرك باتجاه القطب الموجب وفقا للحجم . فبعد وضع النموذج في حفرة الهلام سوف تتحرك الجزيئات الصغيرة بسرعة اكبر من الجزيئات الكبيرة ، وكل مسار Lane سوف تظهر فيه المواد الموجودة في النموذج على شكل حزم Bands والتي تمثل احد المكونات وعند عدم الفصل التام يمكن ان تظهر حزم متداخلة بشكل مسحة Smear التي تشير الى وجود عدة مكونات غير مفصولة عن بعضها . والحزم التي لها المواقع نفسها في المسارات المتوازية والتي تعرضت لظروف الفصل نفسها تشير الى ان لها الحجم نفسه الذي يقارن بسلم الواسمات Marker ladder ذات الأوزان المعروفة . وهذا يعني ان معدل الهجرة او الحركة يعتمد على طول او حجم القطعة ومن نمط الحزم او ظهورها يمكن معرفة مدى نجاح تفاعل الكوثرية .

ومن الجدير بالذكر ان اغلب أنواع الهلام المستعملة لها صفة مضادة لنقل الحرارة بطريقة الحمل Anticonvective ، لذلك يحبط الحمل الحراري الناتج من استعمال المجال الكهربائي ويكون ملائما لعملية النخل ، واغلبها قادرة على الحفاظ على ما تم فصله لمدة معينة وبالتالي يمكن استعمالها في الدراسات اللاحقة .

• جزيئات RNA

يمكن ان ترحل في الهلام لأغراض مختلفة مثل الكشف عن تلوث نماذج بجزيئات RNA أو تفككه و RNA في النماذج المشتقة من الخلايا حقيقية النواة تظهر حزم واضحة للجزيئات

28S rRNA ، 18S rRNA اما المفكك فيظهر حزم اقل وضوحا وتظهر عادة بشكل مسحة وبشدة اقل .

استعمالات الهلام للفصل

تستعمل أنواع الهلام لأغراض عدة وذلك لسهولة التعامل معه . فهو يستعمل في فصل الجزيئات النانوية Nanoparticles ، وكذلك يستعمل كأحد التقنيات الحيوية المهمة لدراسة أساسيات الحياة ، وتشخيص الأمراض وتطوير علاجات جديدة لها ، وكذلك في التعامل الوراثي للدراسة مثل دراسة نمط المواد الوراثية بعد تقطيعها بإنزيمات القطع للتعرف على نمط الحزم ، ولذا يمكن استعمالها في فصل وتنقية قطعة معينة تحوي على الجين المطلوب التي يمكن ان تسترد من الهلام وهي بحالة طبيعية . كما يستعمل الهلام في التعرف على الاختلافات الوراثية والعلاقات التطورية بين الأنواع . وكذلك يمكن ان يستعمل في فصل جزيئات RNA .


واهم استعمالات الهلام هي فصل منتجات تفاعلات الكوثرية التي قد تقطع بالإنزيمات القاطعة لتستعمل في الكلونة او تفصل لاستعمالها في دراسات أخرى بعد استخلاص DNA من الهلام. وقد يكون فصل الحوامض النووية تحت ظروف المسخ مثل استعمال هلام قاعدي التفاعل والتي تكون ملائمة لتحليل الأشرطة المفردة ssDNA ولكن مثل هذه لظروف غير ملائمة للـ RNA لأنه يتحلل بالظروف القاعدية .

مواد الهلام

هناك عدد من المواد تصلح لتكوين الهلام لتكون أرضية صلبة حاوية على الثقوب ومنها النشا بتركيز 5-10% ولكن فائدته قليلة . ولكن كل من الاكاروز Agarose وهلام متعدد الاكريلاميد Polyacrylamide هي الأكثر استعمالا في فصل منتجات تفاعل الكوثرية ولكن ببعض التقييدات وهي التي سيتم تناولها ببعض التفصيل .

هلام الاكاروز Agarose

الاعكاروز متعدد للـ Galactan يتكون من ارتباط Agarobioses بارتباطات 1-3 و 1-4 كما موضح في الشكل 12 .



شكل 12 : التركيب الكيماوي للاكاروز

ويكون بشكل سلاسل طويلة غير متفرعة وغير مشحونة من الكربوهيدرات وبدون اتصالات عرضية Cross links ، هذه التركيبة تؤدي الى تكوين ثقبوب كبيرة ملائمة لفصل الجزيئات الكبيرة او المعقدات الجزيئية الكبيرة .

مواصفات الاكاروز

تركيبة الاكاروز تعطيه القابلية لتكوين الهلام الذي يكون مقاوما حتى عند التراكيز الواطئة . يمتلك هلام الاكاروز تركيب بشكل شبكة مفتوحة يمكن التحكم بها بواسطة تغيير التركيز والشبكة او التركيب الشبكي Macroreticule يتكون بواسطة الأواصر الهيدروجينية التي تجعل الهلام متلائما مع درجات الحرارة اذ يكون Thermoreversible ، فهو ينصهر بالتسخين عند درجة حرارة 80 - 95 °م ويكون هلام بدرجات حرارية 32- 45 °م ، ويمكن ان تخور درجات الحرارة لأغراض خاصة . والاعكاروز مادة متعادلة وغير سامة لذلك يمكن التعامل معها بحرية .

الاعكاروز سهل الصب والتداول مقارنة بالمواد الأخرى وبما ان عملية تكوين الهلام هي عملية فيزيائية وليست كيميائية لذلك يمكن استخلاص المواد منه بسهولة ، ويمكن بعد انتهاء التجارب خزن الهلام في أوعية بلاستيكية في الثلاجة . وبالرغم من هذه المواصفات فان الاعكاروز يمكن ان يتأثر بطبيعة المواد التي يذاب فيها ، فالمواد التي تدمر الأواصر الهيدروجينية (كما في بعض أنواع الدواير) تؤدي الى تقليل درجة الانصهار وقوة الهلام ويمكن ان تثبط عملية تكوين الهلام .

استعمالات هلام الاكاروز

لهلام الاكاروز استعمالات كثيرة في الدراسات البايولوجية والكيمياء الحيوية ودراسة تركيب الخلايا وفي مجال دراسة الأحياء المجهرية . وأكثر الاستعمالات هو فصل الجزيئات الناتجة من تفاعلات الكوثرية التي تهيأ لإجراء الكلوثة أو تحديد التوالي وتصنيع المجسات .

أنواع الاكاروز

تختلف أنواع الاكاروز المنتجة والمتوفرة تجارياً بعدد من الصفات مثل نسبة الرطوبة ونسبة الرماد ، ومحتواها من الكبريتات وصفة الصفاء ، وقوة الهلام عند تراكيز مختلفة ، ودرجة الحرارة التي تحول سائل الاكاروز الى الحالة الصلبة (Gelling temp) وكذلك درجة حرارة الانصهار ، ودرجة وضوح حزم DNA الظاهر فيها ، وخلفية الهلام وغيرها من الصفات .

وتنتج الشركات المعنية الأنواع المختلفة منها ما هو ذات انصهار واطئ Low melting gel (LM agarose) او ما يسمى Low melt sieve agarose ومثل هذا له درجة انصهار واطئة وسعة عالية من دقة تفاصيل الحزم Resolution للقطع الصغيرة (الأقل من 1000 قاعدة) كما في القطع الناتجة من تفاعلات الكوثرية التي تصل بين 200-800 قاعدة ويكون سهل الهضم بإنزيم Agarase ، ويمكن استخلاص قطع DNA منه للاستعمالات الأخرى ولا يرتبط بجزيئات DNA . وتصل قوة الوضوح به الى حوالي 50 قاعدة والبعض منه تصل قابلية فصله الى 20 قاعدة . كما توجد أنواع أخرى تستعمل لفصل القطع الصغيرة جداً كما في MetaPhor agarose . واغلب أنواع الهلام ذات درجات الحرارة الواطئة يتم استعمالها بدرجات حرارية واطئة اي استعمال دواير باردة وعدم استعمال فولتية عالية خشية ارتفاع الحرارة التي تؤدي الى تسخين الداير ومن ثم انصهار الهلام .

وتوجد انواع كثيرة تختلف في قابلية الفصل اعتماداً على التركيز والذي يتناسب عكسياً مع حجم القطع الممكن فصلها وكذلك على نوع الداير المستعمل في عملية الترحيل الكهربائي . وتنتج الشركات المختصة أنواع كثيرة وبمواصفات محددة .

تراكيز الاكاروز المستعملة

تناسب التراكيز المستعملة بشكل عكسي مع حجم قطع DNA الممكن فصلها . وبصورة عامة فان الاكاروز العادي يستعمل لفصل القطع الأكبر من 200 قاعدة ، وعندما يراد فصل قطع اصغر من ذلك وبوضوح عال يستعمل هلام الاكريلامايد . وتراكيز الاكاروز تحدد حجم الثقوب في الهلام فضلا عن مشاركة نوع الهلام في تحديد هذه الصفة ، لذلك فالتركيز هو الذي يحدد مواقع الحزم على الهلام ، ويكون التركيز المستعمل معتمدا على حجم القطع المتوقع الحصول عليها من نواتج الكثرة . التراكيز العامة من الاكاروز تمتد من حوالي 0.6% الى 3% وهي قيم تقريبية وعند عدم معرفة حجم القطعة يفضل البدء بتركيز 0.7% ثم يزداد التركيز ان لم تكن النتائج مقبولة ، وأكثر التراكيز استعمالا 1% الملائم لعدد كبير من التطبيقات ، والتراكيز الواطئة تفصل القطع الكبيرة ولكن يكون من الصعوبة التعامل معها . اما التراكيز العالية تكون ملائمة لفصل القطع الصغيرة ، وعملية الترحيل عند استعمال تراكيز عالية تكون بطيئة وتحتاج وقت طويل قد يصل الى الأيام . وبعض الأحيان تكون هناك حاجة الى طريقة ترحيل خاصة مثل استعمال (PFE) Pulsed field gel electrophoresis . او طريقة الترحيل العكسي Field inversion gel electrophoresis فضلا عن ان الهلام المحضر بتراكيز عالية يكون هشاً ولا يتصلب بشكل متجانس مما يؤثر في نتائج الفصل .

تحضير هلام الاكاروز

الأنواع المختلفة من الاكاروز تختلف في تصرفاتها ولا توجد طريقة عامة لتحضيرها من حيث التسخين والصهر ، ولكن الأنواع العامة المستعملة تذوب في دواير الترحيل او في الماء ويستعمل وعاء كبير نسبيا ملائم لأفران Microwave ويضاف الاكاروز الى هذه السوائل الباردة مع التحريك لتجنب التكتل ويترك النموذج لمدة دقائق لترك الاكاروز للتشبع بالماء Hydration قبل عمليات التسخين والإذابة ، ومثل هذا التشبع بدرجات حرارة واطئة (اي استعمال ماء بارد) ستسمح بالانصهار السريع والسهل وعدم تكون الرغوة .

محلول الاكاروز يغلي بسهولة جوالي دقيقة واحدة لذلك يسخن لمدة 45 ثانية (بالنسبة لحجم 100 مللتر) ثم يخلط ويجب الحذر من حدوث حالة التسخين المفرط Overheating ويمكن استعمال أفران Microwave لهذه المهمة او مصباح بنزن Bunsen burner ولكن مع المراقبة . وتتم عملية الصهر الاكاروز بالتسخين المتقطع الى ان يذوب وينصهر تماما .

بعد انتهاء عملية ذوبان الاكاروز يترك ليبرد الى حوالي 60 °م ثم يصب في وعاء الترحيل بهدوء . ثم يترك ليبرد ويتصلب بالتدريج لان التبريد السريع يؤدي الى تكوين هلام غير متجانس وبالتالي يؤدي الى تشوه Distortion الحزم بعد الترحيل . اما عند استعمال الأنواع واطئة الانصهار فيحتاج الهلام ان يترك لمدة حوالي 30 دقيقة ليبرد أكثر من الهلام العادي او يترك لليوم الثاني بدرجة حرارة 4-8 °م للسماح بعملية تكوين الهلام بشكل كامل .

هلام متعدد الاكريلاميد Polyacrylamide gel

يمثل النوع الثاني من أنواع الهلام المستعملة في فصل نواتج الكوثرية وأساسا يستعمل لفصل البروتينات بحجم 5-2000 كيلو دالتون وكذلك في الدراسات المناعية وتحليل نظائر Isoforms البروتينات نظرا لتجانس الثقوب الموجودة فيه والتي يسيطر عليها بالتلاعب بتركيز المادة الأساسية Bis-acrylamide و Acrylamide والمواد الأخرى المشاركة في تكوين الهلام . والمادة الأولية فيه تكون سامة للأعصاب سواء كانت بشكل مسحوق او سائل لذلك يتم تجنب استعماله عند إمكانية الاستغناء .


يستعمل الهلام في بعض الطرق مثل تحديد التواليات باستعمال طريقة Maxam and Gilbert او Sanger لفصل قطع DNA المراد تحديد توالياتها ، لان هذه الطريقة تكون حساسة جدا في الفصل خاصة للقطع الصغيرة من DNA ، ولو انه في الوقت الحاضر يستعمل الاكاروز لهذه الأغراض ما عدا عندما تكون قطع DNA صغيرة جدا .

يستعمل الهلام بتركيز 6 % ، 8 % ، 10 % ، 12 % ، 15 % ، لتكوين الهلام Slab بشكل متجانس ولزيادة وضوح الحزم فيه تستعمل التراكيز المتدرجة بدا من 5 % الى 15 % (Gradient gel) . ويستعمل الهلام اللازم لوضع النماذج Stacking gel بتركيز 5 % وفيه يتم إدخال المشط Comb لعمل الثقوب لوضع النماذج . والنسبة المئوية للتركيز يتم اختيارها اعتمادا على حجم البروتين المراد فصله ، فالأوزان الصغيرة تستعمل لها نسب مئوية عالية من الهلام ، كما يمكن زيادة المعلومات التي يتم الحصول عليها من عملية الترحيل بالتلاعب بالدوائر المستعملة .

الأجهزة المستعملة في الترحيل

تستعمل أوعية او خزانات مختلفة لصب الهلام وإجراء عملية الترحيل الكهربائي وأفضلها استعمال الصغيرة منها Mini gels التي تكون بأبعاد 8 × 10 سم التي تكون

اقتصادية وملائمة للحجوم التي يتعامل معها تفاعل الكوثرية ، كما انها كافية لإعطاء صور واضحة ، وهذه تحتاج الى حوالي 30 - 50 مللتر من الهلام اما الأوعية الكبيرة التي تستعمل لتطبيقات خاصة مثل إجراء Southern blot او Northern blot فتحتاج الى حوالي 250 مللتر من الهلام . وبعد صب الهلام في الأوعية الخاصة به ، يوضع المشط Comb بشكل عمودي لغرض تكوين الحفر لوضع النماذج ويغطى الوعاء ويترك ليبرد ويتصلب الهلام ويحدد حجم الحفر اعتمادا على حجم نموذج DNA الذي سيستعمل وكذلك عدد النماذج . بعض الأمشاط تعطي ثقوب تستوعب 10 مايكرو لتر من النموذج وهذه غير ملائمة للنماذج المستعملة عموما اذ يتم وضع 20 مايكرو لتر بعد إضافة داريء التحميل لها والذي قد يصل حجمه الى 5 مايكرو لتر . اما عدد الحفر فيفضل ان تكون بعدد النماذج مضافا اليها 1-2 لوضع الواسمات الوزنية . مع الأخذ بنظر الاعتبار ترك بعض المسارات لمعاملات السيطرة . والجهاز موضح في الشكل الآتي (شكل 13) .



شكل 13 : جهاز الترحيل الكهربائي

ملاحظات عامة عند تحضير الهلام واستعمالاته

هناك بعض الملاحظات العامة التي يجب الالتفات اليها لغرض إنجاز عملية تحضير الهلام ومنها :

- تفادي تغير حجم محلول الهلام نتيجة للتسخين ولذلك يغطى وعاء التحضير او يعدل الحجم بالماء المقطر الحار للحفاظ على الحجم الأصلي .
- تغطية الهلام بعد صبه وتركه ليبرد لتفادي التبخر ، ويترك ليتصلب تماما وبالتدريج .
- بعد اكتمال تصلب الهلام التدريجي (وإلا سيعطي حزم منتشرة وغير واضحة او يعطي مسحة من DNA) يغمر تماما بالداري الذي سيسعمل في الترحيل (مثل استعمال TBE) لعمق 2-5 ملم والتأكد من ان الهلام مغطى تماما ويمكن ان يخزن في الثلاجة لعدة أيام .
- هلام الاكاروز يمكن ان يعاد صهره وصبه عدة مرات دون التأثير في صفاته ، لذلك يمكن تحضير كميات كبيرة منه توزع على وجبات صغيرة وتستعمل عند الحاجة .
- يجب استعمال الداريء نفسه الذي استعمل في تحضير الهلام في عملية الترحيل.
- يضاف النموذج بعد خلطه مع داريء التحميل الذي يحوي على الكليسرول او السكروز او Ficoll لجعل الكثافة عالية ويمكن من غطس النموذج والاستقرار في الحفرة .
- عند استعمال الهلام يفضل عدم استعمال المسارات Lanes الجانبية اي الخارجية لان النماذج فيها تكون عرضة للحركة بشكل منحرف ، لذلك يفضل استعمال المسارات الوسطية .

ظروف الترحيل الكهربائي

تشمل مدة الترحيل وحرارة الترحيل وكذلك الفولتية (فرق الجهد) والتيار المستعملة لتوليد المجال الكهربائي . ويمكن ان تتأثر ظروف الترحيل بحجم قطع DNA وتركيزها لذلك يفضل في البداية التعرف على مثل هذه المعلومات ويفضل ترحيل قطع سليمة (Uncut DNA) بتراكيز مختلفة على هلام واحد مع قطع معروفة التركيز (المقاسة باستعمال الطول موجي A_{260}) ثم مقارنة الكثافة بالنظر بين القطع غير معروفة التركيز او الوزن مع القطع المعروفة مثل استعمال واسمات Hind III λ او اي واسمات أخرى .

- **المجال الكهربائي :** بعد تحضير الهلام وتسليط المجال الكهربائي يجب بداية التأكد من سريان التيار الكهربائي وذلك بفحص مزود القدرة الكهربائية ، ولكن الأفضل ملاحظة ظهور الفقاعات الغازية عند الأقطاب والتي يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار خاصة عند

استعمال الماء بدلا من داريء الترحيل ، وعند ملاحظة عدم سريان التيار الكهربائي يجب التأكد من عملية التوصيل او اتخاذ اي إجراءات أخرى .

• **الجهد الكهربائي :** يعتمد على الظروف مثل تركيز الاكاروز ، داريء الترحيل ، حجم القطع المرحلة .

والفولتية المستعملة عامة تكون بحدود 4 - 8 فولت /سم من طول الهلام ويجب ان تكون ثابتة . اما التيار الذي تنتجه فيعتمد على نوعية المواد التي يسري فيها التيار وقيم المقاومة لها . وقيم الفولتية قد لا تكون مهمة جدا عندما يراد التعرف فيما اذا كانت النواتج موجودة او لا .

ومن الضروري معرفة ان الفولتية العالية تؤدي الى رفع درجة الحرارة وانصهار الهلام ، وان كانت تسرع من حركة القطع الكبيرة بأسرع من تسريعها للقطع الصغيرة وذلك لان الشحنات تتوزع على الجزيئة بالتساوي لذا فالقطع الكبيرة لها شحنات أكثر . وعلى العموم عندما تكون الفولتية عالية وتركيز الهلام واطئ يحصل ترحيل سريع واختصار في الوقت ولكن على حساب وضوح الحزم في الهلام . اما الفولتية الواطئة فانها تطيل من وقت الترحيل (لمدة يوم تقريبا) ويمكن ان تؤدي الى انتشار نواتج التضخيم من الهلام . وفي جميع الأحوال يكون نموذج الواسمات الوزنية Ladder هو الدليل الواضح على ملائمة الفولتية ، والوقت اللازم للترحيل ويتم إيقاف عملية الترحيل اعتمادا على المسافة التي تتحركها الصبغات الموجودة مع النموذج في داريء الترحيل مثلا عند استعمال Bromophenol blue يكون من الأفضل إيقاف الترحيل بعد ان تكون الصبغة قد وصلت الى ثلثي طول الهلام ، وفي العموم الأوقات المسجلة تتراوح بين 30 - 40 دقيقة وهذه بدورها تعتمد على الظروف الأخرى المطبقة .

وتحسب الفولتية بعد قياس المسافة بين قطبي جهاز القدرة المزودة بالسنتيمتر :

$$Y \times X = \text{الفولتية الملائمة}$$

X تمثل طول الهلام بالسم

Y المدى المستعمل من الفولتية /سم

ولتطبيق الفولتية المستعملة بعض الاستثناءات فيمكن استعمال فولتية عالية للتسريع في عملية الترحيل ولكن يجب اخذ الاحتياطات مثل إجراء العملية في جو بارد . ويمكن تطبيق الفولتية بأكثر من طور فالبعض يستعمل 2 فولت /سم في الدقائق العشر الأولى ثم بعد ذلك ترفع الفولتية للحدود المعروفة مثل 5 فولت /سم وهذه تعطي وضوح أفضل للحزم الناتجة . اما في حالة الرغبة في إطالة مدة الترحيل فيمكن

استعمال 0.2-0.5 فولت /سم وعندها يمكن ان يترك الهلام لليوم التالي ولكن هذه تجرى عند الضرورة لان خفض الفولتية يؤثر في وضوح الحزم .

معاملات السيطرة Controls

لابد من استعمال بعض معاملات السيطرة عند ترحيل النماذج في الهلام ومن هذه السيطرة

- السيطرة السالبة وتستعمل لغرض الكشف عن النتائج الموجبة الكاذبة الناتجة عن التلوث . وتتكون من كل مكونات التفاعل مثل البواديء والدواريء ما عدا DNA القالب المراد تضخيمه .


- السيطرة الموجبة وتستعمل للتأكد من ان الدواريء وغيرها من مكونات خليط التفاعل تعمل بشكل جيد وعند الحد الأمثل ، وتزود بعض الشركات بنماذج للسيطرة الموجبة للتأكد من مكونات العدد التي تبيعها .

- السلم المعياري او الواسمات الوزنية Ladder وهو خليط من قطع معروفة الحجم تستعمل لمقارنة الحزم ، وقد تكون هذه مكونة من بلازميدات او عاثيات او اي قطع أخرى معروفة الحجم والتوالي وتهضم بالإنزيمات القاطعة لإعطاء سلسلة من القطع بأحجام مختلفة ، او تكون محضرة صناعيا . ويستعمل السلم المعياري لغرض أمثلة ظروف أخرى مثل الفولتية المستعملة والوقت ودرجات الحرارة وغيرها من الظروف .

- سيطرات أخرى يمكن ان تستعمل لمعرفة مدى جودة أداء مخاليط الدواريء مثل Premix او Master mix .

إظهار النواتج Product visualization


بعد انتهاء عملية الترحيل يتم إظهار النواتج باستعمال صبغة بروميد الايثيديوم Ethidium bromide او اي صبغة أخرى او طريقة أخرى وتركيب الصبغة موضح في الآتي :



شكل 14 : تركيب جزيئة بروميد الاثيديوم


وفي أكثر تطبيقات تفاعلات الكثرة يستعمل البروميد بتركيز مختلفة والتي تتراوح بين 0.1-0.5 مايكروغرام /مللتر . واستعماله يعتمد على الغرض من عملية الترحيل . والبروميد مادة سامة ومطفرة لذلك يمكن تلافي الأذى باستعمالها بشكل حبوب Tablets بدلا من المسحوق ، ويحضر بشكل محلول خزين Stock solution يخزن في الظلام بعد تعليمه بأنه محلول خطر .

يتم إظهار الصور تحت الضوء فوق البنفسجي حيث يعطي البروميد المرتبط بقوة بقواعد DNA (خاصة في الأخدود الكبير لجزيئة DNA) تألقا برتقاليا كما في الصورة التالية (شكل 14 \ أ) .




شكل 14 \ أ : التألّق البرتقالي لبروميد الاثيديوم تحت الضوء فوق البنفسجي

وتصور بكاميرات خاصة على مسند فيه مسطرة كما موضح في الشكل 14 \ ب .



شكل 14 \ ب : قياس المسافة التي تقطعها حزم DNA

وبمقارنة الحجم على منحنيات تعيير يمثل المحور السيني المسافة التي تتحركها القطعة (سم) والمحور الصادي يمثل حجم القطع سواء بالمقياس اللوغارتمي او باستعمال الأوزان الحقيقية باستعمال أوراق رسم Semi log . ويوضح الشكل (15) احد هذه المنحنيات .



شكل 15 : منحني التعبير لأوزان لجزيئات DNA والمسافات التي تتحركها

او بالمقارنة مع الواسمات الوزنية .

البروميد يمكن ان يضاف الى محلول تخضير الهلام قبل عملية الصب مباشرة وذلك لان إضافة البروميد الى الهلام الساخن يؤدي الى تصاعد أجرة البروميد السامة وعندما يراد استعمال النواتج في الكلونة فيتم تصبغ الهلام بعد الترحيل لان البروميد يؤدي الى ثلم جزيئات DNA .

وعندما يراد التصبغ بعد الترحيل ينقع الهلام في محلول البروميد لمدة 10-15 دقيقة ، ثم يزال الفائض من الصبغة بنقع الهلام في داريء بتركيز 0.5X ، واذا كانت الحزم باهتة فيعاد الهلام الى محلول التصبغ وهذا يكون بعد المقارنة والتأكد من الواسمات الوزنية المرافقة (Ladder) .

محددات استعمال الترحيل الكهربائي بالهلام

للترحيل الهلامي مزايا جيدة ولكن على الجانب الثاني هناك بعض المساوئ او الجوانب السلبية ومنها :

- عند مرور تيار كهربائي عالي في الهلام لغرض التسريع فانه يؤدي الى تسخين داريء الترحيل وربما انصهار الهلام . والترحيل يتم في المحاليل الدائرة لغرض التقليل من التغيير

في الرقم الهيدروجيني التي يمكن ان تحصل نتيجة مرور التيار الكهربائي وهذه تكون مهمة جدا لان شحنات الحوامض النووية تعتمد على الرقم الهيدروجيني ، ولكن عند استعمال الترحيل لمدة طويلة يمكن ان تستنزف السعة الدائرة لمحلل .

- بعض المواد الوراثية لا تتحرك بشكل متناسق في الهلام نظرا لأسباب تتعلق بالتركيب الجزيئي لها او تحويلها او غيرها من الأسباب .
- عملية الترحيل تأخذ وقتا ليس بالقصير .
- الطريقة تعتمد على التمييز بين الأحجام (الأوزان) لذلك فالنواتج المختلفة ذات الحجم المتساوية لا يمكن التمييز بينها .
- الفصل والتحليل يمكن ان يختلف من نموذج لآخر .
- حساسية الترحيل تكون واطئة .
- النتائج تكون عادة نوعية او شبه كمية .
- التحليل لا يمكن ان يحول الى شكل الي .
- تحتاج المواد المفصولة الى بعض الإجراءات لغرض استعمالها في دراسات أخرى .
- تعريض DNA للأشعة فوق البنفسجية يؤدي الى تدمير DNA والذي يؤثر في العمليات اللاحقة مثل الربط الى نواقل الكلونة وفي مثل هذه الحالات يتم تجنب استعمال UV واستعمال مصادر الضوء الأزرق Blue light excitation source مثل Xcita Blue screen اي تحويله الى اللون الأزرق او غيرها من الوسائل ، وعند التحول الى اللون الأزرق تحتاج العملية الى استعمال صبغات SYBR green او صبغات Gel green التي ترتبط الى الأخدود الصغير وذلك لان الضوء الأزرق أكثر أمانا من الضوء البنفسجي وحتى لا يحتاج الى حماية العيون ويمر بسهولة من صفائح الزجاج او البلاستيك الشفافة ، ومن ثم يسهل دراستها بأي من برامج تحليل الصور مثل ImageJ او غيرها .
- نظرا لكون البروميد مادة خطيرة فالتشريعات الخاصة بكل بلد قد تجعل عملية التخلص منه مكلفة . كما ان إظهاره لا يتم الا باستعمال الأشعة فوق البنفسجية .

تنظيف النواتج لإجراء دراسات أخرى


إذا كانت عملية الكوثرية تتم بظروف مضبوطة ومثالية فان كل من الباديء و dNTPs تكون قد استهلكت وفقدت ، ولكن القليل منها يمكن ان يبقى ويتداخل مع عمليات ودراسات ما بعد الكوثرية والفصل ، وكذلك يكون من الضروري الحصول على كميات كبيرة في عملية الكلونة وهذه تحتاج وجود حزم كبيرة واضحة على الهلام ، وفي حالة وجود أكثر من حزمة لابد من إعادة تفاعل الكوثرية .

ففي الأحوال المثالية لا تحتاج نواتج التضخيم الى تنظيف . وعمليات التنظيف بعد التضخيم تجري على الهلام ، وعند الحاجة فيتم ترحيل نواتج الترحيل الأول بقطع الحزمة المطلوبة واستخلاص DNA من الحزمة المقطوعة بطرق الاستخلاص Gel extraction او Electro Elution او باستعمال الدواريء وأعمدة الفصل (التي سيأتي ذكرها لاحقا) ثم يتم ترحيل الناتج على هلام ذات درجة انصهار واطئة . وفي الوقت الحاضر تجهز الشركات عدد خاصة لتنظيف نواتج التضخيم . وبعد التنظيف لابد من التأكد من وجود كميات كافية باستعمال الوسائل المختلفة أجهزة مثل Nano drop او استعمال مطياف الأشعة فوق البنفسجية (Nanophotometer (UV spectra photometer او غيرها من الوسائل .

الفصل الخامس	
المشاكل واستعمالات تفاعلات الكوثرية	
	ترشيد عمليات أمثلة تفاعل الكوثرية
	أنواع المشاكل
	أولاً: عدم ظهور نواتج بعد التفاعل No bands
	ثانياً : الحصول على حاصل قليل Low yield
	ثالثاً : ظهور حزم غير مرغوب فيها
	رابعاً : ظهور نمط غير مثالي للحزم
	خامساً : ظهور نواتج متعددة
	سادساً : تكوين مزدوجات البواديء (PD) Primer dimers
	سابعاً : ظهور حزم باهتة Faint bands
	ثامناً : مشاكل أخرى
	مشاكل ما بعد الكوثرية
استعمالات تفاعل الكوثرية	
	محددات استعمال تفاعل الكوثرية
الأنواع الخاصة من تفاعلات الكوثرية	
	الكوثرية الآنية Real-Time PCR
	تفاعل الكوثرية الرقمي Digital PCR

المشاكل واستعمالات تفاعلات الكوثرية

بالرغم من ان الكيمياء الحيوية هي علم مضبوط الا انها حساسة للعديد من المؤثرات . وبالرغم من اخذ كل الاحتياطات الممكنة من نقاوة مواد واستعمال ظروف مثالية الا ان تفاعل الكوثرية يمكن ان يفشل نتيجة لبعض المشاكل ، وتتخذ المشاكل أنماطا عدة كما موضح في الشكل 16



شكل 16 : مخطط لأنواع المشاكل في تفاعلات الكوثرية

وابرز المشاكل هو عدم ظهور نواتج تضخيم ، او ان الحزم بأحجام غير صحيحة مثل يتوقع ان جين بطول 1800 قاعدة تظهر بدلاً عنه قطعة بطول 500 قاعدة او وجود حزم إضافية ، او عدم انسجام النتائج وغيرها .

فبداية وقبل كل الإجراءات يجب التأكد من وجود حزم DNA على الهلام للتأكد من ان العملية تسير بشكل صحيح . وبعد ظهور المشاكل فأن التصرف العام هو البدء بتغيير المؤشرات الكيماوية والفيزيائية التي يمكن ان تؤثر في ارتباط الباديء او إطالته .

ترشيد عمليات أمثلة تفاعل الكوثرية

ان تجربة تغيير كل العوامل تكون عملية مجهددة وتتعدد أكثر عندما يكون هناك تداخل بين العوامل المؤثرة ، لذلك يتم استعمال طريقة Taguchi (1980) وفيها يتم جدولة المتغيرات المراد اختبارها ووضعها في مصفوفات وبناءً عليها يتم تغيير عدد من المؤشرات سوية ، والأفضل التأكيد على المؤشرات التي يكون لها تأثيرات كبيرة في دقة العمليات وذلك للتقليل من التجارب الواجب إجرائها لتحديد الظروف المثلى .

أنواع المشاكل

- هناك بعض الأخطاء التي تكون مشتركة وتؤدي الى ظهور أكثر من مشكلة .
- الخطأ في الإعداد للتجربة مثل نسيان إضافة احد المكونات ، لذلك تضاف المكونات بالتعاقب للتأكد من عدم نسيان احدها وفق جدول مرتب .
- الخطأ في حجوم المكونات المضافة وللتخلص من هذه المشكلة يحضر خليط رئيس Mater mix والذي يحوي على مكونات التفاعل ما عدا إنزيم الكوثرية والآن يزود مع عدد التفاعل ، ويمكن بعد تحضيره خزنه لعدة أيام بدرجة حرارة 4° م .
- الأخطاء والتغيرات في أداء مكائن Thermal cycler وهذه يمكن ان تؤدي الى مشاكل تتخذ عدد من المظاهر . ومن جهة ثانية توجد بعض الأجهزة المصممة للعمل بدرجات حرارة مختلفة لتساعد في أمثلة درجة حرارة التحام .
- قد تحتوي نماذج DNA القالب على مثبطات لإنزيم الكوثرية ولو انه في هذه الحالة يعد تفاعل الكوثرية أكثر تسامحاً مقارنة بالتقنيات الأخرى .
- أهم الأسباب التي تؤدي الى عدم نجاح تفاعل الكوثرية هو تركيز ايون المغنسيوم لانه يتداخل مع مكونات التفاعل ، فزيادة dNTPs تقوم بسحب بعض الايونات مما يؤدي الى قلة الايونات الحرة التي تؤثر في فعالية إنزيم الكوثرية ، وكذلك تقل كمية الايون عند استعمال الدواير الحاوية على المواد الخلابة مثل EDTA ، اذ ان الجزيئة الواحدة منها تسحب ايون واحد لذلك تؤخذ هذه الظروف بنظر الاعتبار.

- الرقم الهيدروجيني ويعد من الظروف المؤثرة العامة ، وأفضلها استعمال محيط برقم هيدروجيني 8.3 – 9 .
 - التلوث ، والمعروف ان تقنية الكوثره حساسة جدا وعرضة للتلوث مما يؤدي الى نتائج موجبة كاذبة . ويزداد خطر التلوث فيما اذا كان الهدف من الإنسان او من النواقل المستعملة بشكل روتيني في المختبرات .
 - ومن الاحتياطات اللازمة في هذه الحالة هي :
 - استعمال المواد بكميات صغيرة كافية لاستعمال واحد . فضلا عن عزل منطقة العمل عن الغرف الأخرى ، وتنظيف المكان بين التجارب
 - استعمال ماصات صغيرة موجبة الإزاحة .
 - استعمال نهايات ماصات Tips جديدة في كل مرة والأفضل ان تكون حاوية على مرشح .
 - المص يجب ان يكون ببطيء ودقيق لتقليل الرذاذ .
 - يجب لبس كفوف مضبوطة القياس طوال الوقت وتغيرها باستمرار.
- ويمكن ان يأتي التلوث من عمليات سابقة من الأدوات مثل الأنابيب المعاد استعمالها ، جهاز الترحيل ، المحاليل وأجهزة الطرد المركزي والدواريء العامة والفينول .
- ويزداد تأثير التلوث فيما اذا أريد إجراء تضخيم ثانوي اي عند الحاجة الى دورات إضافية وإعادة تضخيم المواد السابقة او عند إجراء تضخيم العنقدة .
- وفي بعض الأحيان وعند اتخاذ الإجراءات المذكورة أعلاه يمكن ان يحصل التلوث وعندها يمكن اتخاذ إجراءات عامة :
- تعقيم السطوح في مكان العمل باستعمال الترطيب والمسح بمحلول 0.07 مولر من Sodium hypochlorite (اي محلول القاصر Clorox bleach بتركيز 10%) ، وهذا يكون أفضل من استعمال حامض الهيدروكلوريك الأكال .
 - ويمكن استعمال الأشعة فوق البنفسجية لتعقيم المكان بالرغم من ان DNA الجاف اقل استجابة للتدمير بالأشعة فوق البنفسجية مقارنة بالنماذج الرطبة .
 - تعقيم الحاويات وحوامل الأنابيب والماصات الصغيرة بالمؤصدة Autoclave اذا كانت تتحمل ذلك .

• تعقيم الكواشف والمحاليل بالأشعة فوق البنفسجية بطول موجي 254 و 300 نانومتر ، بعد وضعها في أوعية تفاعل شفافة لمدة 20 - 30 دقيقة في الأجهزة الخاصة ، ويمكن استعمال الطول الموجي 300 نانومتر لوحده ولكنه في بعض الأحيان يكون أقل كفاءة وهذا ممكن إذا كانت لا تتأثر بها ، فمثلا dNTPs بالتراكيز المستعملة في خليط التفاعل تمتص الأشعة فوق البنفسجية وتتأثر بها . ويفضل تعقيم المحاليل الخزينة كل على حدة .

تختلف البواديء في تصرفها تجاه الأشعة فوق البنفسجية اذ يمكن ان تتكون مزدوجات الثايمين Thymine dimers وعلى العموم فالمحاليل الحاوية على تراكيز عالية تكون غير حساسة للأشعة .

اما الدوراء وعندها تكون مركزة مثل 10X فتكون غير حساسة للأشعة فوق البنفسجية وكذلك محاليل كلوريد المغنسيوم . اما إنزيم Taq فيكون حساس جدا للأشعة فوق البنفسجية . ومن الجدير بالذكر فان طبيعة الملوثات تؤثر في عملية التعقيم وإزالة التلوث . وهناك إمكانيات أخرى لإزالة التلوث مثل :

- استعمال أشعة كاما γ -ray وهي غير متوفرة دائما .
 - الهضم بالإنزيمات القاطعة الداخلية والخارجية وإنزيمات أخرى مثل DNA Glycosylase (UDG) , N-Glycosylase (UNG) , AmpErase O uracil , وهذه غير مرغوبة نظرا لأنها تمثل إضافة قد تجلب معها تلوث جديد او تزيد من خطر التلوث ، فضلا عن ان بقاياها قد تجعل قوالب DNA المطلوبة غير ملائمة .
 - استعمال المواد الكيماوية التي يمكن ان تمزج مع خليط التفاعل وتعمل لأداء دورها قبل بدء عملية التضخيم .
- وهناك طرق أخرى يمكن ان تساعد في إزالة التلوث ، ويمكن دمج أكثر من طريقة لتحسين الأداء .
- ومن المشاكل التي تواجه العاملين في هذا المجال :

أولا: عدم ظهور نواتج بعد التفاعل No bands

في هذه الحالة لا تتكون نواتج او تتكون بكميات قليلة ولهذا أسباب متعددة وتعد الحالة مشكلة عند عدم ظهور نواتج بعد 30 دورة ، لذلك وللتأكد من وجود المشكلة يؤخذ 1 مايكرو لتر من خليط التفاعل ويضخم في خليط جديد بدلا من الإطالة وزيادة عدد الدورات خاصة عندما تكون تراكيز الهدف واطئة جدا . وبعد التأكد من وجود المشكلة يلام الإنزيم بداية كتقليد ساري ولكن قد لا يكون الإنزيم هو السبب في إفشال التفاعل

وذلك لان بعض الأحيان تكون هناك مشاكل أعمق تتعلق برداءة تضخيم البواديء او مؤشرات التدوير الحراري لذلك تؤخذ الأسباب الأخرى بنظر الاعتبار . وفي بداية يجب التأكد من إضافة كل مكونات التفاعل بعمل جدول وتأشير الإضافات بالتسلسل ، والأفضل استعمال الخليط الرئيس Master mix الحاوي على كل المكونات ما عدا البواديء والقوالب ومن ثم معالجة المشاكل الخاصة بالقالب:

I- عدم وجود نواتج يمكن ان يشير الى عدم وجود DNA الهدف وللتأكد يتم عمل Southern blot باستعمال مجسات خاصة

II- رداءة سلامة القالب ويتم التأكد من ذلك باستعمال الترحيل على هلام الاكاروز باستعمال طرق استخلاص بأقل ما يمكن من قوى القص او الثلم ثم تعليقه في داريء TE برقم هيدروجيني 8 او في الماء الخالي من إنزيمات تفكيك الحوامض النووية . ومن أوجه رداءة القالب احتواءه على نسب عالية من GC او يكون حاويا على تراكيب ثانوية . فعندها تشجع عملية المسخ بإضافة 10-15% كليسول او 5% Formamide او 10% DMSO . وعند استعمالها لابد من تخفيض حرارة الالتحام مع الأخذ بنظر الاعتبار ان هذه المضافات تبطئ فعالية الإنزيم الى أكثر من 50% اعتمادا على التركيز لذا وجب زيادة كمية الإنزيم .

وكذا الحال مع قوالب RNA التي قد تحوي على تراكيب ثانوية او غنية بـ GC لذلك يستعمل معها إنزيم مسخ عكسي ذو ثبوت عالي بالحرارة مثل AMr او RevertAid™ H minus وهي إنزيمات فيروسية تعمل بدرجات حرارة عالية وغيرها . وفي حالة القوالب الطويلة اي الأكبر من 3 كيلو قاعدة تستعمل معها طريقة Long PCR وتقلل حرارة التفاعل (الإطالة) الى 68°م مع زيادة وقت الإطالة الذي يكون في الحالات العادية 1 دقيقة / كيلو قاعدة .

• عدم كفاية DNA القالب وعندها يمكن زيادة كميته المستعملة او استعمال خليط رئيسي خاص او استعمال إنزيمات كوثرية حساسة جدا . اما RNA فيوصى ايضا بزيادة كميته بعد معاملة النماذج بمادة DNase I قبل إجراء عملية النسخ العكسي . وفي التوجه العام تكون جزيئة قالب واحدة كافية لإتمام التفاعل ولكن بزيادة الدورات اذ ان العدد العادي بين 25-30 دورة يكون غير كافي . ومن جهة ثانية فان زيادة تركيز قالب DNA يمكن ان يؤدي الى إحباط تفاعل الكوثرية لانه سيرتبط الى كل البواديء الموجودة عند البداية .


- احتواء القالب على تراكيب ثانوية ولذلك يمكن استعمال طريقة الهبوط الحراري او إضافة المساعدات مثل DMSO او BSA او Betaine . او استعمال طريقة البدء الساخنة والبدء بدرجات حرارية عالية .
 - قد يكون النموذج الحاوي على DNA غير نقي بما فيه الكفاية واحتمال وجود المثبطات ، وعندها يجب التأكد من نقاوة DNA وإعادة استخلاص وجبة جديدة والتأكد ان جميع الكحول الايثيلي قد تم تبخيره ، وفي هذه الحالة يمكن اللجوء الى طريقة التخفيف واستعمال خفيف 1 : 100 لتحسين تفاعل الكوثرية .
- والملاحظ ان إجراء المعاملة الحرارية الأولية مثل التسخين بدرجة 95 لمدة 5-10 دقائق تساعد في تثبيط إنزيمات Nucleases التي تؤثر في قوالب DNA وكذلك تضمن تعطيل الإنزيمات الحالة للبروتين Proteinase K التي تؤثر في بروتين إنزيم الكوثرية وتهضمه فضلا عن ان هذه المعاملة الحرارية تساعد في تفكيك التراكيب الثانوية والمركبات المعقدة في القوالب . وعند رفع درجات الحرارة يجب التأكد من سلامة الكيمياويات المستعملة وكذلك سلامة البواديء .

ويجب التأكد من ان الأشرطة المزدوجة قد مسخت الى أشرطة مفردة أثناء خطوة المسخ ، ولذلك فيمكن إطالة مدة المسخ او رفع درجة الحرارة لضمان مسخ القوالب وتوفير مواقع أكثر لارتباط البواديء ، ففي الحالات الاعتيادية تستعمل درجة 95 °م ويمكن استعمال مزدوج حراري لقياس الحرارة لتحديد الدرجة الحقيقية للنموذج .

ومن المثبطات الأخرى غير الإنزيمات المذكورة ، قد تكون النماذج حاوية على مثبطات أيونية مثل SDS او فينول او الهيبارين وغيرها ، وعليه فإما اللجوء الى التخفيف كما ذكر أعلاه او إعادة الاستخلاص والترسيب بالكحول الايثيلي ، او إجراء عملية الفصل بالأعمدة او استعمال HPLC .

أعمدة فصل DNA

أعمدة الفصل المتوفرة Spin columns مصممة خصيصا لتنظيف وإزالة الشوائب من DNA سواء في النماذج المستعملة او عند تنظيف نواتج تفاعل الكوثرية والشكل التالي (شكل 17) يوضح بعض هذه الأعمدة .



شكل 17 : أعمدة تنقية DNA

يعتمد عمل هذه الأعمدة في الفصل على امتزاز Adsorption جزيئات DNA وسعتها بحدود 20 مايكروغرام ويكون ذلك بوجود داريء خاص بكل مادة . وبعد ارتباط DNA تبقى بقية المواد التي يتم التخلص منها عن طريق غسل جزيئات DNA المرتبطة بعمود الفصل بداريء الغسل Washing buffer ، ثم يتم استرداد DNA بواسطة داريء الاسترداد Elution buffer ، ويكون DNA الناتج نقياً وجاهزاً للمعالجات أو الاستعمالات الأخرى . بعض هذه الأعمدة تكون خاصة بجزيئة DNA المستخلص من الهلام وأخرى خاصة بتنظيف نواتج تفاعلات الكوثرية حيث يتم التخلص من البواديء والتواليات الأقل من 40 قاعدة والإمسك بنواتج PCR بحدود 20 مايكروغرام . فهذه الأعمدة تساعد في الحصول على DNA دون استعمال الفينول / الكلوروفورم والترسيب بالكحول الاثيلي . والأعمدة الخاصة بمنتج PCR من يمكن ان تستعمل لأجل زيادة تركيز جزيئات DNA فضلاً عن فصل الشوائب مثل الأملاح والبروتينات . وإذا كانت نواتج تفاعل الكوثرية تحوي على نواتج غير متخصصة لذلك يفضل أولاً فصلها على هلام الاكاروز ثم استعمال العدة الخاصة DNA gel extraction kit .

وتوجد أعمدة لتنظيف وتنقية مستحضرات البلازميدات ، وكذلك توجد أعمدة لتنظيف DNA من مختلف الشوائب ثم استعمالها في الكلونة أو تحديد التواليات . وما ذكر آنفاً حول نماذج DNA يمكن ان يسري على قوالب RNA التي يجب التأكد من سلامتها ونقاوتها وخلوها من إنزيمات تقطع RNA وهي RNases قبل تحضير cDNA منها بإنزيم النسخ العكسي .

III - الخطأ في تركيز الأملاح والشوائب الكيماوية

ويعد هذا من الأسباب المهمة في عدم ظهور أو تكون نواتج تفاعل الكوثرية ، فارتفاع ايونات المغنسيوم والايونات الأخرى مثل K^+ ربما يؤدي الى تفاعلات غير مرغوبة . لذا يجب إعادة تنقية نماذج القالب وفصل الأملاح اما باستعمال أعمدة الفصل أو إعادة الترسيب بالكحول الايثيلي ثم غسلها بمادة 70٪ كحول ايثيلي . وكذلك الحال مع نماذج RNA التي يمكن ان تحوي على الأملاح أو غيرها من الشوائب التي تثبط إنزيم النسخ العكسي .

ومن الشوائب الكيماوية التي يمكن ان تؤثر في التفاعل عند وجودها في نماذج القالب هي EDTA ، SDS ، أملاح الكواندين ، الفوسفات ، Pyrophosphates والأمينات المتعددة مثل Spermdine وغيرها والتي يمكن ان تبقى من عمليات الاستخلاص أو غيرها من المعالجات للنموذج ، لذلك يصار الى تنقيتها بالترسيب الكحولي ثم غسلها بـ 70٪ من الكحول الايثيلي أو استعمال أعمدة الفصل .

ومن أهم المواد الكيماوية المؤثرة في هذا المجال هو تركيز ايون المغنسيوم عندما يكون غير كافيا والذي يمكن ان يؤدي الى عدم حصول تفاعل الكوثرية ، وذلك لان الايون يرتبط الى النيوكليوتيدات والبواقي وقالب DNA ، لذلك كانت الحاجة ماسة للأمثلة التركيز لكل تفاعل ، والتركيز الموصى به 1-4 ملي مول ، فمثلا عند وجود 0.2 ملي مول من dNTPs ووجود إنزيم Taq ووجود الداريء الحاوي على KCl فالأفضل استعمال تركيز نهائي للايونات الحرة 1.5 ملي مول من مصدر المغنسيوم في حين عند وجود المكونات هذه ولكن داريء الإنزيم يحوي على كبريتات الامونيوم $(NH_4)_2SO_4$ يزداد تركيز المغنسيوم الى 2 ملي مول مما يشير الى تداخل هذه العوامل فيما بينها . ويتأثر عامل تركيز ايون المغنسيوم بنوعية الإنزيم المستعمل فعند استعمال Pfu بدلا من Taq فيفضل البدء بكمية 2 ملي مول من كبريتات المغنسيوم $MgSO_4$ ويختلف التركيز عند استعمال $MgCl_2$.

وكذلك الحال اذا احتوى نموذج قالب DNA على مادة خلاصة مثل EDTA التي تخلق كل جزئية منها ايون مغنسيوم واحد عندها وجب زيادة تركيز ايون المغنسيوم . كما ان بعض التفاعلات تحتاج الى زيادة تركيز dNTPs وعندها يجب زيادة تركيز ايون المغنسيوم . وعلى العموم فان زيادة تركيز ايون المغنسيوم المفرط يمكن ان يؤدي الى ظهور المسحات أو حزم إضافية ، ويجب التأكد من التركيز عند كل تفاعل وذلك بالتحري عن التركيز الأمثل بإجراء تجارب بظروف متشابهة ولكن بتراكيز مختلفة من ايون المغنسيوم والبدء بـ 1.5 ملي مول وبزيادة 0.5 ملي مول الى حد 4 ملي مول للوصول الى التركيز الأمثل .

IV- الخطأ في تصميم البواديء

موضوع تصميم البواديء سيفرد فصل خاص به ، ولكن نظرا لتأثيرها في العديد من الجوانب كان لابد من المرور عليها بسرعة اذ ان الخطأ في البواديء تتخذ نتائجه مظاهر عدة .

فالبواديء تعد الأساس في عملية الكوثرية ، وتستعمل البواديء بتركيز كافية والتي يتراوح بين 0.1 – 1 مايكرومول ، ويعد البدء بتركيز 0.4 مايكرومول جيدا لبدء عملية الأمثلة في هذا الجانب على شرط ان تكون الظروف الأخرى غير مؤثرة ، ان التركيز في البداية يعتمد على ظروف عدة منها عند استعمال Long PCR او عند استعمال البواديء المشتتة فان اقل تركيز موصى به يكون بحدود 0.5 مايكرو مول . وتؤثر طبيعة قالب DNA في أداء البواديء فمثلا يجب التأكد من ان الانترونات لجينات حقيقيات النواة لا تكون موجودة ضمن القطعة التي سترتبط اليها البواديء (الأمامي والعكسي) وذلك لاحتمال ان البواديء الأيمن والأيسر تجد مكملاتها في مناطق بعيدة عن منطقة الهدف ولذلك يجب ان يتم التأكد منها باستعمال دراسات الحاسوب *In Silico* مثل استعمال برنامج BLAST .

ويكون من الضروري قبل البدء باستعمال البواديء المصممة إجراء دراسة حاسوب باستعمال BLAST للتأكد من تخصص البواديء لمنطقة الهدف ، وفي حالة عدم القبول يمكن ان يصار الى استبدال البواديء ، وتسري هذه الضرورة على البواديء الخاصة بجينات RNA ، والتي يفضل معها استعمال بواديء عشوائية (Random hexamer primers) تتكامل على الأقل مع الطرف 3' .

ومن جهة ثانية تكون تواليات البواديء عرضة لتأثير إنزيمات Exonucleases وهي السمة المميزة لبعض إنزيمات الكوثرية عدا Taq مثل Pfu او Vent لذلك عندها يجب إضافة آصرة تمنع ذلك كما في Phosphorothioate primers التي مر ذكرها في موقع سابق . ويمكن التأكد من تفكك البواديء باستعمال Denaturing polyacrylamide gel . وفي حال استنفاد كل المحاولات لتعديل الخطأ الناتج عن البواديء يمكن التخلي عن البواديء المستعملة واستعمال بواديء مصممة جديدة .

V إنزيمات الكوثرية Polymerases

تشمل إنزيمات الكوثرية إنزيمات مختلفة يمكن ان تستعمل في تفاعل الكوثرية أهمها Taq المستعمل بكثرة والذي تنقصه قابلية التصحيح لذا يمكن ان تظهر معه الأخطاء ، وإنزيم Pfu او Vent او غيرها التي مر ذكرها سابقا .

والتراكيز الموصى بها بالنسبة لإنزيم Taq لحجم تفاعل 50 مايكرو لتر هو إضافة 1-1.5 وحدة ، وبالنسبة لإنزيم Pfu هو 1.25 - 2.5 وحدة ولكن سجلت بعض النجاحات باستعمال 0.1 وحدة في حجم تفاعل 20 مايكرو لتر . ويكون من الضروري زيادة كمية الإنزيم في بعض الحالات مثل عند وجود المثبطات المختلفة ذات المصادر المختلفة ، فضلا عن زيادتها في حالة استعمال المضافات التي تؤدي الى تقليل فعاليات إنزيمات الكوثرية بنمط يعتمد على التركيز المستعمل .

والقاعدة العامة ان فعالية إنزيم Taq في الإطالة تصل الى 1 كيلو قاعدة / الدقيقة و Pfu تكون 2 كيلو قاعدة / الدقيقة . وفي حالة الإسراع وتغير الظروف يمكن الوصول الى إطالة تصل الى 1 كيلو قاعدة / 25 ثانية . ودرجات الحرارة التي تعمل فيها إنزيمات الكوثرية هذه حوالي 72 °م ولكن عند استعمالها في إطالة قوالب كبيرة تصل الى 3 كيلو قاعدة فلا بد من تخفيض الحرارة الى 68 °م ، ولكن مع تذكر ان لكل إنزيم عمر نصفي خاص فمثلا إنزيم Taq يكون جُود 40 دقيقة .

VI- عدد الدورات او التدوير Cycling

يختلف عدد الدورات المستعملة اعتمادا على الظروف المستعملة ومنها كمية قالب DNA في خليط التفاعل والحاصل المتوقع من العملية وفي اغلب التطبيقات يكون عدد الدورات بين 25-35 دورة كافيا لإعطاء الحاصل الملائم ، ولكن عند استعمال نسخ قليلة من قوالب DNA مثل اقل من 10 نسخ فعندها يجب زيادة عدد الدورات الى 40 دورة او أكثر . وفي هذا المجال يجب الانتباه الى ان جهاز التسخين يعمل بشكل صحيح وان عملية البدء والانتهاء تعمل بشكل صحيح .

وبعض الأحيان يكون من الضروري التحكم بعدد الدورات ضمن مدى حراري معين كما في حالة استعمال طريقة الهبوط الحراري TD فمثلا عند البدء بالطريقة واستعمال عدد نسخ تتراوح بين 10^4 - 10^5 من قالب DNA يستعمل عدد الدورات العادي وفي حالة عدم وجود نواتج يزداد عدد الدورات 10 بدرجة حرارة الالتحام المطبقة . وهنا تتدخل عوامل أخرى مثلا إعادة تضخيم تركيز معين 1 مايكروغرام او استعمال تخافيف مختلفة من النموذج 1: 10 - 1: 1000 وبدرجات التحام ثابتة والتلاعب بعدد الدورات .

VII- درجات الحرارة

اختلفت تفاعلات الكوثرية التي تجري خارج الأنظمة الحية عن تلك التي تجري داخل الأنظمة الحية بنمط درجات الحرارة المطبقة ، لذلك كان عامل درجة الحرارة من العوامل

الحاكمة في نجاح التفاعل وتتداخل مع عوامل أخرى . وهناك بعض الاحتياطات الواجب استعمالها لضمان الوصول الى درجات الحرارة المختلفة بالسرعة الممكنة مثل استعمال أنابيب رقيقة الجدران سريعة التوصيل . ونسق الدرجات الحرارية يتكون من أكثر من مدى : (1) المدى الأول هو المتعلق بدرجة الانصهار T_m والتي تحدد بدورها حرارة الالتحام T_a (كما ورد سابقا) . وتتأثر درجة حرارة الانصهار بمدى تطابق الباديء مع القالب ، وبعض الأحيان يكون من الضروري استعمال بواديء فيها درجة من عدم التلاؤم ، وفي هذه الحالة تحسب درجة الانصهار بالمعادلة الآتية :

$$T_m = 81.5 + 0.41 (\% GC) - 675 / N - \% \text{ mismatch}$$

N تمثل عدد القواعد في الباديء

ومن الملاحظ ان لنسبة GC أهمية في تحديد حرارة الانصهار ، فضلا عن ان حرارة الانصهار يمكن ان تتغير عند وجود المضافات .

(2) درجات حرارة الالتحام T_a وهي التي تحدد بشكل تقليدي اعتمادا على حرارة الانصهار T_m وذلك بإنقاص 5 درجات ، ويمكن الوصول اليها باستعمال بداية ساخنة ثم النزول ببرامج خاصة بدرجات الحرارة باستعمال Gradient thermocycler الذي يغطي مدى من درجات الحرارة بين 10 - 15 °م . وبعض الأحيان يستعمل النمط العكسي وهو البدء بدرجة حرارة واطنة مثل 37 °م وزيادة درجات الحرارة على مراحل لحين الوصول الى الدرجة المثلى وفي حالة تكرار المشكلة فيجب النظر الى أسباب أخرى .

(3) درجة حرارة الإطالة Extension temp

اغلب إنزيمات الكوثرمة المستعملة تعمل بفعالية عند حرارة 70 - 72 °م عند تضخيم أهداف بطول 200 - 600 قاعدة ويكون المعدل 1 كيلو قاعدة /دقيقة ولكن عند العمل مع أهداف طويلة مثلا أطول من 20 كيلو قاعدة فان الوقت سيطول لذلك تخفض الحرارة وتستعمل 68 °م .

VIII- تراكيز النيوكليوتيدات

النيوكليوتيدات هي الأخرى تعد من المقومات الأساسية في تفاعلات الكوثرمة ، فبدلاً يجب ان تكون بكميات وافية ومتوازنة بالنسبة للنيوكليوتيدات الأربعة ، وزيادتها يمكن ان تثبط تفاعل الكوثرمة ، كما انها تسحب نسبة من ايونات المغنسيوم ، ويمكن ان تستغل في تحويل نواتج التفاعل مثل استعمال dUTP وعندها تستعمل إنزيمات تنقصها خاصية التصحيح مثل إنزيم Taq الذي يدمج dUTP ولكن بكفاءة اقل ، او استعمال نسب عالية من dNTP : dUTP للوصول الى حاصل جيد . ومحاليل هذه النيوكليوتيدات عرضة للتلوث لذلك تقسم الى أحجام صغيرة تكفي لتفاعل واحد وكذلك لتجنب عمليات التجميد والانصهار التي تؤثر فيها .

أسباب أخرى :

فضلا عن ما ذكر أعلاه من الأسباب وعدم ظهور نواتج ولكن حقيقة الأمر ان التفاعل قد تم وأنتجت النواتج ولكن الخطأ في الكشف عنها او تكون التفاعلات قد حصلت ولكن بكفاءة واطئة لذلك تحدد هذه باستعمال المجسات او عمل Blotting او يعاد التضخيم باستعمال بواديء العنقدة Nested primers وخاصة للقطع الخارجية مع استعمال التخافيف مثل تخفيف النموذج 1: 100

الجانب الثاني قد يكون هناك خطأ في تحليل الهلام الذي فصلت عليه النواتج ، لذلك يتم التأكد من ان الحفر في الهلام قد حملت بشكل صحيح وان داريء التحميل قد أضيف واستعمل بشكل صحيح والتأكد من استعمال محلول البروميد للإظهار وانه قد استعمل بشكل صحيح وان عملية الإظهار باستعمال الأشعة فوق البنفسجية تسير بشكل صحيح .

ثانيا : الحصول على حاصل قليل Low yield

تكاد تكون معظم المحبطات في الحصول على نواتج مشابهة للحصول على حاصل قليل ولكن بوطأة اقل . وكما متوقع ان الحصول على حاصل قليل يكون هو الآخر متعدد الأسباب ومنها :

- كمية قوالب DNA قليلة وتعالج بزيادة عدد دورات التفاعل .
- رداءة القوالب مثل كونها غنية بـ GC لذلك تضاف المواد المساعدة مثل BSA ، DMSO وغيرها . وتستعمل طريقة البدء الساخنة مع استعمال داريء جديد . وكذلك وجود تراكيب ثانوية في قالب DNA ويمكن معالجتها باستعمال طريقة الهبوط الحراري TD ، او استعمال المضافات المشجعة واستعمال طريقة البدء الساخنة .
- قد يكون مصدر DNA المستهدف غير نظيف ويحوي على المثبطات لذلك احتاجت العملية الى التأكد من تبخر كل الكحول الايثيلي المستعمل في الاستخلاص ويمكن استعمال نماذج مخففة او استعمال أعمدة الفصل لتنقية DNA .
- قد تكون كمية البواديء هي السبب لذلك تزداد كميتها في خليط التفاعل
- تركيز $MgCl_2$ ليست عند الحدود المثالية لذلك يتم تحديد التركيز الأمثل بزيادة 0.5 ملي مول على مدى 1.5 - 4 ملي مول .

- الدواريء المستعملة في التفاعل ليست مثالية للتفاعل ، لذلك تستعمل دواريء كثرة تحوي على ايون الامونيوم NH_4^+ وزيادة كمية KCl في الداريء لانها تؤدي الى زيادة الحاصل .
- قد تكون درجات حرارة الالتحام غير ملائمة لذلك تجرى تفاعلات مختلفة باستعمال درجات حرارية متدرجة بزيادة 2° م لكل تفاعل حين الوصول الى الحد الأمثل .
- يمكن ان تكون مدة الإطالة قصيرة ، لذلك ففي الأهداف الأكبر من 2 كيلو قاعدة يجب ان يكون الوقت (بالدقائق) مساويا لعدد الكيلوات (Kb) من المادة المتضخمة . Amplicon .
- عملية المسخ الطويلة يمكن ان تؤدي الى مسخ إنزيم الكثرة ، لذلك فاستعمال 2 دقيقة تكون كافية عند استعمال الإنزيمات وكون العملية لا تحتاج الى شرط البداية الساخنة .
- حصول عملية التبخر أثناء التدوير الحراري ، لذلك يتم التأكد من الهجوم وتعديلها ، والتأكد من أغشية الأوعية ، وغطاء جهاز تدوير الحرارة واستعمال أغشية ذات قابلية التصاق قوية وذات جودة عالية .

ثالثا : ظهور حزم غير مرغوب فيها .

ظهور الحزم غير المتخصصة Non-specific bands او ظهور المسحات Smears وهي ما يطلق عليها Jumping PCR والتي لا يمكن التخلص منها باستعمال كثرة العنقدة لذلك لان الأسباب تبقى حتى عند استعمال بواديء للمناطق الداخلية . وظهور الحزم غير المتخصصة يمكن ان تشارك فيها كل مقومات تفاعل الكثرة وكذلك ظروفها ومنها :

- **قالب DNA** ، أفضل تركيز لنموذج القالب في حجم تفاعل 50 مايكرو لتر وكما ذكر في مواقع أخرى هو 0.01 - 1 نانوغرام للبلازميدات والعائيات و 0.1 نانوغرام DNA الجينومي gDNA لان الكميات الأكبر يمكن ان تؤدي الى ظهور حزم غير متخصصة لذلك تقلل الكمية . كما ان تفكك قالب DNA يمكن ان يؤدي الى ظهور مثل هذه الحزم لذلك يجب تقليل عمليات التجميد والإذابة للنماذج قبل استعمالها والتأكد من سلامتها بالترحيل على الهلام .

- **البواديء** وهذه يجب العناية بتصميمها واختيارها لانها تؤدي الى نواتج غير متخصصة ، فالبواديء غير المتخصصة يمكن ان ترتبط الى مناطق غير مستهدفة في التواليات وتضخم مناطق غير مطلوبة ، فضلا عن التأكد من ان الباديء لا يتكامل مع نفسه ولا مع جزيئات الباديء الآخر . لذا تدرس البواديء على الحاسوب *In Silico* باستعمال

BLAST للتأكد من انها تتكامل مع الهدف ويتم تجنب البواديء التي فيها مكررات مباشرة Direct repeats ، فضلا عن التأكد من الشروط الأخرى اللازمة للبواديء الجيدة . وعند إتمام عملية التأكد يستعمل البواديء بالتركيز الموصى به وإلا يتم تقليلها او زيادتها وفقا للتجربة . ولتجنب تضخيم gDNA تصمم البواديء على الحدود بين الاكسون - الانترون وإزالة gDNA من النموذج باستعمال DNase I الخالي من RNases .

• **الدواريء وتركيز المغنسيوم** تعد من الأسباب المهمة في ظهور هذه المشكلة فالمعروف ان زيادة تركيز ايون المغنسيوم تؤدي الى ظهور نواتج غير متخصصة والتركيز الأمثل يكون بين 1- 4 ملي مول ولايجاهه تتبع الخطوات المذكورة أعلاه والخاصة بتحديد التركيز ولكن عند زيادة التركيز يجب مراعاة الحفاظ على تركيز dNTPs ثابتا . وبعض الأحيان يكون الداريء ليس ملائما لذلك يمكن استبدال الداريء المعتمد على KCl بدلا من ايون الامونيوم NH_4^+ لزيادة التخصص ، ويمكن رفع تركيز كلوريد البوتاسيوم الى $2 \times - 1.2 \times$ ولكن بالحفاظ على تركيز كلوريد المغنسيوم عند تركيز 1.5- 2 ملي مول .

• **إعداد خليط التفاعل** ان لم يكن ملائما يمكن ان يؤدي الى هذه المشكلة . فعند الإعداد بدرجة حرارة الغرفة يجب إضافة إنزيم الكوثره (Taq) في آخر خطوة ، وان لم يكن كذلك فمن الضروري حفظ وإعداد الخليط بدرجة الثلج وذلك لان الإنزيم له بعض الفعاليات عند درجات الحرارة الواطئة وإنتاج نواتج غير متخصصة ، او استعمال طريقة البدء الساخنة باستعمال الإنزيمات المحورة لهذا الغرض اي الإنزيمات التي تنشط بدرجات حرارة عالية وليس حرارة الغرفة .


• **العناية بدرجات الحرارة المختلفة وزمن تطبيقها** ، فقد تكون درجة حرارة الالتحام غير مثالية ، لذا يتم تخفيضها باستعمال Gradient thermocycler الذي يغطي مدى ± 10 م° ، ودرجة الحرارة هذه يجب ان تغير الى الأمثل بعد الأخذ بنظر الاعتبار المضافات المستعملة في خليط التفاعل . كما يجب الانتباه الى مدة الالتحام فقد تحتاج الى تقصير .

اما تفاعل الإطالة ودرجة حرارته هي الأخرى يجب التأكد منها فوق الإطالة لأهداف اكبر من 2 كيلو قاعدة يجب إضافة دقيقة واحدة من الزمن لكل كيلو قاعدة إضافي ، ويمكن ان يقلل وقت الإطالة اعتمادا على الظروف الأخرى .

• **زيادة إنزيمات الكوثره** يمكن ان تؤدي الى ظهور حزم غير متخصصة ، لذلك وبعد التأكد من الظروف أعلاه يمكن تقليل كمية الإنزيم المستعمل .

رابعاً : ظهور نمط غير مثالي للحزم

يفترض في التفاعل المثالي والفصل المثالي ان ينتج حزم أفقية على الهلام ولكن بعض الأحيان تظهر حزم مشوهة كما موضح في الشكل (18)



شكل 18 : تشوه حزم DNA

وظهور هذه الحزم المشوهة له أسباب متعددة وتقارن عادة بسلم الواسمات فيما اذا كان السبب عاما او ان مسار ما يمكن ان تظهر فيه حزم مشوهة في حين يكون مسار سلم الواسمات طبيعي ومن هذه الأسباب :

- عند تشوه سلم الواسمات ينظر الى نوع الواسمات المستعملة فإذا كانت مشتقة من العاثي 8 فان نموذجها يحتاج الى تسخين ، لان استعمال العاثي 8 وهضمه يجب ان يسخن بدرجة حرارة 65°م لمدة 5 دقائق ثم يبرد على الثلج قبل التحميل على الهلام لتدمير النهايات اللاصقة البالغة 12 نيوكليوتيد في مواقع الالتصاق Cos sites التي قد تلتحم وتكون حزم إضافية ، اما باقي مصادر الواسمات فلا تحتاج الى تسخين .
- يفضل استعمال صبغة التحميل وداريء التحميل نفسه لكل من سلم الواسمات والنماذج وعند التخفيف يستعمل داريء صبغة التحميل (1X) واستعمال أحجام متساوية منهما عند التحميل .
- التحويرات التي تجري على قالب DNA مثل المثيلة او إضافة البايوتين او استعمال صبغات متألفة كبيرة الوزن يؤدي الى إبطاء حركة الجزيئات مقارنة بالجزيئات ذات الحجم نفسه غير المحورة .

- يتداخل البروميدي المستعمل بشكل تقليدي في صبغ النواتج ويؤثر في عمليات فصل القطع الكبيرة ، لذلك يصبغ الهلام المستعمل في فصل قطع أكبر من 20 كيلو قاعدة أو DNA الملتف Supercoiled DNA بعد اكتمال الترحيل والفصل بمحلول يحوي 0.5 مايكروغرام /مللتر لمدة 30 دقيقة .
- طبيعة تركيب قالب المختلف ، وهذه تؤدي الى جعل الحزم من مصادر DNA مختلفة وبتواليات مختلفة ولكن لها الحجم نفسه ترحل لمسافات مختلفة . فالقطع الغنية بقواعد T. A تسير بشكل أبطأ من القطع المساوية لها في الحجم والغنية بقواعد C. G .
- تسير الحزم بشكل يختلف عن سير سلم الواسمات اذا كان هناك شذوذ في التراكيب مثل وجود ثلم في القطعة او وجود تركيب حلزوني او مزدوجات من الجزيئات ومثل هذه تظهر حركة مختلفة على الهلام مقارنة مع قطع DNA المكافئة او ذات الحجم القياسي المشابه .
- يظهر النمط المشوه ايضا عندما لا يكون الهلام مغمورا بشكل جيد في داريء الترحيل ، والغمر يكون ضروريا أثناء عملية تحميل النماذج وكذلك عملية الترحيل .
- قد يكون السبب حجم النموذج ، لان حجم النموذج وكذلك حجم نموذج الواسمات الوزنية يجب ان يكون كافيا ويملا على الأقل ثلث سعة الحفرة ، ولذلك لا تستعمل الحفر الكبيرة مع الحجوم الصغيرة واذا كان ذلك غير ممكنا فيزداد الحجم باستعمال داريء تحميل الصبغة (1X) .
- قد يكون التشوه ناجما عن وجود فقاعات هوائية او بعض الجزيئات الغريبة في حفر الهلام او في الهلام نفسه ، لذلك تستعمل أوعية نظيفة لتحضير الهلام واستعمال ماء نقي او داريء نظيف للتحضير . كما يجب العناية بصب الهلام وببطء لتجنب تكون الفقاعات ، وان كان بالإمكان إزالتها فتزال بأطراف الماصات قبل البدء بالترحيل وبعد عملية الغمر بالداريء.
- تشوهات مثل الحزم المنحنية يمكن ان تظهر لأسباب متعددة ذكر بعضها انفا مثل قلة النموذج المستعمل او تظهر ايضا عند استعمال فولتية غير مستقرة لذا يعاد الترحيل بعد حساب الفولتية الملائمة التي تراوح بين 4 -8 فولت/سم . وللتقليل من الخناء الحزم تستعمل فولتية واطئة لعدة دقائق عند بدء الترحيل ثم ترفع لتكون مستقرة عند الحدود المعروفة . وعند استعمال الترحيل السريع مثل 23 فولت/سم فيفضل استعمال واسمات وزنية خاصة ودواريء خاصة وتحسب الفولتية اعتمادا على طول الهلام .

- يجب العناية بالفولتية المسلطة على طرفي الهلام لان الفولتية العالية تؤدي الى تسخين الداريء وصهر الهلام لذلك تستعمل المعادلة التي تربط بين طول الهلام وقيم الفولتية اللازمة ويتم الترحيل الى ان تصل الصبغة المستعملة لتقفي اثر حركة النموذج الى حد معين ، فيتم توقيف الترحيل عندما تصل صبغة Bromophenol blue الى ثلثي طول الهلام اما عند استعمال Orange G فيتم إيقاف الترحيل عندما تصل الى أربعة أخماس طول الهلام .
- قد يكون الداريء المستعمل للترحيل غير مناسباً وذلك يعتمد على حجم القطع المرحلة . فعندما يتوقع ان يكون حجم القطع اكبر من 1500 قاعدة او ترحيل Supercoiled DNA فيستعمل الداريء TAE. اما الداريء TBE فيصلح لترحيل القطع الأصغر من 1500 قاعدة ويصلح ايضاً عند استعمال Polyacrylamide gel تحت ظروف المسخ . والملاحظ ان القطع الكبيرة لا تنفصل بشكل جيد عند استعمال داريء البورات (TBE) .
- يجب ان تكون نسبة الاكاروز صحيحة وتكون أساسية في فصل القطع ذات الأحجام المختلفة ، لذلك يجب ان يصحح حجم المحلول بالماء للتعويض عن التبخر أثناء عملية الغلي وإلا فان تركيز الاكاروز سيرتفع ويؤدي الى فصل رديء للحزم خاصة قطع DNA الكبيرة .

خامساً : ظهور نواتج متعددة

يمكن ان تظهر نواتج متعددة بعد الفصل او تظهر مسحات على الهلام ولها أسباب :


- أهم أسباب هذه المشكلة هو البواديء غير الجيدة ، فقد تكون البواديء غير متخصصة وترتبط الى مناطق غير مستهدفة وتؤدي الى ظهور نواتج متعددة عند الفصل ، اي يحصل ارتباط للبواديء في المناطق الصحيحة وأخرى غير صحيحة ، لذا يتم إعادة التأكد من الباديء والمناطق التي يرتبط اليها بإجراءات دراسات الحاسوب واستعمال برنامج BLAST مع قواعد البيانات العامة Public databases ، وإلا يعاد تصميم باديء جديد قبل الاستعمال وتجربة تقليل تركيز البواديء او زيادتها لملاحظة الفرق ، وفي حالة الحاجة الى تغيير إنزيم التفاعل (Taq المستعمل بكثرة) يفضل استعمال البواديء المحورة Phosphorothioate primers عند استعمال إنزيم Pfu ، لمنع تكون بواديء صغيرة من البواديء الأصلية وقيامها بتضخيم أهداف غير مطلوبة .
- يكون ظهور نواتج إضافية او متعددة نتيجة ان الجين تحت الدراسة له أكثر من نظير اي وجود Isoforms او وجود تغيرات أثناء عمليات الفصل Splice variants .

- يمكن ان تظهر النواتج المتعددة نتيجة تفاعلات الكوثرية المبكرة غير المتخصصة أثناء عمليات الإعداد للتفاعل وهذه يمكن التخلص منها بإجراء عمليات الخلط في محيط ثلجي او استعمال طريقة البدء الساخنة بأنزيماتها المحورة .
- قد تظهر نواتج متعددة نظرا لكون تركيز كلوريد المغنسيوم ليس عند الحدود المثلى ، ولذلك يحدد الأمثل منه بإجراء تجارب بفارق 0.5 ملي مول ويمدى يبدأ بـ 1.5 ملي مول وينتهي بقدر 4 ملي مول كما ذكر في معالجة مشاكل أخرى .
- قد تكون المشكلة ناجمة عن عدم ملائمة حرارة الالتحام وعندها يجب تجربة عدة درجات حرارية متدرجة بفارق 2°م ، وعند الوصول الى الدرجة المثلى يقصر وقت الالتحام . ويفضل التحرك للأعلى في طريقة TD والأفضل استعمال برنامج يحدد استعمال التغيير بدرجة مئوية واحدة لكل 3 دورات ، وهذا يهتم إلغاء الدورات الأخيرة لمنع ظهور المسحات .
- التلاعب بتركيز قالب DNA المستعمل فقد يزداد او يقلل التركيز للوصول الى الحالة المثلى
- التأكد من الدواري ومكونات التفاعل ، ففي العادة يصار الى استعمال داريء أساسه KCl بدلا من استعمال NH_4^+ لزيادة التخصص . ويمكن تغيير تراكيز المكونات وتغيير الرقم الهيدروجيني والإنزيم و dNTPs وحتى البواديء .
- في حالة النواتج المتعددة قد يكون التلوث هو السبب واستعمال طريقة التأكد NTC (Check no template control for bands) .
- عند حصول المشكلة يمكن إعادة تضخيم القطعة المطلوبة باستخلاصها من الهلام بعد قطعها وتعريضها لدورات من التجميد والانصهار لتنضح من الهلام او هضم الهلام لاستخلاص DNA الحزمة منه ، وفي بعض الأحيان يكون كافيا سحب نموذج بالماصة الدقيقة او اخذ نموذج من الحزمة بعودة الأسنان ويفضل ان تكون بلاستيكية واستعمالها في تفاعل كوثرية جديد .
- إعادة تضخيم النموذج المستعمل ولكن بالتخفيف 10^{-4} - 10^{-5} باستعمال طريقة تضخيم العنقدة .

سادسا : تكوين مزدوجات البواديء (PD) Primer dimers

يعد تكوين مزدوجات البواديء من المشاكل العامة وسببها الأساسي هو عدم انضباط تصميم البواديء . وعمليا تظهر المزدوجات كما موضح في الشكل 18 على شكل حزم حدود 30 - 50 قاعدة او مسحة ذات كثافة عالية او واطئة والكشف عنها بالهلام طريقة ملائمة جدا .

والناتج من مزدوجات البواديء يكون صغير الحجم لذلك يتحرك أسرع من النموذج كما موضح في الشكل 19.




شكل 19 : مزدوجات البواديء

وتتضمن آليات تكوين البواديء ثلاث خطوات رئيسية ، في الخطوة الأولى يلتحم اثنين من البواديء مع بعضهم عند النهاية 3' وعندما يكون الناتج ثابتا بما فيه الكفاية فان إنزيم الكوثرية سيقوم بإطالة الأشرطة كما في الخطوة الثانية . اما الخطوة الثالثة هي التي تحدث في الدورة القادمة ، اذ تستعمل الأشرطة المفردة التي تكونت في الخطوة السابقة كقوالب التي ترتبط بها جزيئات باديء جديد مؤدية الى تكوين نواتج جديدة من مزدوجات البواديء .

وهذه بعض الأحيان لا تكون مهمة جدا لان البواديء تضاف عادة بتراكيز عالية وحتى بعد ارتباطها يفترض ان تبقى كميات منها لإجراء التفاعل ، ولكن استنزاف مكونات التفاعل وتغيير بيئة التفاعل لا يمكن التغاضي عنها ، خاصة في الدورات الأخيرة من التفاعل .

ان تكون المزدوجات يؤدي الى نتائج مضللة ، ويقوم باستهلاك البواديء ومكونات التفاعل . وعلى العموم يوجد نوعين من مزدوجات البواديء هي المزدوجات المتجانسة Homodimer وهي التي تحدث بين جزيئات الباديء الواحد Intermolecular self dimer والمزدوجات المتباينة Heterodimer وهي التي تنتج من ازدواج جزيئات بواديء مختلفة اذ ترتبط النهاية 3' الباديء مع الطرف 5' لباديء آخر لينتج جزيئات تتنافس مع تضخيم الأهداف مؤدية الى إعطاء مخرجات او حاصل قليل او ظهور المسحات وذلك لتأثيرها في عمليات

الالتحام وبالتالي التضخيم ، كما انها تقلل من جاهزية البوادي للارتفاعات . وفي حالة RT-PCR فانها تؤثر في تحديد الكميات ، وفي التقنية الأخيرة يمكن الكشف عنها باستعمال او تحليل منحنيات الانصهار .



شكل 20 : آليات تكون مزدوجات البواديء

أسباب تكوين المزدوجات

يتبين مما ذكر أعلاه ، ان التكامل بين تواليات البواديء المختلفة تكون السبب الرئيس وراء تكوين المزدوجات ، وهذه تظهر بشكل أوضح عندما يكون محتوى التوالي عاليا من GC وهذا يؤدي ليس فقط الى تشجيع تكوين المزدوجات وانما ارتباط البواديء الى مناطق غير متخصصة وكذلك تكوين ماشيات الشعر Hairpins .

أنواع المزدوجات والطاقة

كما ذكر أعلاه ان المزدوجات قد تكون متجانسة او متباينة ولكل نوع من أنواع المزدوجات طاقة يمكن تحملها والتغاضي عنها ، فالطاقة الحرة ΔG التي يمكن تحملها بالنسبة Self dimer عند النهاية 3' اي الخارجي هي :

$$\Delta G = - 5 \text{ kcal/mol}$$

وللمزدوج الداخلي Internal self dimer تكون :

$$\Delta G = - 6 \text{ kcal/mol}$$

اما للمزدوجات بين البواديء Cross dimers والتي تنشأ من البواديء المختلفة (اي الباديء الأيسر والباديء الأيمن) Sense end Antisense primers وعند تكاملها تكون الطاقة الحرة ΔG للطرف 3' (الخارجية او الطرفية) هي :

$$\Delta G = - 5 \text{ kcal/mol}$$

وللمزدوجات في المواقع الداخلية :

$$\Delta G = - 6 \text{ kcal/mol}$$

وتلحق بها تكوين ماشات الشعر Hairpins وهي الأخرى تقلل من النواتج . ولكن تكون مضرة ماشات الشعر معتمدة على علاقتها بالطاقة وكذلك الدرجات الحرارية التي تتكون عندها ، فالماشات التي تتكون تحت درجة 50°م تكون مشكلة كبيرة . ويظهر الشكل التالي (شكل 21) صور لتركيب المزدوجات وماشات الشعر .



شكل 21 : ماشات الشعر Hairpins ومزدوجات البواديء

ماشات الشعر تنتج من التداخل داخل جزيئة الباديء Intramolecular interactions . وقد تكون الماشات داخلية او خارجية ، وقيم الطاقة ΔG للماشات الخارجية المتحملة 2 -Kcal/mol اما الداخلية ΔG -3 Kcal/mol .

وتمثل G (Gibbs free energy) مقياس لكمية الشغل الذي يمكن الحصول عليه من عملية ما تتم تحت ضغط ثابت ، ولذا فهي تمثل عفوية وتلقائية التفاعل . ولذلك فثبوت ماشاات الشعير يمثل بقيم ΔG (التي تمثل الطاقة اللازمة لكسر ماشة الشعير) فالقيم السالبة العالية تشير الى ثبوت التركيب وان ماشة الشعير غير مرغوب فيها ، ووجودها عند الطرف 3` يؤثر في التفاعل بشكل مضر . ويمكن حسابها بالمعادلة :

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

المعالجات

بعض مشاكل المزدوجات وماشاات الشعير يمكن الكشف عنها نظريا بدراسات الحاسوب ومعالجة الوضع قبل البدء العملي . والبرامج التي تتعامل مع البواديء وتصميمها (كما سيأتي ذكره لاحقا) تبحث عن التكامل الذي يمكن ان يؤدي الى التراكيب الثانوية وغيرها ، ثم تدخل حسابات الطاقة في عملية الاختيار فضلا ان بعضها وهي الجيدة جدا والمتطورة تبحث في قواعد البيانات تلمسا للتشابه والتخصص .

اما من الناحية العملية فيمكن النظر الى السوابق واللواحق لاتخاذ الإجراء الصحيح وأمثلة الظروف الفيزيائية - الكيماوية لنظام التفاعل :

- يمكن ان تتكون المزدوجات عند إعداد خليط التفاعل بدرجة حرارة الغرفة ، وعندها خلط المكونات ما عدا إنزيم الكوثرية ، ثم يتم مسح النموذج لمدة 3-7 دقائق ثم يحفظ على الثلج لمدة 2 دقيقة ثم يضاف الإنزيم لبدء التفاعل . او تستعمل طريقة البدء الساخنة .

والسبب في استعمال طرق البدء الساخنة يعود الى ان البواديء يتم اختيارها ذات تكاملية واطئة فيما بينها ، ولذلك فمن المحتمل انها تلتحم مع بعضها عند درجات حرارة واطئة مثل عند إعداد التفاعل بدرجة حرارة الغرفة نظرا لامتلاك إنزيم الكوثرية لبعض الفعالية عند الدرجات الواطئة والتي يمكن ان تؤدي الى تكوين بعض النواتج من البواديء .

وتم استخدام عدة طرق لمنع تكون المزدوجات الى حين وصول درجات الحرارة الى 60-70°م ومنها :

- تثبيط إنزيم الكوثرية عند المراحل الأولى ، عمل فصل فيزيائي لمكونات التفاعل الى ان تصل درجات الحرارة الى درجات عالية مثل استعمال الشمع لعزل الإنزيم .

- استعمال تراكيز قليلة من البواديء .

- إجراء عملية التفاعل بدون Formamide اذا كان مستعملا في التفاعل وإمكانية إضافة DMSO الى حد 5% .

- استعمال تراكيز مختلفة من كلوريد المغنسيوم مثل 1.5 ، 2 ، 2.5 ، 3 ملي مول . او الإبطاء من إطلاق ايونات المغنسيوم التي تكون ضرورية لفعالية إنزيم الكوثرية ، ولذلك

يعزل الأخير كيماويا من التفاعل وذلك بربطه بمركبات كيماوية بأصرة تساهمية الى السلسلة الجانبية من الحوامض الامينية في الموقع الفعال ينطلق منها الى التفاعل عند درجات حرارة عالية اي عند التسخين بدرجة 95°م لمدة 5-10 دقائق او استعمال إنزيم حساس للبرودة اي يكون إنزيم محور لا فعالية له عند الحرارة الواطئة .

- زيادة تركيز قالب DNA
- إيجاد درجة حرارة الالتحام الملائمة باستعمال طريقة الهبوط الحراري.
- تغير تراكيز النيوكليوتيدات.
- تغير القوة الأيونية Ionic strength لنظام التفاعل .

وفضلا عما ذكر أعلاه حول الإنزيم ومحاولة الحؤول بينه وبين حدوث التفاعل خاصة في الأوقات المبكرة من خلط المواد ، هناك إمكانية ربط بعض المثبطات بطرق لا تساهمية ، ومن هذه المثبطات بعض البيبتيدات او الأجسام المضادة او Aptamer وعند الدرجات الحرارية الواطئة تثبط فعاليته ، وبعد الحضان لمدة 1 - 5 دقائق بدرجة حرارة 95°م ينطلق او يمسح المثبط ويبدأ التفاعل (كما ورد آنفا) . ومعظم الظروف والمعالجات أعلاه وان كانت تساعد في التخلص من مزدوجات البواديء الا انها في الوقت نفسه تؤثر في تفاعل الكوثرية الأصلي وتؤثر في كفاءته ، وللتغلب على مثل هذا التأثير يمكن إتباع وسائل أخرى أهمها الاهتمام بتصميم البواديء وإعادة تصميم بواديء أخرى جديدة ، او استعمال إنزيمات كوثرية أخرى او استعمال محاليل تفاعل أخرى .

سابعا : ظهور حزم باهتة Faint bands

تعد من المشاكل المهمة في عمليات إظهار نواتج التفاعل ، وتكون لها أسباب عدة منها :

- كمية DNA المستهدف قليلة وكذلك كمية نموذج الواسمات الوزنية يكون قليلا والأخيرة يجب ان تكون كمياته بين 0.1 - 0.2 مايكروغرام /ملتر من عرض المسار Lane.
- قد يكون التصبيغ غير متجانس ، وتركيز البروميد يجب ان يكون بحدود 0.5 مايكروغرام /ملتر . واذا كان الهدف المضخم سوف لا يستخدم في الكلونة فيفضل إضافة البروميد الى الهلام عند التحضير وكذلك الى داريء الترحيل . وعند التصبيغ يجب ان يؤخذ بنظر الاعتبار ظروف الترحيل فعند استعمال ظروف الترحيل القاعدي Alkaline agarose gel electrophoresis يغمر الهلام لمدة 30 دقيقة في كمية كافية من داريء Tris-HCl برقم هيدروجيني 7.5 ثم يصبغ بمحلول

البروميديد (0.5 مايكرو غرام / مللتر) لمدة 30 دقيقة . اما عند استعمال هلام الاكريلاميد بوجود اليوريا فينقع الهلام لمدة حوالي 15 دقيقة في داريء البورات (1X) TBE لإزالة اليوريا ، ثم يصبغ في الداريء نفسه الحاوي على البروميديد لمدة 15 دقيقة والتأكد من ان كل الهلام مغمور في محلول الصبغة .

- السبب الآخر هو خروج النماذج خارج الهلام ويكون ذلك ناتجا من الترحيل الطويل لذلك يتم إيقاف الترحيل عند وصول الصبغة الدالة الى ثلثي طول الهلام في حالة استعمال Bromophenol blue والى مسافة أربعة أخماس الطول في حالة Orange G ، مع التأكد ان الهلام مغمور تماما بالداريء طول مدة الترحيل ، وان وعاء الترحيل بوضع أفقي تماما .

- المشكلة الأخرى هو انتشار DNA في الهلام وهذا الآخر له أسباب ومنها تجنب الترحيل لمدة أطول من المقرر ، تجنب التصبغ الزائد لان هذه تؤدي الى انتشار قطع DNA الصغيرة .

- ومن المسببات الأخرى لظهور الحزم بلون باهت هو خزن الهلام بعد انتهاء الترحيل قبل التصوير ، لان هذه العملية تساعد في انتشار قطع DNA الصغيرة .

- قد يحصل إخفاء Masking لحزم DNA بالصبغة المستعملة لتقفي سير النموذج او الواسمات الوزنية ، لذلك لا تستعمل بكميات كبيرة او استعمال محاليل صبغة خاصة لا تؤثر في DNA تحت الأشعة فوق البنفسجية .

ثامنا : مشاكل أخرى


فضلا عما ذكر أعلاه من المشاكل العامة قد تظهر بعض المشاكل ولكن ليس بشكل متكرر ومنها :

❌ **الخطأ في التقدير الكمي** : تفاعلات الكوثرية وان كان أساسها التقدير النوعي دون التقدير الكمي ولكن بعض الأحيان يمكن إجراء التقدير الكمي التقريبي . والأخيرة قد تواجه بعض المشاكل ويكون ذلك لبعض الأسباب ومنها :

- ❖ اختلاف حجم النموذج عن حجم الواسمات الوزنية التي تتخذ أساسا في التقدير ، لذلك يجب استعمال داريء التحميل نفسه لكل من النموذج والواسمات وكذلك استعمال الحجم نفسه عند التحميل . ويعدل تركيز النموذج الى حجم اقرب حزمة من الواسمات الوزنية ، واذا احتاجت العملية الى تخفيف فيكون باستعمال داريء صبغة التحميل .

- ❖ قد يكون السبب عدم استعمال واسمات وزنية ملائمة لمقارنة حجم جزيئات النموذج .

❖ استعمال طريقة خاطئة في تحديد الكميات ، لذلك يفضل استعمال طريقة Densitometry وطرح خلفية الهلام بدلا من استعمال التقدير الظاهري العيني لمقارنة حجوم الحزم كما في الشكل 22 .



شكل 22 : استعمال طرق Densitometry لتحديد الحزم .

❖ يمكن ان يكون السبب هو التصبغ غير المتجانس ، كما ان الخلفية المصبوغة بشكل كبير يمكن ان تؤثر في تحديد الكميات ، لذلك يتم التأكد من غمر الهلام في محلول التصبغ بشكل جيد أثناء عملية التصبغ بالبروميديد او استعمال صبغة SYBR[®] Green I ، ولا تستعمل تراكيز الصبغات أكثر من التراكيز الموصى بها ، ويجب تجنب إطالة مدة التصبغ أكثر من 30 دقيقة لان ذلك يزيد من تلون الخلفية . وفي حالة الرغبة بتصبغ الهلام أثناء عملية الترحيل فيجب استعمال الصبغة في الهلام وداريء الترحيل وإلا سيكون التصبغ غير متجانس .

❖ في حالة استعمال الهلام القاعدي أثناء الترحيل يتم تعديل الرقم الهيدروجيني بغمر الهلام في داريء Tris – HCl بتركيز 0.5 مولر برقم هيدروجيني 7.5 وبعد ذلك يصبغ بالبروميديد لمدة 30 دقيقة . اما في حالة استعمال هلام الاكربلاميد تحت ظروف المسخ مع اليوريا فيفضل إزالة الأخيرة بنقع الهلام في داريء البورات (1X) لمدة 15 دقيقة قبل التصبغ بالبروميديد لمدة 15 دقيقة ، وقد يخفى DNA بالصبغات تحت

الأشعة فوق البنفسجية لذلك لا تزداد الصبغة أكثر من المقرر سواء لحزم DNA او الواسمات الوزنية واغلب الشركات تزود محاليل متوازنة جاهزة للاستعمال وتعطي نتائج جيدة .

✗ ظهور حزم في مسارات السيطرة السالبة (NTC) :

وهذه تكون عادة تكون نتيجة التلوث (وقد تم مناقشة بعض جوانبها في موقع آخر) وتنتج من :

- استعمال كواشف ومحاليل ملوثة ، لذلك يجب استعمال وجبات جديدة .
- تلوث الماصات ونهاياتها ، لذلك تستعمل الجديدة وتغير الماصات عند البداية ونهاية التفاعل لضمان عدم التلوث .
- تلوث منطقة العمل ولذا يجب العناية بهذه الجوانب وعزل مناطق العمل عن غيرها .
- تلوث رذاذي أثناء عمليات تحضير خليط التفاعل لذلك يستعمل الخليط الرئيس Master mix للتقليل من الرذاذ واستعمال الماصات ويفضل استعمال نهاية ذات مرشحات Filter tips .
- تغطية كل الكواشف او حفظها في أوعية مغلقة .
- استعمال الكفوف وتغيرها باستمرار وقد يكون التلوث من تفاعلات قديمة وقد مر ذكر بعض المعالجات لهذه الحالة .

✗ ظهور مسحات DNA

سبق ان تم التطرق الى بعض جوانب هذه المشكلة في موضع آخر ولكن لا بأس من ذكر بعض الملاحظات الإضافية ، فالمشكلة هنا تكون ناتجة عن احد الأسباب الآتية :

- تفكك وهضم الحوامض النووية بالإنزيمات القاطعة ، لذا يجب التأكد من خلو كل مكونات التفاعل من التلوث بهذه الإنزيمات واستعمال داريء جديد وهلام جديد وأدوات خالية من هذه الإنزيمات .
- قد تكون ظروف الترحيل السيئة هي السبب لذا الانتباه الى عملية تحضير الهلام واستعمال الداريء نفسه في كل من عملية تحضير الهلام والترحيل . والتأكد من ان كل الهلام مغمور في الداريء أثناء عملية الترحيل .
- عدم استعمال فولتية عالية وضمن الحدود ، وللحصول على وضوح أكثر تستعمل فولتية واطئة في الدقائق الأولى ثم ترفع الى الحدود العادية ، وعند استعمال الترحيل السريع والفولتية العالية لابد من إجراء تغييرات في مكونات التفاعل .

والفولتية الواطئة وإطالة مدة الترحيل تؤدي الى انتشار الحزم وتكوين المسحات أثناء الترحيل .

✖ بقاء DNA في الهلام

يُحصل ان يبقى النموذج في حفر الهلام ولا يتحرك بتطبيق المجال الكهربائي وهذه يمكن ان تكون نتيجة :

- عدم تكون الحفر بشكل جيد او بشكل مائل لذا يتم التأكد من ان المشط يكون عموديا على الهلام أثناء الصب ويزال المشط قبل اكتمال عملية تكوين الهلام التامة ، لذلك يترك للتصلب الكامل ثم يسحب المشط ويغمر الهلام بالداريء مباشرة . وفي حالات خاصة مثل استعمال الاكريلاميد وبوجود اليوريا تغسل الحفر جيدا لإزالتها .
- يمكن ان يكون السبب زيادة كمية DNA المستعمل ، فيستعمل 0.1 – 0.2 مايكروغرام لكل 1 ملم من عرض المسار والأفضل استعمال كميات متشابهة من النموذج وكذلك الواسمات الوزنية .
- التأكد من ان النموذج المراد ترحيله لا يحوي على الرواسب .
- وجود البروتينات المرتبطة بجزيئات DNA مثل إنزيمات اللحم او إنزيمات القطع تؤثر في حركته (Gel shift effect) ويمكن ان تسبب بقاء DNA في الحفر ، لذلك تعامل النموذج بمحلول 1٪ من SDS بدرجة حرارة 65°م لمدة 10 دقائق ثم تبرد على الثلج ، ويفصل DNA منها بالطرق العادية ثم تحمل على الهلام . وهذه المعاملة تساعد ايضا في التخلص من النهايات اللاصقة التي تؤدي الى ارتباط جزيئات DNA مكونة جزيئات كبيرة جدا لا يمكنها التحرك في الهلام .
- التراكيز الملحية العالية في النموذج تؤدي الى إعطاء نمط حزم منحرفة او مسحات ، لذلك تعالج بالترسيب والغسل بالكحول الايثيلي او تفصل جزيئات DNA عن الأملاح باستعمال أعمدة الفصل ، ثم التعليق في داريء TE .

✖ توقف التفاعل

يُحصل بعض الأحيان ان يتوقف التفاعل وذلك يكون ناجما عن استعمال عمليات تدوير مختلفة الظروف . لذا يستعمل الجهاز نفسه لعمليات الأمثلة ، ولا تستعمل أجهزة مختلفة لانها يمكن ان تشد في السرعة ودرجات الحرارة على الأقل في المحاولات الأولية لتصحيح الموقف .

او قد يكون السبب تلف وتفكك dNTPs وهذه تكون حساسة لعمليات التجميد والانصهار ، لذلك تبدل بمحاليل جديدة . وقد تكون الأسباب خطأ في عمليات الإعداد ،

لذلك يتم التأكد من جودة المحاليل وصحة إضافتها وعند استعمال محاليل جديدة او وجبة جديدة من البادئ يجب بداية التأكد من صلاحيتها واستعمال برنامج تدوير حراري صحيح وملائم .

قد يكون سبب عدم حصول التفاعل هو وجود المثبطات في نماذج DNA وهذه تعالج باستعمال نماذج مخففة ، او تجري عملية تنقية لجزيئات DNA القالب قبل استعماله .

❌ مشاكل ما بعد الكوثر

هذه المشاكل تحصل عندما تستعمل نواتج تفاعل الكوثر لدراسات لاحقة مثل الكلوثة او تحديد التواليات ، وقد تكون أسبابها :

- انخفاض دقة الإنزيمات المستعملة ، ولذلك فعند الكلوثة او استعمال تفاعل PCR لإجراء عمليات التطهير الموجه Site-directed mutagenesis يفضل لاستعمال إنزيمات قليلة الأخطاء مثل Pfu او خليط من الإنزيمات قليلة الأخطاء .
- الاهتمام بتركيز نموذج DNA والتي تكون (كما ذكر في مواقع أخرى) بالنسبة للـ DNA البلازميدي 0.01 – 1 نانوغرام لخليط تفاعل بحجم 50 مايكرو لتر اما gDNA فيكون 0.1 – 1 مايكروغرام / 50 مايكرو لتر حجم خليط التفاعل.
- قد تكون ظروف التفاعل غير مثالية ، فمثلا عند استعمال إنزيم Pfu يكون الأفضل البدء بتركيز أملاح المغنسيوم $MgSO_4$ 2 ملي مول ، وخليط من الإنزيمات 1.5 ملي مول من $MgCl_2$.
- عدم توازن مكونات dNTP فكل النيوكليوتيدات يجب ان تكون بتركيز متساوية والا يحصل خطأ في تفاعل الكوثر ، كما ان التساوي والتوازن في نسب النيوكليوتيدات يزيد من الحاصل .
- مصدر الأشعة فوق البنفسجية ، وهنا تستعمل الأطوال الموجية 360 نانومتر عند قطع الحزم ، وعند استعمال الموجات الأقصر 254 – 312 نانومتر فعندها يجب تقصير تعريض النواتج او الحزم عند قطعها الى مستوى الثواني من الزمن .
- عندما يراد التأكد من ان عملية تحديد التوالي صحيحة يتم تحديد توالي الشريطين لزيادة صحة تحديد التواليات .
- عند تصميم بواديء لقوالب RNA يجب التأكد ان البواديء تلاؤم الحدود بين الانترون والاكسون حتى يتم التخلص من تضخيم gDNA وذلك بإزالته باستعمال DNase I الخالي من RNases . وفي حالة ظهور حزم إضافية قد تشير الى التلوث بجزيئات gDNA لذلك تهضم بـ DNase I قبل البدء بالنسخ العكسي .

استعمالات تفاعل الكوثرية

تعد تفاعلات الكوثرية الاجاز الأهم الذي أسفر عن الجهود المبذولة في القرن العشرين في مجال البايولوجي الجزيئي وهي تقنية انتشرت بسرعة لكونها سريعة نسبيا وبسيطة الى حد ما وذات مرونة في اختيار القطع المراد تضخيمها ، ويمكن ان تستعمل مدى واسع من مصادر DNA سواء كانت نقية او غير نقية ومن مصادر مختلفة وكذلك مصادر DNA متحللة بشكل كبير او مدفونة في محيط يصعب استخلاص DNA منه ، لذلك أصبحت شائعة ومتداولة للعديد من التطبيقات و كذلك ملائمة للدراسات الجزيئية في مجال دراسة أصول الإنسان Anthropology ودراسة علم أشكال الحياة Paleontology ومن المواصفات الأخرى للتفاعلات انها طريقة سريعة وغير مكلفة لإنتاج عدد كبير من النسخ من كميات صغيرة جدا حتى وان كانت النماذج ذات نوعية رديئة ، ولهذه الأسباب وغيرها وجدت التقنية استعمالات وتطبيقات كثيرة يذكر منها :

- تنميط جزيئات DNA typing DNA
- الكشف عن الأحياء المجهرية في حالة الإصابة ، وإصابة الفيروسات بسرعة حتى قبل ظهور الأعراض وتحديد الحمل الفيروسي Viral load كما في استعمال طريقة qPCR .
- تسهيل عملية إجراء التطفير الموجه PCR mutagenesis وهذه الطريقة تستعمل في التعرف على وظائف الممهدات Promoters . ويمكن عمل الطفرات أثناء تفاعلات الكوثرية بعدة طرق منها :
- التطفير العشوائي ويكون بالاعتماد على استعمال إنزيمات كوثرية تنتج أخطاء مثل تلك التي تنقصها خاصية التصحيح 3'-5' Exonuclease activity وبهذه الطريقة يمكن الحصول على طفرات عشوائية في نواتج التضخيم . واختيار الإنزيم يعتمد على الغرض من إجراء تفاعل الكوثرية ويوجد الآن الكثير من الإنزيمات المسوقة تجاريا التي تختلف في ثبوتها للحرارة وعملياتها التفاعلية Processivity ودقتها ، وأكثر الإنزيمات التي درست في هذا المجال هو إنزيم Taq .
- ويمكن التلاعب بمكونات الخليط مثل استبدال ايون المغنسيوم Mn^{++} بالمغنيز الذي يزيد من أخطاء بعض إنزيمات الكوثرية .
- تشخيص الأمراض الوراثية قبل الولادة وتحديد جنس المولود وتحليل الترابط الوراثي باستعمال النطف المفردة .
- دراسة تغيرات تردد الأليلات .

- تسهيل عملية الكلونة باستعمال نواتج التفاعل والتي يمكن ان تتم على مدى زمني قصير مقارنة بالكلونة التي تتم باستعمال الخلايا التي تتم على مدى أسابيع .
- تستعمل في المجال الجنائي وإيجاد البصمة الوراثية DNA fingerprinting والتي تكون الأدلة فيها بتركيز قليلة مثل شعرة او سوائل جسمية مثل الدم ، المنى .
- تضخيم قطع من الجينوم البشري للمساعدة في وضع خريطة للجينوم البشري وغيره من الأحياء .
- كشف وتحديد الطفرات في الإنسان وغيره من الأحياء ، مثل طفرات الحذف او الإقحام وذلك من معرفة الفرق في النواتج .
- متابعة علاج السرطان .
- دراسة التطور الجزيئي Molecular phylogeny .
- تسمح الطريقة بدراسة الأحياء المجهرية غير القابلة للزرع او التي تحتاج وقت طويل للنمو .
- تحديد الجينات الميكروبية المسؤولة عن الامراضية ومقاومة المضادات الحيوية .
- تستعمل في تحليل النماذج الأثرية Ancient DNA لغرض دراسة العلاقات التطورية ومعرفة تطور الأحياء وذلك بمقارنتها بالنماذج الأثرية المتوفرة من حقول دراسية أخرى .
- مكنت الطريقة من تحليل جزيئات DNA من الشرائح المجهرية لأنسجة محفوظة لعدة سنين .
- المساعدة في تحديد تواليات جزيئات DNA بعد إنتاج كميات كبيرة منه من نماذج قليلة .
- عزل الجينات من نماذج الأنسجة .
- بناء المجسات لأغراض مختلفة .
- إمكانية تحديد مواقع القطع بالإنزيمات في نماذج DNA .

محددات استعمال تفاعل الكوثرية

- بالرغم من العديد من المواصفات الايجابية التي تتصف بها تفاعلات الكوثرية والتي أهلتها للعديد من الاستعمالات الا ان هناك بعض المزايا التي تحد من استعمالها ومنها :
- التفاعل حساس جدا ، ولذلك فإنه يكون عرضة للتلوث من مصادر DNA الموجودة في بيئة المختبر مثل البكتيريا والفيروسات لذلك احتاجت أماكن العمل ان تكون محمية من التلوث وكذلك الماصات والأدوات المستعملة .

• كفاءة إنزيمات الكوثر المستعملة ، فقد تكون كفاءة الإنزيم عالية لإطالة قطع تصل الى 2-3 كيلو قاعدة ولكن عند استعمال القطع الأطول تقل كفاءة الإنزيم وتزداد أخطائه بزيادة طول القطع وان كانت إضافة كميات جديدة من الإنزيم تساعد في تجاوز هذه العقبة وتلافي قصر العمر النصفى للإنزيمات ، وعلى العموم فان هذه المعالجة قد لا تفيد في حالة الحاجة الى عملية كوثر دقيقة . وعليه فان تضخيم القطع الكبيرة يحتاج الى إجراء الكوثر باستعمال خليط من الإنزيمات واستعمال درجات حرارية منخفضة عن المألوف وتسخين بطيء وغيرها من الإجراءات المعتادة .

• المحاليل والمواد والأجهزة تكون كلفتها مناسبة نسبيا لكنها تبقى فوق قابلية المختبرات الصغيرة .

• تصميم البوادي يعيق انسيابية استعمال التقنية في مجالات عدة فالعملية في معظم الجوانب تحتاج الى معرفة كبيرة بالتوالي المطلوب تضخيمه ، لذلك حورت الطريقة في بعض الأحيان لتجاوز هذه العقبة . فالبوادي المصممة يمكن ان ترتبط الى بعضها مكونة مزدوجات البوادي ، او ترتبط الى أماكن غير متخصصة وبالتالي تؤدي الى نواتج غير متوقعة بتضخيمها أهداف غير مطلوبة او إعطاء حاصل قليل ، وقد مر ذكر بعض هذه المشاكل مسبقا .

• قد تبرز بعض المشاكل عند إجراء الدراسات على النواتج بعد التضخيم خاصة في مجال تحديد التواليات ، والأخيرة نادرا ما تكون ناجحة ما لم يتم التعرف على كيفية إجهاها مثل :

◦ إعادة تقطيع النواتج بالإنزيمات القاطعة لمعرفة فيما اذا كانت النواتج هي المطلوبة
◦ معرفة حجم او وزن جزيئات النواتج على الهلام قبل البدء بعملية تحديد التوالي .
◦ التأكد من عدم وجود حزم غير متخصصة من النواتج بواسطة الهلام اذ نادرا ما ينتج التفاعل حزمة واحدة وإنما تكون هناك حزم أخرى لا يمكن رؤيتها تؤثر في تحديد التواليات ، وفي هذه الحالة ينفع استعمال تفاعل كوثر العنقدة للتقليل من هذه المشاكل اذ انه من المستبعد ان تضخم قطع غير مطلوبة بعد استعمال بوادي داخلية في الخطوة الثانية من كوثر العنقدة .

◦ يجب إزالة كل النيوكليوتيدات ثلاثية الفوسفات منقوصة الأوكسجين dNTPs غير المندمجة والفائض من البوادي وغيرها بعملية تنظيف ملائمة قبل البدء بعملية تحديد التواليات . ومن الطرق الملائمة هي كلونة القطعة المطلوبة على ناقل ملائم وتكثيرها ثم تنقيتها ثم استعمالها .

• تهيئة نماذج مركزة من جزيئات DNA وهذا يعتمد على طول القطعة فمثلا قطع بحجم 200 قاعدة تحتاج ان تعدل الى تركيز 2 نانوغرام/مايكرو لتر ومثل هذه تحتاج أجهزة لقياسها مثل Nanodrop وغيرها من الأجهزة السالف ذكرها .
والمحددات المذكورة وغيرها يمكن ان تؤثر في تطبيقات تقنية تفاعل الكوثرية ، والتي استندت إجراء عمليات التطوير في السابق والمستقبل .

الأنواع الخاصة من تفاعلات الكوثرية

في تفاعلات الكوثرية العادية يتم الكشف عن نواتج نهاية التفاعل End point products والتي يتم الكشف عنها عادة باستعمال الهلام لفصل القطع المضخمة . ولطريقة الكوثرية العادية عدد من المحددات منها:

- النتائج التي يتم الحصول عليها بعد انتهاء التفاعل تحتاج الى وقت يصل في بعض الحالات الى أيام .
- الطريقة تعتمد على التفريق بين الحجوم التي قد لا تكون مضبوطة جدا .
- تكون النواتج النهائية متغايرة من نموذج الى آخر أي قلة الدقة .
- تكون الحساسية منخفضة والنتائج اقل وضوحا .
- النتائج لا يعبر عنها بالأرقام .
- البروميد المستعمل في التصبيغ لا يعطي نتائج كمية .
- في بعض الأحيان تكون القطع متساوية الحجم لكنها مختلفة التركيب وهذه يصعب التمييز بينها .
- لا يمكن للعملية ان تتم بشكل أوتوماتيكي .
- في التحليلات السريرية تكون غير مجدية وتحتاج الى استعمال المجسات والتي بدورها تحتاج الى عناية فائقة لمنع التلوث الذي يحصل من المختبر وغرف تخضير DNA فضلا عن انها تحتاج الى وقت طويل . و لهذه الأسباب وغيرها احتاجت العملية الى تطوير او استعمال نهج آخر ولذلك استعملت طريقة RT-PCR .

الكوثرية الآنية (RT-PCR) Real-Time PCR

تعتمد العملية على الكشف عن النواتج في المراحل المبكرة من عمليات التضخيم أثناء التفاعل ويمكن لهذه الطريقة الكشف عن تغيرات التضاعف في كل ثانية يمر بها التفاعل وحساب كمية جزيئات DNA التي بدأ بها التفاعل استنادا الى عدد الدورات التي مر بها ، في حين ان طريقة الفصل بالهلام تحتاج ان يحصل تغير يصل الى عشرات المرات عن الأصل .

ويكون ذلك في RT-PCR بقياس حركات التفاعل في الأطوار الأولى من PCR ويزود بمعلومات وفوائد لا توجد في تفاعلات الكوثرية العادية . لذا يكون الاختلاف الرئيس بينهما هو ان RT-PCR تحدد الكميات المبدوء بها وليس النواتج اي انه يحدد الكميات في الوقت الذي تتكون فيه Point in time أثناء عملية التدوير والتضخيم والكشف عنها لأول مرة


، وليس تحديد كميات النواتج كما في تفاعل الكوثرية العادي الذي تتراكم فيه النواتج عند انتهاء التفاعل والتي تشمل عدد كبير من الدورات .

آليات ومراحل تفاعل الكوثرية بطريقة RT-PCR

تعتمد طريقة تسجيل التضاعف في هذه الطريقة على انبعاث التآلق لصبغات خاصة وقياسه . في البداية كان يستعمل البروميد الذي يضاف الى خليط التفاعل وبتراكم النواتج يمكن إظهارها عند كل دورة اي ان زيادة قطع DNA سيؤدي الى زيادة التآلق وهذا له علاقة مباشرة مع عدد النسخ المبدوء بها ، فعند البدء بعدد كبير من النسخ فان دورات قليلة ستؤدي الى ظهور إشارات التآلق التي يمكن الكشف عنها وبذلك يمكن معرفة كفاءة التضخيم تحت الظروف المختلفة .

ولكن البروميد غير متخصص بالارتباط بمزدوجات DNA الحاصلة من الكوثرية فقط فمثلا هو يرتبط بمزدوجات البوادي التي تشارك في التآلق وبالتالي يكون تسجيل الكميات غير صحيح . وبعد المراجعات تم استخدام مجسات وصبغات متفلورة لتسجيل تراكم النواتج التي أدت الى زيادة تخصص طريقة RT-PCR وأدت الى زيادة الدقة في تقدير الكميات . وبالتالي تم تطوير مجالات لجيل جديد من طرق الكوثرية PCR والكواشف والمحاليل الخاصة بها وسمحت بتنظيم وتحديد الكميات بشكل متزامن في كل دورة . والأساس في الطرق المختلفة استعمال جهاز تدوير حراري مع وسيلة معالجة في الجهاز لغرض الكشف التي يمكن ان تسجل حالات التبريد والتسخين وتسجيل تقدير جزيئات DNA .

وتكون طريقة تفاعل الكوثرية الآني حساسة جدا وتتميز الى أطوار كما هو موضح في الشكل الآتي (شكل 23) :



شكل 23 : مراحل تفاعلات RT-PCR

يوضح الشكل خطوات تفاعل ثلاث مكررات للنموذج نفسه والتي بدأ التفاعل بها بكميات متساوية ويلاحظ عند البدء ان التفاعلات تكون دقيقة ويكون التضاعف تزايدى اذ يتضاعف الهدف في كل دورة وذلك لان ظروف التفاعل ملائمة من حيث تراكيز ووفرة المواد وحركيات التفاعل تدفع كلها الى حالة التضاعف وتكون الكفاءة بحدود 100٪ وتتضاعف في كل دورة وباستمرار التفاعل تقل المكونات نتيجة الاستهلاك ويبدأ التفاعل بالتباطؤ ولا تتضاعف نواتج الكوثرية عند كل دورة كما يلاحظ في المرحلة الخطية من الشكل وتنخفض الكفاءة لعدة أسباب ، مثلا المواد المتضخمة يعاد ارتباطها Reassociation أثناء خطوة الالتحام .

وتبدأ نواتج النماذج (المكررات) بالانفراج في القيم المسجلة ، ثم يبدأ التباطؤ بشكل كبير عند طور الركود Plateau ويقل معدل التخليق الى الصفر ويصل الى حد الركود عند نقاط مختلفة نظرا لاختلاف حركيات التفاعل لكل نموذج . وعند حد الركود تبدأ قياسات تفاعل الكوثرية العادية اي تحديد الكميات عند نهاية التفاعل End point detection . لذا كان من الضروري إجراء القياسات عند الطور التزايدى (اي الدورات المبكرة من التفاعل) وهو ما تعتمد عليه طريقة RT-PCR وذلك بتوفيرها وسيلة لقياس تراكم المتضخم الخاص بشكل مستمر أثناء الدورات بالاعتماد على التغير في التآلق داخل وعاء التفاعل . ويتم تحليل النواتج دون فتح الأنابيب وبالتالي التخلص من هاجس انتشارها في بيئة المختبر ومنع التلوث وهو الأهم ثم التقليل في الكلفة وبعبارة أخرى فان ذلك يتم بتسجيل التآلق الذي ينبعث أثناء عملية الكوثرية والتي تشير الى كمية المواد عند كل دورة و هذا فان الأجهزة الخاصة تمكن من ملاحظة الزيادة أثناء تطور التفاعل اي في الوقت ذاته او الوقت الحقيقي .

ويتضح مما ذكر أعلاه ان تحليل نواتج الكوثرية العادية لا تعطي فكرة عن الكميات وذلك لان النواتج لا تعتمد على تركيز التوالي المستهدف المبدوء به والتي تخور لتعطي اكبر كمية لعمليات الكشف فقط (الى حد ما) في حين في RT-PCR يتم تجاوز هذه المشكلة ، وتكون الأخيرة ملائمة لانها لا تحتاج الى معالجة ومعاملة النواتج بعد انتهاء تفاعل التضخيم لإظهارها باستعمال المجسات وتحليل الانصهار يمكن ان يكشف عن التغيرات حتى وان كان بقاعدة واحدة .

طرق إجراء RT-PCR


يعرف تفاعل كوثرية الوقت الحقيقي او تفاعل الكوثرية الآني بمسميات أخرى مثل Kinetic PCR ، qPCR ، qRT-PCR ، RT-qPCR ، وكلها تهدف الى تحديد عدد نسخ قوالب DNA او cDNA المستهدف في تفاعل الكوثرية والتي تعتمد على تسجيل إشارات التآلق في تفاعل واحد او اكسر من تفاعلات الكوثرية لكل دورة الى حين اكتمال التفاعل ويمكن ان تستعمل لتحديد الكميات المبدوء بها . وتوجد طريقتان لذلك :

- الطريقة المعتمدة على المجسات Probe-based method
 - الطريقة المعتمدة على صبغات الحشور Intercalator dyes – based method
- والطريقتان تحتاج دورات حرارية خاصة وكاميرات حساسة لتسجيل التآلق في كل حفرة (96 Well plate) عند فترات محددة من تفاعل الكوثرية . وفي الوقت الحاضر توجد أربع تقنيات او طرق كيميائية لاجاز RT-PCR وهي :

- مجسات TaqMan .
 - المرشحات الجزيئية Molecular Beacons .
 - المجسات العقربية Scorpions .
 - السايبر الأخضر SYBR green .
- كل هذه الطرق تعتمد في الكشف عن النواتج التي تولد إشارات التآلق ، الثلاث الأولى منها تعتمد على حقيقة Fluorescence (Foster) Resonance Energy Transfer (FRET) لإعطاء إشارات التآلق بعد وضع صبغة الإعلان او صبغة التآلق والصبغة المخمدة Quenching على نيوكليوتيدات قليلة Oligonucleotides تعد المواد الأساس في التفاعل ، اما الطريقة الأخيرة وهي استعمال صبغة SYBR فهي تعطي بعض التآلق عندما تكون حرة في المحلول ويزداد تألقها عند ارتباطها بأشرطة DNA المزدوجة التي تزداد عند تفاعل الكوثرية .

• استعمال مجس TaqMan

تعتمد الطريقة كما هو موضح بالشكل التالي (شكل 24) على فعالية 5' - Exonuclease activity لإنزيم الكوثرية المستعمل في التفاعل .




شكل 24 : مجس TaqMan

وينضح من الشكل ان المجس المكون من عدد قليل من النيوكليوتيدات سيكون مرتبطاً بالنهاية 5' الى صبغة متألفة او ما يسمى بصبغة الإعلان Reporter dye ، وفي الطرف الثاني 3' مرتبطة بصبغة مخمدة Quenching .

و هذه القطع تكون مصممة بحيث تتكامل وترتبط الى مناطق محددة من DNA المستهدف او نواتج تفاعل الكوثره . في الحالة الاعتيادية لا تظهر اي إشارة للتألق . وأثناء التفاعل وعندما يقوم إنزيم الكوثره بمضاعفة الشريط القالب الذي يكون مجس TaqMan مرتبط اليه فان فعالية الإنزيم (5'- 3' Exonuclease) تفلق المجس مما يؤدي الى افتراق او تباعد الصبغة المتألقة عن الصبغة المخمدة وبالتالي ينعدم انتقال الطاقة من الصبغة الأولى الى الثانية اي انعدام FRET ، لذلك يزداد التألق في كل دورة اعتمادا على كمية المجس المنفلق ، وهذا يعني ان التفاعل يكون متخصصا بالهدف . و مجسات TaqMan المصممة بشكل ملائم وجيد تحتاج الى القليل من التلاعب لتحديد الظروف المثلى (الأمثلة) . ويمكن ان تستعمل في تفاعلات الكوثره المتعددة Multiplex عند تصميم عدة مجسات Probes كل منها ملائم لهدف واحد من الأهداف . و ما يعيب على الطريقة انها مكلفة .

• طريقة ساير الأخضر SYBR Green

الطريقة موضحة في الشكل 25




شكل 25 : طريقة ساير الأخضر SYBR Green

توفر الطريقة ابسط الوسائل وأكثرها اقتصادا وحساسية للكشف وتحديد نواتج تفاعل الكوثرية أثناء حدوثها اي في الوقت الحقيقي . وتعتمد الطريقة على ان الصبغة عندما تكون في المحلول لا تعطي تألقا ولكن ترتبط الى أشرطة DNA المزدوجة للأخدود الأصغر (وهي في هذه الحالة نواتج تفاعل الكوثرية) لتعطي تألقا واضحا عند التهيج ، ولذلك بتجمع نواتج التفاعل يزداد التألق .

ومقابل المزايا الحسنة المذكورة أعلاه فان للطريقة مزايا سيئة قد تحول بعض الأحيان دون استعمالها فالصبغة ترتبط الى أشرطة DNA المزدوجة في خليط التفاعل بما فيها مزدوجات البوادي وكذلك نواتج التفاعل غير المتخصصة مما يؤدي الى حصول زيادة خاطئة في قراءة تركيز DNA المستهدف ، لذلك تحتاج الى أمثلة ومتابعة التحليل لتوثيق النتائج . وعلى العموم فانه في تفاعلات الكوثرية الأحادية Monoplex وبتصميم بوادي جيدة فان الطريقة تعمل بشكل جيد .

• **المرشحات الجزيئية Molecular Beacons** أساسيات الطريقة تشبه استعمال مجسات TaqMan و لكن المجس يصمم على ان يبقى سليما أثناء عمليات التضاعف والتضخيم ثم يرتبط الى الهدف . الطريقة موضحة في الشكل 26 :




شكل 26 : طريقة المرشحات الجزيئية Molecular Beacons

فالمجس يكون بشكل تركيب يحوي على عروة وساق مزدوج القواعد ، ترتبط صبغة الإعلان الى احد جانبي الساق والصبغة المخمدة الى الثاني وعندما يكون حرا في بيئة او محلول التفاعل فان التقارب بين الصبغتين لا يسمح بحصول تآلق (اي حصول FRET) ولكن عندما تتجهن الجزيئة مع أشرطة DNA (الهدف) تبتعد الصبغتان ولا يحصل نقل للطاقة فتطلق صبغة الإعلان التآلق الذي يسجل على انه إشارات يمكن قياسها . ويمكن ان تستعمل الكوثرية في تفاعلات الطريقة المتعددة باستعمال قطع مختلفة من المجسات تلاؤم الأهداف الموجودة في محلول تفاعل الكوثرية ، وتكون عملية تصميم مثل هذه المجسات مكلفة في هذه الحالة .

المجسات العقربية Scorpion probes

في هذه الحالة تستعمل مجسات مشابه لما ذكر أعلاه وكما موضح في الشكل 27 :



شكل 27 : المجسات العقربية


وتكون المجسات على شكل عروة وفيها ساق تربط صبغة الإعلان (التألق) الى طرف 5' والمخمدة على طرف 3' ، والطرف الأخير يحوي على توالي مكمل لنواتج إطالة البادئ الذي يرتبط الى تواليات متخصصة في البادئ . وبعد إطالة البادئ مع المجس يصبح قادرا على الارتباط مع مكملاته في المتضخم الناتج وهذا يؤدي الى فتح عروة المجس وابتعاد الصبغات عن بعضها وبالتالي يبدأ التألق بعيدا عن فعالية الإخماد وعندها يمكن تسجيل إشارة التألق الناجمة .

الالتباس بين تفاعل الكوثره الآني وتفاعل نسخ الكوثره العكسي

ان طريقة تفاعل الكوثره العكسي Reverse transcriptase PCR (rt-PCR) هي طريقة غير مباشرة لتضخيم جزيئات mRNA اي تحديد الجينات تحت التعبير وبما ان طريقة تفاعل الكوثره تقتصر على تضخيم DNA لذا يصار الى تخضير cDNA الأكثر ثبوتا باستعمال إنزيمات النسخ العكسي . وعادة تكون كميات mRNA قليلة جدا لذلك احتاجت الى طرق حساسة لتحديدتها مثل Real Time - PCR ومن هنا جاء الالتباس عند البعض . اذ انه من الممكن الحصول على cDNA واستعماله بطرق PCR عادية ولكن الطريقة تكون غير حساسة لعدم إمكان البروميد المستعمل في الخطوات النهائية من الكشف لان حساسية استعمال البروميد تكون محدودة .

مشاكل مزدوجات البوادي في RT-PCR

طريقة تحديد نواتج التفاعل الحقيقية RT-PCR تعاني هي الأخرى من المشاكل كما هو الحال في طرق التفاعل العادية ومنها تكون مزدوجات البوادي . وفي الطريقة الأخيرة يعمد الى نتائج الترحيل الكهربائي للكشف عنها . اما في طريقة RT-PCR فان مزدوجات البوادي والكشف عنها يكون باستعمال و تحليل منحنيات الانصهار كما هو الحال مع استعمال صبغة SYBR Green I القابلة للاختشار في أشرطة DNA المزدوجة . ونظرا لكون مزدوجات البوادي قصيرة فهي تمسخ وتنصهر بدرجات حرارة واطئة مقارنة بالتواليات المستهدفة التي تكون اطول ، وبالتالي يمكن الكشف عنها وتمييزها بالاعتماد على صفاتها من منحنيات الانصهار الموضحة من مخرجات احد البرامج (LightCycler) الذي يستعمل الصبغة المذكورة أعلاه المثلة في الشكل 28 .



شكل 28 : منحنيات الانصهار

وكما هو الحال بطريقة تفاعل الكوثرية العادية ومشاكل تكون مزدوجات البوادي ومسبباتها تعالج هنا بالطرق المذكورة سابقا .

طرق تحديد كميات DNA المضخم

عمليات تحديد الكميات بهذه الطريقة تتم بقياس أولا عدد الدورات اللازمة للكشف عن إشارة التألق الى حين الوصول الى الحد الحرج الممكن تسجيلها او تحديد أعلى تألق مقابل عدد الدورات و هذا يكون عدد الدورات متناسبا مع عدد النسخ DNA القالب في النموذج . هناك أكثر من طريقة لتحديد الكميات وهذه تعتمد على التقنية المستعملة في اجاز تفاعل RT-PCR . وهي بصورة عامة :


- استعمال منحنيات مرجعية Reference curves التي تخضر من RNA او غيره من الجزيئات بتراكيز محددة وتجري عليها القياسات ، وتستعمل كمرجع لمعرفة كمية جزيئات الهدف غير معروفة التركيز .

يمكن ان تستعمل منحنيات جزيئات RNA الا ان ثبوتها القليل يمكن ان يكون مصدرا للتغاير في النتائج النهائية وخطوات متابعتها تكون مهددة للوقت وان كانت مفيدة في بعض الأحيان وعند العناية الفائقة بتحضيرها وبكميات دقيقة جدا يمكن ان تساعد في تحديد عدد النسخ والبيانات حولها ، ويمكن استعمال جزيئات أخرى في تحضير المنحنيات المرجعية وهي:

- أ- أشرطة مزدوجة dsDNA من البلازميدات النقية .
- ب- جزيئات cDNA المحضرة خارج الأنظمة الحية .
- ت- أشرطة المفردة ssDNA محضرة خارج الأنظمة الحية .

وتستعمل أجهزة المطياف الضوئي عند طول موجي 260 نانومتر لتحديد تركيز DNA وهذه تحول الى عدد النسخ اعتمادا على الوزن الجزيئي للنموذج المستعمل ويمكن ان تصحح القيم باستعمال جينات الإدامة Housekeeping genes .

- طريقة النقطة الفاصلة Threshold cycle (Ct) وهي النقطة التي يكون فيها التآلق المنبعث من النواتج اكبر من الخلفية ويصبح بالإمكان قياسه وهي النقطة المسؤولة عن دقة تقدير الكميات لهذه الطريقة او بطريقة qPCR . كما موضحة كما في الشكل الآتي (شكل 29)



شكل 29 : الكشف عن مزدوجات البواديء

والطريقة تعتمد على المقارنة لنماذج الدراسة مع منحنيات السيطرة المستعملة فيها نماذج غير معاملة او من RNA من الأنسجة الطبيعية وهناك معادلات خاصة لحسابها وتصحح عادة بالاعتماد على جينات الإدامة .
ومثلما ذكر أعلاه ان هناك طرق أخرى ، وفي جميع الأحوال فان تحديد الكميات يعتمد على الطريقة المستعملة وكذلك طور التفاعل . فالمعروف ان هناك علاقة وثيقة بين الكميات المبدوء بها والكميات المضخمة في كل دورة ، وطريقة RT-PCR تكشف عن

تراكم المواد المتضخمة أثناء التفاعل وتستخرج البيانات أثناءه لذلك يكون الطور التزايدى هو الطور الأمثل لتحليل البيانات لأن التضخيم في هذا الطور يكون عند الحدود المثالية و خاصة بالنسبة للأهداف الشائعة . اما الأهداف النادرة فهي حتى في هذا الطور تكون تحت إمكانية الكشف عنها . وعمليا فان المدى الحركي أو الداينميكي للطريقة يكون بين 2-3 دورات لوغاريتمية ($2-3 \log$) ولزيادة هذا المدى يمكن إعادة التفاعلات وتغير عدد الدورات بحيث يمكن تحليل النماذج كلها في الطور التزايدى .

تطبيقات RT-PCR

- لهذه الطريقة مزايا جيدة كثيرة لذلك اتسعت مجالات تطبيقها ومن هذه المزايا :
 - ان حدوث عمليات التضخيم والكشف عنها يتم في جهاز واحد اذ يتم تسجيل التفاعلات بقياس تألق الصبغات أو المجسات .
 - وقت التدوير يكون سريع اذ تستغرق دورات من 20 الى 40 دورة في مدة 35 دقيقة في بعض الأجهزة ، وبذا يمكن معالجة والتعامل مع ما يقرب من 200-500 نموذج / يوم .
 - لا يحدث التلوث عادة لأن أوعية التفاعل تبقى مغلقة أثناء تسجيل النتائج .
 - تكون حساسية الطريقة عالية و تتم بالسرعة الممكنة حتى عند وجود عدد قليل من النسخ مثل 10 نسخ .
 - نتائجها قابلة للإعادة وبدون تغيرات كبيرة .
 - أمكن دمجها مع تقنيات أخرى مثل ELISA وكذلك أمكن وضع برامج حاسوبية Software لتتعامل مع كل الخطوات وإيجاد الحلول على الحاسوب *In Silico* بداية لتعالج بعد ذلك عمليا .
- و كل هذه المزايا مكنت من استعمال التقنية في المجالات التي تستعمل فيها تفاعلات الكوثره العادية ولكن بدقة وإجاز أفضل منها :

- ◊ تحديد مدى التعبير الجيني .
- ◊ تشخيص الأمراض الناتجة عن الإصابة مثل تحديد كميات الفيروسات Viral load
- ◊ تحديد كفاءة الأدوية .
- ◊ قياس مدى التدمير الحاصل لجزيئات DNA .
- ◊ التنميط الجيني .
- ◊ الفحص الوراثي للإنسان .
- ◊ مجالات السيطرة النوعية.
- ◊ تأكيد نتائج المصفوفات Array verifications .

وبصورة عامة فإن الطريقة تقيس حركات تراكم نواتج التفاعل في أنبوب التفاعل ولا يتم تسجيل النواتج في الدورات الأولى من التفاعل وإنما يتم ذلك إذا كانت الإشارات أعلى من الحد الحرج الذي يسجله الجهاز .

الأجهزة المستخدمة

تكون أجهزة RT-PCR بصورة عامة هي أجهزة أو مكائن تفاعلات الكوثرية العادية ولكن مدمجة مع وسائل لقياس التآلق Fluorometers ووسيلة أخرى لإيصال الضوء المثيج والنواتج في وعاء التفاعل الى وسائل الكشف والقياس وهذه ميزة في أجهزة RT-PCR . وظهور الضوء كما ذكر أعلاه يتم بطريقتين ويعتمد على الصبغة المستعملة وكذلك طريقة التطبيق . فكما ذكر أعلاه ان الصبغة الخضراء SYBR Green I ترتبط الى الأشرطة المزدوجة من DNA (dsDNA) وتعاني عندها من تغيرات شكلية واختلاف في توزيع تركيبها الذي يؤدي الى زيادة التآلق .

اما الطريق الثاني FRET وفي هذه الحالة تستعمل عدة طرق لتغير التنسيق النسبي للجزيئات المستلمة والمعطية للفوتونات (الضوء) ، وهذه الجزيئات (الصبغات) ترتبط الى المجسات أو البوادي أو نواتج تفاعل الكوثرية ، ويتم انتخاب الصبغات من حيث الأفضلية للحصول على النتائج عند التغير عند طول موجي معين . ومن المتوقع ان تكون هناك جزيئات متفاوتة في الكفاءة . وكما ذكر أعلاه فان إشارات التآلق تقتنص من قبل واسطة النقل وتذهب لتظهر على شكل إشارات على الشاشة والذي يجب ان يكون أعلى من الحد الحرج أو الخلفية .

وطريقة RT-PCR يجب ان تتم بطرق أوتوماتيكية لان العمل اليدوي يكون مضنيا ، وحتاج الى منحنيات قياسية ووسائل لحساب عدد النسخ وهذه كلها تتم بشكل آلي في الأجهزة المسوقة في الوقت الحاضر . ومن كل ما ذكر حول الأجهزة وملحقاتها يتبين ان التقنية تحتاج الى مدور حراري ، أجزاء بصرية Optics لتحديد إشارات التآلق ، حاسوب وبرامج خاصة للتعامل مع النتائج وتحليلها وتوجد العديد من الشركات التي تزود مثل هذه الأجهزة .

تفاعل الكوثرية الرقمي (dPCR) Digital PCR

تعد طريقة تفاعل الكوثرية الرقمي تحديث لطريقة تفاعل الكوثرية الاعتيادي ويمكن ايضا ان تستعمل مع DNA و cDNA ، وبطريقة غير مباشرة مع RNA ولكن تستعمل لتحديد الكميات مباشرة . ويمكن للطريقة الرقمية التغلب على المشاكل الحاصلة في الطريقة الاعتيادية . وقد كانت هناك أكثر من ضرورة لإيجاد التفاعل الرقمي ، اذ يكون من

الضروري الكشف عن طفرات نادرة وفي مجموعة صغيرة جدا من الخلايا وهذه لا يمكن الكشف عنها بتفاعلات الكوثرية العادية .

الفرق بين تفاعل الكوثرية العادية والرقمية


الاختلاف الرئيس بينهما هو طريقة قياس كمية الحوامض النووية ، ويعتمد ذلك على عملية التخفيف . وتعد الطريقة الرقمية أكثر دقة من الطريقة التقليدية . وفي الطريقة العادية تتم التفاعلات في نموذج مفرد ، اما في الحالة الأخرى فان التفاعل يتم على نموذج مفرد بعد ان يقسم النموذج الأصلي الى أعداد كبيرة من النماذج قد يحوي الواحد منها على جزيئة واحدة او يكون خاليا ، وتتم عملية الكوثرية على كل نموذج مخفف بشكل منفصل ، وهذا التقسيم يكون أكثر حساسية لقياس كميات الحوامض النووية ، اذ قلل النماذج بعد الانتهاء باستعمال الصبغات المتألقة للكشف عن وجود الاختلافات او الطفرات ، كما في تحديد الطفرات النادرة في جين *ras* في غائط المصابين بسرطان القولون Colorectal cancer .

وبالإحساس العام فان الطفرات في الخلايا الجرثومية Germline تعد هي المهمة في فهم الأمراض التي تمتد على أكثر من جيل ، و لكن الطفرات الجسمية Somatic mutations تعد مهمة هي الأخرى ومن الأسباب الأولية في السرطان (وان كانت تقتصر على جيل واحد) ، وتلعب الطفرات الجسمية دورا مهما في الهرم وكذلك في الأمراض . وتساعد طريقة الكوثرية الرقمية في الكشف عن Neoplastic cells في نماذج سهلة الحصول عليها مثل استعمال البول للكشف عن سرطان المثانة ، والغائط للكشف عن سرطان القولون ومقترباته والقشع في الكشف عن سرطان الرئة ، وهذه تكون مهمة جدا في المراحل الأولية حيث يكون المرض قابلا للشفاء ، وكل هذه لا يمكن الكشف عنها بالطرق العادية .

آليات تفاعل الكوثرية الرقمية

تتم عملية الكوثرية الرقمية باستعمال Well plates او الأنابيب الشعرية او وسائل ظهرت حديثا Microfluidic PCR devices وسوق منها أول جيل عام 2006 تحتوي على صمامات وغرف لتجزئة النماذج ، او استعمال وسائل أخرى مثل سطوح ترتبط اليها الحوامض النووية وهذا التخفيف او التشيت يجعل النموذج اما حاويا على جزيئة واحدة يعطي التعريف (1 او +) او خالي من الحوامض النووية (0 او -) ، وبعد التضخيم يمكن تحديد الحفر او اي وسيلة أخرى الحاوية على نواتج PCR يعني التفاعل الموجب (+ve

reaction). وفي الطرق العادية فان عدد نسخ الجزيئات يعتمد على العدد المبدوء به وكذلك عدد دورات التضخيم ، اما في الحالة الرقمية فانه لا يعتمد على الدورات كأساس لتحديد الكمية في النموذج وبذا يلغى الاعتماد على البيانات التزايدية غير الموثقة لتحديد كميات الحوامض النووية المستهدفة وبالتالي تكون المعلومات هي تحديد كمي فقط Absolute quantification وعليه فان التفاعل الرقمي يكون تفاعل عادي ولكن بعد التخفيف بحيث يكون كل وعاء تفاعل حاوي على جزيئة واحدة من DNA من الجزيئات التي كانت في النموذج الأصلي وبذلك يمكن الكشف عن جزيئات DNA التي توجد بمستويات واطئة جدا من النموذج الأصلي وتساعد في الكشف عن الجزيئات المطفرة مقارنة بالخلفية الحاوية على جزيئات DNA التي توجد بمستويات واطئة جدا من النموذج الأصلي وتساعد في الكشف عن الجزيئات المطفرة مقارنة بالخلفية الحاوية على جزيئات DNA طبيعية مثل تلك التي توجد في مراحل السرطان المبكرة ، وبذا تكون إشارات القراءة كمية اي رقمية بطبيعتها ، و يمكن إجمال التفاعل في الشكل الآتي (شكل 30) :



شكل 30 : خطوات تفاعل الكوثره الرقمي

ففي الخطوة الأولى يتم تخفيف النموذج الى حد وجود 2-1 جزيئة في التخفيف ثم تجري عملية تفاعل كوثره عادية ، تليها الخطوة الثانية وفيها يتم تحليل نواتج التفاعل بالنسبة للحالة الاعتيادية (W.T.) والطفرات باستعمال صبغات خاصة ملائمة لكل حالة . و بما ان النواتج آتية من قالب واحد فهي تكون متجانسة التوالي . ثم تضاف

مجسات خاصة مثل MB (المرشحات الجزيئية Molecular beacon) وهي أول المجسات التي استعملت عام 1999 لهذه الطريقة وكما يلاحظ ان المجسات تحتوي على صبغة متألفة عند الطرف 5' وعامل مخمد عند الطرف 3' ، ودرجة إخماد التآلق تتناسب عكسيا مع المسافة بين الصبغة المتألفة والمخمدة . فاذا كان توالي المجس مكتملا لتوالي موجود في تواليات نواتج PCR فبعد عمليات التسخين والتبريد سيتهجن ويرتبط مع واحد من أشربة نواتج التفاعل وهذا سيزيد المسافة بين الصبغة المتألفة وعامل الإخماد ويؤدي الى زيادة التآلق ، ومن الشكل يكون اللون الأخضر مخصصا للأنواع الطبيعية والأحمر للطفرات . وبتحديد نوع التآلق يمكن معرفة فيما اذا كان النموذج طبيعيا او حاويا على طفرة . وبما ان الخطوة الأولى من التفاعل هي تضخيم لأهداف دقيقة ومن كميات صغيرة جدا فيمكن استعمال طرق كوثره أخرى مثل كوثره العنقدة باستعمال بواى داخلية كما موضح أسفل الشكل ، كما يمكن زيادة وضوح النتائج بأمثلة الظروف وزيادة عدد الدورات للحصول على ناتج كبير ، وذلك لان الهدف في بعض الحفر لا ينتج حصلا قابلا للكشف الا بعد حصول عدد كافي من الدورات وعليه كانت زيادة عدد الدورات ضرورية .

اما عملية الكشف وهي المتمثلة بالخطوة الثانية والتي تستعمل في الكشف عن نواتج الخطوة الأولى فيكون من الممكن استعمال مجس خاص بالطفرة فقط ولو انه من الأفضل استعمال مجس خاص بالطفرة وآخر خاص بالنوع الطبيعي ولكن الأمر قد يتعقد عند وجود أكثر من طفرة في التوالي تحت الفحص وعندها يكون الأفضل استعمال مجس واحد خاص بالنوع الطبيعي .

و للمجسات المستعملة مواصفات خاصة تقودها للارتباط بالنوع الطبيعي او الطفرة ، فمثلا للطفرات يكون طول العروة 14-26 قاعدة وبدرجة انصهار 54-56 °م والساق 4-6 قواعد كافيا . اما النوع الطبيعي فيمكن ان تكون العروة بطول 16 قاعدة وبدرجة انصهار 50-51 °م ، والساق 4 قواعد مثل 3'-CACG-5' وترتبط بصبغة تعطي لون اخضر (وهذه المواصفات خاصة بالدراسة التي على أساسها تم إيجاد dPCR) ، ويمكن ان تغير وفق الحاجة ويمكن للطريقة الكشف عن الطفرات حتى ولو كانت بمستوى 0.1% .

تجري مثل هذه التفاعلات في Well plate التي تحوي أكثر من 96 حفرة وهي الشائعة الاستعمال ، ويمكن استعمال صفائح تحوي على 384 حفرة او 1536 حفرة ، وبقياس التآلق في هذه الحفر واستعمال التوزيع الإحصائي والطرق الإحصائية الأخرى يمكن تحديد مدى حدوث الطفرات .

و تتأثر الطريقة بعدة عوامل قد تعرقل استعمالها ومنها :

- ان خطوات التضخيم في المراحل المبكرة قد لا تكون تزايدية كما ذكر أعلاه .

- تفاعل الكوثرية يصل حد الركود بعد عدد من الدورات .
- التراكيز الأولية للحوامض النووية المستهدفة قد لا تضخم الى الحد الممكن الكشف عنه .
- اختلاف في كفاءة تفاعل PCR بين النماذج المختلفة وهذا يؤثر في صحة النتائج التي يتم الحصول عليها .

استعمالات الكوثرية الرقمية

- الطريقة تجمع بين عمليات التضخيم وتحديد الكميات وبذلك تكون مهمة في العديد من الحالات خاصة وانها تضخم نسخة واحدة من DNA ومن الاستعمالات :
 - تشخيص حالات السرطان المبكرة وكذلك لمراقبة تقدم وتراجع المرض .
 - التعرف على التغيرات في التواليات الجين والطفرات النقطية Point mutations وكذلك الكشف عن Aneuploidy .
 - تضخيم النسائل Clonal amplifications وتكون إحدى الوسائل للأجيال الجديدة من تحديد التواليات .
 - والأهمية الطريقة تم تطوير برامج حاسوب لتحليل نتائجها عام 2010 .
 - تستعمل في تحديد الانتقال في الكروموسومات وغيرها من التغيرات كما في الفحص عن Leukemia cells حيث تستعمل مجسات للأليلات المنتقلة .
 - تستعمل في دراسة تضخيم الجينات ودراسة نواتج الخياطة البديلة Alternative splicing وفيها تستعمل مجسات للاكسونات النادرة او الاكسونات الشائعة .
 - تستعمل في تحديد التغير في التعبير الجيني لجينين حيث تستعمل مجسات للنسخة الأولى ونسخة للجين الثاني الذي يعد مرجعا . ويمكن تحديد التعبير الجيني حتى ولو في خلية واحدة .
 - تستعمل للتمييز بين الأليلات حيث تميز الطفرات في الأليلات سواء كانت واحدة او اثنين حيث تستعمل مجس للطفرة الأولى ومجس للطفرة الثانية .
 - تستعمل في تحديد عدم توازن الأليلات اي للتحليل الكمي للواسمات غير المتغايرة Non-polymorphic markers وفيها تستعمل مجسات للواسمة من الكروموسوم تحت الدراسة مع واسمات من كروموسوم مرجعي .
 - تستعمل في تحديد والكشف عن المستويات الواطئة من الممرضات .
 - تستعمل في الكشف عن التواليات الغريبة .
 - تستعمل في تحليل عمليات المثيلة المتباينة Heterogeneous methylation لجزيئات DNA .

كل هذه التطورات في الجوانب المختلفة يمكن ان تقود الى دراسة وتحديد الجينوم الشخصي Personal genomics .

الفصل السادس	
المعلوماتية الحيوية و تفاعلات الكوثرية	
	تصميم البواديء
	الأسس المستعملة في تصميم البواديء
	أسس عمل البرامج
	مواصفات البرامج والحاسبات
	الحاسبات Calculators
	برامج تصميم البواديء والتعامل معها
	جودة برامج تصميم البواديء
	الاختلاف بين البرامج في نتائج تصميم البواديء
	مؤشرات الجودة
	مواقع بعض البرامج المتوفرة على شبكة الانترنت
	موسوعة تفاعلات الكوثرية PCR encyclopedia
	بنك البواديء PrimerBank

المعلوماتية الحيوية و تفاعلات الكوثرية

Bioinformatics and PCRing

دخلت المعلوماتية الحيوية مجالات علوم الحياة في معظم جوانبها بعد ان زادت البيانات في هذه الجوانب . والمعلوماتية الحيوية تقدم تحليل النواتج التي يتم الحصول عليها ، فضلا عن ان دراسات الحاسوب تعطي المقترحات المسبقة لغرض إجراء التجارب ، ثم المساعدة في تحليل النتائج وإيجاد العلاقات والاستنتاجات الممكنة ، وفي مجال تفاعلات الكوثرية كان للمعلوماتية الحيوية حضورا واضحا في عمليات تصميم البواديء التي تكون احد الأركان المهمة في عمليات الكوثرية ، ثم بعد ذلك وفرت الإمكانية لدراسة نواتج تفاعلات الكوثرية .

ويتناول هذا الجزء من الكتاب دور المعلوماتية الحيوية في تصميم البواديء وتحليل نتائج الفصل على الهلام فضلا عن ذكر بعض الحاسبات المتوفرة على الانترنت مباشرة Online او غير المباشرة Offline .

تصميم البواديء

من المعروف ان اختيار البواديء الملائمة يعد الأساس في تفاعلات الكوثرية ، خاصة عندما تتعقد هذه التفاعلات بوجود تفاعلات العنقدة Nested PCR والتفاعلات المتعددة Multiplex PCR . ومن جهة ثانية الزيادة الكبيرة في المعلومات الموجودة على الانترنت وكثرة التواليات المودعة في قواعد البيانات ، لذلك ولجعل تفاعلات الكوثرية رخيصة وكفوءة فانها تحتاج الى بواديء كفوءة . والمعلوماتية الحيوية مجال يمتد الى حقول متخصصة مثل البيولوجي الجزيئي الى الفيزياء الحيوية وعلوم الحاسوب والرياضيات والإحصاء . والتطورات التقنية في علوم الحاسوب وتقنيات المعلومات والاتصالات قدمت الإمكانات والخوارزميات والبرامج لحل المشاكل في علوم الحياة وتحليل وتفسير البيانات لغرض تصميم وبناء قواعد البيانات الهامة والفاعلة لغرض تصميم التجارب ومن جوانبها المهمة التعامل مع تفاعلات الكوثرية في أكثر من خطوة مثل تصميم البواديء وتحديد الظروف المثلى للتفاعل فضلا عن تحليل نواتج التفاعل ، اذ توجد لكل خطوة برامج وحاسبات Calculators للتعامل معها .

لذلك كان من الأفضل قبل الشروع بتفاعلات الكوثرية العملية البدء بالدراسات الحاسوبية In Silico studies . ومن الجدير بالذكر ان عملية تصميم البواديء ليست من المهام السهلة . وباستخدام برامج معينة يتم الحصول على الآلاف من تشكيلات البواديء ولكن البرامج تظهر أفضلها وأكثرها ملائمة لظروف التجارب التي تملى على البرامج المستخدمة مثل طول الباديء او العلاقة مع البواديء الأخرى التي تلاؤم الظروف

التي يحددها المستخدم ، ولكن يجب تذكر ان المؤشرات المعطاة (القياسية) المستعملة في تصميم البرامج قد لا تعمل بشكل جيد مع العديد من التواليات لذلك تحتاج عملية التقاط الباديء ان تكون مقرونة بالواقع العملي ، وانتقاء الأجزاء الثابتة بين التواليات المختلفة قد تساعد في هذه العملية .

الأسس المستعملة في تصميم البواديء

منذ الأوقات المبكرة في هذا المجال اشتركت وتشترك برامج الحاسوب المستعملة في تصميم البواديء في الاعتماد على عدد من المؤشرات والحسابات لتصميم البواديء . وقد ذكرت بعض الجوانب والأسس ولكن لا بأس من التأكيد على بعض الجوانب والتي تحدد استنادا الى الهدف من التجربة (وبالمختصر هي ΔTm ، كماشة GC ، GC% ، تكامل الباديء مع القالب ومع البواديء الأخرى) ومنها الآتي :

طول الباديء

يتراوح العدد من 15-40 قاعدة نروجينية ويكون الطول الأمثل 18-25 قاعدة ، ومن المعروف ان طول الباديء هو مجموع ما يحويه من القواعد النروجينية الأربعة . ويعد طول الباديء دالة لتنافس المؤشرات الأخرى او لانفرادية الباديء Uniqueness وكذلك درجة ثبوت الهجين الناتج منه مع القالب فاستعمال البواديء القصيرة ذات طول 8-12 ينتهي بتكوين عدة نواتج في حين ان كل زيادة في طول الباديء ستؤدي الى زيادة خصوصيته في التهجين مع القالب ، و ان زيادة الطول تساعد في زيادة تحمل عدم التلاؤم Mismatch tolerance . ولكن عملية الزيادة المستمرة في طول الباديء ستؤدي الى إحداث مشاكل أخرى مثل تكوين مزدوجات البواديء إضافة الى زيادة الكلفة ، لذا يجب الأخذ بنظر الاعتبار الموازنة بين هذه العوامل عند تصميم البواديء . وهذا ما تتعامل معه اغلب البرامج الموجودة .

ثبوت توالي أطراف الباديء

تختلف مواصفات طرفي الباديء ، فالطرف 3' يكون مسئولا عن عملية عدم الارتباط الصحيح Mispriming اذا لم يكن الباديء ملائما ولهذا السبب وضعت طرق لحساب ΔG للخمس قواعد الطرفية ، فالطرف الذي له قيمة قليلة (الأقل سالبية) يكون ذو ثبات قليل والذي يؤثر في عملية الارتباط لذلك يفضل ان يكون هناك على الأقل اثنين من النيوكليوتيدات (GC) عند الطرف 3' (GC clump) لتقلل من تنفس وتلمل الباديء Primer breathing اي حركته ، وبذا ستزيد حاصل عملية الكوثر المطلوب وتقلل من

الحزم الثانوية غير المتخصصة . ومثل هذه التواليات (GC) يفضل ان تكون عند الطرف 5' ايضا . اما حالة عدم التلاؤم فيمكن تحملها بمعدل 100/1 ، وهذا ما تظهره بعض البرامج .

وهناك ايجابيات وسلبيات لحالة عدم التلاؤم في البواديء ، فعدم التلاؤم في موقع واحد عند النهاية 3' او قريبها سيؤثر في ثبوت البواديء ويقلل من كفاءة تفاعل الكوثرية ويكون أكثر ضررا من عدم التلاؤم في المناطق الأخرى من البواديء . ويستفاد من عدم التلاؤم في 3-4 قواعد الى يسار الطرف 3' في حالة استعمال التطهير ARMS لذلك يتم إيجاد عدم التلاؤم عمدا عند تصميم البواديء المستعملة لهذا الغرض ، ويمكن لبعض البرامج إظهار حالة عدم التلاؤم ضمن مخرجاتها . وملخص الكلام ان الطرف 3' يستعمل في تحديد التخصص والطرف 5' يجب ان يكون ثابتا نسبيا .

محتوى البواديء وتوزيع القواعد النتروجينية

معظم البرامج تصمم البواديء بمحتوى GC بحدود 40-60 % ، وتختلف البرامج في هذه الخاصية فالبعض يصمم بواديء بمحتوى اقل وأخرى بمحتوى اكبر ، وتشمل هذه كماشة GC التي تمثل زوج من القواعد هي CC, GC, CG, GG عند الطرف 3' وهي التي يعتقد انها تساعد في خلق هجين ثابت او ما يشبه الكماشة عند الكوثرية بإنزيم Taq . وعلى العموم فان نسبة محتوى الباديء من الكوانين والساييتوسين %GC تكون صفة مميزة للبواديء وتعطي معلومات عن قوة الالتحام والتأثير في درجات الانصهار والالتحام ، ومنها تقوم البرامج بحساب بعض المؤشرات التي تظهر كصفات للبواديء المقترحة . وعند احتواء الباديء على نسبة GC اقل من 50% فيجب إطالة الباديء أكثر من 18 قاعدة نتروجينية كحد أدنى للحفاظ على درجة الانصهار لتكون أعلى من الدرجة الحرارية الموصى بها والحد الأدنى لها هو 50°م .

وتأخذ البرامج بنظر الاعتبار عدم وجود التعاقبات او قطيفات لمكررات القواعد مثل Poly A او Poly T او Poly C او Poly G (لان هذه تؤدي الى تنفس وتلمل وفتح معقدات الباديء مع القالب) ، كما انها تشجع الالتحام غير المتخصصة ، كما تتجنب Poly pyrimidines (C.T) او Poly purines (G.A) التي تكون شاذة في المزدوجات التي تكونها ، كما انها يجب ان تكون خالية من التكاملات الطرفية Palindromes .

وفي الحالات المثالية فان البواديء يجب ان تحتوي على خليط عشوائي من القواعد وينسب ملائمة . ولكن بعض الأحيان يتم الحصول على باديء يحوي على منطقة غنية بقواعد T.A تحيط او تجنح منطقة غنية بقواعد C.G وهذه حالة غير مرغوبة فيها ويحذر البرنامج

منها بإظهار رسالة خاصة بها ولكن يعطي مؤشرات لها مثل حرارة الالتحام و فق الحسابات التي يتضمنها .

وفي حالات خاصة مثلا عندما يراد استعمال نواتج الكوثرية في الكلونة فعندها تضاف قواعد إضافية لتكون موقع فلق الإنزيمات القاطعة ، لذلك يصمم بادئ بطول 18 نيوكليوتيد تطابق القالب تماما ثم تضاف ست قواعد تمثل موقع القطع او الفلق إضافة الى قاعدتين للمساعدة في عملية القطع وذلك لان بعض إنزيمات القطع تحتاج ان ترتبط على موقع أوسع من موقع الفلق نفسه ، والبرامج الخاصة في هذا المجال تقترح نوع الإنزيمات التي يرغب المستخدم في استعمالها وعلى ضوء ذلك تضاف القواعد الإضافية .

التكامل والتكامل الذاتي

من المعروف ان الأشرطة المفردة لجزيئات DNA تكون عادة غير ثابتة بشكل كبير جدا ، وتنطوي على نفسها او ترتبط بأشرطة أخرى مكونة تراكيب ثانوية . وثبتت هذه التراكيب يعتمد بشكل كبير جدا على الطاقة الحرة وحرارة الانصهار . وتكامل الأشرطة يعد من المشاكل المهمة جدا ، اذ ان وجودها يمكن ان يؤدي الى ظهور مزدوجات البواديء وكذلك ماشيات الشعر والتراكيب الثانوية في الباديء نفسه والتي يعتمد ثبوتها على التواليات المتكاملة ، ووجودها يؤدي الى تقليل جزيئات الباديء الجاهزة للتفاعل . وماشيات الشعر تنتج في الباديء نفسه عند وجود تكامل بين أكثر من 3 قواعد ويمكن ان تنتج تراكيب معقدة منها مثل التراكيب الصليبية الشكل او الانتفاخات Bulges او العروات الداخلية .

والتراكيب الثانوية يمكن ان تحدث في القالب او البواديء وفي الحالتين تكون غير مرغوبة فيها ، فعند تصميم بواديء لقوالب معروفة انها تكون تراكيب ثانوية ثابتة حتى بدرجات حرارة أعلى من حرارة الالتحام فتكون البواديء غير قابلة للارتباط عمليا وهذا يؤثر في حاصل التفاعل ، لذلك يكون من الضروري تصميم بواديء للمناطق من القالب التي لا تكون تراكيب ثانوية ثابتة أثناء التفاعل .

ويمكن ان يكون الباديء المصمم معرض لتكوين المزدوجات سواء الذاتية اي بين جزيئات الباديء نفسه او مع جزيئات أخرى اي يجب تجنب Intraprimer homology و Interprimer homology ، وبعض البرامج تحسب حرارة الانصهار لهذه الجزيئات المتكونة ، وقد تعالج هذه عمليا بتقليل كميات البواديء في التفاعل كما مر ذكره .

ومن النقاط الأخرى تجنب Cross homology لتحسين تخصص البواديء الذي يجب ان لا يضحك جينات او تواليات غير مقصودة قد توجد في خليط النماذج ، لذلك وبعد

تصميم البوادي تجري لها عمليات اصطفااف باستعمال برنامج BLAST(Basic local Alignment Search Tool) لاختبار تخصصه مقابل قاعدة البيانات (non-redundant) (كما سيأتي ذكره لاحقاً).

درجات حرارة الانصهار والالتحام

من النقاط والأساسيات المهمة التي تعنى بها برامج تصميم البوادي درجات حرارة الانصهار والالتحام والنسبة المئوية لمحتوى الباديء من GC التي تكون ذات علاقات متداخلة. فالمواصفات العامة التي تستخدمها البرامج تكون حرارة الانصهار بين 55-65 °م التي تقابل الى حد ما 45-55 % من GC لباديء مكون من 20 قاعدة. وكل برنامج يستعمل طريقة معينة لحساب T_m ، لتكون أعلى بخمس درجات من حرارة الالتحام. وتمثل حرارة الالتحام إشارة ثبوت هجين DNA/DNA وتتخذ قاعدة لتحديد T_a التي عندما تكون عالية فانها لا تؤدي الى جعل عملية تهجين الباديء مع القالب كفوءة وتنتج عنها قلة في نواتج تفاعل الكوثرية او نواتج غير المتخصصة.

مؤشرات أخرى مهمة في تصميم البواديء

من المؤشرات الأخرى التي تؤخذ بنظر الاعتبار عند وضع البرامج هو طول الناتج من التفاعل والذي يحدد بالهدف من التجربة فبالنسبة لطريقة qPCR مثلاً يكون طول الهدف بحدود 100 قاعدة ولكن في حالة تفاعلات الكوثرية العادية يصل الى حوالي 500 قاعدة وهذه الحدود لا تلغي الأطوال الأخرى، وتظهر بعض البرامج مثل Primer3 المرتبط مع BLAST مواقع ارتباط الباديء الأمامي والباديء الخلفي وعندها يمكن حساب طول الهدف الذي يضمه زوج البواديء وفق المعادلة الآتية :

طول الناتج = موقع الباديء الأول - موقع الباديء الثاني + 1

والمعروف ان البواديء ترتبط الى النهاية 3' او 5' لأي هدف ذو طول محدد، وتفضل البواديء التي ترتبط الى النهاية 3' من الهدف لانها أكثر موثوقية. ومن المؤشرات الأخرى التي تأخذها بعض البرامج بنظر الاعتبار:

- تركيز الأملاح.
- تركيز DNA القالب.
- عدد القواعد التي تهمل Skip بعد قبول الباديء.
- إبعاد المناطق التي تكون ذات نوعية غير جيدة وعدم إدخالها في الحساب عند تصميم نموذج DNA معين، وفي هذه الحالة يمكن للمستخدم تحديد مؤشرات أخرى اعتماداً على المنطقة المراد تضخيمها.

- الفرق في درجات حرارة الالتحام لزوج الباديء التي يجب ان لا تكون كبيرة ويمكن ان تحدد من قبل المستخدم .
- ان تكون النهاية '3' للباديء الأول لا ترتبط الى اي موقع من الباديء الآخر .
- كل نواتج تفاعل الكوثرية يجب ان تكون متساوية .

وبذا يلاحظ ان البرامج تعتمد على حركات الارتباط وفك الارتباط لمزدوجات الباديء مع القالب عند درجات الالتحام والانصهار وثبوت المزدوجات غير المتوائمة Mismatched nucleotides ومواقعها و كفاءة إنزيمات الكوثرية للتعرف على Mismatched duplexes وكل هذا يؤخذ بنظر الاعتبار وكل ما ورد أعلاه من الجوانب .

أسس عمل البرامج


عند وضع وكتابة شفرات البرامج يؤخذ بنظر الاعتبار المؤشرات المذكورة في مستهل مقومات تصميم البواديء ، وهذه المؤشرات يمكن ان تثبت كقيم أساسية Default في البرنامج او تكون قابلة للتغيير وفق احتياجات المستخدم ، والحالة الأخيرة توجد في معظم البرامج الموجودة على شبكة الانترنت ، وبعد إجراء عمليات الاصطفاف مع قواعد البيانات الخاصة بالبرنامج او مع قواعد البيانات العامة كما في البرنامج الموجود على موقع NCBI يقوم البرنامج بتكرار الشروط العامة او التي يملئها المستخدم بواسطة الخوارزمية Algorithm التي كتبت بها شفرة البرنامج لإيجاد البواديء المرشحة والتي تكون ضمن المواصفات العامة مثل :

- عدم التكرار مثل acgtacgtacgtacgt
- عدم وجود مناطق غنية بـ GC او خالية منها .
- عدم وجود امتدادات طويلة من قاعدة واحدة مثل AAAAAAAAAA .
- عدم إمكانية تكوين ماشيات الشعر .
- عدم وجود إمكانية تكوين مزدوجات البواديء باختلاف أنواعها .
- درجة حرارة الالتحام ضمن المدى الذي يحدده المستخدم .

بعد ذلك يبدأ البرنامج باستعمال البواديء المرشحة للبحث عما يقابلها او يكملها من DNA الهدف في قواعد البيانات العامة او الخاصة به وانتخاب البواديء المقبولة من ناحية حسابات الطاقة ومواصفات الالتحام ، ثم البدء بعمليات الانتخاب الأخرى التي تلازم الشروط ومنها :

- الفرق بدرجات الحرارة لا يزيد عما حدده المستخدم .

- ان تكون المنطقة التي يرتبط إليها البوادي ضمن او جنح المنطقة التي (قد يحددها) المستخدم
 - البوادي الناتجة لا تكون مزدوجات .
 - النهاية '3 للبادي لا ترتبط الى أي منطقة من البوادي الأخرى .
 - البوادي الناتجة لا تكون ماشيات الشعر خاصة عند درجات الالتحام .
 - ان تكون النواتج بالحجم الذي حدده المستخدم .
 - أي يكون هناك تكرار والتزام بالشروط الموضوعه ضمن شفرة البرنامج .
- ويمكن تلخيص ذلك بالمخطط الآتي (شكل 31) :



شكل 31 : خطوات اختيار البوادي من قبل البرامج

وفي جميع الأحوال يجب ان يكون هناك تحمل لحد ما لحالات عدم التلاؤم Mismatch tolerance لان لها التأثير الأكبر في تخصص تفاعل الكوثره . ولذلك فان معظم البرامج تحدد عدم التلاؤم بمعدل 1\100 في التفاعلات العامة . ونظرا لكثرة واختلاف النقاط

الأساسية او الفرعية المعتمدة في تصميم البواديء لذلك يفضل ان تذكر على انفراد ومنها :

✱ بعض البرامج تجري مسح على التواليات المقدمة للحصول على بواديء لها وفيها يتم إهمال المناطق او التواليات التي تكون محتوياتها من GC اقل من 20% والأخرى الأكثر من 80% (>80%-20%). ولكن بعض البرامج تسمح بمحتو من GC أعلى من الحدود المذكورة في حالات خاصة من التطبيق كما في عمليات الكوثرية التفاضلية Differential display PCR (DD PCR). وكذلك عند استعمال برنامج لتصميم باديء يرتبط بالمناطق غير القابلة للترجمة (untranslated regions-3') اذ تكون هذه المناطق عالية المحتوى من AT ويصل الى 60-80% .

✱ تعتمد بعض البرامج على استعمال معادلات وطرق خاصة في حسابات درجات الحرارة وتذكر هذه عادة في ملحقات البرنامج او في البحث الأصلي الذي قدم للبرنامج ، كم ان بعض البرامج تستعمل طرق مدمجة لحساب درجات الحرارة واستعمال أكثر من جدول للـ Thermodynamics كما في برنامج dnaMATE لذلك تكون Tm المحسوبة أكثر دقة وملائمة للتطبيقات العملية .

✱ اغلب المشاكل عند تصميم البواديء تحدث عندما تكون هناك مناطق غنية بـ AT خيط مناطق غنية بـ GC لذلك يحذر البرنامج من هذه الحالة عند تصميم مثل هذه البواديء .

✱ عند استعمال البرامج لتصميم بواديء الكلوثة يقوم البرنامج تلقائيا بترشيح باديء مكون من 18 قاعدة ويضيف لها 6 قواعد لموقع الانفلاق فضلا عن زيادة 2 قاعدة لزيادة كفاءة أداء الإنزيمات .

✱ بعض البرامج تتيح إمكانية اختيار كماشة GC مثل CC,GG,GC,CG كما في البرنامج PRIME+ .

✱ قد يكون البرنامج ضمن حزمة من البرامج Package كما في حزمة The PCR suite الحاوية على عدة برامج تعتمد أساسا على البرنامج Primer3 الأكثر استعمالا لتصميم البواديء .


✱ بعض البرامج تكون مرتبطة بقواعد بيانات عامة مثل GenBank . ومن هذه البرامج ما يختص بتصميم بواديء للاكسونات ، وفي هذه الحالة يحتاج البرنامج الى تعريف جيد بالجين لذا يربط الى قاعدة البيانات هذه . وكذلك الحال مع البرامج الخاصة بتصميم البواديء للـ SNPs لذلك تربط الى قاعدة البيانات GenBank (dbSNP) للحصول على GenBank file ذات المعلومات الوفيرة لتصميم البواديء ، وكذلك الحال مع تصميم

البواديء للـ cDNA الذي يعطي او يصمم بواديء حول اطر القراءة المفتوحة ORFs ويحتاج الى تحميل الملف الخاص الحاوي على الجين .

تختلف البرامج في الصيغ التي تتقبلها ، فمثلا اغلب البرامج تستعمل صيغة FASTA ، والبعض الآخر يعتمد نتائج الاصطفاف لعدة تواليات ولكن يجب ان تكون بصيغ خاصة فمثلا البرنامج PriFi يتقبل فقط aln file المتخصص بإيجاد البواديء للتواليات من أنواع متقاربة وليست متماثلة تماما .

والنقاط المذكورة أعلاه قد لا تكون هي التوجهات العامة ، فهناك بعض البرامج تمتلك مواصفات أخرى تؤهلها ان تقدم خدمات أكثر ، فالعديد من البرامج توفر إمكانية إجراء فحوص على البواديء باستعمال صفات مدمجة في شفرة البرنامج Built in لتعطي نتائج حول حالات الطوي Folding وكذلك إعطاء مكونات الباديء ، وتوفير حاسبات لحساب التخافيف وقياس OD و Extension coefficient و محتوى GC والوزن الجزيئي وتحديد التراكيب الثانوية مثل رباعيات الكوانين (G_4) ، وإظهار فيما اذا كان هناك إمكانية تكوين ماشيات الشعر وقيم الطاقة الحرة ΔG s لها . فضلا عن ذلك تحدد التواليات القصيرة SSR في القالب ، وإظهار التحويرات مثل عند وجود Inosine او Uridine او LNA ، وإظهار المواقع الملائمة للقطع بإنزيمات القطع بأنواعها (III,II,I) . وتقوم بعض البرامج بترجمة التواليات سواء كانت DNA او RNA الى البيبتيدات او البروتينات المقابلة وبسطة الأطر (Six frames) لجزئيات DNA القياسية ، والبعض الآخر يمكن ان يجري عمليات الترجمة العكسية أي إيجاد DNA من تواليات الحوامض الامينية .

وعلى العموم وبعد الحصول على البواديء المرشحة من أي من البرامج والتي تكون بحدود 5 أزواج ويمكن زيادتها ، لابد من إجراء بعض العمليات للتأكد منها قبل استعمالها ، ويكون ذلك بإجراء عمليات اصطفاف لها BLASTing ، إذ أن هذه العملية ستشير الى مدى صلاحية البواديء للاستعمال بعد عرضها على آلاف التواليات واستخلاص المناسب منها والإشارة إليها كما موضح في الشكل الآتي (شكل 32)



شكل 32 : نتائج الاصطفاف الصورة والنصية

وعندما تكون نتائج الاصطفاف رديئة وغير ملائمة يمكن تغيير مؤشرات برنامج BLAST الأصلية مثل تغيير قيم الفجوات Gaps او قيم E values وكذلك التحكم بمؤشر Word size ونسبة تطابق السماح Facilitate permissive لزيادة نسبة التشابه للتواليات وبالتالي قبول الباديء وهذه تكون مبنية على المعلومات النصية لعملية

التأكد . وفي حالة الفشل يصار الى تصميم بواديء جديدة باستعمال برامج أخرى وإعادة الكرة من عمليات التأكد . وفي النهاية يمكن القول ان البواديء الجيدة هي التي تحوي على خليط عشوائي من القواعد للحالات العامة .

مواصفات البرامج والحاسبات

استعمال برامج الحاسوب في التطبيقات البيولوجية وخاصة في تصميم البواديء وتحليل نتائج تفاعلات الكوثرية أعطى بعدا جديدا لحقل المعلوماتية الحيوية ، لذلك فان العديد من الجامعات أنشأت مزودات خدمة (Servers) تسمح لأي مستخدم الدخول اليها وإجراء التحليلات والدراسة للجزيئات الحيوية الخاصة به . ولذلك كانت البرامج اما مستقلة الاستعمال Stand-alone (Offline) اي يعمل البرنامج دون الحاجة للاتصال بالانترنت بعد تحميله مع ملفاته التشغيلية ، او تكون Online Integrated network version (Online) اي تكون مندمجة في مواقع خاصة على الانترنت ، والأخيرة أكثرها للبرامج التجارية . وتستعمل البرامج المؤشرات الفيزيائية المذكورة سلفا والمواصفات الأخرى ، وتتفق معظم البرامج على ان يكون الباديء المصمم فريدا من نوعه للتكامل مع الهدف ومواصفات خاصة ، وخاصة القواعد عند الطرف '3' . ومن الجدير بالذكر ان البرامج لا تستعمل فقط للتصميم وانما تستعمل للتأكد من صلاحية البواديء المصممة واحتمالية تكوين ماشاات الشعير او التراكيب الثانوية الأخرى او المزدوجات الناجمة من التحام البواديء مع نفسها او مع جزيئات البواديء الأخرى .

الحاسبات Calculators

بعض البرامج تتضمن حاسبة في تصميمها Built in هذه تقوم بعمل الحسابات المطلوبة بعد استعمال البرنامج لتصميم الباديء ، او تكون بمثابة نوافذ تملأ عليها المواصفات المطلوبة قبل تصميم الباديء . وفضلا عن ذلك توجد حاسبات يمكن ان تعطي النتيجة لواحد او زوج من البواديء و منها :

Tm calculator الموضح في الشكل 33 :

Tm Calculator

Directions:

To calculate the optimal melting temperatures of your primers, enter each primer's concentration, its 5'-3' sequence, and the salt concentration (K⁺ and Na⁺) of your PCR or Real-Time PCR reaction.

Note: If entering info only for Primer #1, ignore result values given for Primer #2.

Primer #1

Salt Concentration (mM) Primer Concentration (μM)

5' 3'

Primer #2

Salt Concentration (mM) Primer Concentration (μM)

5' 3'

Tm Calculator

Directions:

To calculate the optimal melting temperatures of your primers, enter each primer's concentration, its 5'-3' sequence, and the salt concentration (K⁺ and Na⁺) of your PCR or Real-Time PCR reaction.

Note: If entering info only for Primer #1, ignore result values given for Primer #2.

Primer #1

Salt Concentration (mM) Primer Concentration (μM)

5' 3'

Primer #2

Salt Concentration (mM) Primer Concentration (μM)

5' 3'

Tm Calculator Results

Results for these primers are as follows:

Primer	Tm (DegC)	Salt (mM)	Primer (μM)	%GC	Length
Primer #1: <input type="text" value="GCCAATTCAATGGCAATTCT"/>	58.43	<input type="text" value="50"/>	<input type="text" value=".2"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="20"/>
Primer #2: <input type="text" value="GCCAATTCAATGGCAATTCT"/>	58.43	<input type="text" value="50"/>	<input type="text" value=".2"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="20"/>

Tm Delta = 0.00

[Do another Tm Calculation](#)

شكل 33 : حاسبة درجة الانصهار

ونحتاج الحاسبة الى إدخال توالي كل من الباديء الأمامي Forward وكذلك توالي الباديء العكسي Reverse ، لتعطي النتائج الموضحة في الشكل أعلاه .

وتظهر النتائج حرارة الانصهار لكل من البواديء وكذلك التركيز الملائم استعماله و تركيز الأملاح الملائمة فضلا عن طول البواديء المدخلة ، ومن المهم ملاحظة ان الحاسبة تعطي الفرق في درجات التحام البواديء وفي المثال أعلاه تكون صفر ° م ، والفرق بينهما في الحرارة يجب ان لا يتجاوز 5 ° م .

و من الحاسبات المهمة الأخرى للتعامل مع البواديء هي Oligocalc (Oligonucleotide properties calculator) ، وهذه تمتلك إمكانيات أوسع من الحاسبة Tm calculator .

تفرد الحاسبة حسابات كل باديء كما هو موضح في واجهة الحاسبة (شكل 34)

OligoCalc: Oligonucleotide Properties Calculator - Mozilla Firefox

File Edit View History Bookmarks Tools Help

oligocalc - Google Search x OligoCalc: Oligonucleotide Properties Cal... x +

www.basic.northwestern.edu/biotools/OligoCalc.html

OD calculations are for single-stranded DNA or RNA

Nucleotide base codes

GCC AAT TCA ATG GCA ATT CT

Reverse Complement Strand(5' to 3') is:

AGA ATT GCC ATT GAA TTG GC

5' modification (if any) 3' modification (if any) Select molecule

50 nM Primer 1 Measured Absorbance at 260 nanometers

50 mM Salt (Na⁺)

Calculate Swap Strands BLAST mfold

Physical Constants

Length: 20 Molecular Weight: 6076⁴ GC content: 40%

1 ml of a sol'n with an Absorbance of 1 at 260 nm

is 4.697 micromolar⁵ and contains 28.5 micrograms.

Melting Temperature (T_m) Calculations

1 47.7 °C (Basic)

2 54.3 °C (Salt Adjusted)

3 49.38 °C (Nearest Neighbor)

Thermodynamic Constants Conditions: 1 M NaCl at 25°C at pH 7.

RlnK 33.404 cal/(°K²mol)

deltaH 156.6 Kcal/mol

deltaG 23.8 Kcal/mol

deltaS 412.1 cal/(°K²mol)

Deprecated Hairpin/self dimerization calculations

5 (Minimum base pairs required for single primer self-dimerization)

4 (Minimum base pairs required for a hairpin)

Check Self-Complementarity

شكل 34 : حاسبة OligoCalc

ونواتج حسابات هذه الحاسبة تحسب عند تركيز 50 ملي مول من الأملاح الذي يكون قياسي بالنسبة لتفاعلات الكوثرية . والحاسبة يمكن ان تحسب درجات الانصهار Tms او تعدلها وفق جدول من التراكيز المختلفة من الأملاح و Formamide والتي تتم وفقاً لرغبة المستخدم .

و تظهر الحاسبة مدى إمكانية تكون مزدوجات البواديء Primers dimers ، وتظهر في حالة وجودها قيم $G\Delta$ عندما يكون المؤشر الأخير صغيراً يكون هو الأفضل ولكن مع ذلك يجب تجنب البواديء التي تلتحم عند قيم $G\Delta$ تساوي 7- كيلوسعة /مول او أكثر . وتختلف الحسابات في الطرق التي تحسب درجات الانصهار فمثلاً بالنسبة للحاسبة المعنية (OligoCal) تكون درجة الانصهار لباديء محدد هي 62.6 °م عند استعمال واعتماد GC % ولكن عند استعمال معادلة Wallace تكون 52 °م . لذلك وجب الانتباه الى الطرق المعتمدة في مثل هذه الحسابات وأفضلها طريقة الجوار الأقرب . و تكامل التواليات عند تكوين المزدوجات او التراكيب الثانوية يكون اقل أهمية عند وجود TA عند النهاية 3' وهذه لا تشكل مشكلة لأنها ليست ثابتة جداً ولكن التكامل من النوع GC يمكن ان يسبب مشاكل عندما تكون درجة الانصهار Tm اقل من 65 °م .

حسابات (IDT) Integrated DNA technology

حسابات تتوفر على الانترنت ومنها حاسبة تساعد في إجراء التحويلات بين وحدات القياس المختلفة . فضلاً عن إمكانية إيجاد التراكيب الثانوية وماشات الشعركما موضح في الشكلين الآتيين :

OligoAnalyzer 3.1

Instructions | Definitions | Feedback

Sequence # Bases **20**

5'-GCC AAT TCA ATG GCA ATT CT-3'

Target Type DNA

Oligo Conc 0.25 μ M

Na⁺ Conc 50 mM

Mg⁺⁺ Conc 0 mM

dNTPs Conc 0 mM

Analyze

Hairpin

Self-Dimer

Hetero-Dimer

NCBI Blast

TM Mismatch

Clear Sequence

Add To Order

Default Settings

Results | 5' mods | Internal Mods | 3' mods | Mixed Bases

RESULTS

SEQUENCE:
5'-GCC AAT TCA ATG GCA ATT CT-3'

COMPLEMENT:
5'-AGA ATT GCC ATT GAA TTG GC-3'

LENGTH: 20

GC CONTENT: 40.0 %

MELT TEMP: 51.9 °C

MOLECULAR WEIGHT: 6076.0 g/mole

Dilution

Resuspension

eu.idtdna.com/analyzer/applications/oligoanalyzer/

Instructions | Definitions | Feedback

Sequence # Bases **20**

5'-GCC AAT TCA ATG GCA ATT CT-3'

Target Type DNA

Oligo Conc 0.25 μ M

Na⁺ Conc 50 mM

Mg⁺⁺ Conc 0 mM

dNTPs Conc 0 mM

Analyze

Hairpin

Self-Dimer

Hetero-Dimer

NCBI Blast

TM Mismatch

Clear Sequence

Add To Order

Default Settings

Results | 5' mods | Internal Mods | 3' mods | Mixed Bases

RESULTS

SEQUENCE:
5'-GCC AAT TCA ATG GCA ATT CT-3'

COMPLEMENT:
5'-AGA ATT GCC ATT GAA TTG GC-3'

LENGTH: 20

GC CONTENT: 40.0 %

MELT TEMP: 51.9 °C

MOLECULAR WEIGHT: 6076.0 g/mole

Dilution

Resuspension

Sequence Type: Linear

Max Foldings: 20

Start Position:

Stop Position:

Update

Add To Order

ΔS (cal.K⁻¹.mole⁻¹)

-108.16

Ct Det

Structures

Structure Name

Image

1

شكل 35 : حاسبات (IDT) Integrated DNA technology

فضلا عن إمكانيات أخرى ظاهرة في الجهة اليمنى من الشكل . وهي إحدى الحاسبات المهمة في مجال تفاعلات الكوثرية ، فهي بالإضافة الى حساب درجات الحرارة للانصهار والالتحام ، وإظهار ماشآت الشعر والمزدوجات للبواديء المدخلة للحاسبة ، فانها تساعد في إجراء عمليات الاصطفاف مقابل قواعد الموقع NCBI ، وتساعد في حساب تأثير التحويلات التي تجري على توالي الباديء ، وبالتالي يكون الباديء الموافق للمؤشرات المستعملة قابل للاستعمال مباشرة .

وتوجد حاسبات تهتم بمسائل الطاقة وعلاقتها بدرجة الانصهار كما في الحاسبة التابعة الى المؤسسة باستور الموضح واجهتها في الشكل 36 :

The screenshot shows a web browser window with the URL `mobyli.pasteur.fr/cgi-bin/portal.py?#forms::melting`. The page title is "Mobyli @Pasteur". There are navigation tabs: "Welcome", "Forms", "Data Bookmarks", "Jobs", and "Tutorials". Below these is a sub-tab labeled "melting". The main heading is "MELTING 4.1f" with the subtitle "enthalpy, entropy and melting temperature". There are "Run" and "Reset" buttons. The form contains several input fields and dropdown menus:

- * Hybridisation type (-H): Choose an hybridation type (dropdown)
- * Nearest Neighbor parameters set (-A): Default (dropdown)
- * Sequence string (-S): [text input]
- Complementary sequence (-C): [text input]
- * Salt concentration (-N): [text input]
- * Nucleic acid concentration in excess (-P): [text input]
- Nucleic acid correction factor (-F): [text input]
- Salt correction (-K): [dropdown]
- Force approximative temperature computation (-x): No (dropdown)
- Use parameters for dangling ends (dnadnade.nn) (-D)? No (dropdown)
- Use parameters for mismatches (dnadnamm.nn) (-M)? No (dropdown)

شكل 36 : حاسبة مؤسسة باستور

وتوجد حاسبات أخرى تتفاوت في جودتها والأغراض التي تستعمل من اجلها . وهناك حاسبات أخرى تهتم أيضا بتفاعلات الكوثرية وحساب التراكيز بشكل خاص الموضحة واجهاتها في الشكل الآتي (شكل 37)

Nucleic Acids Calculator [\[HELP\]](#)

Enter Parameters

OD260	<input type="text"/>
OD280	<input type="text"/>
Dilution factor	<input type="text"/>
DNA/RNA Stock Volume (ul)	<input type="text"/>
type of nucleic acid	select <input type="button" value="v"/>

Results

measured DNA/RNA conc (ug/ ul)	<input type="text"/>
OD260/OD280 ratio	<input type="text"/>
stock DNA/RNA conc (ug/ ul)	<input type="text"/>
Total Amount of DNA/RNA (ug)	<input type="text"/>

1 OD260 Unit = 50ug/ml for double-stranded DNA
 1 OD260 Unit = 40ug/ml for single-stranded RNA
 1 OD260 Unit = 40ug/ml for single-stranded DNA
 1 OD260 Unit = 20ug/ml for single-stranded
 oligonucleotides

BioMath Calculators

OD₂₆₀ Units of Nucleic Acid to Concentration

OD₂₆₀ units

Type of nucleic acid measured

☒ DNA

☐ RNA

☐ ssDNA

☐ Single-Stranded Oligo

The solution measured contains µg/ml of nucleic acid.

OD₂₆₀ x conversion factor = µg/ml of nucleic acid

1 OD₂₆₀ Unit = 50µg/ml for dsDNA

1 OD₂₆₀ Unit = 40µg/ml ssRNA

1 OD₂₆₀ Unit = 35µg/ml ssDNA

1 OD₂₆₀ Unit = 20µg/ml for single-stranded oligo

PCRsetUp

Default PCR set up

Number of reactions: 1

Reaction volume: 25 μ l

Total volume: 25 μ l

Concentration

	stock		final	
PCR buffer:	10	X	1	X
MgCl ₂ or MgSO ₄ :	0	mM	2	mM
dNTP:	10	mM	0.2	mM
Forward primer	10	μ M	0.2	μ M
Reverse primer	10	μ M	0.2	μ M
Probe or primer 1	0	μ M	0.2	μ M
Probe or primer 2	0	μ M	0.2	μ M
Taq polymerase:	5	U/ μ l	0.04	U/ μ l
Pfu polymerase:	0	U/ μ l	0.002	U/ μ l
DMSO:	0	%	5	%
ROX:	0	X	1	X
SYBR Green I:	0	X	1	X
Component X	0	μ M	0	

DNA template: 5 μ l

To export the result to Excel: select all (Ctrl-A), copy (Ctrl-C) and paste (Ctrl-V):

Number of reactions: 1

Reaction volume (μ l): 25

Total reaction volume (μ l): 25

Premix solution (μ l):

Milli-Q water: 15.8

10x PCR buffer: 2.5

10 mM dNTP: 0.5

10 μ M Forward primer: 0.5

10 μ M Reverse primer: 0.5

5 U/ μ l Taq polymerase: 0.2

20 μ l of premix + 5 μ l of DNA

ENDMEMO

[Genome Sequencing Service](#) Sequence your entire Genome with

[\\$159 UV Light Sensors](#) 250-400 nm, Measure UV Filtering, Radiati

[PNA: Peptide Nucleic Acid](#) Custom PNA Synthesis, Fmoc Monome

☐ Web
 ☒ EndMemo

Home » Tools » BioTools » OD260 Calculator

Complete [Gene Sequences](#) of Whole Human Genome.

OD₂₆₀ Nucleotide Concentration Calculator

OD₂₆₀ Value =

☒ DNA
☐ RNA
☐ ssDNA
☐ ssOligo

DNA Concentration ([µg/ml](#)) =

Note: The nucleic acids (DNA, RNA and oligo) solutions with different concentration has different ability absorbing light. When the light wave is 260 nm, the Absorbance of light and the nucleic acid concentration is calculated as:

$C = A/(e * l)$

PCR Box Titration Calculator

[Netscape Navigator](#) version 4 or higher required.

Experiment Title:

Investigator:

Date:

Columns
Rows

Reaction volume: ml

Fudge factor: %

Titrate	Bottom	Top	Both	Reagent	Stock concentration	Final concentration (highest in titration)
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	buffer	<input style="width: 40px;" type="text" value="10"/> X	<input style="width: 40px;" type="text" value="1"/> X
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	dNTPs	<input style="width: 40px;" type="text" value="2000"/> mM each	<input style="width: 40px;" type="text" value="200"/> mM each
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	MgCl ₂	<input style="width: 40px;" type="text" value="10"/> mM	<input style="width: 40px;" type="text" value="1.5"/> mM
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	5' primer	<input style="width: 40px;" type="text" value="10"/> mM	<input style="width: 40px;" type="text" value="0.5"/> mM
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3' primer	<input style="width: 40px;" type="text" value="10"/> mM	<input style="width: 40px;" type="text" value="0.5"/> mM
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	red sucrose	<input style="width: 40px;" type="text" value="5"/> X	<input style="width: 40px;" type="text" value="1"/> X
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	template	<input style="width: 40px;" type="text" value="10"/> X	<input style="width: 40px;" type="text" value="1"/> X
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	polymerase	<input style="width: 40px;" type="text" value="5"/> U/ml	<input style="width: 40px;" type="text" value="0.05"/> U/ml
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	additive	<input style="width: 40px;" type="text" value="100"/> X	<input style="width: 40px;" type="text" value="0"/> X
	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	H ₂ O		

شكل 37 : بعض الحاسبات المستعملة في تفاعلات الكوثرية

155

وهناك بعض الحاسبات الخاصة ببعض الشركات مثل شركة Thermo الموضحة في الشكل التالي (شكل 38) والتي يمكن ان تستعمل بشكل رئيس مع منتجاتها .

www.finnzymes.fi/java_applets/reaction_setup_phusion.html

Most Visited Getting Started Customize Links Free Hotmail Windows Marketplace Windows Media Windows

Keywords Search Change site .. Go

Thermo SCIENTIFIC *Finnzymes* PCR & qPCR Products Part of Thermo Fisher Scientific

HOME ABOUT REAGENTS INSTRUMENTS PCR VESSELS RESOURCES CONTACT

Reaction setup with Phusion[®] DNA Polymerases

This calculator generates a pipetting table for setting up PCR reactions with Thermo Scientific Phusion[®] DNA Polymerases.

1. Fill in the volume of template DNA you want to use, the number of PCR reactions you intend to run, and the individual reaction volume.
2. Define if you would like to add some extra volume for pipetting. You can choose between an absolute volume, a number of extra reactions or a percentage of the final volume.
3. Fill in your stock concentrations and the desired final concentrations for primers, dNTPs, (DMSO) and Phusion DNA Polymerase.

The application will automatically calculate the pipetting volumes required for a premix, and the volume of the premix needed for the final reaction.

Volume of DNA template/reaction: 2 µl
 Number of reactions: 10
 Reaction volume: 50 µl
 Total volume: 500 µl

☒ Extra volume
☐ Extra reaction
☐ % of volume
 Extra volume: 50 µl

PRODUCTS
 Reagents Instruments Consumables

QUICK LINKS
 > Tm calculator for PCR
 > Thermo Scientific DNA polymerases and cloning
 > Important instructions on annealing temperature
 > What do you think about this calculator?

This application requires Java Virtual Machine
[Download Java](#)

	Concentration				Volume (µl)	
	stock		final		per reaction	for premix
Phusion HF or CG buffer*:	5	X	1	X	10	105
Forward primer**:	25	µM	0.5	µM	1	10.5
Reverse primer**:	25	µM	0.5	µM	1	10.5
10 mM dNTPs:	10	mM	0.2	mM	1	10.5
(DMSO***, optional):	100	%	0	%	0	0
Phusion DNA polymerase:	2	U/µl	0.02	U/µl	0.5	5.25
					H ₂ O:	34.5
						362.25
					Premix:	48
						504
					Template DNA:	2 µl

* The HF buffer should be used as the default buffer for high-fidelity amplification. The GC buffer can improve the performance of Phusion DNA Polymerase on some difficult or long templates. See more details in the [Phusion instruction manuals](#).

** The recommendation for final primer concentration is 0.5 µM, but it can be varied in a range of 0.2-1.0 µM, if needed.

*** Addition of DMSO is recommended for GC-rich amplicons. DMSO is not recommended for amplicons with very low GC % or amplicons that are >20 kb.

شكل 38 : حاسبات شركة Thermo

برامج تصميم البواديء والتعامل معها

تعج شبكة الانترنت بالبرامج التي تساعد في تصميم البواديء وكذلك إجراء الحسابات للمؤشرات المطلوبة . وتختلف البرامج في الطرق التي تحسب بها المؤشرات الفيزيائية مثل درجة حرارة الانصهار والالتحام . و بعض البرامج يتخصص بغرض معين وليس إيجاد البواديء العامة .

ومن جهة ثانية يجب التذكر بان التعامل يكون مع زوج من البواديء في تفاعلات الكوثرية التي يجب ان لا يكون الفرق في درجة حرارة الانصهار بينهما اكبر من 5°م ، وكلما كان الفرق اصغر او مساويا للصفر يكون هو الأفضل وذلك لان اختلاف هذه الدرجات يؤثر في كفاءة تفاعل الكوثرية لان الباديء بدرجة انصهار Tm عالية سوف يؤدي الى Mispriming عند درجة الحرارة الواطنة ، والباديء بدرجة انصهار واطنة ربما لا يعمل عند الدرجات الحرارية العالية . وعندما يكون الفرق عاليا يفضل حذف بعض القواعد من البواديء وإعادة الحسابات *In Silico calculations* . وقد اهتمت بعض الشركات بتوفير حزم من البرامج للتعامل مع البواديء من مختلف الجوانب ومنها

Alkami Biosystems

Molecular Biology Insights

PREMIER Biosoft International

IntelliGenetics Inc

DNA Star

Advanced American Biotechnology and imaging.

فضلا عن ان بعض البرامج تعود الى بعض الجامعات والآخر مصمم من قبل باحثين مطروحة على شبكة الانترنت .

برنامج Olga

من أول البرامج التي وضعت للتعامل مع البواديء عام 1990 ويعطي البرنامج تحليل للمكررات المباشرة Direct repeats ، والتراكيب الثانوية ، وإمكانية حدوث مزدوجات البواديء وغيرها من البيانات ولكن استعماله في الوقت الحاضر قليل او لا يستعمل نظرا لوجود برامج أكثر كفاءة .

• برنامج Primer3

يعد من أكثر البرامج استعمالاً في الوقت الحاضر وذلك لتجاوبه الكبير مع المتطلبات التي يرغب فيها المستخدم عند تصميم البواديء ويمثل الشكل 37 واجهته ونتائجه . وفيه يلصق التوالي الذي يراد استنباط بواديء له في المكان المخصص ، ويتم اختيار بعض المؤشرات من واجهة البرنامج ، ثم يطلب التنفيذ لتكون النتائج كما هي موضحة في الشكل (39) الخاصة بإنزيم Adenylate cyclase العائد للخميرة *Saccharomyces cerevisiae* (Acc. No. M77757.1) .

وقد اعتمد البرنامج من قبل NCBI وادخل ضمن الوسائل المعنية بتصميم البواديء .

The screenshot shows the Primer3 web interface. At the top, there's a navigation bar with links: "Checks for mispriming in template", "disclaimer", "Primer3plus interface", and "cautions". Below this is a form titled "Primer3 (v 0.4.0) Pick primers from a DNA sequence." The form includes a text area for "Paste source sequence below (5' to 3', string of ACGTNacgt -- other letters treated as N -- numbers and blanks ignored). FASTA format ok." and a dropdown menu for "Mispriming Library (repeat library):" set to "NONE". There's a note in Arabic: "موقع لصق التوالي المراد تصميم باديء لتضخيمه". Below the text area are three checkboxes: "Pick left primer, or use left primer below:" (checked), "Pick hybridization probe (internal oligo), or use oligo below:" (unchecked), and "Pick right primer, or use right primer below (5' to 3' on opposite strand):" (checked). There are input fields for each of these. Below the checkboxes are buttons for "Pick Primers" and "Reset Form". Further down are fields for "Sequence Id:", "Targets:", "Excluded Regions:", and "Product Size Ranges:". At the bottom, there are several input fields for parameters: "Number To Return" (5), "Max 3' Stability" (9.0), "Max Repeat Mispriming" (12.00), "Pair Max Repeat Mispriming" (24.00), "Max Template Mispriming" (12.00), and "Pair Max Template Mispriming" (24.00). The footer contains navigation links: "Find:", "download", "Next", "Previous", "Highlight", "Match case", and "Reached end of page, continued from top".

PRIMER PICKING RESULTS FOR gi|171045|gb|M77757.1|YSCAKB *Saccharomyces cerevisiae* adenylate kinase 2 gene, complete cds

No misprining library specified

Using 1-based sequence positions

OLIGO	<u>start</u>	<u>len</u>	<u>tm</u>	<u>gc%</u>	<u>any</u>	<u>3'</u>	<u>seq</u>
LEFT PRIMER	432	20	60.30	50.00	7.00	3.00	GAGCTGCTGAAACAGCATGA
RIGHT PRIMER	632	20	59.83	50.00	5.00	3.00	TGTGTCATCAAGCCTCTTGG
SEQUENCE SIZE: 1193							
INCLUDED REGION SIZE: 1193							

PRODUCT SIZE: 201, PAIR ANY COMPL: 6.00, PAIR 3' COMPL: 2.00

1 ATACACATGTGTAGAAAAGGATAATATACGTATATATTGTTTGTAAATCTTTAAATT
61 TTCAGGAACAGGGTTAGCAAGCATCAATGAAAGCAGACGCGAAACAATAACACATCTAC
121 TCAAACCTCTTCGACTTTTTATTATTGGGGGCTCCAGGCTCAGGTAAAGGGACACAGACTT
181 CGAGATTACTAAAGCAAATGCCACAATTATCTTCAATTTTCGTCAGGCACATTTTACGTC
241 AGGAAATAAAATCTGAATCTACCCTAGGCCGAGAGGCTACTACCTACATTGCTCAAGGCA
301 AGTTATTACCGGATGATCTCATAACGCGTCTGATAAATTTTCGTCCTTCGGCATTGGGTT
361 GGTTAAAACCATCTGCCATGTGGTTGCTCGATGGATTTCTCGAACCTACTGCGCAAGCT
421 CTGCCTTAGAC**GAGCTGCTGAAACAGCATG**ACGCCAGCTTGAATCTAGTGGTAGAGCTAG
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
481 ATGTACCCGAATCCACCATATTAGAAAAGGATC GAGAACAGATATGTTTACGTTCTAGTG
541 GGAGAGTGTATAACTTACAATATAATCCTCCCAAAGTGCCAGGATTAGACGATATCACCG
601 GAGAACCATTG**A CCAAGAGGCTTGATGACACA**CGCGAAGTGTITAAAAAAGGCTAGAAG

KEYS (in order of precedence):

```
>>>>> left primer
```

<<<<< right primer

بواقي اضافية	start	len	tm	gc%	any	3'	seq
1 LEFT PRIMER	378	20	60.35	45.00	4.00	1.00	ATGTGGTTGCTCGATGGATT
RIGHT PRIMER	582	20	60.07	50.00	3.00	2.00	CTGGCACTTTGGGAGGATTA
PRODUCT SIZE: 205, PAIR ANY COMPL: 3.00, PAIR 3' COMPL: 1.00							
2 LEFT PRIMER	380	20	60.47	50.00	4.00	2.00	GTGGTTGCTCGATGGATTTC
RIGHT PRIMER	582	20	60.07	50.00	3.00	2.00	CTGGCACTTTGGGAGGATTA

شكل 39 : واجهة البرنامج Primer3 ونتائجه

وتتضمن واجهة النتائج القيم الإحصائية .

• برنامج Autoprime

من البرامج التي تعتمد أساساً على البرنامج Primer3 يستعمل لتصميم بواديء خاصة بالكثرة الآنية RT-PCR لقياس التعبير الجيني في الخلايا حقيقية النواة بعد انتخاب المدخلات الملائمة للبرنامج ، أي ان البواديء تصمم للـ cDNA الناتج من mRNA ، في البرنامج خيارات وامتغايرات كثيرة لضمان جودة البواديء المصممة ، والواجهة موضحة في الشكل الآتي (شكل 40) :

autoprime	
Basic parameters Gene Symbol <input type="text"/> eg APOM ENSEMBL identifier <input type="text"/> eg ENSG00000111964 ENSEMBL transcript id <input type="text"/> eg ENSMUST00000025846 Organism <input type="text"/> Homo sapiens Salt concentration <input type="text"/> 50 mM Primer concentration <input type="text"/> 300 nM Optimal primer TM <input type="text"/> 60 °C Primer length <input type="text"/> 21 nucleotides Output format <input type="text"/> HTML	Extended Primer3 settings Minimal primer length <input type="text"/> 18 nucleotides Maximal primer length <input type="text"/> 27 nucleotides Minimal primer TM <input type="text"/> 53 °C Maximal primer TM difference <input type="text"/> 3 °C Maximal primer TM <input type="text"/> 67 °C Minimal primer GC content <input type="text"/> 30 % Maximal primer GC content <input type="text"/> 70 % Primer GC clamp <input type="text"/> 1 nucleotides Maximal hairpin score <input type="text"/> 8 Maximal primer alignment score <input type="text"/> 3 Maximal mononucleotide repeats <input type="text"/> 3 nucleotides Maximal end homology <input type="text"/> 9 Product size <input type="text"/> 50-150 nuct. Optimal product TM <input type="text"/> 0 °C Maximal product TM <input type="text"/> 90 °C Minimal product TM <input type="text"/> 60 °C Maximal mispriming score <input type="text"/> 12 Maximal summed mispriming score <input type="text"/> 24
Specific AutoPrime parameters Exclude genomic mispriming <input checked="" type="checkbox"/> Exclude mispriming on rep. Elements <input checked="" type="checkbox"/> Search for internal primers <input type="checkbox"/> Find internal hybridization oligo <input type="checkbox"/> Shift on exon border <input type="text"/> 4 nucleotides	Internal oligo options Hybprobe concentration <input type="text"/> 50 nM Optimal hybprobe length <input type="text"/> 20 nucleotides Minimal hybprobe length <input type="text"/> 18 nucleotides Maximal hybprobe length <input type="text"/> 27 nucleotides Optimal hybprobe TM <input type="text"/> 57 °C Minimal hybprobe TM <input type="text"/> 57 °C Maximal hybprobe TM <input type="text"/> 63 °C Minimal hybprobe GC content <input type="text"/> 20 % Maximal hybprobe GC content <input type="text"/> 80 % Maximal hybprobe hairpin score <input type="text"/> 12 Maximal mononucleotide repeats <input type="text"/> 5 nucleotides Maximal hybprobe alignment score <input type="text"/> 12

شكل 40 : واجهة واختيارات البرنامج Autoprime

• برنامج Primer3plus

وهو برنامج مطور من البرنامج السابق (Primer3) ويوضح الشكل 41 واجهة البرنامج والإمكانات الإضافية.

Primer3Plus

pick primers from a DNA sequence

[Primer3Manager](#)
[About](#)

[Help](#)
[Source Code](#)

Task: Detection

Select primer pairs to detect the given template sequence. Optionally targets and included/excluded regions can be specified.

Main
General Settings
Advanced Settings
Internal Oligo
Penalty Weights

Sequence Quality

Sequence Id:
 Paste source sequence below
 Or upload sequence file:

لصق التواليات

Excluded Regions:

Targets:

Included Region:

☒ Pick left primer or use left primer below.

☐ Pick hybridization probe (internal oligo) or use oligo below.

☒ Pick right primer or use right primer below (5'→3' on opposite strand).

Primer3Plus

pick primers from a DNA sequence

[Primer3Manager](#)

<http://sourceforge.net/projects/primer3/>

Pair 1:

☒ Left Primer 1:

Sequence:

Start: 565	Length: 20 bp	Tm: 59.2 °C	GC: 45.0 %	ANY: 6.0	SELF: 2.0
------------	---------------	-------------	------------	----------	-----------

☒ Right Primer 1:

Sequence:	GCTGTCAAAGGCGTTGATTT				
Start: 722	Length: 20 bp	Tm: 60.3 °C	GC: 45.0 %	ANY: 7.0	SELF: 1.0
Product Size: 158 bp		Pair Any: 4.0	Pair End: 0.0		
1	GCTTGTGTGA CAACAAC TAG AATTA AAAATA GGGAGGTAAA TTCATTGTCC				
551	TTTGATAAGC AATT GTTTGT GGTTTTGCAT GCTC ATCTAA GTTGTATGTA				
601	TAGGTATTAT TTGCTATATC AAATTTTGTG AAATTAGTTG TAGGTAATAA				
651	TTGTTTATA GTGTTGGCAT AACTTGTC AA GGTTTTAAAG TCATTTGCAT				
701	CGAAATCAAC GCCTTTGACA GC CTCAAATT TATTAATTAG AGCTTCTAAC				
751	TTACCATCTT TAAATTGATC TAAAGTTAGT ATTTTGTTAT AAATGGATTG				
Pair 2:					
<input type="checkbox"/>	Left Primer 2: Mycoplasma_1_F				
Sequence:	TTGCGCTTTACTGAATTTGC				
Start: 1706	Length: 20 bp	Tm: 59.1 °C	GC: 40.0 %	ANY: 4.0	SELF: 2.0
<input type="checkbox"/>	Right Primer 2: Mycoplasma_1_R				
Sequence:	GCTGCAAGAAGAGCAAAAGG				
Start: 1935	Length: 20 bp	Tm: 60.3 °C	GC: 50.0 %	ANY: 4.0	SELF: 0.0
Product Size: 230 bp		Pair Any: 6.0	Pair End: 3.0		
Primer Pair:	considered 1549, unacceptable product size 1527, high end compl 2, ok 20				

شكل 41 : واجهة برنامج Primer3plus ونتائجه لإحدى التواليات

• برنامج Primer-BLAST

استغل برنامج Primer3 بشكل جيد وربط من قبل مركز NCBI (National Center for Biotechnology Information) مع برنامج BLAST ليكون أداء البرنامج متشعب نظرا لربطه مع قواعد البيانات المنضوية تحت NCBI ، وواجهة البرنامج ونتائجه موضحة في الشكل 42 .

www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/index.cgi?ORGANISM=4932&INPUT_SEQUENCE=M77757.1&LINK_LOC=nucore

Primer-BLAST
A tool for finding specific primers

► NCBI/ Primer-BLAST: Finding primers specific to your PCR template (using Primer3 and BLAST). [more...](#) [Tips for finding specific primers](#)

PCR Template
Reset page Save search parameters Retrieve recent results

Enter accession, gi, or FASTA sequence (A refseq record is preferred) [Clear](#)

M77757.1
موقع لصق التوالى
او الرقم التعريفى للجزيئة

Or, upload FASTA file [Browse...](#)

Range
Forward primer From To [Clear](#)
Reverse primer From To

الموقع المراد
تصميمه

Primer Parameters

Use my own forward primer (5'→3' on plus strand) [Clear](#)
Use my own reverse primer (5'→3' on minus strand) [Clear](#)

ادخال تواليات البواديء
يقوم البرنامج بالتجري عنها
واظهار نتائج اصطفاها

PCR product size Min 70 Max 1000
of primers to return 5


خيارات تملأ من
قبل المستخدم

Primer melting temperatures (T_m) Min 57.0 Opt 60.0 Max 63.0 Max T_m difference 3 [Clear](#)


Exon/intron selection
A refseq mRNA sequence as PCR template input is required for options in the section

Exon junction span No preference [Clear](#)
Exon junction match Exon at 5' side Exon at 3' side

وتجد خيارات أخرى اعتمادا على الجزيئة المراد تصميم باديء لها والغرض من التجربة ومجمل النتائج تظهر كالاتي .



أما نتائج التطابق باستعمال BLAST N الإصدار الخاص بالتواليات القصيرة
 BLAST N 2.2.26+ فتظهر كالآتي :



التقرير النصي لنتائج التأكد هو كالآتي :

Sequences producing significant alignments:						
Accession	Description	Max score	Total score	Query coverage	E value	Max ident
BK006939.2	TPA: TPA_inf: Saccharomyces cerevisiae S288c chromosome V, complet	40.1	80.8	100%	3e-04	100%
FN393067.1	Saccharomyces cerevisiae EC1118 chromosome V, EC1118_1E8 genomic	40.1	80.8	100%	3e-04	100%
U18922.1	Saccharomyces cerevisiae chromosome V cosmid 9163 and 9132	40.1	60.5	100%	3e-04	100%
X65126.1	S.cerevisiae PAK3 gene for adenylate kinase	40.1	40.1	100%	3e-04	100%
K03293.1	Yeast (S.cerevisiae) RAD3 gene, complete cds	40.1	40.1	100%	3e-04	100%
M77757.1	Saccharomyces cerevisiae adenylate kinase 2 gene, complete cds	40.1	40.1	100%	3e-04	100%
X02368.1	Yeast RAD3 gene for excision of pyrimidine dimers	40.1	40.1	100%	3e-04	100%
BK006945.2	TPA: TPA_inf: Saccharomyces cerevisiae S288c chromosome XII, compl	26.3	170	75%	5.1	100%
NM_001182026.1	Saccharomyces cerevisiae S288c Sls1p (SLS1), mRNA	26.3	26.3	65%	5.1	100%
FN393078.1	Saccharomyces cerevisiae EC1118 chromosome XII, EC1118_1L10 genom	26.3	107	70%	5.1	100%
AY692902.1	Saccharomyces cerevisiae clone FLH158385.01X YLR139C gene, complet	26.3	26.3	65%	5.1	100%
X91258.1	S.cerevisiae DNA from chromosome XII right arm including ACE2, CKI1, P	26.3	26.3	65%	5.1	100%
Z73311.1	S.cerevisiae chromosome XII reading frame ORF YLR139c	26.3	26.3	65%	5.1	100%
U53881.1	Saccharomyces cerevisiae chromosome XII cosmid 9606	26.3	26.3	65%	5.1	100%
Z48452.1	S.cerevisiae SLS1 gene	26.3	26.3	65%	5.1	100%
NM_001183109.2	Saccharomyces cerevisiae S288c Bni1p (BNI1), mRNA	24.3	24.3	60%	20	100%
BK006947.3	TPA: TPA_inf: Saccharomyces cerevisiae S288c chromosome XIV, compl	24.3	105	95%	20	100%
BK006938.2	TPA: TPA_inf: Saccharomyces cerevisiae S288c chromosome IV, comple	24.3	211	100%	20	100%
NM_001180525.1	Saccharomyces cerevisiae S288c Rad9p (RAD9), mRNA	24.3	24.3	60%	20	100%
FN393086.1	Saccharomyces cerevisiae EC1118 chromosome XIV, EC1118_1N9 genom	24.3	64.9	80%	20	100%
FN393074.1	Saccharomyces cerevisiae EC1118 chromosome IX, EC1118_1I12 genom	24.3	44.6	60%	20	100%

شكل 42 : واجهة البرنامج Primer-BLAST ومخرجاته الصورية وعمليات التأكد من البادئ الصورية والنصية

واستعمل البرنامج في إيجاد البواديء لجين خميرة الخبز ذو رقم التسجيل (M77757.1) السالف الذكر وتم اختيار قاعدة البيانات الأصغر والمشذبة والمنقحة (nr) . ويفضل اختيار اسم الكائن الحي لأنها ستعطي نتائج أكثر انضباطاً وعندها لا حاجة لاختيار قاعدة بيانات (nr) . ويمكن باستعمال واجهة البرنامج اختيار قطعة الجين المراد تضخيمها وذلك بتحديد المواقع في النوافذ في الجهة العليا اليمنى . والبرنامج يقبل التوالي بصيغة FASTA او ذكر رقم التسجيل Accession number كما موضح في الشكل أعلاه (39)

وفي حالة إدخال رقم تسجيل لجزيئات mRNA فان البرنامج آلياً يصمم بواديء لجزيئات DNA الخاص به الذي يكون له تبايرات في مواقع الفلق Spliced variants . ويقوم البرنامج بإعطاء خمسة بواديء عند استخدام إعداداته الأساسية (Default settings) ويتغير الإعدادات يمكن الحصول على أعداد أكثر من البواديء .

وفي بعض الأحيان يمكن استعمال البواديء المصممة أصلاً مع المواصفات المطلوبة ولصقها بالنوافذ الخاصة بها والبرنامج سيقدر مدى صلاحيتها كما موضح في الآتي شكل 43 :

Input PCR template	none
Specificity of primers	Target templates were found in selected database: All GenBank+EMBL+DDBJ+PDB sequences (but no EST, STS, GSS, environmental samples or phase 0, 1 or 2 HTGS sequences) (Organism: vaginalis)
Other reports	Search Summary
Detailed primer reports	
Primer pair 1	
	Sequence (5'→3')
Forward primer	CAACCTGCCCTGAAGCGGGG
Reverse primer	CGCGGGCCCATCCTGAAGTG
	Length
	20
	20
	Tm
	65.85
	65.91
	GC%
	70.00
	70.00
	Self complementarity
	3.00
	6.00
	Self 3' complementarity
	3.00
	2.00
Products on target templates	
>JQ805636.1 Lactobacillus vaginalis strain IMAUF016 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	
product length = 120	
Forward primer	1 CAACCTGCCCTGAAGCGGGG 20
Template	118 137
Reverse primer	1 CGCGGGCCCATCCTGAAGTG 20
Template	237 218
>JN202928.1 Lactobacillus vaginalis strain C107 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	
product length = 120	
Forward primer	1 CAACCTGCCCTGAAGCGGGG 20
Template	106 125
Reverse primer	1 CGCGGGCCCATCCTGAAGTG 20
Template	225 206

شكل 43 : عمليات التأكد من البواديء عند استعمال Primer-BLAST

ومثل ما ذكر آنفاً عندما تكون الغاية هي العموم تستعمل قاعدة (nr) ولكن عندما يراد التخصيص أكثر يدخل اسم الكائن ، واستعمال القاعدة الأصغر التي يَحتمل ان تكون حاوية على تواليات الهدف Target sequence .

ومن باب التخصيص الذي يوفره البرنامج إمكانية إيجاد البواديء للاكسونات ومناطق التقاء الاكسونات مع الانترونات Exon/Intron junction في الأحياء حقيقية النواة وعندها تملأ النوافذ الخاصة بالبرنامج والموضحة في الشكل أعلاه .

ومن البرامج الفرعية ضمن برنامج Primer-BLAST والتي تستعمل لأغراض خاصة هي واجهات تختص بتصميم البواديء لمواضع التغيرات بنيوكليوتيد منفرد Single nucleotide polymorphisms (SNPs) والتي ترتبط بقاعدة بيانات dbSNP وتشكيلاتها الخاصة وأرقام التصنيف الخاصة بها والواجهة موضحة في الشكل 44 (http://pcrsuite.cse.ucsc.edu/SNP_Primers.html).

SNP Primers - Input form for Primer3

[Back to index](#)

This is an input form for creating primers around SNPs in genomic DNA. The program will design primers around all the SNPs, except for the ones of which the position is 'ambiguous'. For primer design, the Primer3 program is used. You can change the default settings below. The input file is a GenBank sequence.

Select the [GenBank file](#) that contains your SNPs [Browse...](#) [How to obtain a GenBank file](#)

[Product Size Range](#) Specify the minimum and maximum size of your product.

[Pick Primers](#) [Reset Form](#)

General Primer Picking Conditions

Primer Size Min: Opt: Max:

Primer Tm Min: Opt: Max: Max Tm Difference:

Primer GC% Min: Max:

Max Self Complementarity: Max 3' Self Complementarity:

CG Clamp: Max Poly-X:

شكل 44 : الواجهة الخاصة بإيجاد SNPs

وأخرى خاصة بالبواديء المتداخلة شكل 45
(http://pcrsuite.cse.ucsc.edu/Overlapping_Primers.html)

Overlapping Primersets - Input form for Primer3

This is an input form for creating overlapping PCR products in large sequences. Just paste your sequence below and select the minimum and maximum overlap. For primer design, the Primer3 program is used. You can change the default settings below.

Sequence:

وضع التوالى المستهدف

[Target](#) Which region of the sequence above needs to be covered? use the format "start location", "length of target", eg 50,100

[Product Size Range](#) Specify the minimum and maximum size of your product.

[Overlap Size Range](#) What is the minimum and maximum size of the overlap between products? (This is **including** the primers)

[Pick Primers](#) [Reset Form](#)

General Primer Picking Conditions - you don't need to change these, but you can

Primer Size Min: Opt: Max:

Primer Tm Min: Opt: Max: Max Tm Difference:

Primer GC% Min: Max:

Max Self Complementarity: Max 3' Self Complementarity:

CG Clamp: Max Poly-X:

هذه قيم Default للبرنامج
وهي قابلة للتغيير من قبل
المستخدم

شكل 45 : الواجهة الخاصة بإيجاد البواديء المتداخلة

وبرنامج خاص بالتقاط البواديء لجزيئات cDNA شكل 46
(http://pcrsuite.cse.ucsc.edu/cDNA_Primers.html)

cDNA Primers - Input form for Primer3

[Back to index](#)

This is an input form for creating primers around the Open Reading Frame of cDNAs. For primer design, the Primer3 program is used. You can change the default settings below. The input file is a list of GenBank sequences

Select the [GenBank file](#) that contains your cDNAs

[How do I obtain a list of GenBank sequences?](#) *

Product Size Range
Specify the minimum and maximum size of your product.

General Primer Picking Conditions

Primer Size	Min: <input type="text" value="18"/>	Opt: <input type="text" value="20"/>	Max: <input type="text" value="23"/>	
Primer Tm	Min: <input type="text" value="55.0"/>	Opt: <input type="text" value="60.0"/>	Max: <input type="text" value="65.0"/>	Max Tm Difference: <input type="text" value="5.0"/>
Primer GC%	Min: <input type="text" value="30.0"/>		Max: <input type="text" value="70.0"/>	
Max Self Complementarity	<input type="text" value="6.00"/>	Max 3' Self Complementarity	<input type="text" value="3.00"/>	
CG Clamp	<input type="text" value="1"/>	Max Poly-X	<input type="text" value="4"/>	

هذه القيم اصلية للبرنامج
ويمكن تغييرها من قبل
المستخدم

شكل 46 : الواجهة الخاصة بإيجاد البواديء الخاصة بـ cDNA

* يوفر البرنامج إمكانية إيجاد تواليات cDNA اما باستعمال Entrez-gene ID أو أي صفة تعريفية أخرى للقطع المطلوبة ، أو بالطريق غير المباشر باستعمال BLAST للتوالي المتوفر وهذا سيؤدي الى التعريف بالتوالي واين يوجد . أو باستعمال UniGene cluster الموجودة في NCBI UniGene التي يمكن الحصول عليها مباشرة أو عن طريق BLAST أي بطريق غير مباشر . أو باستعمال قاعدة البيانات Ensemble في الموقع الأوربي EMBL أي استعمال Ensemble ID .

وأخرى خاصة بجزئيات DNA الجينومي شكل 47
http://pcrsuite.cse.ucsc.edu/Genomic_Primers.html

Genomic Primers - Input form for Primer3

[Back to index](#)

This is an input form for creating primers around exons in genomic DNA. For primer design, the Primer3 program is used. You can change the default settings below.
 The input file is a GenBank sequence.

Select the [GenBank file](#) that contains your gene

Gene name

[Flanking Size](#)

[Product Size Range](#)

[How to obtain a GenBank file](#)

Please use the name as it appears in the file, eg MAPT instead of mapt or tau

Specify the minimum length of sequence flanking each exon

Specify the minimum and maximum size of your product.

General Primer Picking Conditions

[Primer Size](#) Min: Opt: Max:
[Primer Tm](#) Min: Opt: Max: [Max Tm Difference](#):
[Primer GC%](#) Min: Max:
[Max Self Complementarity](#): [Max 3' Self Complementarity](#):
[CG Clamp](#): [Max Poly-X](#):

شكل 47 : الواجهة الخاصة بإيجاد البواديء الخاصة بالـ DNA الجينومي

وتتوفر بالبرنامج إمكانية تغيير المؤشرات كما ذكر في البرامج السابقة . وكذلك يوفر البرنامج رابط للمساعدة في الحصول على تواليات الجزئيات كما ذكر أعلاه . وهذه تكون بمثابة برامج ذات واجهات منفصلة . ولكن موقع NCBI يوفر فرصة الحصول على البواديء من الموقع نفسه التي تظهر مع التواليات ضمن فعالية Pick primer وهذه الحالة تسهل التقاط البواديء التي قد تحتاج الى خطوات إضافية عند سلوك غير هذا الطريق .

• برنامج Primer premier

من البرامج الذي يوفر الكثير من المعلومات اي انه لا يقوم بتصميم البوادي فقط وانما يقوم بدراسة البوادي وإعطاء العديد من البيانات عنها بعد إدخال التواليات في المكان المخصص كما موضح في الشكل 48 .

Primer Premier

Primer:

Direct Select:

Minority: 5' GCACGCAAGCATGATGAT---SMBGKRSRDCKRGCHGRSGRRGSKSYCSYMMVMARPHRGSGRGSS 3'

HUMTNFAA
RABTNF
RATTNF

	Rating	Seq No	Length	Tm [°C]	GC%	Δ G [kcal/mol]	Activity [μg/OD]	Degeneracy	Ta Opt [°C]
Sense	77	25	25	80.6	76.0	-58.0	32.7	1	--
Anti-sense	83	49	25	80.6	76.0	-58.0	35.9	1	--
Product	3	--	25	79.2	73.3	--	--	--	54.6

Most Stable Hairpin:
ΔG = -2.8 [kcal/mol] (3' Hairpin)

AGCCGGTCGAGGTGCAG 5'
C |||
LCAGGCCG 3'

	Hairpin	Dimer	False Priming	Cross Dimer
Sense	Found	Found	None	Found
Anti-sense	None	Found	None	

شكل 48 : واجهة برنامج Primer premier

والبرنامج مصمم استنادا الى الأسس العامة المذكورة في تصميم البوادي ويمكن ان يستعمل في إجراء الاصطفافات ، وكذلك تصميم البوادي المذكورة آنفا ، وكذلك تصميم البوادي المشتتة Degenerate primers وتحليل وإيجاد مواقع القطع بالإنزيمات القاطعة وتحليل المتجاورات Contigs أثناء تحديد التواليات بطريقة التشظية Shotgun ، وكذلك يستعمل في تحديد بوادي تستعمل في qPCR ، وبوادي خاصة بتفاعل الكوثرية المتعدد Multiplex ، وتصميم بوادي خاصة بأنواع محددة من الأحياء .

• برنامج PrimerPlex

البرنامج يعمل أساسا باستعمال رقم التسجيل Accession number اي انه يكون متخصص بالتواليات المسجلة في NCBI والمسجلة في قاعدة بياناته ، وعند تأشير الجزئية يظهر تواليها ثم بعد ذلك يتم اختيار الباديء ، ويوفر البرنامج إمكانيات كثيرة والواجهة موضحة في الشكل 49 مع طريقة إظهاره للبواديء .

The screenshot displays the PrimerPlex software interface. The main window is titled "PrimerPlex - C:\Program Files\PrimerPlex\DemoProject\DemoProject.ppp". It features a menu bar (File, Edit, View, Analyze, Tools, Online, Help) and a toolbar with various icons. The interface is divided into several panels:

- Sequence Information:** A table listing sequences with columns for Accession Number, Search Status, Multiplexed Assays, and AG SNP. The table includes sequences like Y18944, AB031207, Y13051, AF386026, X89446, AF031166, AF116837, AF459094, U09806, AF191544, AF331034, AF321923, A.J238207, DQ182559, AF209198, and AF042836.
- Search Status:** A panel showing the search status for the selected sequence (Y18944).
- Multiplexed Assays:** A panel showing the multiplexed assays for the selected sequence.
- AG SNP:** A panel showing the AG SNP information for the selected sequence.
- Primer Properties:** A panel showing the primer properties for the selected sequence.
- Capture Probe Properties:** A panel showing the capture probe properties for the selected sequence.
- BLAST Information:** A panel showing the BLAST information for the selected sequence.
- ATC SNP Information:** A panel showing the ATC SNP information for the selected sequence.

The bottom of the interface features a status bar with a table of properties for the selected sequence (Y18944). The table includes columns for Rating, Sequence, Position, Length (bp), Tm (°C), GC %, Hairpin ΔG (kcal/mol), Self Dimer ΔG (kcal/mol), Run Length (bp), GC Cla..., TaOpt (°C), and Cross Dimer ...

ويلاحظ من الواجهة ان البرنامج فضلا عن إعطائه لمواصفات البواديء (التي تظهر في الشكل اللاحق) (1) وما يمكن ان يظهر من ماشات الشعر والمزدوجات والطاقة المرفقة ، فهو يمكن ان يصمم المجسات (2) ، وكذلك إمكانية إجراء عمليات الاصطفاف BLASTing (3) ، وكذلك البيانات في حالة احتواء التوالي على SNPs (4) .

PrimerPlex - C:\Program Files\PrimerPlex\DemoProject\DemoProject.ppp

File Edit View Analyze Tools Online Help

Sequence Information Search Status Multiplexed Assays

Accession Number	Search Status	Multiplexed Assays	AC SNP
Y18944			Selected
AB031207	Best		
Y13051	Best		
AF388026		Best	Complete
X89448	Best		
AF031166			
AF118837			Selected
AF459094			
U09806			Selected
AF191544			
AF331034	Best	Complete	Selected
AF321923			
AJ238207			
DQ182559			Selected
AF209198	Best		
AF042836			Selected

5161 CGCCGCAACA GACCACCAAC ACCATGGGTA
 5191 ACGTTTCTT CCTACTTTTA TTCAGTCTCA
 5221 CACACTTCCC ACTAGCCAG CAGAGCCGAT
 5251 GCACACTCAC GGTGGGTATT TCCTCTACC
 5281 ACTCCAGCCC CTGTAGCCCA ACCCAACCTG
 5311 TCTGCACGTG GAACCTCGAC CTAAATTCCC
 5341 TAACGACGGA CCAGCGACTA CATCCCCCT
 5371 GCCCTAACCT AATTACTTAC TCTGGCTTCC
 5401 ACAAACCTTA TTCTTTATAC TTATTTCCAC
 5431 ATTGGATAAA GAAGCCAAAC AGACAGGGCC
 5461 TAGGATACTA CTCGCCCTCC TACAAATGACC
 5491 CTTGCTCGCT ACAATGCCCC TACTTAGGCT
 5521 GCCAATCATG GACATGCCCA TACACGGGCC

Primer Properties Capture Probe Properties BLAST Information AC
SNP Information

Accession Number: Y13051 All Capture Probes...

Status:


#	Rating	Sequence	Position	Length bp	Tm °C	GC %	Hairpin ΔG kcal/mol	Self Dimer ΔG kcal/mol				
	Rating	Sequence	Position	Length bp	Tm °C	GC %	Hairpin ... kcal/mol	Self Dim... kcal/mol	Run Len... bp	GC Cla... °C	TaOpt °C	Cross D... kcal/mol

Ready Poor: 0-50 Good: 50-75 Best: 75-100 Sequences: 1/33

شكل 49 : واجهة البرنامج PrimerPlex وطريقة أطهاره للبواديء المنتخبة

• برنامج PerlPrimer

من البرامج الملائمة لإيجاد البواديء لعدد من التواليات ، والشكل التالي (شكل 50) يوضح استعمال التوالي الخاص بجين خميرة الخبز ذو رقم التسجيل Accession No. M77757.1 ويظهر الشكل إمكانية إيجاد حوالي 60 بادئ وتوالي كل من البادئ الأمامي والعكسي ومؤشرات أخرى ومن بين البواديء يمكن اختيار الملائم للمؤشرات المطلوبة .



شكل 50 : برنامج PerlPrimer

وكما موضح من واجهة البرنامج انه يمكن استعماله في إيجاد البواديء للحالات القياسية وكذلك إيجاد بواديء خاصة بعملية المثيلة (Bisulphite PCR) وأخرى للكثرة الآنية (RT-PCR) وأخرى لتحديد التواليات (Sequencing).

وهناك برامج أخرى تعمل في المضمار نفسه وتستعمل في دراسات خاصة مثل PRIDE و DOPRIMER وهي تهتم بتوضيح التشریح الداخلي للبواديء وإظهار حالات التكامل .

• برامج MP primer

برنامج يصمم البواديء لأكثر من هدف Multiplex وواجهته موضحة في الشكل التالي (51) ويظهر البرنامج النتائج بشكل مفصل بإسهاب مع كل البيانات الممكنة (ولا يوجد مجال في هذا الكتاب لإعطاء مثال مفصل) .

File Edit View History Bookmarks Tools Help

MPprimer: a program for reliable multiplex P...

biocompute.bmi.ac.cn/MPprimer/

Most Visited Getting Started Customize Links Free Hotmail Windows Marketplace Windows Media Windows

MPprimer

A program for reliable multiplex PCR primer design

[Home](#) [Contact us](#) [PriDimerCheck](#) [Chinese Version](#)
[User guide](#) [Download](#) [MFEprimer-2.0](#) [Example](#)

News [2012-6-15]: MPprimer 2.0 is under development, send [me](#) the features you wanted. Thanks.

News: MPprimer-1.4 command-line version available. [Download](#) [Brief Introduction](#)

MPprimer: a program for reliable multiplex PCR primer design. MPprimer employs the widely used primer design program [Primer3](#) [Rozen, et al. 2000] and the primer specificity evaluation program [MFEprimer](#) [Qu, et al. 2009] to design and evaluate the candidate primers based on genomic or transcript DNA database, followed by careful examination to avoid primer dimerization. The graph-expanding algorithm derived from the greedy algorithm was used to determine the optimal primer set combinations (PSCs) for multiplex PCR. In addition, MPprimer provides a virtual electrophotogram to help users choose the best PSC. In short, MPprimer is a valuable tool for designing specific, no dimer formation and amplicons size constrained PSCs to improve the multiplex PCR experiments.

Citation: Zhiyong Shen*, Wubin Qu*, Wen Wang, Yiming Lu, Yonghong Wu, Zhifeng Li, Xingyi Hang, Xiaolei Wang, Dongsheng Zhao, Chenggang Zhang. MPprimer: a program for reliable multiplex PCR primer design. BMC Bioinformatics, 2010, 11:143. [Abstract](#) [PDF](#)

Input DNA templates for primer sets design (Compulsory).

[Example query sequences](#)

لصق تواليات DNA متعددة

Input the targets region and choose the preferred product size ranges for each of the template DNA sequences (Optional). ?

An example: Target region: 100-180 ? Product Size Ranges: 150-300 301-400 401-500 501-600 601-700 ?

Leave the following blank, MPprimer will automatically choose the proper "Target region" and "Product Size Range" for each of the template DNA sequence.

Template 1:	Target region:	<input type="text"/>	Product Size Ranges:	<input type="text"/>
Template 2:	Target region:	<input type="text"/>	Product Size Ranges:	<input type="text"/>
Template 3:	Target region:	<input type="text"/>	Product Size Ranges:	<input type="text"/>
Template 4:	Target region:	<input type="text"/>	Product Size Ranges:	<input type="text"/>
Template 5:	Target region:	<input type="text"/>	Product Size Ranges:	<input type="text"/>
Template 6:	Target region:	<input type="text"/>	Product Size Ranges:	<input type="text"/>

Primer specificity check settings (Optional). ?

Select database: MinBS ? 2 mm (Helling, 1974) ? Word size for BLASTN ? 11 E-value for BLASTN ? 1000

Primer pick settings (Optional). ?

Primer Tm:	Min: 57.0	Opt: 60.0	Max: 63.0	Max 3' stability:	9.0
Primer Size:	Min: 18	Opt: 22	Max: 27	Max self complementarity:	8.0
Primer GC%:	Min: 40.0	Opt: 50.0	Max: 60.0	Max 3' self complementarity:	3.0
Concentration of monovalent cations (usually KCl, mM)	50.0			Concentration of divalent cations (usually MgCl ₂ , mM)	0
Concentration of dNTPs (mM)	0			Annealing oligo concentration (nM)	50.0

شكل 51 : واجهة وإمكانيات البرنامج MP primer

• موقع PrimerStation

موقع لتصميم بواديء لأهداف في الجينوم البشري لعمليات كوشرة متعددة Multiplex primers والتي يصل عددها الى 40 هدف في المرة الواحدة ، ويقبل البرنامج RefSeq IDs للأهداف . وهناك خيارات عدة تساعد في زيادة دقة البواديء المصممة ، ويقوم الموقع بإجراء الإحصائيات واعتماد النواحي التجريبية للحصول على بواديء بتخصص عالي للمواقع في الجينوم البشري ، والخيارات المتاحة موجودة لاستبعاد الكثير من الحالات لزيادة التخصص والدقة والشكل التالي يوضح واجهة البرنامج (شكل 52)

PrimerStation
multiplex PCR primer design site.

PCR targets
Enter RefSeq gene identifier and/or chromosomal range for genomic PCR target.
(The number of target sequences are limited up to 40.)

NM_014927
NM_145813
NM_014380
NM_012286
NM_144657
NM_000084
NM_022076
NM_152631
NM_004979
NM_016521

RefSeq IDs
الارقام التعريفية

Submit reset [help]

Design options [help]

Product size:
from 60 bp to 600 bp

Minimum product size difference:
10 bp

Cation concentration:
1000 mM

Primer concentration:
0.2 uM

☒ Avoid designing primers with known SNPs

☐ Avoid undesirable secondary structures (slow) threshold dG= -2

☒ Avoid PCR products with (A)n repeats n= 9

☒ Avoid PCR products with (CA)n repeats n= 6

شكل 52 : واجهة PrimerStation

البرامج الخاصة

هنالك العديد من البرامج التي تختص بصفة واحدة للتأكد منها أو تخصص بتصميم بوادي خاصة ومنها :

■ برنامج Autodimer

برنامج يقوم بتحديد إمكانية تكون مزدوجات البواديء وإظهار البيانات الخاصة بهذه التراكيب الثانوية كما في الشكل 53 .

(<http://www.cstl.nist.gov/biotech/strbase/AutoDimerHomepage/AutoDimerProgramHomepage.htm>)

File About			
Primer Dimer Screen	Minimum SCORE Requirement	# of Sequences	Na+ (Molar)
	7	# of Hits	0.085
Hairpin Screen	SAVE DATA		Temp for dG calc
			37.0
			Total Strand Conc (micromolar)
			1.0
واجهة برنامج AutoDimer لتحديد مزدوجات البواديء			

شكل 53 : واجهة البرنامج الخاص بإيجاد المزدوجات برنامج Autodimer

• برنامج MethPrimer

أحد البرامج الخاصة يقوم بتصميم البواديء الخاصة بتفاعلات الكوثررة التي ترافقها عمليات المثيلة التي تمثل آلية مهمة من النواحي الالاجينية Epigenetics تشارك في تنظيم فعالية الجينات . وهناك طريقتان لدراسة هذه الحالة وهي : الطرق المعتمدة على المثيلة بـ Bisulfite (Bisulfite- conversion –based PCR methods) (BSP) ، والأخرى التي تعنى بالمثيلة المتخصصة Methylation specific PCR (MSP) . يعتمد البرنامج أساسا على Primer3 ، ويعد من البرامج المفيدة في المساعدة في تحديد خارطة المثيلة . البرامج يقبل تواليات DNA ويقوم بالبحث عن جزر CpG ويصمم التواليات للمناطق التي تحيط من الجهتين أو للمناطق التي يحددها المستخدم ، ويمكن أن يصمم بواديء للطريقتين المذكورة آنفا (BSP , MSP) . واجهة البرنامج والخيارات موضحة في الشكل الآتي (شكل 54)

Paste an ORIGINAL source [sequence](#). Try this [Sample sequence](#)
 You don't need to modify your sequence (e.g. convert 'C' to 'T') before pasting.

لصق التواليات دون الحاجة الى تحويلات مثل تحويل C الى T قبل اللصق

☒ Pick primers for [bisulfite sequencing PCR](#) or [restriction PCR](#).
☒ Pick [MSP](#) primers.

☐ Use [CpG island prediction](#) for primer selection?
 Window: 100
Shift: 1
Obs/Exp: 0.6
GC%: 50

General Parameters for Primer Selection

Sequence name (optional):	<input style="width: 90%;" type="text"/>		
Target (optional):	<input style="width: 40%;" type="text"/>	"start, size", such as (560, 30)	
Excluded Regions (optional):	<input style="width: 40%;" type="text"/>	"start, size", such as (160, 50 1100, 50)	
Number of output pairs (optional):	5 <input style="width: 20px;" type="button" value="v"/>		

Product Size :	Min: <input style="width: 40px;" type="text" value="100"/>	Opt: <input style="width: 40px;" type="text" value="200"/>	Max: <input style="width: 40px;" type="text" value="300"/>
Primer Tm :	Min: <input style="width: 40px;" type="text" value="50"/>	Opt: <input style="width: 40px;" type="text" value="55"/>	Max: <input style="width: 40px;" type="text" value="60"/>
Primer Size :	Min: <input style="width: 40px;" type="text" value="20"/>	Opt: <input style="width: 40px;" type="text" value="25"/>	Max: <input style="width: 40px;" type="text" value="30"/>
Product CpGs :	<input style="width: 40px;" type="text" value="4"/>	Primer Poly X :	<input style="width: 40px;" type="text" value="5"/>
Primer non-CpG 'C's :	<input style="width: 40px;" type="text" value="4"/>	Primer Poly T :	<input style="width: 40px;" type="text" value="8"/>

Parameters for MSP primers

3'CpG constraint :	<input style="width: 40px;" type="text" value="3"/>
CpG in primer :	<input style="width: 40px;" type="text" value="1"/>
Max Tm difference :	<input style="width: 40px;" type="text" value="5"/>

شكل 54 : واجهة برنامج MethPrimer

برنامج Sequence extractor

البرنامج يفيد لأغراض أخرى غير تصميم البواديء ، ويساعد في الحصول على خارطة التقطيع Restriction map وكذلك خارطة للباديء وموقعه بالنسبة لتوالي DNA ، ويوفر البرنامج إمكانية التحكم بالمرجات من وجود الاختيارات ، وواجهة البرنامج موضحة في الآتي :

(/http://www.bioinformatics.org/seqext)

Sequence Extractor

Main | Features | Help | Download | License | About

Sequence Extractor generates a clickable restriction map and PCR primer map of a DNA sequence. Protein translations and intron/exon boundaries are also shown. Use Sequence Extractor to build DNA constructs *in silico*. Please read the list of [program features](#) to learn more.

Paste a sequence into the text area below. Accepted formats are: raw, GenBank, EMBL, and FASTA.

لصق التواليات

If there are primers you would like shown on the map, enter each primer as follows: the sequence of the primer, a blank space, and the name of the primer. Use commas to separate multiple primer entries.

لصق البواديء اذا كانت موجودة ويراد فحصها

Submit Clear Reset

Advanced Options

Use the following options to alter the output of Sequence Extractor. For more details about individual options, see the [help](#).

- Genetic code: standard
- Restriction set: common

شكل 55 : واجهة البرنامج Sequence extractor

• برنامج Web primer

موقع يحوي برنامج يستعمل لايجاد البواديء الخاصة لتفاعلات الكوثره التي تستعمل نواتجها في تحديد التواليات

Web Primer
Sequences of **primer sets** available to the community
DNA Source [\[info\]](#)
Locus: Enter a standard gene name or systematic ORF name (i.e. ACT1, YKR054C)
 ادخال اسم الجين او اي تعريف آخر
OR
Enter the DNA Sequence (numbers are OK, but comments should be removed)

ادخال التواليات ولكن بدون تعليقات

Purpose: PCR or Sequencing [\[info\]](#)
☒ PCR [\[info\]](#) or
☐ SEQUENCING [\[info\]](#)

شكل 56 : واجهة الموقع Web primer

• برنامج PrimerZ

برنامج يستعمل لتصميم البواديء لأغراض خاصة منها إيجاد البواديء للـ

■ المهدات Promoter .

■ الاكسونات Exons .


■ SNPs البشرية .

يعتمد على التسميات والأرقام التسجيلية في Ensemble database وكذلك SNPs database . ويمكن للبرنامج تقبل اسم الجين وكذلك تعريف SNPs (SNP rs ID) . وفيه الكثير من الخيارات ، ويمكن إعطاء النتائج بأكثر من صيغة لاستعمالها في تطبيقات أخرى .

في حالة التعامل مع المهدات يستعمل 1440 قاعدة قبل UTR 5' ويعاملها على أساس أنها مهد ويجري عليها الحسابات اللازمة . والبرنامج يهمل التواليات ذات النوعيات الرديئة والأخرى الحاوية على العناصر المتكررة Repetitive elements مثل Alu sequences و LINE وغيرها. ومخرجات البرنامج تكون ملائمة وتزود بالمعلومات مثل موقع الباديء على الكروموسوم وروابط الى موقع NCBI وبرامجه مثل BLAST .

فضلا عن التزويد بالمؤشرات التقليدية مثل موقع البدء وطول الباديء وحرارة الانصهار والمحتوى من GC% والقواعد النيتروجينية الموجودة في الباديء الذي أنتجه سواء الأمامي او العكسي ، ويحوي فقرة *In Silico* PCR لغرض تحديد التخصصية وحدس النواتج ورابط الى Ensembl لإعطاء تقرير عن القالب مثل الاكسونات وبعض تفاصيل البرنامج موضحة في الشكل 57 .

وتلحق بالواجهة الموضحة تكملة للاختيارات كما موضح في الآتي :



ex. ACE

Upload Parameters

Mask SNPs
☐ Mask SNPs on target sequence before primer design (Replace SNPs by "N")

Promoter Region

 Upstream of gene: valid format is 0~1000000

Maximum Exon Length

Exon Flanking Sequences Length

Product Size Ranges

Excluded Regions

Email Notification

☒ Advanced Options

Design

اما النتائج فموضحة كالآتي :

Primer Z:
streamlined primer design for promoters, exons and human SNPs
 Tse, M.F., Lin, Y.J., Cheng, Y.C., Lee, K.H., Huang, C.C., Chen, Y.T. and Yao, Adam (2007)
 PrimerZ: streamlined primer design for promoters, exons and human SNPs, Nucleic Acids Research, doi:10.1093/nar/gkm383 Full Text

Species: Human

Query By: Primer for: Promoter regions and exons (NCBI)

Gene Name (NCBI Official Symbol): Maximum Genes : 200

Input Genes: Upload a File: Upload Parameters:

Mask SNP
☐ Mask SNPs on target sequence before primer design

Promoter Region

 Upstream of gene: valid format is 0~1000000

Maximum Exon Length

Exon Flanking Sequences Length

Product Size Ranges

Excluded Regions

Email Notification

Test Run For Gene
 Test Run For Batch

النتائج

Species	human
Gene Name or Ensembl ID	apoe
Promoter Region	1440
Product Size Ranges	100-500 500-700
Primer GC% Opt	50.0
Max Self Complementarity	8.00
Max Poly-X	5.0
Ensembl Database Version	homo_sapiens_core_56_37a

New Design

Download Compiled Data Files (.csv - Format)

Primer Information for apoe									
Insilico PCR	Primer ID	Chr-start	start	len	tm	gc%	any	3'	seq
✓	ENST00000252486_ppt1F	chr19:45407384	109	20	60.34	60.00	3.00	3.00	gagaaggggctcaaggacgc
	ENST00000252486_ppt1R	chr19:45408044	769	20	59.97	50.00	4.00	1.00	gtgaacctggcgaatgact

Product Size : 661

BLAST forward primer BLAST reverse primer Adjust Primer3 Parameters

شكل 57 : واجهة وإمكانيات البرنامج PrimerZ

• برنامج Codehop

البرنامج الأصلي قد استبدل بالنسخة الحديثة iCodehop يختص البرنامج بتصميم البواديء لتواليات في الأحياء الراقية ، ويستعمل البرنامج ملفات غير مباشرة لتواليات البروتينات ذات العلاقة . والتواليات يجب ان تمر على برامج لجعلها بشكل قطاعات أي صيغها تكون Blocks database format باستعمال مخرجات بعض البرامج الخاصة مثل Block maker . كما يمكن استعمال نواتج الاصطفافات سواء بصيغة Clustal او FASTA بعد تحويلها الى قطاعات ، ثم تستعمل مخرجات البرامج كمدخلات في البرنامج كما في الشكل الآتي (شكل 58) :

Paste your block(s) below:

وضع المدخلات بشكل قطاعات

<p>Core (degenerate 3' region)</p> <p>Clamp (non-degenerate 5' region)</p> <p>Primer concentration [in nM, default=50nM]:</p> <p>Genetic code Standard</p>	<p>- degeneracy [default=128]: 128</p> <p>- strictness [default=0.0]: 0.0</p> <p>- temperature [default=60.0]: 60.0</p> <p>- poly-nuc [default=5]: 5</p> <p style="text-align: right;">50</p> <p style="text-align: right;">([K+]=50mM)</p>
--	---

**اختيار جداول استعمال
الشفرات الخاصة بكل كائن حي**

Zea mays

Zingiber officinale

Zinnia elegans

gbpri

Homo sapiens

[Codon usage table](#) (scroll for more choices):

By default, up to 3 of the least degenerate primers in an [overlapping set](#) are shown.

[Primer concentration](#) [in nM, default=50nM]:

[Genetic code](#) Standard

Zea mays

Zingiber officinale

Zinnia elegans

gbpri

Homo sapiens

[Codon usage table](#) (scroll for more choices):

By default, up to 3 of the least degenerate primers in an [overlapping set](#) are shown.

Show the 3 least degenerate, or show all overlapping primers. ☐

By default, the 3' base of the primer must be an invariant position, regardless of the core strictness setting.

Use core strictness for the 3' base. ☐

Force the [core/clamp boundary](#) to be a codon boundary. ☐

Use the most common codons in the [clamp](#). ☐

شكل 58 : واجهة وخيارات برنامج Codehop

• برنامج Pythia

احد البرامج الخاصة بالنواحي الفيزيائية ولكنه يستعمل في تحديد صلاحية البوادي ايضا عند تصميمها ويعتمد على الحركات الحرارية Thermodynamics في حين ان البرامج الأخرى مثل Primer3 يعتمد على دالة تسجيل الدرجات Scoring function . وتكون قياسات الطاقة معتمدة على البرمجة الديناميكية Programming dynamics لتحديد عمليات الارتباط والطوي وتكون من مفرداتها :

- ◊ قياس طاقة ازدواج القواعد .
 - ◊ قياس طاقة تراص القواعد Staking energy .
 - ◊ الطاقة اللازمة لتكوين ماشيات الشعر والعروات الداخلية والعقد الكاذبة Pseudo-nodes .
- ومقارنة ذلك بالثبوت الحراري الحركي لجزيئات مزدوجات DNA ولكل من هذه المفردات خوارزميات Algorithms لحسابها .


وكل هذه الطاقات اللازمة للارتباط والطوي لعدد من الكيمياويات المتنوعة (القواعد النتروجينية) التي تدمج حساباتها في قياس الكفاءة تدخل في حسابات جودة أداء البرامج النهائية لتفاعلات الكوثرية .

• برنامج VizPrimer

أحد البرامج الخاصة بإيجاد البواديء لجينات خلايا حقيقية النواة والواجهة موضحة في الشكل 47 الخاصة بتصميم بواديء للجين NGB .
ويلاحظ أن مدخلات البرنامج هي أسماء الجينات وليس تواليات ليقوم البرنامج باختيار البواديء الملائمة ويظهر البيانات الخاصة بها . ويحوي البرنامج ضمن قواعد بياناته على عدد من الأحياء المهمة من أحياء متنوعة مثل :

- *Homo sapiens* (Human) TaxId:9606
- *Mus musculus* (House Mouse) TaxId: 10090
- *Rattus norvegicus* (Norway rat) TaxId: 10116
- *Danio rerio* (Zebrafish) TaxId: 7955
- *Arabidopsis thaliana* (Thale Cress) TaxId: 3702
- *Caenorhabditis elegans* (Nematodes) TaxId:6239
- *Drosophila melanogaster* (Fruitfly) TaxId: 7227
- *Gallus gallus* (Chicken) TaxId: 9031
- *Saccharomyces cerevisiae* (Baker's yeast) TaxId: 9031

ولكن يؤمل أن تزداد الأحياء في قواعد بيانات البرنامج . ويكون لتركيبة الجين دورا مهما في تصميم البواديء خاصة في جينات حقيقيات النواة التي فيها تباينات كبيرة في مواقع الفلق التي يحتاج المستخدم لإيجادها عن طريق PCR . ويكون البرنامج ملائما لتضخيم أطر القراءة المفتوحة ORFs وكذلك الكشف عن SNPs . ويصمم البرنامج أكثر من زوج من البواديء يمكن إظهارها في تقرير البرنامج VizPrimer report الموضحة في الجدول الملحق بالشكل (59) (<http://biocompute.bmi.ac.cn/CZlab/VizPrimer>) .



VizPrimer Report

Primers

Primer Pair 1	Sequence (5' ==> 3')	Length (bp)	%GC	Tm (°C)	Penalty	Product Size (bp)	Specificity Check	Binding Diagram
Forward	TTTCTGGGCCTCTCCAAT	18	50.00	55.86	8.1369	116	View	
Reverse	GAACACAGACCAGCACCAGC	20	60.00	62.09	0.0866			
Primer Pair 2	Sequence (5' ==> 3')	Length (bp)	%GC	Tm (°C)	Penalty	Product Size (bp)	Specificity Check	Binding Diagram
Forward	TTTCTGGGCCTCTCCAAT	18	50.00	55.86	8.1369	138	View	
Reverse	TAGACAATGGCCAGCGCAAC	20	55.00	61.88	0.1164			

شكل 59 : برنامج VizPrimer ومخرجاته

عند النقر على الإشارة (+) تظهر التفاصيل الخاصة لكل بادئ كما موضح في الشكل الآتي (60) :

• برنامج AlleleID

أحد البرامج الخاصة التابعة لشركة Primer Biosoft يقوم بتصميم البواديء لعملية التمييز بين السلالات البكتيرية والفيروسات (وبواديء أخرى)، وكذلك العمليات المستعملة في تشخيص الأمراض. يعمل البرنامج اصطفاً لتواليات DNA وإيجاد المناطق الثابتة ثم يصمم البواديء الخاصة بتضخيمها من بين خليط التواليات المختلفة. ويقوم البرنامج بتصميم بواديء خاصة بطريقة qPCR وكذلك بواديء للمصفوفات الدقيقة Microarrays وأخرى لعمليات التهجين والشكل (61) يوضح واجهة البرنامج مع إعطاء المعلومات التقليدية لوصف البواديء المستعملة.

The screenshot displays the AlleleID 7.7 software interface. The top menu bar includes File, Edit, View, Analyze, Tools, Online, Assays, and Help. The main window is divided into several sections:

- Sequence Information:** A table listing sequences with columns for #, Definition, and Length. Sequences include Human immunodeficiency virus type 1 proviral for gag, p..., Human T-cell lymphotropic virus type 2 (african isolate) D..., HIV-2 isolate D04553 from Senegal envelope glycoprotei..., Homo sapiens partial NDUF8 gene for NADH dehydroge..., Human adenosine A1 receptor (ADORA1) mRNA exons 1-..., Mus musculus mitochondrial translation optimization 1 ho..., Lactuca sativa Ls2m2 mRNA for gibberellin 2-oxidase No..., Ecs0219 Ecol0157, and Rattus norvegicus succinate dehydrogenase complex, su...
- Sequence Editor:** A text area showing a DNA sequence with a primer highlighted in blue. The sequence is: 1021 AGTTAGAGCC AGTCTCAAG ACAGGGTCAG AAGGCTGG GTCACCTGG AACACAATAG 1081 CAGTCTCTG GTGTGTTAC AACAGATTGA GAGTTGAAG TACGCAGCAG CCAATACAGA 1141 AACTAAGGA AGTAATGGGG AGCAGGAAGT CTCAGGTGC CCGTAAGGAA GACACAAGGG 1201 CAAGGCAGAC AGGTCAAAAC TACCTGTAG TAGCAATGC ACAGGGACAA ATGGTGCATC 1261 AGTCCCTCTC CCCAGGACT TTAATGTCAT GGGTAAGGC AGTAGAGAA AAGGCTTTA 1321 ACCCTGAAT CATTCCTATG TTTATGGCAT TGTCAAGGG AGCTATGCC TATGATACTA 1381 ACACCATGCT AAATGCCATA GGAGGACATC AAGGGCTTT ACAAGTGCTA AAGAAGTGA 1441 TCAATGAGGA AGCAGCAGAA TGGGATAGAA CTCACCCACC ACCGATAGG CCAATGCTC 1501 CAGGGCAGAT AAGGGAACCA ACAGGAAGTG ACATTCCTGG GACAATAGC ACCCAAGCAAG
- Accession Number:** A3300450
- Status:** A section with tabs for Rating, Sequence, Position, Length, Tm, GC %, Hairpin ΔG, Self Dimer ΔG, Run Length, GC Clamp, TaOpt, and Cross Dimer ΔG. The table shows results for Sense, Anti-sense, and Product sequences.
- MLPA:** A section with tabs for Rating, Sequence, Position, Length, Tm, GC %, Hairpin ΔG, Self Dimer ΔG, Run Length, and BLAST Status. The table shows results for Sense and Anti-sense sequences.
- MEAT:** A section with tabs for Rating, Sequence, Position, Length, Tm, GC %, Hairpin ΔG, Self Dimer ΔG, Run Length, and BLAST Status. The table shows results for Sense and Anti-sense sequences.
- PrimerPlex:** A section with tabs for Rating, Sequence, Position, Length, Tm, GC %, Hairpin ΔG, Self Dimer ΔG, Run Length, and BLAST Status. The table shows results for Sense and Anti-sense sequences.

شكل 61 : واجهة ومخرجات برنامج AlleleID

ويستعمل البرنامج لتصميم المجسات من النيوكليوتيدات لإجراء التحليلات أو التقديرات النوعية والكمية الصعبة مثل تلك التي تستعمل في تفاعلات الكوثرية المتعددة Multiplex PCR وكذلك يستعمل في تخضير بواديء من نوع Cross species primers.

• برنامج PathoGene

يستعمل البرنامج لإيجاد المناطق المشفرة CDS ولذلك البواديء المصمم لكل جينومات الاحياء المجهرية الموجودة في قاعدة بيانات البرنامج (PathoGene Database) ، ويمكن استعمال البرنامج باكثر من حالة مثل اختيار ملفات GenBank او ملفات القاعدة TIGR .

وواجهة البرنامج تتقبل التواليات بصيغة FASTA والتي يمكن ان تكون بشفرات IUPAC وتوفر الواجهة مؤشرات كثيرة للاختيار . كما ان البرنامج يمكن من فصل CDS الى قطع اكبر من 500 قاعدة وفق اختيار المستخدم ، وكذلك إيجاد مناطق الى يسار المهد وتصميم البواديء لها ، ويمكن من إيجاد التواليات الجنية للمناطق المشفرة CDS فضلا عن امكانيات اخرى مثل اجراء عمليات الاصطفاف BLASTing كما موضح في الشكل الاتي (شكل 62)

PathoGene™

A CDS Finding and Primer Design Tool for Microorganisms

Choose organism:

☒ Bacteria:

☐ Virus:

☐ Fungi:

☐ NIH Categorized Agents:

☐ CDC Categorized Agents:

Choose locating method:

☒ GenBank Annotation
 ☐ TIGR Glimmer v2.13 [Glimmer options:](#)

Find CDS by:

☒ Number CDS:

☐ Gene Name (Annotation only)
 ☐ Locus Tag (Annotation only)

OR

Enter a FASTA format sequence:

> [optional comments] [carriage return or enter]
[DNA sequence with A, C, G, T, M, N, and/or W]

الرموز المستعملة من قبل IUPAC

These symbols should NOT be used in the comments field: ` # \$ % & () \ | ; ' " < > / ?

or upload a FASTA format file (PLAIN-TEXT only):

Primer Picking Parameters

[No. to Return:](#)
[Max 3' Stability:](#)

[Max Mismatching:](#)
[Pair Max Mismatching:](#)

[Product Size](#) Min: Opt: Max:

[Primer Size](#) Min: Opt: Max:

[Primer Tm](#) Min: Opt: Max:

[Primer GC%](#) Min: Opt: Max:

[Max Self Complementarity:](#)
[Max 3' Self Complementarity:](#)

[Max #N's:](#)
[Max Poly-X:](#)

[CG Clamp:](#)
[Max Tm Difference:](#)

☐ Generate Internal Primers
 ☐ Generate RT-PCR primers

Sequence Options

☒ Split CDS > 500 bp
 ☐ Find upstream "promoter" region and design primers
 ☐ Find 2 kbp upstream region and design primers

Flanking sequence for CDS: nucleotides

Buffer sequence between primer and CDS: nucleotides

BLAST Options

☐ BLAST PCR product against selected genome
 ☐ BLAST primers against selected genome
 ☐ Send reply to the email address

خيارات اخرى

شكل 62 : برنامج PathoGene

برنامج Beacon designer

أحد البرامج الخاصة التابعة لشركة Primer Biosoft ، ويعمل بشكل رئيس في مجال تفاعلات الكوثرية الكمية qPCR ، ويمتاز البرنامج بإمكانياته في تصميم بوادي خاصة بطريقة RT-PCR التي تكون بعيدة عن تكوين التراكيب الثانوية بارتباطه بمجهز خدمة mFold server ، كما يستعمل البرنامج في تقييم البوادي المصممة مسبقا ، وكذلك يستعمل في تصميم المجسات . ويستعمل البرنامج في إيجاد البوادي للأنواع المختلفة Cross species والبوادي الخاصة بالنوع .

ونائج البرنامج توضح مزدوجات البوادي الذاتية او مع البوادي الأخرى بشكل مصور . ويستعمل في تصميم البوادي للعديد من الأغراض مثل تفاعل الكوثرية المتعدد Multiplex PCR و RT-PCR باستعمال SYBR Green I و TaqMan وكذلك مجسات لتقدير LNA assays . والشكل التالي (شكل 63) يوضح واجهة أحد إصدارات البرنامج .

Rating	Sequence	Position	Length bp	Tm °C	GC %	Hairpin ΔG kcal/mol	Self Dimer ΔG kcal/mol	Run Length bp	GC Clamp	TaOpt °C	Cross Dimer ΔG kcal/mol
Sense	77.9	AAGTAAGAAAAC...410	21	57.8	38.1	-0.8	-0.8	4	1		
Anti-sense	83.9	GGATCTAAGCATG...554	19	57.5	47.4	-0.4	-2.2	2	2		
Product	79.3		145	73.1						53.5	-0.6


LNA™ - TagMan@	Rating	Sequence	Position	Length bp	Tm °C	GC %	Hairpin ΔG kcal/mol	Self Dimer ΔG kcal/mol	Run Length bp	BLAST Status
Anti-sense	88	actggtgctcgaatctca	518	18	68.9	50	0	0	2	

شكل 63 : واجهة ومعطيات برنامج Beacon designer

واستعماله في تحديد صلاحية البوادي يعتمد أساسا على استعمال برنامج BLAST لصف التواليات واستعمالها في تصميم البوادي مما يؤدي الى ان الأخيرة تكون ذات تخصص جيد . ويستعمل كذلك لتصميم بوادي Multiplex (ربما لحد 4 أنواع) والتي يتم التأكد منها من قبل البرنامج من مختلف النواحي .

حزمة برامج GenScript

تحتوي الحزمة على أكثر من برنامج لتصميم البوادي لأغراض مختلفة منها الأغراض العامة كما موضح في الشكل الآتي (شكل 64) :



شكل 64 : احد جوانب حزمة GenScript

ويحتاج البرنامج الى بعض الايضاحات مثل طول المسافة بين المناطق التي ترتبط اليها البوادي والمراد تحديد توالياتها واقيم الاصلية للبرنامج محددة بـ 40 قاعدة . ويستعمل الاصدار الآخر او البرنامج الآخر من برامج الحزمة لايجاد بوادي تفاعل الكوثرية الآني عند استعمال المجسات مثلا PCR (TaqMan) Primer design فضلا عن تحديد المجسات ، ويمكن في المرة الواحدة تمشية 20 من البوادي . وعند استعمال البرنامج

لتحديد بواديء للاكسونات يجب تحديد الاكسونات بشكل دقيق والمناطق بين الاكسونات بوضع نقطتين بين الاكسونات كما موضح في الاتي :

'ACGCGCG:CGTACG'

اما اذا ادخل توالي غير معروف فان البرنامج يقوم بوضع خارطة لحدود الاكسونات على الجينومات المتوفر عليها وهي جينومات الانسان والفيران والجردان الموجودة في قاعدة بيانات البرنامج . ويستعمل البرنامج Accession No. كمدخلات من GenBank والتي يجب ان تكون خالية من ارقام الاصدارات او التعديلات التي جرت على التوالي ويستعمل البرنامج الارقام التعريفية RefSeq التي يقوم بجليها من موقع NCBI . والشكل التالي (شكل 65) يوضح امكانيات البرنامج والمدخلات التي يتقبلها وما يلحق بها من خيارات يمكن للمستخدم املائها على البرنامج .

GenScript Real-time PCR (TaqMan) Primer Design

** This online tool designs real-time PCR (TaqMan) primers for you.

Number of Primer/Probe Sets to Return (Limit 20 Sets)

PCR Amplicon Size Range

Primer Tm Minimum Optimum Maximum °C

Probe Tm Minimum Optimum Maximum °C

Organism:

☐ Pick Primer/Probe Crossing Exon Junction

Target Nucleotide Sequences:

- GenBank Accession:
- or Paste in the DNA Sequence in raw format:

```
atgg aaatacaaca aacacaccgc aaaatcaatc gccctctggt
841 ttctcttggc ttagtaggag cattggtcag
catcacccg caacaaagtc atgccgcctt
901 ttttacaacc gtgatcattc cagccattgt
tggggggcatc gctacaggca ccgctgtagg
961 aacgggtctca gggcttcttg gctggggggt
```

Start

Reset

شكل 65 : احد جوانب حزمة GenScript

• برنامج Xpression primer

يساعد في تصميم البواديء المستعملة في تجارب الكلونة ، والتأكيد في البرنامج على اطر القراءة المفتوحة Open reading frames (ORFs) الثابتة ، وذلك بتصميم البواديء للمناطق الخارجية من مناطق UTRs وأخرى للعنقدة الداخلية . ويكون اختيار المناطق الثابتة بعد ان يقوم البرنامج بإجراء عمليات الاصطفاف (BLASTing) . ويستعمل البرنامج لتصميم بواديء لتحضير النماذج لعمليات تحديد التواليات ايضا لعدد من التواليات في عملية واحدة ، وبعض فعاليات البرنامج تصبح ممكنة نتيجة لارتباطه بقواعد بيانات ووسائل بحث عامة مثل Entrez . والشكل 66 يوضح واجهة البرنامج والبيانات التي يمكن ان يقدمها .

Xpression Primer 3.0 - C:\Program Files\Xpression Primer 3.0\DemoProject\DemoProject.xpp

File Edit View Analyze Tools Online Help

Sequence Information Search Status

#	Accession Number/Name	Definition	Length	CDS Region
1.	L22214	Human adenosine A1 receptor (ADORA1) mRNA, exons 1-5, complete cds.	2900	411...1391
2.	AY264361	Rattus norvegicus ARNT (Arlt) mRNA, complete cds.	2431	9...2411
3.	D37968	Mycobacterium tuberculosis gene for MPT70, complete cds.	883	158...739
4.	NM_001105	Homo sapiens activin A receptor, type I (ACVR1), mRNA.	2952	341...1870
5.	AF520616	Caenorhabditis elegans cyclin E (cye-1) mRNA, complete cds.	1612	38...1612
5.	AF486560	Arabidopsis thaliana clone bHLH015 putative bHLH transcription factor mRNA, complete cds.	1648	1...1437
7.	AF465981	Caenorhabditis elegans cuticle collagen LON-3 (lon-3) mRNA, complete cds.	1080	38...1012
3.	AY207398	Mycobacterium tuberculosis secreted low molecular-mass T-cell antigen ESAT6 gene, complete cds.	288	1...288
3.	NM_001258	Homo sapiens cyclin-dependent kinase 3 (CDK3), mRNA.	1161	89...1006

Accession Number/Name: L22214

Tagged Primer Properties Sequencing Primer Properties In vitro Expression Primer Properties

Status:

Alternate Primers... All Structures Cross Homology...

	Primer	Rating	Sequence	Position	Length	GSP Length	Tm °C	GSP Tm °C	GC %	Hairpin ΔG kcal/mol	Self Dimer ΔG kcal/mol	Run Length bp	GC Clamp	TaOpt °C	Cross Dimer ... kcal/mol
Outer	Sense	79.9	CATGCCGCCCTC	410	18	18	55.9	55.9	66.7	-0.5	-2.2	3	1		
	Anti-sense	72.5	ACTGAGAGCCCA	1,437	20	20	56.2	56.2	55.0	0.0	-1.5	4	0		
	Product	76.0			1,028		96.2							58.9	-2.7
Inner	Sense	72.9	AAAAAGCAGGCT	410	34	20	70.9	59.2	52.9	-2.4	-2.4	3	1		
	Anti-sense	59.4	AGAAAAGCTGGGT	1,394	39	26	72.7	61.2	53.8	-1.8	-6.8	3	1		
	Product	65.0			1,012		95.8							59.8	-3.6

شكل 66 : واجهة ومعطيات برنامج Xpression primer

وفضلا عما ذكر من البرامج التي يمكن ان تكون منفردة الواجهة والاستعمال توجد مواقع تحوي على حزم من البرامج ومنها على سبيل المثال لا الحصر .

JCSG primer selection tools

هذه الخزمة تعنى بحالة التحمل لدرجات الانصهار التي تعطى بشكل محدد مع $\pm 2.5^{\circ}\text{C}$. وإدخال صفة التحمل تكون مفيدة جدا لانها تعطي مدى واسع من إيجاد البواديء الملائمة ، فمثلا اذا كانت درجة حرارة الصهر 62.5°C ، فان جعل المدى بين $60-65^{\circ}\text{C}$ سوف يسمح لعدد كبير من البواديء الملائمة بالارتباط ضمن هذا المدى (5°C) ، ولكن اذا أعطي البرنامج ضمن نافذة المدى قيمة صفر فانه سوف لا يعطي أي باديء لانه لا يوجد باديء ملائم جدا Fit exactly عند درجة محددة ، فمثلا عند درجة 60°C وتحمل صفر فهذا يعني انه لا يوجد باديء يصمم او يعمل عند درجة حرارة 60.1 او 59.9°C . وهذه موضحة في الشكل الآتي :

JCSG Primer Selection Tool

Target List: Browse...

File Format: Gene Name <TAB> Start<TAB> End<NEWLINE>

Sequence FASTA file: Browse...

FASTA includes stop codons: ☐ وضع التوالى المستهدف او البحث عنه

Temperature: °C (62.5) Tolerance: °C (2.5)

Salt Concentration: mM (100)

$T_m = 81.5 + 16.6 \log [Na^+] + 41(G + C)/length - 500/length$

Min Sequence: bp (18) Max Sequence: bp (35)

Theoretical bp Range:

Forward Primer Restriction Site:

Reverse Primer Restriction Site: CCCGGCCGGCCCTA

Prepend ATG to segments: ☒ Convert sTG to ATG on full or truncated sequences: ☒

انواع القايات المرغوب الحصول عليها: ☒ Excel ☐ Tab Delimited ☐ OpenOffice Form

Get Primers Reset

شكل 67 : واجهة JCSG primer selection tools التي تساعد في تحديد

صفة التحمل الحراري

Primer Design and Search Tool •

من الوسائل العامة التي تقدم الخدمات في مجال تفاعلات الكوثرية الموضحة واجهتها في الشكل الاتي :

Primer Design and Search Tool

Menu
Primer tm
Primer score
Simple search
Primer search, ePCR
Primer design
MSP design
Parameters
Help
Manual
Faq
Manuscripts
ChangeLog
Genome builds
Comments
Statistics
Visitors: 100619
Primer tm: 27239
Primer score: 5636/3530
Search: 5810/3128
Fast PCR: 1616949/128906
Primer design: 21407/31341
MSP design: 8043
Version: 2.22
Last update: 17/03/10

Search for the best primer pairs

Sequence

atgg aaatacaaca aacacacccgc aaaatcaatc gccctctggt
841 ttctcttggc ttagtaggag cattgggcag catcacacgc
caacaaagtc atgcccgtt
901 ttttacaacc gtgatcatc cagccattgt tgggggcac
gctacaggca ccgctgtagg

Bisulfite ☐

Set search region for

Forward primer: - Reverse primer: -

Max length of PCR

Search primers

Clear Input

Parameters

Primer melting temperature

Primer conc	<input type="text" value="1.0"/>	mikromol	Glycerol conc	<input type="text" value="0.0"/>	%
Potassium conc	<input type="text" value="50.0"/>	milimol	Ethylen glycol conc	<input type="text" value="0.0"/>	%
Magnesium conc	<input type="text" value="1.5"/>	milimol	Formamid conc	<input type="text" value="0.0"/>	%

Primer scoring values

Description	Weight	Min	Opt	Max	Description	Weight	Max
Primer length	<input type="text" value="0.5"/>	<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="23"/>	<input type="text" value="35"/>	Self annealing	<input type="text" value="0.1"/>	<input type="text" value="20"/>
GC content	<input type="text" value="1.0"/>	<input type="text" value="40.0"/>	<input type="text" value="50.0"/>	<input type="text" value="60.0"/>	Self end-annealing	<input type="text" value="0.2"/>	<input type="text" value="10"/>
GC content (bis)	<input type="text" value="1.0"/>	<input type="text" value="0.0"/>	<input type="text" value="30.0"/>	<input type="text" value="60.0"/>	Pair annealing	<input type="text" value="0.1"/>	<input type="text" value="20"/>
Melting temp	<input type="text" value="1.0"/>	<input type="text" value="45.0"/>	<input type="text" value="60.0"/>	<input type="text" value="70.0"/>	Pair end-annealing	<input type="text" value="0.2"/>	<input type="text" value="10"/>

Primer design

Results list size Max Tm diff Minimum of CpGs

Database search and fast PCR

Database Mismatches

Max:

PCR length

PCR product to show


Primer matches to show

شكل 68 : واجهة خدمة تفاعلات الكوثرية Primer Design and Search Tool

وفيها تستعمل التواليات لإيجاد البواديء العامة للمناطق المراد تضخيمها ، او تلك الخاصة بعمليات المثيلة بوجود امكانيات التغيير او الاختيارات الملائمة للمستخدم

• برنامج Oligo7


من البرامج المهمة جدا في مجال تصميم البواديء ، ويعتمد في حساباته على الطاقة الحرة سواء لتوالي الباديء او القالب ، والشكل التالي يوضح واجهة البرنامج لهذه الخاصية



شكل 69 : نمط الطاقة الحرة ΔG التي يظهرها برنامج Oligo7


ويظهر البرنامج في حالة كون الطاقة الحرة للطرف 3' تكون غير ملائمة كما في الشكل التالي

وتكون الحالة غير المرغوب فيها هذه عندما يكون الطرف 3' للباديء غنيا بـ GC كما موضح في الشكل الآتي (شكل 70) .




شكل 70 : الوضع غير الملائم من حيث الطاقة للطرف 3'

ولكن عندما يكون الباديء فيه نسب ملائمة من GC يظهر مخطط الطاقة ملائما كما في الشكل الآتي (شكل 71)




شكل 71 : ملائمة البواديء من حيث الطاقة كما يظهرها برنامج Oligo7 ويوضح البرنامج حالات ازدواج البواديء فضلا عن الإشارة الى انها تكون محتملة او لا اعتمادا على الطاقة الحرة كما في الحالات الآتية (شكل 72).




شكل 72 : مزدوجات البواديء وحالات تحملها


وفضلا عما ذكر أعلاه فان واجهة البرنامج تحوي على إمكانيات أخرى مثل تلك المنضوية تحت إيقونه Analyze (كما في الشكل 73)




مثل إظهار ماشات الشعر



وإظهار معلومات عامة عن الباديء كما في الآتي



وكذلك حالة تكوين المزدوجات




ويظهر البرنامج درجات انصهار مختلفة مع ذكر الطريقة التي حسبت بها وتراكيز DNA ومحتويات البادئ من القواعد النيتروجينية .

File: Human eIF-4E.seq		
Current Oligo 21-mer [-18]		
T_d	61.3°	[nearest neighbor method]
$T_m(+)$	50.2°	[nearest neighbor method]
$T_m(-)$	52.2°	[nearest neighbor method]
T_m	71.4°	[%GC method]
T_m	60°	[2(A+T)° + 4(G+C)° method]
$T_m(\text{RNA})[1\text{M Na}]$	80.4°	[%GC method]
$T_m(\text{DNA:RNA})[1\text{M Na}]$	73.6°	[%GC method]
A_{260}/A_{280}	2.01	[one strand]
Molecular Weight	6.5K	[one strand]
Molecular Weight	13K	[two strands]
$\mu\text{g}/\text{OD}$	47.8	[dsDNA]


Base	Number	%
A	7	[33.3%]
C	4	[19.0%]
G	5	[23.8%]
T	5	[23.8%]
A + T	12	[57.1%]
G + C	9	[42.9%]

DNA Melting Temperature in Various Salt and Formamide Concentrations [°C]


ويظهر البرنامج رسم بياني لدرجات انصهار التواليات كما في الآتي




ويساعد البرنامج في التعرف على اطر القراءة المفتوحة في التوالي الهدف المدخل كما في الشكل الآتي :



ويمكن للبرنامج حساب وقت التهجين ضمن فقرة Hybridization time كما موضح في الشكل الآتي



ويجوي البرنامج على إمكانيات أخرى لا تنضوي تحت فقرة التحليل Analysis وإنما تحت فقرة التغيير كما موضح في الآتي



شكل 73 : الإمكانيات المختلفة لبرنامج Oligo7

Optimase Protocol Writer

احد المواقع المهمة بتفاعلات الكوثرية ، ويهدف الموقع الى ايجاد افضل الطرق لاجراء التفاعل بعد تزويد البرنامج بالبواديء المراد استعمالها وطول الناتج من التفاعل كما موضح في الشكل 74 .

Forward primer sequence:	<input type="text"/>] تحوى فقط تواليات الباديء المطابقة للهدف دون اضافات
Reverse primer sequence:	<input type="text"/>	
PCR product length:	<input type="text"/> bp	النواتج تكون بين 150 قاعدة الى 700 قاعدة
Protocol type:	Simple 3-step PCR <input type="button" value="اختيار طرق عمل الكوثرية"/>	
<input type="button" value="Develop PCR Protocol"/>		

شكل 74 : امكانيات Optimase ProtocolWriter

وقد استعمل مع بواديء خاصة بالبكتريا *Lactobacillus vaginalis* باستعمال الطريقة البسيطة الموضحة في الشل والآخرى الخاصة بطريقة Touchdown التي يوفرها البرنامج كما موضح في الشكل الاتي (شكل 75) :

طريقة الخطوات الثلاث البسيطة
Forward primer sequence: GAGTAACACGTGGGCAACCT (Tm = °C)
Reverse primer sequence: ATTGTGGCCGATCAGTCTCT (Tm = °C)
PCR product length: 400 bp
Protocol type: Simple 3-step PCR protocol
Step 1: 95°C, 2 min.
Step 2: 95°C, 30 sec.
Step 3: 3.0°C, 30 sec.
Step 4: 72°C, 40.0 sec.
Step 5: Repeat steps 2-4 29 more times
Step 6: 72°C, 5 min.
Step 7: 4°C, forever

<p>طريقة Touchdown</p> <p>Forward primer sequence: GAGTAACACGTGGGCAACCT ($T_m = ^\circ\text{C}$)</p> <p>Reverse primer sequence: ATTGTGGCCGATCAGTCTCT ($T_m = ^\circ\text{C}$)</p> <p>PCR product length: 400 bp</p> <p>Protocol type: Touchdown PCR protocol</p>
<p>Step 1: 95°C, 2 min.</p> <p>Step 2: 95°C, 30 sec.</p> <p>Step 3: 7.0°C decrease 0.5°C per cycle, 30 sec.</p> <p>Step 4: 72°C, 40.0 sec.</p> <p>Step 5: Repeat steps 2-4 14 more times</p> <p>Step 6: 95°C, 30 sec.</p> <p>Step 7: 0.0°C, 30 sec.</p> <p>Step 8: 72°C, 40.0 sec.</p> <p>Step 9: Repeat steps 6-8 19 more times</p> <p>Step 10: 72°C, 5 min.</p> <p>Step 11: 4°C, forever</p>

شكل 75 : الطرق المقترحة من قبل Optimase Protocol Writer لا إجراء تفاعلات الكوثرية .

جودة برامج تصميم البواديء

أصبح الحاسوب وسيلة أساسية في دراسة البيولوجي الجزيئي من مختلف النواحي ، فبهذه الوسيلة يمكن ترتيب وتوزيع وجمع وخزن البيانات واستردادها من القواعد الخاصة بها لتمكن من الإجابة على الكثير من الأسئلة الصعبة التي لا يمكن للقدرات البشرية جمعها وتحليلها دون مساعدة ، وبهذا أصبح للمعلوماتية الحيوية Bioinformatics بما تقدمه من برامج وإيجاد قواعد بيانات ووسائل اتصال بينها ضروريا ، اذ تمثل الالتقاء بين العلوم الحيوية وعلوم الحاسوب ، فالبرامج مهمة في اختيار البواديء لتفاعلات الكوثرية PCR (وهو الجانب الذي تناوله هذا الكتاب) ووسائل أخرى لتحديد التواليات التي يكون تفاعل الكوثرية الأساس فيها ، وكذلك توفير المجسات للدراسات الأخرى .

ومن المعروف ان الباديء غير الجيد يمكن ان يؤدي الى إجهاض تفاعلات الكوثرية على كافة الأصعدة . وهناك العديد من البرامج المستعملة لاختيار البواديء من توالي القالب (Template DNA) ، وتوجد عدة وسائل Online tools تساعد في تصميم البواديء المطروحة على شبكة الانترنت او الشبكة العنكبوتية وتكون ذات روابط مع أجزاء الشبكة للمساعدة . وكثرة البرامج المتوفرة لتحديد البواديء واختيارها تشير الى ضرورة وأهمية تفاعلات الكوثرية في الدراسات الجزيئية الحديثة . وهذه البرامج تساعد لكن لا تلغي دور البيولوجي ، ويجب تحديد صلاحيتها باستعمال انطباع المستخدم Common sense والعمل التجريبي للبواديء المصممة قبل استعمالها . لذلك فان العديد من البرامج تقلل من أعداد البواديء المحتملة لتحسين نوعية الباديء وذلك باستبعاد المناطق الحاوية على المكررات واستبعاد المناطق التي فيها نسبة مرتفعة لقواعد GC (مثل 80%) او نسب واطئة (20%) والعناية بطول الهدف .

الاختلاف بين البرامج في نتائج تصميم البواديء

البرامج المستخدمة في تصميم البواديء لا تظهر في مخرجاتها بواديء متطابقة حتى وان كانت المؤشرات الأساسية المدرجة في مدخلاتها هي نفسها ، وذلك بسبب اختلاف الخوارزميات التي صممت هذه البرامج على أساسها ، من حيث طرق الحسابات المستعملة فيها وترتيب أولويتها وأهميتها في تلك الخوارزميات . فمثلا برنامج Primer3 الذي يعد الأفضل (في الوقت الحاضر على الأقل) يستعمل اصطفافا مستند الى مصفوفة Smith-Waterman alignment -based metrics لحسد إمكانية ارتباط الباديء الى نفسه او الى بادئ آخر فيستبعد بعضا من البواديء المحتملة . لذلك كان من الضروري فهم الآلية التي يعمل بها البرنامج المستعمل والذي ينشر عادة على شكل جوث موثقة وهذا الفهم سيؤدي الى الحصول على اكبر فائدة ممكنة من

البرنامج . فهناك العديد من البرامج تختلف في سهولة استعمالها بالنسبة للمستخدم ، وتوجد منها التجارية والأخرى للأغراض الأكاديمية وتكون المنافسة شديدة في هذا المجال .

والبرامج تهدف الى تصميم البواديء بعد الأخذ بنظر الاعتبار عاملين مهمين هما التخصصية والكفاءة في التضخيم باستعمال عدة طرق لغرض التقليل من عدد البواديء المصممة الممكنة التي يجب ان يدرسها البرنامج وبضمنها البواديء الجيدة . وهنا يأتي الاختلاف بين البرامج فمثلا احد البرامج يعتبر ان البواديء جيدة اعتمادا على احتواء الطرف 3' على CG, GC, GG, CC التي تزيد من احتمالية كفاءة عملية ارتباط الباديء مع جزيئة الهدف تاركا للمستخدم تحديد المؤشرات الأخرى . اما التخصص فبعض البرامج تعتمد الى حساب تردد حدوث انطباق خاطئ Mispriming ومنها ينتج ان بعض البواديء تكون ذات تخصص عالي وأخرى ضعيفة التخصص تؤدي الى إنتاج النواتج المطلوبة لكن مع نواتج أخرى لا علاقة لها بالغرض من إجراء عملية الكوثرية . اما الكفاءة فيأخذها البرنامج على انها قابلية الباديء على تضخيم النواتج الى حالة الأمثلة النظرية بزيادة التضاعف لكل دورة من دورات PCR . وكلا التوجهين يؤديان في العديد من الأحيان الى خسران البواديء الجيدة ، فعند إدخال نوالي معين الى برنامج الحاسوب فان البرنامج يحاول إجراء الموازنة بين الهدفين المذكورين (التخصصية والكفاءة) وذلك باستعمال مؤشرات اختبرت مسبقا للتغيرات في تصميم الباديء التي لها الدور الأكبر سواء في التخصص او الجودة لعملية التضخيم ، وبالنتيجة يلاحظ ان البرنامج يعطي أكثر من زوج من البواديء والبعض يعطي عشرات الاختيارات التي يمكن ان تلاءم عددا من الظروف التي يعتقد المستخدم انها مهمة ، ومن الضروري ذكر ان البرامج تهدف الى زيادة التوازن الكيماوي للتفاعل لأنه في العديد من تفاعلات الكوثرية تتزاحم المواد للارتباط الى القطعة غير مرتبطة (كما في ارتباط البواديء الى مواقع محددة من تواليات الهدف) ، وتحدد تركيز كل مادة عند التوازن الحراري وهي التي تظهر في مخرجات البرنامج ، فبعض البرامج تنتج العديد من البواديء لذا يلجأ الى وضع أنظمة التصفية Filters لتفرز وتصفي البواديء اعتمادا على اعتبارات خاصة أهمها الطاقة وبذا ترفض البواديء التي لا تلبي الحاجة .

ويعتقد ان البرامج الأفضل هي التي توفر الإمكانيات الأقل لتغير الظروف . فزيادة مدى المؤشرات المستعملة للاختيار تزيد من الوقت اللازم للبحث والتقاط الباديء لذلك يجب ان تحدد وتضاف الى القيم المخزونة في البرنامج وهذا التقليل يقلل من الوقت وكذلك يعطي بواديء جيدة . وعلى سبيل المثال لا الحصر اذا تم تحديد درجة حرارة الالتحام والتي تكون محددة من قبل البرنامج بأي من الطرق السالف ذكرها مثل استعمال طريقة الجوار


الأقرب (وهي الأكثر دقة) أو استعمال معادلة والاس Wallace formula للعمليات العامة . فبعض البرامج تحدد حساباتها على مدى أكبر من 100 نيوكليوتيد . إذا تم تحديد الدرجة بقدر 60°م فإن هذا سيؤثر في حسابات البرنامج ويعطي بواديء مختلفة للتوالي المستهدف . وكذلك الحال عند تحديد طول الباديء أو نسبة الكوانين والساييتوسين GC% التي تؤثر في درجات الحرارة وبالتالي تعطي بواديء مختلفة .

إن كل التقييدات والمحددات المذكورة أعلاه سواء كانت في صلب تصميم البرنامج أو إملاء من المستخدم يمكن التخلي عنها بعض الشيء في حالات خاصة كما في حالة البحث عن بواديء ثابتة جداً لتواليات عديدة من أنواع كائنات مختلفة أو عند تصميم البواديء المشتتة مستخلصة من تواليات البروتينات . ومن جهة ثانية فإن التجارب أو الإجراءات العملية يمكن أن تغير عند استعمال البواديء وقيمها الأصلية المرفقة كمواصفات للباديء ، فمثلاً في التشخيص الطبي يُزاد في التخصصية على حساب الكفاءة لتجنب النتائج الموجبة الخاطئة (False positive) وذلك لأن العملية تهدف إلى التشخيص وليس الحصول على كميات كبيرة من النواتج فقط .

مؤشرات الجودة

تعد البرامج الواقعية Virtual PCR programs هي الأفضل وهي التي تقبل أملاءات المستخدم (ولكن إلى حد ما) وتعمل على إيجاد التشابه باستعمال NCBI BLAST لتحديد التوالي في قواعد البيانات العامة . عند وضع الأسس لكتابة خوارزمية أو شفرة أي برنامج لابد الأخذ بنظر الاعتبار البيانات التجريبية أي نتائج التجارب العملية . وبذلك فإن البرامج تكون أفضل عندما تكون فيها المؤشرات القابلة للتعديل أقل والباقي المفروض أن تكون محسوبة من قبل البرنامج لتسهيل استعماله .

ومن المعروف أن طول الباديء الذي سيحدد من قبل البرنامج يكون مهماً في تحديد المؤشرات الأخرى مثل طول النواتج ، ودرجة انصهارها والحاصل أي الكميات التي يمكن الحصول عليها ، ولذا فصفة الطول يمكن أن تؤثر في المخرجات . ومن الجدير بالذكر أن بعض البرامج تعطي طول النواتج في المخرجات وفي حالة عدم حدوث ذلك فيمكن تحديده وفق الآتي شكل 76 :



شكل 76 : حساب طول الناتج

ولتقييم جودة البواديء يكون تحديد الكفاءة النهائية هي المحك الأساسي في التحري عن البواديء الملائمة (في أغلب العمليات وليس كلها كما ذكر أعلاه) وأفضل تحديد للكفاءة يعتمد على قياس الطاقة التي يتم بواسطة حذف البواديء غير الملائمة وهذه يجب أن تتم باستعمال البرمجة الديناميكية لأنها أكثر انضباطاً من استعمال الطرق السريعة Heuristic methods. والعديد من البرامج تستعمل كشافات خاصة وجاهزة Precomputed indexes التي تمكن من تحديد الطرف 3' للبادئ فيما إذا كانت موجودة في خلفية كبيرة من DNA الجينومي، وفي العادة تحدد التخصصية بمقدار 16 قاعدة بدءاً من النهاية 3'.

وفي جميع الأحوال يكون التقييم الأساسي والنهائي هو العمل التجريبي. ولا بد من ذكر أن عملية تصميم البواديء لا تزال تفتقر إلى العديد من الجوانب التي لم تكتشف بعد وبطبيعة الحال تعتمد على الهدف المراد تضخيمه وكذلك الهدف من عملية التضخيم، فوجود مناطق التواليات المتكررة والتي تشكل نسبة عالية من جينومات اللبائن تمثل إحدى وجوه الجوانب الغامضة.

ولتحديد النوعية أو الجودة لتقييم البواديء تم ربط قياسات النوعية Quality metrics لتعطي قيمة أو درجة نهائية تستعمل المجموع الموزون Weighted sum (في علوم الإحصاء)، ودرجات القياس هذه تأخذ بنظر الاعتبار درجة انصهار الباديء وثبوت الحرارة الحركي Thermodynamic stability للبادئ عند النهاية 3' ومؤشرات أخرى تحدث أثناء تفاعلات PCR وبذا فإن هناك عدة قياسات تؤخذ بنظر الاعتبار عند حدس جودة الباديء وأن ثقل كل قياس يدخل في تحديد النوعية يجب أن يحدد لغرض الحصول على الدرجة النهائية للبادئ.

- واختبار قياسات الجودة تواجهها نوعين من الصعوبات :
- ان هذه القياسات ليست متاحة دائما للتوضيح والتفسير الفيزيائي .
 - يمكن ان تكون كثيرة ومكررة Redundant .

فمن قياسات النوعية والتي تدخل في التقييم الإحصائي النهائي Max-complementarity metrics و complementarity metrics 3'-Max والفرق بين هاتين الخاصيتين هي ان الأولى تحدد التشابه العام بين اثنين من تواليات الباديء (الأمامي والعكسي) والثانية تأخذ بنظر الاعتبار التشابه الموجود بين آخر 5-7 من القواعد الأخيرة في الطرف 3' وفق تقييم اصطفااف Smith-Waterman alignment score ويكون انتخاب الترجيح ليس سهلا ، فعلى سبيل المثال عند استخدام برنامج Primer3 له 25 قيمة للترجيح التي يجب ان تكون منطقية حتى يقوم بتصميم الباديء .

مواقع بعض البرامج المتوفرة على شبكة الانترنت

هناك العديد من البرامج المتوفرة البعض منها خاص بمؤسسات مثل Primer Biosoft ، والأخرى شخصية . البعض منها يوفر اتصالات وروابط الى مواقع مفيدة ولكن في الغالب تفقد البرامج هذه الخاصية وتصبح غير فعالة . كما ان بعض البرامج تختفي من على الشبكة العنكبوتية نظرا لعدم جودتها او لقلّة استخدامها . وهناك العديد من البرامج ذات الإصدارات المختلفة والإصدارات الجديدة منها تعالج نقصا كان في الإصدارات السابقة له .

جدول 5 : البرامج المتوفرة على شبكة الانترنت تحت مزودات Servers ممكنة


PROGRAM	WEB SITE
Anaze oligolynucleotide duplexes	http://www.fermentas.com/reviewer/app?page=DuplexAnalysis&service=page
antisense primers	http://eu.idtdna.com/Scitools/Applications/AntiSense/Antisense.aspx
AutoPrime	http://www.autoprime.de/AutoPrimeWeb
BatchPrimer3	http://probes.pw.usda.gov/batchprimer3/index.html
cDNA Primers	http://pcrsuite.cse.ucsc.edu/cDNA_Primers.html
CODEHOP	http://blocks.fhcrc.org/codehop.html http://bioinformatics.weizmann.ac.il/blocks/codehop.htm
iCODEHOP	http://dbmi-icode-01.dbmi.pitt.edu/i-codehop-context/
ExonPrimer	http://ihg2.helmholtz-muenchen.de/ihg/ExonPrimer.html
GeneFisher2	http://bibiserv.techfak.unibielefeld.de/genefisher2/submission.html
Genomic Primers	http://pcrsuite.cse.ucsc.edu/Genomic_Primers.html
GENOPLANTE	http://urgi.versailles.inra.fr/spads/spads.html
GenScript Real-time PCR (TaqMan) Primer Design	https://www.genscript.com/ssl-bin/app/primer
Getprime	http://updeplal.srv1.epfl.ch/getprime
JCSG Primer Selection Too	http://www.jcsg.org/scripts/prod/primer/primer_input_form.cgi
MELTING 4.1f	http://mobyte.pasteur.fr/cgi-bin/portal.py?#forms::melting
MethPrimer	http://www.urogene.org/methprimer/index1.html
MPprimer	http://biocompute.bmi.ac.cn/MPprimer
MPprimer	http://biocompute.bmi.ac.cn/MPprimer/
mPrimer3	http://bioinfo.ut.ee/mprimer3
MultiRevTrans	http://bio.dfci.harvard.edu/Tools/SMS/multi_rev_trans.html
Multi-Objective Multiplex PCR Design Version 3.0	http://apps.diatomsoftware.com/multiplex/html/MuPlex.html
MuPlex	http://apps.diatomsoftware.com/multiplex/html/MuPlex.html
Olig7	http://www.oligo.net/demo-downl.html
OligoWiz 2.0	http://www.cbs.dtu.dk/services/OligoWiz
Overlapping Primersets	http://pcrsuite.cse.ucsc.edu/Overlapping_Primers.html
PCR Designer: for Restriction Analysis of Sequence Mutations	http://cedar.genetics.soton.ac.uk/public_html/primer.html
PCR Now	http://pathogene.vbi.vt.edu/rt_primer
PCR Now TM	http://pathogene.vbi.vt.edu/rt_primer

PCRTiler v1.42	http://pcrtiter.alainervais.org:8080/PCRTiler
PRIDE	http://ibios.dkfz.de/tbi_old/services/Pride/search_primer
PriFi	http://cgi-www.daimi.au.dk/cgi-chili/PriFi/main
Primaclade	https://131.204.120.103/srsantos/primaclade/primaclade.cgi http://www.umsl.edu/services/kellogg/primaclade.html
Primer Premier	http://www.premierbiosoft.com/primerdesign/index.html
Primer3	http://biotools.umassmed.edu/bioapps/primer3 www.cgi
Primer3Plus	http://www.bioinformatics.nl/cgi-bin/primer3plus/primer3plus.cgi
Primer-BLAST	http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/index.cgi?LINK_LOC=NcbiHomeAd
PrimerQuest	http://biotools.idtdna.com/PrimerQuest/Home/Index
PrimerQuest SM	http://eu.idtdna.com/Scitools/Applications/Primerquest/default.aspx
PrimerStation	http://ps.cb.k.u-tokyo.ac.jp/index.html
primerX	http://www.bioinformatics.org/primerx
Primerx	http://www.bioinformatics.org/primerx/cgi-bin/protein_1.cgi
Primique	http://cgi-www.daimi.au.dk/cgi-chili/primique/front.py
Primo Degenerate 3.4: Degenerate PCR Primer Design	http://www.changbioscience.com/primo/primod.html
PriFi	http://cgi-www.daimi.au.dk/cgi-chili/PriFi/main
Primo Multiplex 3.4	http://www.changbioscience.com/primo/primoml.html
Primo Pro 3.4	http://www.changbioscience.com/primo/primo.html
primou	http://www.changbioscience.com/primo/primou.html
ProbeWiz	http://www.cbs.dtu.dk/services/DNAarray/probewiz.php
qPrimerDepot	http://primerdepot.nci.nih.gov
QuantPrime	http://www.quantprime.de
RAPD-primer generator	http://www2.uni-jena.de/biologie/mikrobio/tipps/rapd.html
Sequence Extractor	http://bioinformatics.org/seqext/
Sequence Manipulation Suite	http://www.bioinformatics.org/sms2/primer_map.html
Sequence Manipulation Suite	http://www.bioinformatics.org/sms2/pcr_primer_stats.html
Sequencing Primer Design	http://www.changbioscience.com/primo/primoseq.html
siRNA Design Software	http://i.cs.hku.hk/~sirna/software/sirna.php
siRNA Design Software	http://i.cs.hku.hk/~sirna/software/sirna.php
SNP Primers	http://pcrsuite.cse.ucsc.edu/SNP_Primers.html
Universal dilution and mixing two	http://primerdigital.com/tools/UniDilution.html

solutions calculator	
Xpression Primer	http://www.premierbiosoft.com/expression/index.html
cDNA primers	http://pcrsuite.cse.ucsc.edu/cDNA_Primers.html
Genomic primers	http://pcrsuite.cse.ucsc.edu/Genomic_Primers.html
SNP primers	http://pcrsuite.cse.ucsc.edu/SNP_Primers.html
VizPrimer	http://biocompute.bmi.ac.cn/CZlab/VizPrimer
Overlapping primers	http://pcrsuite.cse.ucsc.edu/Overlapping_Primers.html
AutoDimer	http://www.cstl.nist.gov/biotech/strbase/AutoDimerHomepage/AutoDimerProgramHomepage.htm
الحاسبات	
Calculators	http://www.fermentas.com/reviewer/app?page=Calculator&service=external&sp=Sconcentrations
BioMath Calculators	http://www.promega.com/techserv/tools/biomath/calc07.htm
Nucleic Acids Calculator	http://www.kenkyuu.net/js/nacalc.html
OD260 Nucleotide Concentration Calculator	http://endmemo.com/bio/OD260.php
OligoCalc	http://www.basic.northwestern.edu/biotools/oligocalc.html http://www.justbio.com/index.php?page=oligocalc http://www.sciencelauncher.com/oligocalc.html
Oligo Calculator	http://www.pitt.edu/~rsup/OligoCalc.html
OligoAnalyzer 3.1	http://eu.idtdna.com/analyzer/applications/oligoanalyzer
Oligonucleotide properties	http://www.fermentas.com/reviewer/app?page=OligoProperties&service=page
PCR Box Titration Calculator	http://www.attotron.com/pub/pctitr.htm
مواقع خاصة	
PrimerBank	http://pga.mgh.harvard.edu/primerbank
The PCR Encyclopedia	http://www.pcr-encyclopedia.com
Primer Design and Search Tool	http://bisearch.enzim.hu/?m=search
MethPrimer	http://www.urogene.org/methprimer/index1.html
primerStation	http://ps.cb.k.u-tokyo.ac.jp/index.html primerStation
AutoPrime	http://www.autoprime.de/AutoPrimeWeb
GenScript	http://www.genscript.com/ssl-bin/app/primer
GenScript	http://www.genscript.com/cgi-bin/tools/sequencing_primer_design
PathoGene	http://pathogene.vbi.vt.edu

***In Silico* PCR amplification**

ويلحق بالبرامج المذكورة مواقع خاصة للتأكد وتقييم البواديء وهو موقع *In Silico* PCR amplification (<http://insilico.ehu.es/PCR/index.php>) وهو من المواقع التي ساهمت بها المعلوماتية الحيوية فهو موقع متعدد الأغراض (ويعامل مع البكتريا بشكل رئيس) ، فهو بداية يستعمل في فحص البواديء والتأكد منها ، وواجهة البرنامج موضحة في الشكل الآتي (شكل 77)



شكل 77 : واجهة الموقع *In Silico* PCR amplification

* هذه الفقرة خاصة بالفيروسات حيث ان الموقع كما ذكر في مستهل الموضوع خاص بالبكتريا ، والاستثناء يقع تحت هذه الفقرة ، ويحوي الموقع عند نهاية 2010 على حوالي 1783 توالي من 1421 فيروس تم تحديد توالياتها ، وتعامل وفق المخطط

In silico PCR amplification against sequenced viruses

[1783](#) sequences from 1421 completely sequenced viruses (last update: 2010/05/31)

Primer 1¹ 5' 3' [C](#)

Primer 2¹ 5' 3' [C](#)

Allow mismatches, but in nucleotides in 3' end

¹ Degenerated nucleotides are allowed; A+T+G+C must be 10 or more.

[Info](#)

وبالعودة الى البكتريا فيتم اختيار جنس البكتريا للانتقال الى الخطوة القادمة كما
موضح في الآتي (شكل 78) :

In silico PCR amplification

[Input primers in fasta format](#)

Primer 1¹ 5' 3' [C](#)

Primer 2¹ 5' 3' [C](#)

Microorganism

[v](#)

☐ Include plasmids (if available)

Allow mismatches, but in nucleotides in 3' end

Maximum length of bands

nucleotides

¹ Degenerated nucleotides are allowed; A+T+G+C must be 10 or more.

[Info](#)

[Home](#)

شكل 78 : استعمال البرنامج *In Silico* PCR amplification

و تلتصق البواديء في الأماكن المخصصة لها ، ويتم اختيار النوع البكتيري المراد فحص الباديء له ، اما اذا كان الغرض عام يمكن استعمال الاختيار الأخير وهو All strains

***In silico* PCR amplification**

[Input primers in fasta format](#)

Primer 1¹ 5' 3' C

Primer 2¹ 5' 3' C

وضع البواديء المراد اختبارها

Microorganism
 اختيار الكائن →

☐ Include plasmids (if available)

Allow mismatches, but in nucleotides in 3' end

Maximum length of bands
 nucleotides

¹ Degenerated nucleotides are allowed; A+T+G+C must be 10 or more.

إذا كان التحري عام
يتم استعمال الاختيار
الأخير All strains

واستعمل البرنامج للبكتريا *Helicobacter* التي تخوي قاعدة بيانات البرنامج على 46 سلالة . وقد اختير في هذه الفقرة تواليات سم CagA للبكتريا *Helicobacter pylori* الموضح في الفقرة الآتية

>*Helicobacter pylori*

```
ATGACCAACGAAACCATTTGATCAGACCCGTACCCCGGATCAGACCCAGAGCCAGACCGCGTTTGATCCGCAGCAGTTTATTAACAACCTGCAGGTGGCGT
TTATTAAGTGGATAACGTGGTGGCGAGCTTTGATCCGGATCAGAAACCGATTGTGGATAAAAACGATCGTGATAACCGTCAGGCGTTTGATGGCATTAG
CCAGCTGCGTGAAGAATATAGCAACAAAGCGATTAAAAACCCGACCAAAAAAACAGTATTTAGCGATTTTATTGATAAAAGCAACGATCTGATTAACA
AAGATAACCTGATTGATGTGGAAAGCAGCACCAAAAGCTTTAGAAATTTGGCGATCAGCGTTATCAGATTTTTACCAGCTGGGTGAGCCATCAGAAAGA
TCCGAGCAAAATTAACACCCGTAGCATTCTGAACCTTatgGAAAACATTATTAGCCGCCGATTCCGGATGATAAAGAAAAAGCGGAATTTCTGAAAAGCG
CGAAACAGAGCTTTGCGGGCATTATTATTGGCAACAGATTCTGACCGATCAGAAATTTatgGGCGTGTTTGATGAAAGCCTGAAAGAACGTCAGGAAGC
GGAAAAAACGGCGGCCGACCGGCGGCGATTGGCTGGATATTTCTGAGCTTTATTTTAACAAAAAACAGAGCAGCGATGTGAAAGAAGCGATTAA
CCAGGAACCGGTGCCCATGTGCAGCCGATATTGCGACCACCACCAGATATTAGGGCCTGCCGCCGAAGCGCGTGATCTGCTGGATGAACGTGG
CAACTTTAGCAATTTACCCTGGGCGATatgGAAatgCTGGATGTGGAAGGCGTGCGGATATTGATCCGAACATAAAATTTAACAGCTGCTGATTATAA
CAACGCGCTGAGCAGCGTGCTGatgGGCAGCCATAACGGCATTGAACCGGAAAAAGTGAGCCTGCTGTATGCGGGCAACGGCGGCTTTGGCGATAAACA
TGATTGGAACGCGACCGTGGGCTATAAAGATCAGCAGGGCAACAAGTGCGGACCGTATTAACTGTCatgAAAAACGGCAGCGGCGCTGGTGATTGC
GGGCGGCGAAAAAGGCATTAACAACCCGAGCTTTATCTGTATAAAGAAGATCAGCTGACCGGCAGCCAGCGTGCGCTGAGCCAGGAAGAAATTCGTAA
```

CAAAGTGGATTTatgGAATTTCTGGCGCAGAACAAACACCAAACTGGATAACCTGAGCGAAAAAGAAAAAGAAAAATTTAGAACGAAATTGAAGATTTTC
 AGAAAAGATAGCAAAGCGTATCTGGATGCGCTGGGCAACGATCGTATTGCGTTTGTGAGCAAAAAAGATACCAAAACATAGCGCGCTGATTACCGAATTTAA
 CAACGGCGATCTGAGCTATACCTGAAAGATTATGGCAAAAAAGCGGATAAAGCGCTGGATCGTGAAAAAACGTGACCTGCAGGGCAGCCTGAAACA
 TGATGGCGTGatgTTTGTGGATTATAGCAACTTTAAATATACCAACGCGAGCAAAACCCGAACAAAGCGTGGGCGCGACCAACGGCGTGAGCCATCTG
 GAAGCGGGCTTTAACAAAGTGGCGGTGTTAACCTGCCGGATCTGAACAACCTGGCGATTACCACTTTGTGCGTCGTAACCTGGAAAAACAACTGACCG
 CGAAAGGCGTGAAGCTGCAGGAAGCAACAACTGATTAAAGATTTTCTGAGCAGCAACAAAGAACTGGCGGGCAAGCGCTGAACCTTTAACAAAGCGG
 TGCGGGAAGCGAAAAAGCACCGGCAACTATGATGAAGTAAAAAGCGCAGAAAGATCTGAAAAAGCGCTGCGTAAACGTGAACATCTGAAAAAGAA
 GTGAAAAAAACTGGAAGCAAAAGCGGCAACAAAAACAAatgGAAGCGAAAGCGCAGGCGAACAGCCAGAAAGATGAAATTTTTCGCTGATTAAAC
 AAAGAAGCGAACCGTGATGCGCGTGCGATTGCGTATACCCAGAACCTGAAAGGCATTAAACGTGAACCTGAGCGATAAACTGGAAAAAATTAGCAAAGAT
 CTGAAAGATTTTAGCAAAGCTTTGATGAATTTAAAAACGGCAAAAAACAAAGATTTTAGCAAAGCGGAAGAAACCTGAAAGCGCTGAAAGCGAGCGTG
 AAAGATCTGGGCATTAACCCGGAATGGATTAGCAAAGTGGAAAACTGAACGCGGCGCTGAACGAATTTAAAAACGGCAAAAAACAAAGATTTTAGCAA
 GTGACCCAGGCGAAAAAGCGATCTGAAAAACAGCGTGAAGATGTGATTATTAACCAGAAAGTGAACGATAAAGTGGATAACCTGAACAGGCGGTGAG
 CGTGGCGAAAGCGatgGGCGATTTAGCCGTGTGGAACAGGTGCTGGCGGATCTGAAAACTTTAGCAAAGAACAGCTGGCGCAGCAGGCGCAGAAAAA
 CGAAGATTTTAACACCGGCAAAAAACAGCGAACTGTATCAGAGCGTGAAAAACAGCGTGAACAAAAACCTGGTGGGCAACGGCGCTGAGCGGCATTGAAGC
 GACCGCGCTGGCGAAAACTTTAGCGATATTAAGAAAGAACTGAACGAAAAATTTAAAACTTTAACAAACAACAACGGCCTGAAAAACAGCACCGAA
 CCGATTATGCGAAAGTGAACAAAAAAGACCGGCCAGGTGGCGAGCCGGAAGAACCATTATACCCAGGTGGCGAAAAAGTGAACGCGAAAAAT
 TGATCGTCTGAACAGATTGCGAGCGCGCTGGGCGCGTGGGCCAGGCGCGGGCTTTCCGCTGAAACGTCATGATAAAGTGGATGATCTGAGCAAAGT
 GGGCTGAGCGCGAGCCGGAACCGATTTATGCGACCATTTGATGATCTGGGCGGCCCTTTCCGCTGAAACGTCATGATAAAGTGGATGATCTGAGCAA
 AGTGGGCGTAGCCGTAACAGGAACTGGCGCAGAAAAATTGATACTGAACAGGCGGTGAGCGAAGCGAAAGCGGGCTTTTGGCAACCTGGAAC
 AGACCATTTGATAAACTGAAAGATAGCACCAAAAAAAGCTGatGAACCTGTATGTGAAAGCGCGAAAAAGTGCCGGCGAGCCTGAGCGCGAACTGG
 ATAATATGCGATTAACAGCCATACCGTATTAACAGCAACATTAGAAGCGCGGATTAACGAAAAAGCGACCGGatgCTGACCCAGAAAAACCCGGA
 ATGGCTGAAACTGGTGAACGATAAAATTGTGGCGCATAACGTGGGCGAGCGTGAGCCTGAGCGAATATGATAAAATTGGCTTTAACCGAAAAACatgAAA
 GATTATAGCGATAGCTTTAAATTTAGCACCAAACTGAACAACGCGTGAAAGATATTAAGCGGCTTTACCCATTTTCTGGCGAACGCGTTTAGCACCGG
 CTATTATTGCTGGCGCGTGAAAAACGCGGAACATGGCATTAAAAACGTGAACACCAAGGCGGCTTTC

وصممت لهذا التوالي بواديء باستعمال Primer BLAST ، وأريد فحص بعض البواديء بالتطبيق أعلاه

Input primers in fasta format

Primer 1¹ 5'- CAAGCCCTAGCCGAACTCAA -3'

Primer 2¹ 5'- GCTTGCAAACCGTAGGCAC -3'

Microorganism
 Helicobacter pylori 26695

☐ Include plasmids (if available)

Allow mismatches, but in nucleotides in 3' end

Maximum length of bands
 nucleotides

¹ Degenerated nucleotides are allowed; A+T+G+C must be 10 or more.

Amplify Reset


Primer-BLAST بواديء مصممة بـ
 للجين CagA في
 Helicobacter pylori

الصفات التي يمكن
 ان يدخلها المستخدم

Info

شكل 79 : استعمال البرنامج لفحص احد البواديء لسم *Helicobacter pylori* وهو *CagA*

والنتائج أوضحت ان البادئ صالح لبعض السلالات كما موضح في الشكل الآتي (80)



شكل 80 : نتائج فحص البواديء باستعمال *In Silico* PCR amplification

ويمكن معرفة الأنواع من استعمال الأرقام الظاهرة في واجهة النتائج . وفي الحزم القريبة او الثانوية (أسفل الشكل) يمكن ان تسترد بالنقر عليها كما في الشكل التالي الذي تظهر معه عدد من الإمكانيات المبينة في الفقرة الآتية

Genome: **Helicobacter pylori 51**
 Start position: 821547
 End position: 822265
 Length: 719

احدى السلالات التي
 يعمل فيها الياي
 المدخل للبرنامج

DNA sequence


```
>NC_017382, from 821547 to 822265 (719 bp): Helicobacter pylori 51
GCTTGCAAACCACTAGGCACCTGTTTCGCGCTTCAACCCATAGCTTCAAAGCATTCTTTTCGTAGAAT
CTTTGAGTTCATCTATCTTTTGTCTAGGTTATCAAAATGACCTATTTTAGCTTCTGATACCGCCTGATT
GAGATCGCCAATTCTACGAGTCAATTCTTGTTCCTTGAAGGCCCTACTTTACTGAGATCATCAACTGGA
GCGTATCTCTCAAAGGGAAGCCTGCTTGATTGCTCATCAAAATCAATTGTAGCGTAAATGGGTTTCAG
GGCTAGCTGATCGCCCTGCTCCACTGAAACCGCCCACTCCTTTACCTGCTGATGCAATTTTGTAAATCCG
GTCAATTTTCTATTTATTGCTGATGCAGATTGCTTGAGTTGGTCAATTTTGCCTCACTTCTTTTAGCA
ACTTGAGCGTAAATGGACTCTTCAGGGCTAGCTGCTTGTCTGTTTCTTTTATTAACTTGAGCGTAAAT
TAGGCTCTGTGTTGTTTGTGAGTCCATTATTGTTATTGGAATTTCCAAATAACTTCTCGTTCAATTTC
TTTCTGATGTCCGAAAAATTTTGGTGAGCGTTGTGGCTTCTGTTTATAGATAACCCATTACCGACTAGG
GTTCCATTACACCATTTTTAACGGATTTTGTAGATCAGAATTTTCCAGATCCAATGACAAGCTTT
```

[Translate to protein](#)
[Restriction digest](#)
[BLAST](#)
[Design primers with primer3](#)

الامكانيات للحصول
 على المعلومات لكل
 توالى يظهر

ومنها الترجمة الى البروتينات بمختلف الأطر ، وإيجاد خارطة القطع بالإنزيمات القاطعة للتوالي المسترد وكذلك الاصطفاف ونتائجه المصورة والنصية وإمكانية تصميم البواديء باستعمال Primer3 وهذه موضحة في الأشكال التالية على التوالي ضمن الشكل (81) .

خاصية الترجمة



أيجاد مواقع الانفلاق بالإنزيمات القاطعة

Length of code: 719
G+C=40%


```

GTTGCAAAAC CAGTAGGCAC TTGTTTCGCG CTTTCAACCC ATAGCTTCAA AGCATTCTTT TTGCTAGAAAT CTTTGAGTTC ATCTATCTTT TGTTCAGGT 100
TATCAAAATG ACCTATTTTA GTTCTGATA CCGCTGATT GAGATGCCA ATTCTACGAG TCAGTTCTTG TTCCCTTGAAG AGCTTACTTT TACTGAGATC 200
ATCAACTGGA GGTATCTTC TCAAGGGGA GCTGCTTGA TTGCTCTAT CAAATTCAT TGTAGCTGA ATGGTTTCA GGTAGCTGA TCGCTTGCT 300
CCTCTGAAAAC CGCTCACTCC TTACCTGCT GATGCAATT TGTAAATCC GTCAATTTT CTATTATTTG CTGATGAGA TTGCTTGAAT TGGTCAATTT 400
TTGCACTCAC CTTTTAGCA ACTTGAGCGT AATGGACTT TTCAGGGCTA GCTGCTTGT CTGTTTTCTT TTATTAAT TGAAGCTAAA TAGGCTCTGT 500
GTGTTTTTGG AGTCCATTAT TATGTTATT GGAATTTCCA AATACTTCT CATTCAATTC TTCTCTGATG TCGAAAAAT TTTTGGTGA GCTGTGGCT 600
TCTGTTTTAG ATAACTCAT ACCGACTAGG GTTCCATTTA CACTATTTT AACGGATTTT TGTAGATCAG AATTTTTTCC AAGATCCAT GATAGCTTT 700
TGAGTTCCGC TAGGGCTTG

```

Restriction enzyme	Cuts	Positions
AccII , Bsh1236I , BspFNI , BstFNI , BstUI , MvnI CG ⁺ CG	1	28
AciI , BspACI , SsiI C ⁺ CG ₋ C or G ⁺ CG ₋ G	2	131 310
AcsI , ApoI , XapI R ⁺ AATT ₋ Y	3	532 577 670
AluI AG ⁺ CT	5	44 121 286 451 696

اما عمليات الاصطفاف ونتائجها الصورية والنصية موضحة في الآتي :



موسوعة تفاعلات الكوثرية PCR encyclopedia

فضلا عن البرامج المذكورة أعلاه انشأ موقع لموسوعة PCR التي توفر واجهتها نافذة للبحث في هذا الموضوع ، واجهة الموسوعة في الشكل الآتي (شكل 82)

The screenshot shows the homepage of 'The PCR Encyclopedia'. At the top, there's a search bar with a red star icon and a 'Go' button. Below the search bar is a navigation menu with links: 'Main page', 'Contribute', 'Search', 'PCR Reviews and articles', 'PCR Entries', and 'PCR Definitions'. The main content area features several book recommendations in blue boxes: 'PCR BOOKS !!!!' (listing Real-Time PCR, qPCR, PCR Troubleshooting, and Essential Guides), 'NEW BOOK !!!! SPORES', 'NEW BOOK !!!! REGULATORY NETWORKS', 'NEW BOOK !!!! EPIGENETICS A REFERENCE MANUAL', and 'NEW BOOK !!!! SYSTEMS MICROBIOL'. Below these, there's a 'Recommended reading' section with links to 'Microbiology books', 'Molecular Biology books', and 'Real-time PCR books', and a 'New publications' link. A 'Major new book' section highlights 'Real-time PCR in Applied Microbiology'. The 'The PCR Encyclopedia' section describes it as an online database of knowledge on the Polymerase Chain Reaction. The 'qPCR machines' section discusses factors to consider when choosing a machine and lists specific models from Applied Biosystems and Roche.

The PCR Encyclopedia
The free encyclopedia dedicated to the polymerase chain reaction

Search Go

Main page Contribute Search PCR Reviews and articles PCR Entries PCR Definitions

PCR BOOKS !!!!
• Real-Time PCR
• qPCR
• PCR Troubleshooting
• Essential Guides
New PCR books !!!

NEW BOOK !!!!
SPORES
New book !!!

NEW BOOK !!!!
REGULATORY NETWORKS
New book !!!

NEW BOOK !!!!
EPIGENETICS
A REFERENCE MANUAL
New book !!!

NEW BOOK !!!!
SYSTEMS MICROBIOL
New book !!!

Recommended reading: Microbiology books Molecular Biology books Real-time PCR books **New publications:** [click here](#)

Major new book: Real-time PCR in Applied Microbiology [click here](#)

The PCR Encyclopedia
An online database of knowledge on the Polymerase Chain Reaction. The information in The PCR Encyclopedia has been submitted by scientists and covers a wide range of topics related to PCR.

qPCR machines
In weighing up the pros and cons of the different [real-time PCR machines](#) or [qPCR machines](#) for your laboratory, factors to consider include: supported chemistries; multiplex capability for that chemistry; throughput; flexibility; format; easy-of-use and robust software package; reproducibility; speed; size; technical support; customer support and not least the cost, not only of the initial equipment outlay and servicing but also the associated cost of consumables and reagents. The following PCR machines are compared for various features to help you decide which instrument is most suitable for your needs. Please scroll down the page to see the various platforms.


- **Applied Biosystems:** ABI 7300, ABI 7500, ABI 7500 Fast, ABI 7900 Fast HT with automation accessory, ABI StepOne
- **Roche:** LightCycler 480, LightCycler 1.5, LightCycler 2.0


شكل 82 : واجهة موسوعة PCR


فضلا عن إنشاء موسوعات خاصة ببعض أنواع الكوثرية مثل RT-PCR وغيرها .

بنك البواديء PrimerBank

ونظرا لأهمية البواديء وكثرتها لذلك انشأ بنك خاص بها PrimerBank (<http://pga.mgh.harvard.edu/primerbank>) الذي يوفر إمكانيات كثيرة والواجهة العامة موضحة في الآتي (شكل 83)

 MASSACHUSETTS
GENERAL HOSPITAL

 CCIB
Center for Computational and Integrative Biology

 HARVARD
MEDICAL SCHOOL

PrimerBank

PCR Primers for Gene Expression Detection and Quantification

Home/SearchPCR ProtocolPrimer StatisticsCommentsPrimer SubmissionLinksCitation PolicyHelp/FAQ

Primer Search

Search for PCR Primers

Search by

Species

For text

You can blast your sequence against the primerbank sequence DB [here](#).


Order Oligos


You can have primers synthesized and PCR reaction products sequenced at:


DNA Core Facility
Center for Computational and Integrative Biology

PrimerBank is a public resource for PCR primers. These primers are designed for gene expression detection or quantification (real-time PCR). PrimerBank contains over 306,800 primers covering most known human and

الواجهة التي يمكن بواسطتها ايداع البواديء من قبل المستخدم



**MASSACHUSETTS
GENERAL HOSPITAL**



CCIB
Center for Computational and Integrative Biology



**HARVARD
MEDICAL SCHOOL**

[Home/Search](#)
[PCR Protocol](#)
[Primer Statistics](#)
[Comments](#)
[Primer Submission](#)
[Links](#)
[Citation Policy](#)
[Help/FAQ](#)

واجهة البحث عن البواديء الجاهزة مصنفة وفق أنواع الأحياء المختلفة


**MASSACHUSETTS
GENERAL HOSPITAL**


CCIB
Center for Computational and Integrative Biology


**HARVARD
MEDICAL SCHOOL**

[Home/Search](#)
[PCR Protocol](#)
[Primer Statistics](#)
[Comments](#)
[Primer Submission](#)
[Links](#)
[Citation Policy](#)
[Help/FAQ](#)

Search for PCR Primers

Search by GenBank Accession

Species All Species

For text


You can blast your sequence against the primerbank sequence DB [here](#).

Order Oligos

You can have primers synthesized and PCR reaction products sequenced at:

DNA Core Facility
Center for Computational and Integrative Biology

الروابط ذات العلاقة التي يوفرها البنك



شكل 83 : بنك البواديء وتفاصيله

يحتوي البنك عددا كبيرا من البواديء المصممة لتحديد التعبير الجيني أو تحديد الكميات (RT-PCR). وفي الوقت الحاضر فالبواديء المخزونة تغطي التواليات الخاصة بالإنسان والفيران .

وهناك عدة طرق للبحث في البنك منها استعمال رقم التسجيل في قاعدة بيانات الجينات GenBank Accession No. أو NCBI protein Accession No. أو باستخدام NCBI gene ID أو رمز الجين Gene symbol ويمكن استعمال PrimerBank ID في حالة معرفته . وهذا يعني الارتباط الوثيق بموقع NCBI ، ولكن يمكن استعمال الكلمات المفتاحية أو استعمال التواليات ليتم البحث عنها في قاعدة البيانات الخاصة بالبنك يمكن استعمال البنك لعمل الاصطفافات BLASTing للجين تحت الدراسة مع قاعدة البيانات الخاصة بالبنك ، ويوفر البنك روابط الى برامج مستعملة في المعلوماتية مثل Primer3 ، Webprimer أو حاسبات خاصة بتفاعلات الكوثرية كما موضح في الشكل اعلاه .

ويرتبط البنك بقواعد بيانات عدة ومنها الخاصة بعلوم المناعة IMGT بما تحويه من زاهر البيانات . وإضافة الى ذلك فان البنك يوفر الطرق لإجراء التفاعلات ضمن مفردة PCR protocol وحل مشاكلها وتفصيلها الدقيقة .

الفصل السابع	
تحليل صور هلام الفصل	
	أهداف تحليل صور الهلام
	طرق قياس ومعالجة الصور وتطبيقاتها
	مشاكل الصور
	برامج تحليل الصور Image analyzing programs
	المواقع الالكترونية لبعض البرامج الخاصة بتحليل الصور
	مستقبل تفاعلات الكوثرية

تحليل صور هلام الفصل

ان أول ترحيل كهربائي للمواد كان في عام 1807 عند ملاحظة حركة الجزيئات الغروية تحت تأثير المجال الكهربائي تحت المجهر واستغلّت هذه في الترحيل الكهربائي لأغلب تفاعلات الكوثرية ، اذ ترحل النواتج تحت ظروف معينة مما يؤدي الى فصل جزيئات الحوامض النووية عن بعضها اعتمادا على أوزانها الجزيئية ، وتستعمل هذه النواتج في عدد من التحليلات مثل Western blot ، Northern blot ، Southern blot ، او تصور تحت الضوء فوق البنفسجي Ultraviolet light . وتصوير الهلام يعطي توثيق دائم Permanent record لتجارب الترحيل الكهربائي والذي بدوره يوفر إمكانيات التعرف على حركة جزيئات DNA (أي موقع الحزم) في كل مسار وبيانات أخرى . وتهتم المعلوماتية الحيوية في هذا المجال في تحليل صور الهلام Gel analysis بشكل كبير . لذلك وضعت الخوارزميات والبرامج واستخدم فيها اكبر قدر ممكن من الإحصاء . وفي مجال تحليل الصور استخدمت طرق رياضية مثل علم الشكل الرياضي Mathematical morphology methods ضمن العلاقات الرياضية Top-Hot transform و Hit/Miss . ومن هذه العلاقات يمكن الحصول على بعض البيانات مثل الطول والمساحة وشكل المدرج الإحصائي Histogram التي تفسر الأشكال المجسمة Stereology وكذلك العلاقات الإحصائية وإمكانية تصنيف هذه البيانات لتستعمل فيما بعد في تحديد كمية المواد وهي جزيئات DNA في هذه الحالة ، وتندرج ضمنها عمليات تحليل صور المصفوفات الدقيقة Microarrays بكافة أنواعها . ومن هنا يتبين ان الحصول على الصور الواضحة يكون الأساس في العمليات اللاحقة .

وتوجد وسائل عدة لقياس الضوء المنبعث من الحزم او البقع منها مقاييس Densitometers و Document scanner التي تكون سريعة وغير مكلفة لتحليل الصور من الفلم الناتج من بقع العديد من البروتينات والحوامض النووية .

أهداف تحليل صور الهلام

هناك أهداف عدة من تحليل الصور منها الحصول على معلومات كمية ونوعية ، وقد برز التحليل الرقمي ليكون الأهم في التطبيقات بالاعتماد على الحاسوب لتقليل الخطأ البشري وزيادة سرعة تقييم النتائج ، ويمكن قياس التشابه والعلاقات بين الجزيئات في

المسارات المختلفة من صور الهلام ، ففي الحالة الطبيعية لدراسة المجتمعات يكون هنالك عنقدة Clustering وجميع البيانات التي يتم الحصول عليها اعتمادا على التشابه اي محاولة إيجاد التجمع الطبيعي Natural grouping لمجموعة من البيانات أي قياس المسافات ووضع مصفوفات لها . و هذه العنقدة تعتمد على أساسين :

- كيفية قياس التشابه بين النماذج .

- كيفية فصل النماذج الى عناقيد او مجاميع من بين عدد كبير من المدخلات مثل الحزم او البقع الناتجة من الترحيل ببُعدين (Two Dimensional)على هلام الترحيل . واستخلاص المعلومات النوعية والكمية من الصور تمثل أهداف أساسية من تحليل الصور . وتحليل الصور ذات الاتجاه الواحد (1D) وهو الغرض الذي يتناوله الكتاب ، تعنى بوجود ثلاث قياسات هي العرض والسّمك والكثافة الضوئية OD . اما في حالة الترحيل ثنائي الاتجاه (2D) فهناك مؤشرات إضافية مثل الانضغاط Compactness ، والاستطالة والاختفاء والمحور الأساسي وغيرها .

ومن أهم معالم التشابه والاختلاف بين نموذجين هو قياس المسافة . لذلك في البداية لابد من تحديد دالة المسافة ثم وضع مصفوفة مثل الأزواج في النماذج .

وتستعمل برامج عدة طرق للعنقدة باعتماد قياس المسافات ومنها طرق تعتمد على الشبكات العصبية Statistical clustering او خوارزميات العنقدة الإحصائية Statistical clustering algorithms . وتدمج هذه مع وسائل أخرى في بعض البرامج لأهداف كثيرة منها تحسين الصور ، وإيجاد الكميات في الحزمة الواحدة وإيجاد الوزن الجزيئي للمواد من الحزمة بعد تعريف أوزان حزم سلم الواسمات Ladder markers ، وبرامج أخرى توفر إمكانية وجود العلاقات التطورية Phylogenetic relationships فيما اذا كانت الحزم مشتقة من كائن واحد او كائنات قريبة من بعضها وبطرق مختلفة كما سيأتي ذكره لاحقا .


طرق قياس ومعالجة الصور وتطبيقاتها

هناك أكثر من طريقة لإجراء القياسات ومعالجة الصور ، وكما ذكر أعلاه فان التحليل الرقمي Digital analysis برز ليكون أهم الوسائل للتحليل ، وفي هذه الحالة تحول المعلومات الموجودة في صورة الهلام الى صيغ رقمية او رسوم او جداول ويمكن ان يكون ضمن النظام الثنائي (Binary أي 0 او 1 ، او استعمال + او -) تساعد في تحليل الصور الذي يكون صعبا بالنسبة للإنسان ، وبمثل هذه التقنيات يمكن ان تستعمل الصور في :

- الدراسات التصنيفية وإيجاد العلاقات التطورية بين الأحياء .
- دراسة الوبائية في حالة الأمراض .
- دراسة وراثه العشائر .

فالتحليل الرقمي يهدف الى إيجاد مواقع الحزم والطول والمساحة والشكل فضلا عن إظهار التحليل الإحصائي لها ، ويكون ذلك باعتماد التحولات Histogram transformations واستعمال أنظمة التصفية مثل Linear filtering او Non-linear filtering وكذلك تحديد القيم الفاصلة Thersholding لتعير وتحسين الصور الخام للهام .

واهم الطرق لقياس التركيز هو استعمال الكثافة الضوئية التي تقيس التركيز في الحزمة وتكون دالة لوجارتمية لدرجة السطوع كما موضح في الشكل الآتي (84) :



شكل 84 : علاقة درجة سطوع الصور بالكثافة الضوئية

وكذلك يمكن استعمال مقاييس الكثافة Densitometers لقياس التركيز في بقع الحوامض النووية والبروتينات . وفي الوقت الحاضر تستعمل وسائل دراسة الشكل الرياضية وعلم الجسيمات Stereology في إيجاد التوزيع وتحديد الحجم . ومن الطرق الأخرى هو استعمال مجال التردد Frequency space ويعتمد هذا التوجه على الاختلاف في الإشارات ، فالخلفية تعطي إشارات تردد واطئة والتي يمكن ان تفصل عن الترددات العالية الخاصة بالنماذج ويكون هذا باستعمال مرشحات خاصة (High - pass filter) او استعمال التصفية غير الخطية Non-linear filtering وهي التي تستعمل للمشاكل التي لا تحل باستعمال المرشحات المباشرة او الخطية Linear filters .

وفي معظم الطرق أعلاه لابد من استعمال سيطرات للقياس وهي حزم مرجعية Reference bands ، والمعروف ان الحزم ذات الوزن الجزيئي المتماثل تكون لها في العادة حركة متماثلة Electrophoretic mobility ، وهذه تقارن مع منحنيات تعيير محضرة مسبقا من حزم او بقع قياسية ذات قيم معروفة او من إجراء المقارنة من نتائج التجارب السابقة للنموذج نفسه باستعمال خافيف متتالية .

وعلى العموم عند تحديد الكميات من شكل وحجم الحزم يتم تقسيم الصورة الى نموذج مقابل الخلفية (Object vs background) والتي تخضع لوجود حد فاصل ، ثم تجرى عليها القياسات .

مشاكل الصور

بداية يلاحظ ان اغلب البرامج التي تعنى بتحليل الصور تحولها الى نظام الأبيض والأسود Gray scale وفي الكثير من الأحيان لا تكون الصور واضحة المعالم جدا او تكون الحزم مشوهة نتيجة لظروف التجربة الرديئة عند أي مرحلة من المراحل ولذلك يكون هناك تشوه شكلي Geometric distortions ، ويطلق على التشوه الأفقي للحزم في المسار (Lane) الابتسامات Smiles ، او تكون السطوح غير متجانسة ، فضلا عن وجود الكواذب الاصطناعية والخلفية المشوشة ، وكل هذه تمثل مشاكل في تحليل الصور والاهم من كل هذه المشاكل هو وجود الخلفية المشوشة ، ونظرا للاختلافات وأنواع المشاكل الكبيرة فلا توجد طريقة او خوارزمية واحدة لتحديد الحزم .

و لكن الاتجاه العام لتحسين الصور يتمثل بوضع قيم فاصلة Threshold للقيم المقاسة (مثل الكثافة الضوئية) او غيرها من المؤشرات ، واستعمال نظام التصفية Filtering لتحسين الصور الخام (Raw images) ، والعديد من البرامج مزودة بآليات للتعديل من قبل المستخدم ، ومنها صيغة الصور التي تكون مختلفة مثل

PNG(Portable Networks Graphics)

GIF(Graphic Interchange Format)


JPEG file Interchange format (Joint Photographic Experts Group)

TIFF (Tag Image File Format)

Bitmap : Device Independent Bitmap

ويمكن استبدال الصيغة للوصول الى أفضل صورة لتحليلها . وهذا يعني ان الحصول على صورة واضحة هو الأساس في تحليل الصور وهي التي توفر إمكانيات الحصول على أفضل وضوح Optimal resolution للقياس او الحصول على الكثافة الضوئية Optical density والتي تمثل دالة لوغاريتمية لسطوع ووضوح الصورة كما موضح في الشكل أعلاه


وتستعمل عدة وسائل لقياس OD مثل الكاميرات التي تتحسس لتألق الحزم في الهلام ، ووسائل أخرى تكون خاصة بالحزم التي فيها مواد مشعة والتي بدورها اي OD تستعمل في تحديد التركيز في الحزم ومثل هذا السطوع يمكن الحصول عليه من استعمال أنظمة التصفية لإزالة الخلفية والمناطق غير المرغوب فيها كما موضح في الشكل 85 .



شكل 85 : معالجة الصور لغرض توضيحها

وبذا يمكن إزالة الخلفية الضبابية وكذلك تشوهات إطار الصورة ككل التي تنتج من الظروف التجريبية أثناء الترحيل او التقاط الصور . ولتسهيل مهمة تحديد الحزم والكميات الموجودة فيها حتى من الصور المشوهة او عندما يحوي الهلام حزم غير مصطفة بشكل أفقي جيد مثل وجود الابتسامات (Smiles) . وتحتوي بعض البرامج على وسائل لمحاولة التخلص من هذه المشكلة كما موضح في الشكل 78 وهذه تكون باستعمال خوارزميات تعتمد على الزوايا لكل حزمة وبمعادلات

خاصة يمكن جلب الحزمة لتصطف على المحور السيني (X- axis) والتي تنتج عنها تحسين في حساب الكميات كما موضح في الشكل 86 .



شكل 86 : عمليات التصفية والتشكيل لتوضيح الصور المشوهة

ان هذه المشاكل لا تعود الى ظروف التجربة فقط ولكنها قد تكون ناجمة من عدم اخذ الصورة تحت ظروف فيزيائية جيدة (مثل الإضاءة والمسافة اللازميتين) لذلك وجب إعادتها وعند عدم إمكانية الإعادة لابد من استعمال التصفية او اي وسيلة أخرى لزيادة الوضوح أثناء التصوير مثل استعمال وسائل لتحويل التردد High-pass filter او استعمال Nonlinear filter مرشح غير خطي للمشاكل التي لا تحل بالمرشحات الخطية Linear filters وإدخالها في حسابات رياضية للحصول على صور أوضح كما هو موضح في الشكل أعلاه .

والسبب في إجراء التعديلات أعلاه هو الابتعاد عن الاختياز الذي يمكن ان يأتي من العين البشرية لعمليات الصف وهذه تكون مؤشرات نوعية ، و لكن عمليات التحليل تحتاج الى قياسات رقمية لتوضيح الاختلافات الدقيقة .

إرشادات عامة لتحسين الصور

أي كانت الأسباب في عدم الحصول على صور واضحة فلا بد من تحسينها قبل الشروع في عمليات التحليل . فمثل الابتسامات يجب ان تعدل في المسار الواحد وهذا يساعد في تقدير الكميات حتى من الصور المشوهة وتوجد برامج خاصة تساعد في ذلك . اما الخلفية والتي تكون متفاوتة من منطقة الى أخرى وتؤدي الى صعوبة إجراء القياسات على صور الهلام يجب ان تطرح . ويجب تذكر ان بعض الحزم يمكن ان تحتفظ بدرجة من التشوه بدرجات متفاوتة حتى بعد التحسين والبعض منها يؤدي الى استحالة تحليل الصور . ولكن كإرشادات عامة يمكن إدراج بعض المعالجات منها :

- اذا كانت الخلفية المشوشة آتية من عمليات التصوير مثل استعمال إضاءة رديئة او موقع غير الجيد للتصوير فعندها ان تعالج بإعادة التصوير ، اما اذا كانت من الاستعمال الخاطئ للمواد المشعة فعندها يمكن استعمال مرشحات خاصة للحصول على الصورة الأصلية وذلك بانتخاب عدة نقاط للحصول على اقرب الحالات Least-square fitting للدالة التي تكون الأقرب للخلفية .
- في حالة RT-PCR فان وجود مزدوجات البواديء يمكن ان يزيد من الخلفية التي يسجلها الجهاز وإنتاج قيم Ct (المذكورة في موقع آخر) اقل من 40 للنماذج ، ولتعديل هذه الحالة يتم الاهتمام وتعديل تراكيز البواديء وفق جداول تزود من قبل الشركات المصنعة بحيث لا تعطي مزدوجات ولكن تعطي تضخيم كفاء .
- يمكن تغيير رقائق الكاميرا الحساسة .

- التلاعب بدرجة السطوع Brightness والتباين Contrast وسرعة الغالق Shutter speed ، وغيرها من الإمكانيات الموجودة في الكاميرا .
- استعمال الوسائل المعتمدة على أشعة الليزر Laser scanning gel imager لانه يعطي نتائج أفضل .
- للتخلص من الحزم الباهتة التي تظهر في الصور يمكن ان تضيق الحفر التي توضع فيها النماذج عند إجراء تفاعلات الكوثرية .
- استعمال أملاح الفضة للتصبغ لأنها أكثر حساسية .
- استعمال هلام الاكريلاميد PAGE gel لانه أكثر حساسية من الاكاروز .
- استعمال هلام رقيق لانه يعطي صور أوضح من الهلام السميك .

المؤشرات المقاسة من الصور

هناك بعض المؤشرات التي يمكن للبرامج تحديدها من الصور المختلفة الصيغ وهي على سبيل المثال لا الحصر JPEG، TIFF ويمكن استعمال اي صيغة بحيث تعطي الوضوح الأفضل وتحليل الصور والقياسات الخاصة بتفاعلات الكوثرية تقع ضمن الترحيل الأحادي البعد (One dimensional) وهذا يعني ان القياسات تشمل الطول وعرض الحزمة وسمك الحزمة والكثافة الضوئية لها ومثل هذه المؤشرات تتعقد أكثر عند استعمال الترحيل ثنائي البعد (Two dimensional) والذي يستعمل عادة مع البروتينات وهو بعيد عن توجه هذا الكتاب .

ومن الجدير بالذكر ان استعمال الطرق الرياضية ودراسة الشكل الجسم (المارة الذكر) مكنت من دراسة توزيع الحجم وتحديد حجم الهدف من تدرجات اللون المستعمل وهو Gray level information لذلك فاغلب البرامج تغير الصورة الى الأبيض والأسود Gray scale وهي شائعة في اغلب البرامج كما ذكر آنفا .

ومن المؤشرات التي يمكن قياسها :

تحديد الكميات : وفيها يتم اختيار برنامج ملائم لتحليل الصور لأنه توجد برامج تجارية كثيرة خاصة بشركات التصوير لا تلاؤم النواحي العلمية . ويكون تحديد الكميات معتمدا على الرجوع الى حزم محددة مسبقا Predefined reference band وتقسيم الصورة الى قطع او (Objects) مقابل الخلفية لتطبق عليها المعادلات الرياضية وتتم بالاستعانة بمنحنى تعيير (Standard curve) كما ذكر آنفا ، ويفضل الابتعاد عن قياس

شدة الإضاءة Intensity لان معظم الصور غير ملائمة لقياس شدة الإضاءة والأفضل استعمال معاملة سيطرة تعتمد على تخفيف من النموذج نفسه إضافة الى استعمال سلم الواسمات الوزنية .

تحديد مسارات ومسافات الترحيل

من المعروف ان المسافة التي تتحركها جزيئات الحوامض النووية تعتمد على حجمها (الوزن الجزيئي) حيث ان نسبة الكتلة الى الشحنة فيها ثابتة فلا يؤثر عامل الشحنة في هذه الحالة ، ويتم تحديد ذلك عن طريق المقارنة مع سلم الواسمات المستعمل . لذلك يجب التقاط الصور بوجود مسطرة لقياس المسافة (شكل 15) . ويتم قياس المسافة من الحفرة الى الحد الذي وصلته الصبغة المستعملة مع النموذج (Loading dye) لتمثل المسافة الكلية لان الصبغة تسير أسرع من اي حزمة من حزم DNA . ثم تقاس المسافة من الحفرة الى وسط الحزمة سواء للنموذج او سلم الواسمات الوزنية وبذا تكون المسافة النسبية Relative flow (Rf) التي تحركتها الحزمة محددة بالمعادلة :-

$$\text{المسافة النسبية للحزمة} = \text{مسافة تحرك الحزمة} / \text{مسافة تحرك الصبغة}$$

فلو كانت مسافة تحرك الصبغة 8 وحدات طول ، والحزمة الأولى تحركت 6 وحدات طول ، والحزمة الثانية تحركت 4.5 وحدة طول ، والحزمة الثالثة 3.5 وحدة طول فان الحركة النسبية للحزم ستكون :-


$$\text{الحزمة الأولى} = 0.75$$

$$\text{الحزمة الثانية} = 0.563$$

$$\text{الحزمة الثالثة} = 0.438$$

و باستعمال مسافة الحركة مقابل الحجم بالكيلوقاعدة (المزودة بسلم الواسمات من قبل الشركة) ورسمها ببرنامج Excel ، لتكون المسافة على المحور السيني X-axis والحجم على المحور الصادي Y-axis وباستعمال دالة Trendline function لرسم الخط الملائم واستخراج المعادلة :-

وعند صحة المعلومات تكون قيم R (الخاصة بدالة Trend line) على الأقل 0.9 كما موضح في المخطط الآتي (شكل 87) :



شكل 87 : حساب Rf

ومنها يمكن حساب حجم الحزم ، ومن الطبيعي ان تكون الحزم الصغيرة قريبة الى صبغة الأثر .

من جهة ثانية فان المسافات المسجلة تعتمد على التوزيع الجزيئي (الطبوغرافي) للجزيئات المرحلة ، وهذا يؤدي الى خلاف قواعد الحسابات المذكورة أعلاه ، فمثلا ، البلازميد الحلقي يتحرك أسرع من نظيره المفتوح ، والبلازميد المثلوم يتحرك مسافة اقل من نظيره المفتوح ، وبذلك فان مثل هذه الجزيئات لا يمكن تحديد حجمها على الهلام .

كما يجب الانتباه عند تحديد المسافات ، فاذا كانت هناك حزم فاتحة عند قاعدة كل مسار فهذا يعني ان النموذج يحوي RNA وان نتائج طريقة الحساب يكون مشكوك فيها وان تفاعل الكوثرية الأصلي فيه بعض الأخطاء وبالتالي تكون الصور غير ملائمة للتحليل .

برامج تحليل الصور Image analyzing programs

تختلف البرامج المستعملة لتحليل صور الهلام بشكل كبير في نواحي مختلفة منها:-

- صيغ الصور التي تحللها .
- الهدف من التحليل مثل تحديد الوزن الجزيئي او الكثافة الضوئية .
- تحديد العلاقات بين الحزم بغض النظر عن أصولها .


- تحديد شجرة العلاقات التطورية بين الأحياء تحت شروط خاصة .
 - نوعية المخرجات التي تنتجها ، فقد تكون مصورة او نصية او غيرها من الصيغ .
 - التوجه المستعمل ، البعض منها يكون أساسه معتمد على برنامج Excel وهذه تميل الى تضخيم القيم الإحصائية .
 - توفر البرامج ، البعض منها يكون متوفرا للدراسات الأكاديمية مجانا او للتجربة لغرض شراؤه والبعض الآخر يكون مقابل ثمن .
- وبطبيعة الحال تختلف البرامج في طرق استعمالها والبيانات اللازمة وصيغها وكل ذلك يمكن الحصول عليه اما من نافذة Help المرفقة بالبرنامج او من الملفات المعدة لتعليم المستخدم كيفية الاستعمال User manual او إرشادات استعمال البرنامج Guide او من البحوث المنشورة حول تأسيس البرنامج ، وغيرها من الموارد .

ونظرا لكثرة البرامج سيتم تناول البعض منها :


أولا : البرامج المعتمدة على Excel


هذه النوعية من البرامج تكون مهمة للنواحي الإحصائية ويذكر منها :-

برنامج Past : هو برنامج لتحليل صور الهلام ويعتمد على النظام الثنائي اي (1.0) فعند وجود حزمة يقيمها برقم (1) ، وعند غياب الحزمة يقيمها برقم (0) ويستعمل البرنامج لتوضيح علاقة الحزم في الصورة المرافقة وتسجيل الحزم كما هو موضح في الشكل (88) وتوضح الأشكال الأخرى حجم الحزمة المحسوبة والاختلاف المعياري Standard deviation وطرق أخرى لإيضاح العلاقات . ويوضح الشكل العلاقة بطريقة العنقدة Clustering method بين الحزم ، والعلاقة باستعمال طريقة ربط الجوار Neighbor joining (NJ)





طريقة تسجيل الحزم بالنظام الثنائي






طرق حساب الانحراف المعياري





عنقدة الحزم وتحليلها



رسم العلاقات بطريقة الجوار الأقرب NJ


شكل 88 : مخرجات البرنامج Past

ثانيا : البرامج غير المعتمدة على Excel

وهذه برامج كثيرة ، لا تهمل النواحي الإحصائية وتكون متخصصة ومنها على سبيل المثال لا الحصر :

• **ImageJ** : برنامج يُخدم في النواحي التطبيقية وغيرها لتحليل الصور ومنها تحليل صور الهلام أحادية البعد (1D). يمكن استخدام عدة صيغ للصور المتوفرة ويتم اختيار الصيغة التي تعطي أفضل وضوح . وهذا البرنامج مزود بوسائل تساعد في تحسين الصور ، وفي البرامج تغير الصور الى اللون الرمادي (Gray scale) وهي صفة شائعة في اغلب البرامج .

يساعد البرنامج في حساب الوزن الجزيئي (بعد استعمال واسمات معرفة) وحساب معدل الجريان النسبي Rf والمساحة والنسبة المئوية . واجهة البرنامج و بعض الصفات المذكورة موضحة في الشكل 89




شكل 89 : واجهة ومعالجات البرنامج ImageJ لصور الهلام .

• برامج Phoretix


تتوفر من البرنامج أنواع خاصة بتحليل صور الهلام أحادي البعد (1D) وأخرى لتحليل صور الترحيل ثنائي البعد (2D). وما يخص موضوع الكتاب هو النوع الأول. بعد إدخال الصور بالصيغ الملائمة التي يتقبلها البرنامج يمكن تحديد المسارات والحزم وفيه اختيارات كثيرة مثل قياس شدة الحزمة Pixel ومواقعها كما موضح في الشكل 72.

وللبرنامج مرونة أكثر في الحصول على المزيد من المعلومات عند استخدام الوسائل المزود بها كما يظهر في الشكل. وللبرنامج إمكانيات كثيرة، فالصورة يمكن أن تحول إلى مصفوفات لونية وهذه المصفوفات يمكن أن تحول إلى رسم أشجار تمثل العلاقة بين الحزم بشكل Dendrogram، فضلا عن إمكانيات أخرى للبرنامج مثل إيجاد شدة Intensity لكل حزمة، معظم هذه الإمكانيات موضحة في فقرات الشكل 90.



الواجهة الأساسية لبرنامج Phoretix




بعض القياسات والمعلومات الممكن الحصول عليها من تحليل البرنامج للصورة




إنشاء المصفوفات لغرض التحليل





توزيع الحزم بعد ظهور Dendrogram وإيجاد العلاقات بينها باستعمال طريقة UPGMA



قياس شدة الحزم باستعمال Densitometry



شكل 90 : حزمة إمكانيات برنامج Phoretix

• برنامج PyElph

من البرامج التي تسهل إيجاد العلاقات التطورية بين الأحياء اعتمادا على صور الهلام والتي يجب ان تكون نماذجها متناسقة ، والبرنامج مكتوب بلغة Python ، ويمكنه تحليل جزيئات DNA من مصادر مختلفة باستعمال المعلومات والواسمات الموجودة في صور الهلام ويعتبر (GUI) Graphic user Interface البسيطة التصميم لجعل البرنامج سهل الاستعمال . البرنامج يستخلص أوتوماتيكيا البيانات من الصور لحساب الوزن الجزيئي للقطع وتحليلها .

للبرنامج استعمالات كثيرة منها دراسة وراثية العشائر Population genetics والعلاقات التطورية والدراسات التصنيفية ويعتبر أيضا في :-


- تحليل نواتج أنواع من نتائج تفاعلات الكوثرية مثل RAPD, STR, AFLP وغيرها .
 - يستعمل لتحديد التشابه بين تواليات DNA .
 - يستغل الواسمات الوراثية لأغراض دراسية كثيرة وفحوص وراثية مثل تحديد الأبوة ، والشواهد الجنائية .
 - دراسة التغيرات داخل المجتمع وبين الأنواع .
 - تحليل الصور من الكاميرات الرقمية .
 - تحديد الوزن الجزيئي لكل حزمة اعتمادا على المسافة التي تقطعها .
- يعتبر أكثر من طريقة لرسم العلاقات التطورية مثل ربط الجوار Neighbor joining (NJ) , UPGMA , WPGMA فضلا عن التزويد بالبيانات الإحصائية المرافقة لرسم الأشجار .
- واجهة البرنامج واستعمالاته موضحة في الشكل التالي ، والأشجار الممكن الحصول عليها موضحة في الشكل 91



شكل 91 : برنامج PyElph

• برنامج Gel analyzer

من برامج تحليل صور الهلام ، وليس في البرنامج خاصية تحليل التطور Phylogenetic analyzing ولكن يمكن ان يحدد شدة الحزم وتحديد الوزن الجزيئي ، ويعتمد في تحديد الوزن الجزيئي على حساب المسافات التي تتحركها الحزم ، بعد ان يزود بقيم أطوال حزم سلم الواسمات وهو شائع في أجهزة Gel documentation systems وواجهة البرنامج موضحة في الشكل 92 .



شكل 92 : برنامج Gel analyzer

• برنامج GelQuest

البرنامج يكون مخصصاً للعمل في تحديد البصمة الوراثية وما يتعلق بها من تفاعلات الكوثرية ، فهو يستعمل في تحليل صور الهلام الناجمة من :


Amplification fragment length polymorphism (AFLP)

Restriction fragment length polymorphism (RFLP)

Terminal restriction fragment length polymorphism (tRFLP)

Pulsed field gel electrophoresis of chromosomes (PFGE)

وكذلك تحليل نواتج التتابع (PFGE) Variable number tandem repeats و Microsatellite والبرنامج يتقبل عدة صيغ من الصور ، كما ان النتائج تكون شاملة لعدة نواحي في الحقل الذي يستخدم فيه ، البعض موضح في الشكل 93



Sample Analysis

Peak Detection Parameters

SequentX Peak Digger Ver. 1.0

Peak Detection Parameter	Dye 1	Dye 2	Dye 3	Dye 4	Dye 5
Smoothing HalfWidth {3}	3	3	3	3	3
Baselining HalfWidth {0}	50	50	50	50	50
First Data Point {0}	0	0	0	0	0
Last Data Point {64000}	31999	31999	31999	31999	31999
Min. Peak HalfWidth {2}	5	5	5	5	5
Min. Peak Height {10}	0	0	0	0	0
Min. Peak Area {100}	0	0	0	0	0
Min. Hight/Width-Ratio {4}	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Attention! If peaks are detected information on peak size [fragment length in base pairs] will not be available until the peaks are matched with a known standard (see below).

Set Default values

Detect Peaks

Size Standard Matching Parameters

ABI GeneScan 50-500

Dye 5

Number of Fragments: 15	Datapoint	Base Size
Fragment 1	3556	35
Fragment 2	4146	50
Fragment 3	5191	75
Fragment 4	6145	100
Fragment 5	7651	139
Fragment 6	8042	150

Note: "Match Standard" will perform a peak detection and a subsequent matching of the peaks with known size standard peaks.



New Standard

Match Standard

شكل 93 : برنامج GelQuest

• برنامج Gel Compare


من البرامج الجيدة لدراسة المقارنة بين مسارات ترحيل الهلام ، وتختلف مخرجات البرنامج عما ذكر سلفا خاصة في تحديد شدة الحزمة ، ويوفر البرنامج إمكانية عنقدة الحزم لإنتاج Dendrogram ، ويمكن ان يستعمل مع طرق خاصة مثل RFLP (شكل 94) .




شكل 94 : برنامج Gel Compare

• برامج أخرى

كما ذكر في مستهل الموضوع ان البرامج الموجودة كثيرة جدا ومرشحة للزيادة وتختلف سواء في طريقة التحليل او نوعية مخرجاتها والشكل 95 يوضح بعضها .







شكل 95 : واجهات بعض البرامج التي تقدم إمكانيات أخرى -ربما- لا توجد في البرامج الأخرى .

وفي الجدول التالي مواقع الانترنت للبرامج المذكورة مع برامج إضافية تعنى بتحليل الصور يمكن الاستفادة منها لأغراض مختلفة .

جدول 6 : المواقع الالكترونية لبعض البرامج الخاصة بتحليل الصور

البرامج	Websites
GENTle	http://gentle.magnusmanske.de/GENTleSetup.exe
Band Leader	http://en.bio-soft.net/draw/BandLeader.html
Cross Checker	http://en.bio-soft.net/draw/CrossChecker.html
developer.imagej.net	http://developer.imagej.net/
GelAnalyzer	http://en.bio-soft.net/draw/gela.html أو http://www.gelalyzer.com
GelQuest 3.0.4	http://en.bio-soft.net/draw/gelquest.html
QuantiScan	http://en.bio-soft.net/draw/QuantiScan.html
TinyQuant	http://en.bio-soft.net/draw/TinyQuant.html
TotalLab	http://en.bio-soft.net/draw/TotalLab.html

مستقبل تفاعلات الكوثرية

هناك العديد من المشاكل في تفاعلات الكوثرية قد تم التغلب عليها ، فهناك إمكانيات تضخيم عدة آلاف من القواعد من جزيئات DNA للعديد من الأحياء ، وقد أمكن جعل أغلب خطوات التفاعل تتم بشكل أوتوماتيكي واختصر الوقت من أيام للحصول على كميات معينة من تواليات معينة من DNA بطريقة الكلونة الى ساعات قليلة بتفاعل PCR ، ولكن لا تزال العملية مقتصرة على المختبرات ذات التجهيز الجيد .

ولذلك يحاول العديد من الباحثين جعل تفاعلات الكوثرية التي تتم خارج الأنظمة الحية أكثر محاكاة لما يحدث داخل الأنظمة الحيوية فاليوم يوجد Helicase-dependent (HDA) amplification للتخلص من المسخ الحراري والاستعاضة عنه بالمسخ الإنزيمي ولكن لا تزال التغيرات الحرارية لازمة للخطوات اللاحقة . لذلك فالجهود تبذل لإيجاد إمكانية إتمام عملية الكوثرية في وعاء واحد بدرجة حرارية واحدة وذلك بالاستعانة بإنزيمات الكوثرية المختلفة ومساعدة البروتينات الرابطة وغيرها مثل تلك التي ترتبط الى الأشرطة المفردة بعد عمل إنزيم Helicase وغيرها لجعل عملية الكوثرية تتم في الوحدات المتنقلة مثل الحقول او وحدات العناية الصحية وغيرها من المجالات التي تحتاج مثل هذه التقنية .

الفصل الثامن

أمثلة على تصميم بواديء خاصة

	تصميم بواديء للاكسونات ومكونات الجين الأخرى
	تصميم بواديء للتواليات المكررة Alu sequences
	إيجاد البواديء لتغايرات النيوكليوتيد المفرد SNP
	إيجاد البواديء الخاصة ببعض الجينات البكتيرية

أمثلة على تصميم بواديء خاصة

هناك العديد من الأغراض لتصميم البواديء وإنتاج المتضخمات ، فضلا عن اختلاف مصادر جزيئات DNA المرام تحديد بواديء لتضخيمها ، وفي كل الأحوال ينبغي الحصول على تواليات هذه الجزيئات سواءا بشكل مباشر أو غير مباشر لغرض تصميم بواديء لها . وبعض البرامج تكون مرتبطة بقواعد بيانات خاصة لذلك وجب الحصول على الرقم التعريفي للجزيئة واستعماله بدلا من التوالي الحقيقي (أي الحالة غير المباشرة) كما في استعمال NCBI . وللوصول الى الهدف (DNA) توجد طرق متعددة . وبعد الحصول على البواديء يجب التأكد منها قبل الاستعمال مثل استعمال عمليات الاصطفاف مع قواعد البيانات العامة ، ثم يلي ذلك تطبيق الشروط العامة على مواصفات البواديء المصممة بإدخالها في برامج مختلفة لتحديد مواصفاتها ، وفيما يلي وصف بسيط لبعض الحالات :

تصميم بواديء للاكسونات ومكونات الجين الأخرى

في هذه الحالة لابد من معرفة الجين ورمزه للحصول على التواليات الخاصة به ، أو معرفة الرقم التعريفي في قاعدة البيانات المرجعية . وفي هذه الحالة اختيار الجين CHRNA7 في الإنسان *Homo sapiens* ، فبدية لابد من الحصول على معلومات وافية عن الجين الحاوي على 5-10 من الاكسونات فضلا عن احتواءه على (STS (Sequence-tagged site) ، ولهذه الغاية يتم البحث عن الجين في قاعدة بنك الجينات GenBank والحصول على صيغة الجين وتواليه ، والمعروف ان GenBank format تعد أفضل الصيغ من حيث توفير المعلومات . لذلك يتم البحث عن الجين في الموقع NCBI بشكل مباشر (أو في موقع الاتحاد الأوروبي EMBL بشكل غير مباشر) تحت فقرة Gene من الستارة المنسدلة أو تحت فقرة Nucleotide ، ففي الحالة الأولى تتوفر للجين رسم أو صورة Graphics ، وفي جميع الأحوال ومن الروابط المتوفرة يمكن الحصول على صيغة بنك الجينات وكذلك صيغة FASTA التي تستعمل في اغلب البرامج . والفقرة التالية توضح جزء من المعلومات الخاصة بالجين

Homo sapiens CHRNA7 (cholinergic receptor, nicotinic, alpha 7, exons 5-10) and FAM7A (family with sequence similarity 7A, exons A-E) fusion (CHRFAM7A), transcript variant 2, mRNA

NCBI Reference Sequence: NM_148911.1

[FASTA](#) [Graphics](#)

Go to:

LOCUS NM_148911 2794 bp mRNA linear PRI 30-JUN-2012

DEFINITION Homo sapiens CHRNA7 (cholinergic receptor, nicotinic, alpha 7, exons 5-10) and FAM7A (family with sequence similarity 7A, exons A-E) fusion (CHRFAM7A), transcript variant 2, mRNA.

ACCESSION NM_148911

VERSION NM_148911.1 GI:23312389

KEYWORDS .

SOURCE Homo sapiens (human)


ORGANISM [Homo sapiens](#)
Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Primates; Haplorrhini; Catarrhini; Hominidae; Homo.

```

gene      1..2794
          /gene="CHRFAM7A"
          /gene_synonym="CHRNA7; CHRNA7-DR1; D-10"
          /note="CHRNA7 (cholinergic receptor, nicotinic, alpha 7,
          exons 5-10) and FAM7A (family with sequence similarity 7A,
          exons A-E) fusion"
          /db_xref="GeneID:89832"
          /db_xref="HGNC:15781"
          /db_xref="HPRD:18704"
          /db_xref="MIM:609756"
exon      1..410
          /gene="CHRFAM7A"
          /gene_synonym="CHRNA7; CHRNA7-DR1; D-10"
          /inference="alignment:Splign"
          /number=1
STS       302..1976
          /gene="CHRFAM7A"
          /gene_synonym="CHRNA7; CHRNA7-DR1; D-10"
          /db_xref="UniSTS:487145"
exon      411..535
          /gene="CHRFAM7A"
          /gene_synonym="CHRNA7; CHRNA7-DR1; D-10"
          /inference="alignment:Splign"
          /number=2
misc feature 530..532

```

وعادة يرافق ظهور بيانات الجين بأي صيغة كانت إمكانيات وروابط تساعد في إجراء الاصطفاف Alignment باستعمال BLAST او الحصول على البواديء Pick primer . وهنا تكون القاعدة ملائمة لان الطريق سيكون سهلا والأمور مضبوطة للحصول على البواديء وبعبدا عن مشاكل البرامج الأخرى وعدم توافق الصيغ . والشكل التالي (شكل 96) يوضح البواديء المصممة للجين كله



شكل 96 : بواديء الجين الكامل


اما عندما يراد تصميم بواديء لأكسونات خاصة في هذا الجين فيحدد رقم او موقع الأكسون (فقرة الوصف أعلاه) ، التي توضح مواقع الأكسونات فمثلا الأكسون الأول يشغل التوالي من 1- 410 ، وعند النقر على exon يظهر تواليه مظللا كما في الفقرة الآتية

STS	/standard_name="D15S937"									
	/db_xref="UnSTS:153848"									
ORIGIN	2376..2776									
	/gene="CHRFAM7A"									
	/gene_synonym="CHRNA7; CHRNA7-DR1; D-10"									
	/standard_name="CHRFAM7A_s9"									
	/db_xref="UnSTS:510361"									
1	agccctttcc	caggcggtag	cgggggcagt	ggtgctgttg	cccttttaaa	ctgcggcttg				
61	acgggagccg	cgcctcctgt	cggtggagtc	ggtataaaag	ggagcagccc	cgcaggccgc				
121	cacatagctc	ccgccaagtc	ctcggtgccc	cttgccattt	tccagccgcg	ctcccacgag				
181	ggtcacggcg	gcggggagag	gtggagccgc	gagagctcgg	cggggggccc	cgcttggtgg				
241	tcgcggccat	gacagcggct	cgggacaggc	tccttttccg	cgccctccc	gccggagggtg				
301	aggggaagat	gtccatgtcc	gggttcaagg	ccaaaccgaa	gttactggcc	tctatcttcc				
361	aggagaacca	ggagccacag	ccgcggctca	cgccccaccg	caacattaag	attacaagtg				
421	gacacctgag	tcagcaggac	ctggaatccc	agatgagaga	gcttatctac	acgac				
481	tcttggtg	acccccatta	ttgacaatcc	aaaggtgcag	aaagcactct	gacaa	1..41	/gene		
541	attgctaadc	cagcatttgt	ggatagctgc	aaactgcgat	attgctgatg	agcgc	/gene			
601	cgccacattc	cacactaacg	tggttggtgaa	ttcttctggg	cattgccagt	acctg	/infe			
661	aggcatatc	aagagttcct	gctacatcga	tgtacgctgg	tttccctttg	atgtg	/numb			
721	ctgcaaactg	aagtttggtg	cctggtctta	cggaggctgg	tccttggatc	tgcatg				

او اختيار الاكسون الأخير كما موضح في الفقرة الآتية

661	aggcatatc	aagagttcct	gctacatcga	tgtacgctgg	tttccctttg	atgtgcagca				
721	ctgcaaactg	aagtttggtg	cctggtctta	cggaggctgg	tccttggatc	tgcatgca				
781	ggaggcagat	atcagtggct	atatcccaa	tggagaatgg	gacctagtgg	gaatccccgg				
841	caagaggagt	gaaaggttct	atgagtgtctg	caaagagccc	tacctgatg	tcaccttcac				
901	agtgaccatg	cgccgcagga	cgctctacta	tggcctcaac	ctgctgatcc	cctgtgtgct				
961	catctccgcc	ctcgccctgc	tggtgttccct	gcttcctgca	gattccgggg	agaagatttc				
1021	cctggggata	acagtcttac	tctctcttac	cgtcttcatg	ctgctcgtgg	ctgagatcat				
1081	gcccgaaca	tccgattcgg	taccattgat	agcccagtac	ttcgccagca	ccatgatcat				
1141	cgtgggctc	tcggtggtgg	tgacgggtgat	cgtgctgcag	taccaccacc	acgacccga				
1201	cgggggcaag	atgcccgaag	ggaccagagt	catccttctg	aactgggtgcg	cgtgggttcc				
1261	gcgaatgaag	aggcccgggg	aggacaagg	gcgcccggcc	tgccagcaca	agcagcggcg				
1321	ctgcagcctg	gccagtgtgg	agatgagtgc	cgtggcgccg	ccgcccgcga	gcaacgggaa				
1381	cctgctgtac	atcggtctcc	gcggcctgga	cggcgtgcac	tgtgtcccga	ccccgactc				
1441	tgggtagtg	tgtggccgca	tggcctgctc	ccccacgcac	gatgagcacc	tctgcacgg				
1501	cgggcaacc	cccgagggg	acccggactt	ggccaagatc	ctggaggagg	tccgctacat				
1561	tgccaaccgc	ttccgctgcc	aggacgaaag	cgaggcggtc	tgacgcgagt	ggaagttcgc				
1621	cgctgtgtg	gtggaccgcc	tgtgctcat	ggccttctcg	gtcttcacca	tcate				
1681	catcggcatc	ctgatgtcgg	ctcccaactt	cgtggaggcc	gtgtccaaag	acttt	1223...	/gene=		
1741	accacgcctg	gttctgtaca	tgtggaaaac	tcacagatgg	gcaaggcctt	tggt	/gene=			
1801	agatttgggg	gtgctaatac	aggacagcat	tacacgccac	aactccagt	ttccc	/infer			
1861	gctgtcagtc	gtgttgctta	cggtttcttt	gttacttttag	gtagtagaat	ctcag	/numbe			
1921	tgtttcatat	tctcagatgg	gctgatagat	atccttggca	catccgtacc	atcgg				
1981	ctgcaaacctg	aagtttggtg	cctggtctta	cggaggctgg	tccttggatc	tgcatgca				

ولإيجاد البواديء لهذه القطع من التواليات لابد من تحويلها الى صيغة FASTA أولاً ثم نقلها الى البرنامج الموجود في القاعدة " Primer BLAST " وذلك لان استغلال الرابط " Pick primer " سيؤدي الى استعمال توالي الجين الكامل وإيجاد البواديء له كما في الفقرة أعلاه . والبواديء المصممة للاكسون الأول في الجين موضح في الشكل الآتي (شكل 97)



شكل 97 : البواديء الخاصة بالاكسون الأول

وبعض التفاصيل ومواصفات البواديء موضحة في الفقرة الآتية وبمقارنة البواديء الناتجة مع قاعدة البيانات nr يظهر التأكيد ان الباديء يقع ضمن جزيئات ذات علاقة كما موضح في الفقرة الآتية

```
>NM_148911.1 Homo sapiens CHRNA7 (cholinergic receptor, nicotinic, alpha 7, exons 5-10) and FAM7A
(family with sequence similarity 7A, exons A-E) fusion (CHRFAM7A), transcript variant 2, mRNA
product length = 80
Forward primer 1      AGGTGAGGGGAAGATGTCCA  20
Template          296 ..... 315

Reverse primer 1      GCTCCTGGTTCTCCTGGAAG  20
Template          375 ..... 356

>NM_139320.1 Homo sapiens CHRNA7 (cholinergic receptor, nicotinic, alpha 7, exons 5-10) and FAM7A
(family with sequence similarity 7A, exons A-E) fusion (CHRFAM7A), transcript variant 1, mRNA
product length = 80
Forward primer 1      AGGTGAGGGGAAGATGTCCA  20
Template          296 ..... 315
```

ويمكن استعمال التوالي في برامج أخرى المستعملة بكثرة مثل Primer3 المستقل عن Primer BLAST والبواديء تظهر في الفقرة الآتية :

```
No mispriming library specified  
Using 1-based sequence positions
```

	OLIGO	start	len	tm	gc%	any	3'	seq
LEFT PRIMER		122	19	60.23	57.89	4.00	1.00	acatagctccccccaagtcc
RIGHT PRIMER		318	20	60.33	50.00	4.00	1.00	acatggacatttcccctcac

SEQUENCE SIZE: 410
INCLUDED REGION SIZE: 410
PRODUCT SIZE: 197, PAIR ANY COMPL: 4.00, PAIR 3' COMPL: 0.00

```
    61 acgggagcccgcgccctcctgtcgggtggagtcggttataaaagggaagcagccccgcaggccgc
   121 cacatagctccccccaagtcctcggtgcccccttgccattttccagccgcgctcccacgag
      >>>>>>>>>>>>>>>>
   181 ggtcacggcgggcggggagaggtggagccgcgagagctcggccggggggccccgcctggtgg
   241 tcgcgggccatgacagcgggctcgggacagggtccttttccgcgccccctccgcggagggtg
                                     <<
   301 aggggaagatgtccatgtccggggttaaggccaaaaccgaagtactggcctctatatcttcc
      <<<<<<<<<<<<<<<<
   361 aggagaaccaggagccacagccggtcaccgccccaccgcaacattaag
```

KEYS (in order of precedence):
>>>>> left primer
<<<<< right primer

یوادیء اخری

	LEFT PRIMER	start	len	tm	gc%	any	3'	seq
1	LEFT PRIMER	122	19	60.23	57.89	4.00	1.00	acatagctccccccaagtcc
	RIGHT PRIMER	317	20	60.33	55.00	4.00	0.00	catggacatttcccctcac

PRODUCT SIZE: 196, PAIR ANY COMPL: 3.00, PAIR 3' COMPL: 1.00

	LEFT PRIMER	start	len	tm	gc%	any	3'	seq
2	LEFT PRIMER	77	20	59.99	55.00	3.00	2.00	ctgtcgggtggagtcggttat
	RIGHT PRIMER	317	20	60.33	55.00	4.00	0.00	catggacatttcccctcac

PRODUCT SIZE: 241, PAIR ANY COMPL: 4.00, PAIR 3' COMPL: 1.00

ويمكن استعمال التوالي في برنامج آخر مثل Primer3plus الذي يعطي خمسة من أزواج البواديء المقترحة فضلا عن الجوانب الإحصائية المهمة التي اعتمدها البرنامج ، والبواديء الأساسية موضحة في الشكل 98 الآتي

Primer3Plus
[Primer3Manager](#)
[Help](#)

pick primers from a DNA sequence
[About](#)
[Source Code](#)

Error: Primer3Plus could not identify File Format

Pair 1:

☒
Left Primer 1:

Sequence:

Start: 77	Length: 20 bp	Tm: 60.0 °C	GC: 55.0 %	ANY: 3.0	SELF: 2.0
-----------	---------------	-------------	------------	----------	-----------

☒
Right Primer 1:

Sequence:

Start: 317	Length: 20 bp	Tm: 60.3 °C	GC: 55.0 %	ANY: 4.0	SELF: 0.0
------------	---------------	-------------	------------	----------	-----------

Product Size: 241 bp	Pair: 4.0	Any: 1.0	Pair: 1.0	End: 401
----------------------	-----------	----------	-----------	----------

```

1      agcccttcc caggcggtag cgggggcagt ggtgctgtg cccctttaa
51     ctgaggcttg acgggagcgc cgcctcctgt cggaggagtc ggttataaag
101    ggagcagccc cgcaggccgc cacatagctc ccgccaagtc ctgggtgccc
151    cttgccattt tccagccgcg ctcccacgag ggtaacggcg gcggggagag
201    gtggagccgc gagagctcgg cggggggccc cgcctggtgg tcggggccat
251    gacagcggtc cgggacagge tccttttcgc cgcctctccc gcgggaggtg
301    aggggaagat gtccatgtcc ggggtcaagg ccaaacggaa gttactgccc
351    ttatatcttc aggagaacca ggagccacag ccggcgctca cgcctcacgc
401    caacattaag

```

Pair 2:

☐
Left Primer 2:

Sequence:

Start: 77	Length: 20 bp	Tm: 60.0 °C	GC: 55.0 %	ANY: 3.0	SELF: 2.0
-----------	---------------	-------------	------------	----------	-----------

☐
Right Primer 2:

Sequence:

Start: 318	Length: 20 bp	Tm: 60.3 °C	GC: 50.0 %	ANY: 4.0	SELF: 1.0
------------	---------------	-------------	------------	----------	-----------

Product Size: 242 bp	Pair: 4.0	Any: 1.0	Pair: 1.0	End: 401
----------------------	-----------	----------	-----------	----------

شكل 98 : مخرجات البرنامج Primer3plus

وفيها تظهر اغلب المواصفات الخاصة بكل باديء فضلا عن توالياتها تاركا للمستخدم اختيار الأفضل والأنسب .
ويمكن استعمال التوالي في برنامج آخر فيما اذ توفرت الشروط اللازمة في كل من الباديء او البرنامج .
وقبل الانتهاء من هذه الفقرة يمكن إضافة ان صيغة بنك الجينات بالإضافة الى توفيرها مواقع الاكسونات في الجين فهي يمكن ان تحدد مواقع STS ، لذلك يمكن استغلالها وعلى غرار الطريقة المستعملة مع الاكسونات يمكن النقر على STS لتظهر توالياتها مظلمة كما في الفقرة الآتية


```

1621 cgctgtgtg gtggaccgcc tgtgcctcat ggctttctcg gtcttcacca tcctctgcac
1681 catcggcatc ctgatgtcgg ctcccaactt cgtggaggcc gtgtccaaag actttgcgta
1741 accacgcctg gttctgtaca tgtggaaaac tcacagatgg gcaaggcctt tggcttggcg
1801 agatttgggg gtgctaatac aggacagcat tacacgccac aactccagtg ttcccttctg
1861 gctgtcagtc gtgttgctta cggtttcttt gttacttttag gtagtagaat ctcagcactt
1921 tgtttcatat tctcagatgg gctgatagat atccttggca catccgtacc atcggtcagc
1981 agggccactg agtagtcatt ttgccatta gccactgcc tggaaagccc ttgggagagc
2041 tcccatggc tctcaccac cgagacagtt ggttttgcac gtctgcatga aggtctacct
2101 gaaaattcaa cttttgcttt ttgcttgtgt acaaaccag attgaagcta aaataaacca
2161 gactcactaa atcctttcca ataattgact ggtggaagga aaacaaaaaa caaaa

```

STS الاخير في الجين

وبالطريقة نفسها المتبعة أعلاه يمكن التقاط البواديء الخاصة بها كما موضح في الشكل 99 .



شكل 99 : البواديء المصممة باستعمال Primer BLAST لآخر STS في الجين المستعمل .

وتظهر مواصفات البواديء بملحق مع التمثيل التصويري . ومن الجدير بالذكر ان البواديء المدرجة أعلاه كانت تحت مواصفات البرنامج الأصلية Default ، ولكن معظم البرامج توفر إمكانيات تغيير المؤشرات وفق رغبة المستخدم او عند عدم ملائمة الباديء للعمل لذلك يصار الى تصميم بواديء جديدة وفق المتطلبات التي يريدها المستخدم . وفي العموم فان البواديء الناجمة لابد ان تخضع لعمليات تقييم بواسطة إجراء عمليات اصطفااف مقابل قواعد البيانات العالمية والتي يكون أفضلها استعمال القاعدة المشدبة nr واستعمال البرنامج BLASTN2.2.6 الذي يمكن الدخول إليه من برنامج BLASTN والذي يحول أنيا الى طريقة البحث عن التواليات القصيرة ، اذ ان المفترض ان برنامج الاصطفااف يعمل مع التواليات الطويلة ، ويمكن ان إظهار نتيجة الاصطفااف بشكل مصور فضلا عن ظهور النتائج النصية المرفقة التي تساعد في تقرير فيما إذا كان الباديء متخصصا وصالحا للاستعمال بشرح كل خط من خطوط الاصطفااف مع النتائج الإحصائية الخاصة به .

تصميم بواديء للتواليات المكررة Alu sequences

تقع هذه التواليات في مجموعة اكبر من المجاميع المكررة ، ويتراوح طول Alu sequences حوالي 300 قاعدة ويوجد العديد منها في الجينوم البشري ، ولأهميتها في إحداث التغيرات في الجينوم وارتباط بعضها بالأمراض وضعت لها قواعد بيانات تضم الأنواع في الإنسان والأحياء الأخرى (الأحياء حقيقية النواة) مثل قاعدة البيانات TranspoGene التي ضمت القاعدة السابقة لها AluGene (transposgene.tau.ac.il) الموضحة واجهتها في الشكل الآتي (شكل 100)

TranspoGene

The influence of Transposed Elements (TEs) on the transcriptome of 7 species

Select gene, protein or genomic area of interest (at least one of the followings) :

Gene symbol:

Swissprot entry name: (e.g. PPNK_HUMAN)

Refseq mRNA accession: (e.g. NM_021050)

Refseq protein accession: (e.g. NP_620830)

Human and mouse only

All TEs located between the selected genomic positions: Select organism Select chromosome

التعاريف الممكن استعمالها في القاعدة

Strand: both strands Start: End:

All organisms: ☐ All TEs

Human: ☐ All TEs

SINE: ☐ All SINE ☐ Alu* ☐ MIR

LINE: ☐ All LINE ☐ L1 ☐ L2 ☐ CR1 (L3)

DNA: ☐ All DNA ☐ MER1 ☐ MER2 ☐ Other DNA

LTR: ☐ All LTR ☐ MaLR ☐ ERV1 ☐ ERVL ☐ Other LTR

Mouse: ☐ All TEs

شكل 100 : واجهة قاعدة البيانات TranspoGene

ويوضح الشكل بعض المحددات للوصول الى التواليات Alu sequences المطلوبة ، واغلبها تكون ضمن الجينات المشفرة للبروتينات . ولتصميم بواديء لهذه المكررات اختيرت ثلاث جينات :

الأول : **PARK2** الموضح توالي Alu sequence في الآتي :

gi|360039840|gb|JN392000.1| Homo sapiens PARK2 gene, intron; and SINE AluY, complete sequence

```
ACTATTATTAAGAGGCAACTTCGGCCGGGCGCGGTGGCTCACGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGA
GGCCGAGGCGGGCGGATCACGAGGTCAGGAGATCGAGACCATCCTGGCTAACACGGTGAAACCCCGTCTC
TACTAAAAATACAAAAATTAGCCGGGCGTAGTGCGGGGCGCCTGTAGTCCCAGCTACTCGGGAGGCTGA
GGCAGGAGAATGGCGTGAACCCGGGAGGCGGAGCTTGCAAGTGAAGCCGAGATCGCGCCACTGCACTCCAGC
CTGGGCGACAGAGCGAGACTCCGTCTCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAGGCA
ACTTCATATCCAT
```

استخدم التوالي في برنامج Primer3 والذي يعطي 4-5 بواديء بكافة البيانات حولها مع الإحصائيات والتعليق عليها والتالي يوضح المخرجات (شكل 101)

Primer3Plus
pick primers from a DNA sequence

Primer3Plus loaded Fasta-File |

Pair 1:

☒ Left Primer 1:

Sequence:

Start: Length: 20 bp Tm: 59.9 °C GC: 55.0 % ANY: 4.0 SELF: 2.0
89

☒ Right Primer 1:

Sequence:

Start: Length: 19 bp Tm: 59.7 °C GC: 57.9 % ANY: 4.0 SELF: 2.0
262

Product Size: 174 bp Pair Any: 6.0 Pair End: 3.0

```

1      ACTATTATTA AAAAAGAGGC AACTTCGGCC GGGCGCGGTG GCTCACGCCT
51     GTAATCCCAG CACTTTGGGA GGCCGAGGCG GGCGGATCAC GAGGTCAGGA
101    GATCGAGACC ATCCTGGCTA ACACGGTGAA ACCCCGTCTC TACTAAAAAT
151    ACAAAAAATT AGCCGGGCGT AGTGGCGGGC GCCTGTAGTC CCAGCTACTC
201    GGGAGGCTGA GGCAGGAGAA TGGCGTGAAC CCGGGAGGCG GAGCTTGCAG
251    TGAGCCGAGA TCGCGCCACT GCACTCCAGC CTGGGCGACA GAGCGAGACT
301    CCGTCTCAA AAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAGAGGCA
351    ACTTCATATC CAT

```

Pair 2:

☐ Left Primer 2:

Sequence:

Start: Length: 20 bp Tm: 60.1 °C GC: 55.0 % ANY: 3.0 SELF: 2.0
106

☐ Right Primer 2:

Sequence:

Start: Length: 19 bp Tm: 59.7 °C GC: 57.9 % ANY: 4.0 SELF: 2.0
262

Product Size: 157 bp Pair Any: 3.0 Pair End: 1.0

شكل 102 : مخرجات البرنامج Primer3Plus

أما المثال الثاني فهو خاص بتواليات Alu sequence الخاصة بالجين **WDR64** البشري

“gi|360039838|gb|JN391998.1| Homo sapiens WDR64 gene, intron; and SINE AluYa5, complete sequence

ACAACAGCACGTGAAATAAAATCATGAGGCCGGGCGCGGTGGCTCACGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGG

AGGCCGAGGCGGGCGGATCACGAGGTCAGGAGATCGAGACCATCCCGGCTAAAACGGTGAAACCCCGTCT

CTACTAAAATACAAAAATTAGCCGGGCGTAGTGGCGGGCGCCTGTAGTCCCAGCTACTTGGGAGGCTG

AGGCAGGAGAATGGCGTGAACCCGGGAGGTGGAGCTTGCACTGAGCCGAGATCCCGCCACTGCACTCCAG

CCTGGGCGACAGAGCGAGACTCTGTCTCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGACGA

وعلى غرار الطريقة أعلاه استعمل التوالى لإيجاد البواديء باستعمال البرنامج Primer3

Primer3 Output

PRIMER PICKING RESULTS FOR gi|360039838|gb|JN391998.1| Homo sapiens **WDR64**
gene, intron; and SINE AluYa5, complete sequence

```
Using mispriming library humrep_and_simple.txt
```

Using 1-based sequence positions

OLIGO	<u>start</u>	<u>len</u>	<u>tm</u>	<u>gc%</u>	<u>any</u>	<u>3'</u>	<u>rep</u>	<u>seq</u>
LEFT PRIMER	2	23	60.05	34.78	6.00	3.00	12.00	CAACAGCACGTGAAATAAAATCA

RIGHT PRIMER	137	18	59.37	50.00	3.00	2.00	12.00	CGGGGTTTCACCGTTTTA
--------------	-----	----	-------	-------	------	------	-------	--------------------

SEQUENCE SIZE: 349

INCLUDED REGION SIZE: 349

PRODUCT SIZE: 136, PAIR ANY COMPL: 6.00, PAIR 3' COMPL: 3.00

[illegible]

61 GCACTTTGGGAGGCCGAGGCGGGCGGATCACGAGGTCAGGAGATCGAGACCATCCCGGCT

121 AAAACGGTGA AACCCCG TCTCTACTAAAAATACAAAAAATTAGCCGGGCGTAGTGGCGGG
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

181 CGCCTGTAGTCCAGCTACTTGGGAGGCTGAGGCAGGAGAATGGCGTGAACCCGGGAGGT

241 GGAGCTTGCAGTGAGCCGAGATCCCGCCACTGCACTCCAGCCTGGGCGACAGAGCGAGAC

301 TCTGTCTCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCGACGA

KEYS (in order of precedence):

```
>>>>> left primer
```

```
<<<<< right primer
```

بوادىء اضافية

			<u>start</u>	<u>len</u>	<u>tm</u>	<u>gc%</u>	<u>any</u>	<u>3'</u>	<u>rep</u>	<u>seq</u>
1	LEFT	PRIMER	2	23	60.05	34.78	6.00	3.00	12.00	CAACAGCACGTGAAATAAAATCA

RIGHT PRIMER	128	18	60.85	55.56	4.00	1.00	12.00	ACCGTTTTAGCCGGGATG
--------------	-----	----	-------	-------	------	------	-------	--------------------

PRODUCT SIZE: 127, PAIR ANY COMPL: 5.00, PAIR 3' COMPL: 2.00

شكل 103 : مخرجات البرنامج Primer3

اما البواديء الناجمة من استعمال البرنامج Primer3plus فموضحة في الفقرة الآتية :

Primer3Plus
pick primers from a DNA sequence
Primer3Plus loaded Fasta-File

Pair 1:

☒ Left Primer 1:

gl|360039838|gb|JN391998.1| Homo sapien

Sequence:

ACGAGGTCA GGA GATCGA GA

Start:90 Length: 20 bp Tm: 59.9 °C GC: 55.0 % ANY: 4.0

☒ Right Primer 1:

gl|360039838|gb|JN391998.1| Homo sapien

Sequence:

GATCTCGGCTCA CTGCA AG

Start:263 Length: 19 bp Tm: 59.7 °C GC: 57.9 % ANY: 4.0

Product Size: 174 bp Pair Any: 6.0 Pair End: 3.0

1 ACAACAGCAC GTGAAATAAA ATCATGAGGC CGGGCGCGGT GGCTCACGCC
51 TGTAATCCCA GCACTTTGGG AGGCCGAGGC GGGCGGATCA **CGAGGTCAGG**
101 **AGATCGAGAC** CATCCCGGCT AAAACGGTGA AACCCCGTCT CTAATAAAAA
151 TACAAAAAAT TAGCCGGGCG TAGTGGCGGG CGCCTGTAGT CCCAGCTACT
201 TGGGAGGCTG AGGCAGGAGA ATGGCGTGAA CCCGGGAGGT GGAG**CTTGCA**
251 **GTGAGCCGAG AT**CCCGCCAC TGCCTCCAG CCTGGGCGAC AGAGCGAGAC
301 TCTGTCTCAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAACGACGA

Pair 2:

☐ Left Primer 2:

gl|360039838|gb|JN391998.1| Homo sapien

Sequence:

ACGAGGTCA GGA GATCGA GA

Start: 90 Length: 20 bp Tm: 59.9 °C GC: 55.0 % ANY: 4.0

☐ Right Primer 2:

gl|360039838|gb|JN391998.1| Homo sapien

Sequence:

CTCA CTGCA AGCTCCA CCT

Start: 255 Length: 19 bp Tm: 59.1 °C GC: 57.9 % ANY: 4.0

Product Size: 166 bp Pair Any: 4.0 Pair End: 3.0

شكل 104 : مخرجات البرنامج Primer3Plus

والمثال الثالث خاص بالجين **TCBA1** في الإنسان وتوالي Alu sequence موضحة في
الفقرة الآتية

“gi|360039839|gb|JN391999.1| Homo sapiens TCBA1 gene, intron; and SINE AluYa4, partial sequence

TCTTTGCAAGATGGAGGAGAAGGGCCGGGCGCGGTGGCTCACGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCC

GAGGCGGGCGGATCACGAGGTCAGGAGATCGAGACCATCCCGGCTAAACGGTGAAACCCCGTCTCTACT

AAAAATACAAAAATTAGCCGGGCGTAGTGGCGGGCGCCTGTAGTCCCAGCTACTTGGGAGGCTGAGGCA

GGAGAATGGCGTGAACCCGGGAGGCGGAGCTTGCAGTGAGCCGAGATTGCGCCACTGCACTCCAGCCTGG

GCGACAGAGCGAGACTCCGTCTCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

وباستعمال برنامج Primer3 كانت البواديء المصممة موضحة في الآتي :

Primer3 Output

PRIMER PICKING RESULTS FOR gi|360039839|gb|JN391999.1| Homo sapiens TCBA1 gene, intron; and SINE AluYa4, partial sequence

Using mispriming library humrep and simple.txt

Using 1-based sequence positions

OLIGO	start	len	tm	gc%	any	3'	rep	<u>seq</u>
-------	-------	-----	----	-----	-----	----	-----	------------

LEFT PRIMER	4	20	60	33	50.00	6.00	0.00	12.00	TTGCAAGATGGAGGAGAAGG
-------------	---	----	----	----	-------	------	------	-------	----------------------

RIGHT PRIMER	132	18	59.37	50.00	3.00	2.00	12.00	CGGGGTTTCACCGTTTTA
--------------	-----	----	-------	-------	------	------	-------	--------------------

SEQUENCE SIZE: 329

INCLUDED REGION SIZE: 329

PRODUCT SIZE: 129, PAIR ANY COMPL: 4.00, PAIR 3' COMPL: 1.00

1 TCTTTGCAAGATGGAGGAGAAGG GCCGGGCGCGGTGGCTCACGCCTGTAATCCCAGCACT

[illegible]

61 TTGGGAGGCCGAGGCGGGCGGATCACGAGGTCAGGAGATCGAGACCATCCCGGC**TAAAC**

◀◀◀◀◀◀

121 **GGTGAACCCCG**TCTCTACTAAAAATACAAAAAATTAGCCGGGCGTAGTGGCGGGCGCCT

<<<<<<<<<<<<<

181 GTAGTCCCAGCTACTTGGGAGGCTGAGGCAGGAGAATGGCGTGAACCCGGGAGGCGGAGC

241 TTGCAGTGAGCCGAGATTGCGCCACTGCACTCCAGCCTGGGCGACAGAGCGAGACTCCGT

301 CTCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

KEYS (in order of precedence):

```
>>>>> left primer
```

<<<<< right primer

بوادىء اضافية

```
1 LEFT PRIMER start len tm gc% any 3' rep seq
```

1	21	59.94	42.86	6.00	0.00	12.00	TCTTTGCAAGATGGAGGAGAA
---	----	-------	-------	------	------	-------	-----------------------

12700		12750		12800		12850	
12700	12750	58.33	59.33	3.00	3.00	12.00	CGGGGTTTTCACCGTTTTTA

RIGHT PRIMER	132	18	39.37	30.00	3.00	2.00	12.00
--------------	-----	----	-------	-------	------	------	-------

PRODUCT SIZE: 132, PAIR ANY COMPL: 4.00, PAIR 3' COMPL: 1.00

2	----	-----	1	20	60	33	50	00	6.00	0.00	12.00	TTGCAAGATGGAGGAGAAGG
---	------	-------	---	----	----	----	----	----	------	------	-------	----------------------

2	LEFT	PRIMER	4	20	80.33	30.00	0.00	22.00	100.00	ACCGTTTTAGCCGGGATG
---	------	--------	---	----	-------	-------	------	-------	--------	--------------------

RIGHT PRIMER	123	18	60.85	33.38	1.88	1.88	12.00
--------------	-----	----	-------	-------	------	------	-------

شكل 105 : مخرجات البرنامج Primer3

وباستعمال البرنامج Primer3plus فبعض البواديء الناجمة موضحة في الفقرة الآتية

Primer3Plus
pick primers from a DNA sequence

Pair 1:

☒ Left Primer 1:
Sequence:
Start: 4 Length: 20 bp Tm: 60.3 °C GC: 50.0 % ANY: 6.0 SELF: 0.0

☒ Right Primer 1:
Sequence:
Start: 169 Length: 20 bp Tm: 60.0 °C GC: 45.0 % ANY: 5.0 SELF: 1.0

Product Size: 166 bp Pair Any: 3.0 Pair End: 0.0

1 TCTTTGCAAG ATGGAGGAGA AGGGCCGGGC GCGGTGGCTC ACGCCTGTAA
51 TCCAGCACT TTGGGAGGCC GAGGCGGGCG GATCACGAGG TCAGGAGATC
101 GAGACCATCC CGGCTAAAC GGTGAAACCC CGTCTCTACT AAAAATACAA
151 AAAATTAGCC GGGCGTAGTG GCGGGCGCCT GTAGTCCCAG CTACTTGGGA
201 GGCTGAGGCA GGAGAATGGC GTGAACCCGG GAGGCGGAGC TTGCAGTGAG
251 CCGAGATTGC GCCACTGCAC TCCAGCCTGG GCGACAGAGC GAGACTCCGT
301 CTCAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA

Pair 2:

☐ Left Primer 2:
Sequence:
Start: 1 Length: 21 bp Tm: 59.9 °C GC: 42.9 % ANY: 6.0 SELF: 0.0

☐ Right Primer 2:
Sequence:
Start: 169 Length: 20 bp Tm: 60.0 °C GC: 45.0 % ANY: 5.0 SELF: 1.0

Product Size: 169 bp Pair Any: 3.0 Pair End: 2.0

Pair 3:

☐ Left Primer 3:
Sequence:
Start: 4 Length: 20 bp Tm: 60.3 °C GC: 50.0 % ANY: 6.0 SELF: 0.0

شكل 106: مخرجات البرنامج Primer3Plus

إيجاد البواديء لتغايرات النيوكلوٲيد المفرد SNP

نظرا لكثرة وأهمية هذه التغايرات فقد صنفٲ وتم ٲديد العديد من البيانات حولها وجمعت ووحدت في قاعدة بيانات خاصة بها dbSNP في الموقع العالمي NCBI . وأعطيت أرقام تعريفية IDs أو مداخل Entries تبدأ بـ rs أو ss (ولكل منها رمز لشيء خاص) والأولى أكثر استعمالا . وبعد اختيار SNP من الواجهة الرئيسة (Home Page) لموقع NCBI تظهر النافذة الخاصة بـ dbSNP ، ويتم تسجيل المرض أو الحالة التي من المحتمل انها ترتبط لواحد أو مجموعة من التغايرات SNPs مثل rs 137852576 وتظهر كما موضح في الشكل الآتي (شكل 107)

NCBI Resources How To My NCBI Sign In

dbSNP SNP human cancer breast Search

Save search Limits Advanced Help

Display Settings: ☒ Graphic Summary, 20 per page, Sorted by Default order Send to: ☒ Filter your results:

Results: 1 to 20 of 44 << First < Prev Page 1 of 3 Next > Last >>

☐ rs137852576 [Homo sapiens]

1. TGATTGCACTATTGATAAATCCGAA [A/G] GAAAAATTGCCATCTTGTGCTCTT

MapView VarView No PubMed GeneView SeqView No 3D OMIM

Allele Origin: G-Germine A-Germine
Clinical Significance: pathogenic
HGVS Names: [NC_000023.10:g.66905909G>A] [NG_009014.1:g.147036G>A] [NG_009014.2:g.147036G>A] [NM_000044.2:c.1826G>A] [NM_000044.3:c.1826G>A] [NM_001011645.1:c.230G>A] [NM_001011645.2:c.230G>A] [NP_000035.2:p.Arg609Lys] [NP_001011645.1:p.Arg77Lys] [NT_011669.17:g.5223897G>A]

Human (active) (43)
Clinical/LSDB
Submissions (41)
Cited in PubMed (11)

Manage Filters

Find related data
Database: Select
Find items

شكل 107 : عرض للـ SNPs في قاعدة البيانات dbSNP

والنقر على الرقم التعريفي تظهر البيانات الخاصة بالتغاير كما موضح في الشكل الآتي (108)



شكل 108 : موقع التغير المنتخـب rs 137852576 ويظهر بلون مفعـل

ويظهر التوالي الخاص بالمنطقة التي يوجد فيها التغير وهو الهدف المطلوب لتحديد البواديء كما في الشكل أعلاه والفقرة الملحقـة به .
والشريط التعريفي بالتغير الموضح في الآتي

rs137852576 [Homo sapiens]

TGATTGCACTATTGATAAATTCCGAA [A/G] GAAAAATTGTCCATCTTGTCGTCTT

MapView

VarView

No PubMed

GeneView

SeqView

No 3D


OMIM

شكل 84 : الشريط المساعد للبحث عن المعلومات الخاصة بـ SNP المنتخـب

وفي الشريط بعض الإمكانيات ، فالمقطع الأول MapVivew * عند النقر عليه يظهر موقع التغير على الكروموسوم ، ويمكن أيضا من استعمال الشريط إظهار التركيب الجسم للبروتينات ان توفرت في القاعدة باستعمال الإيقونة 3D وقد يكون هذا مباشرا او استعمال بعض البرامج او الوسائل الموجودة ضمن موقع NCBI . والمهم ان شريط المهام هذا يربط الى قاعدة OMIM ** للتحري عن الأمراض الوراثية . ولكن المهم في موضوع المناقشة الحالي هو الحصول على التوالي النيوكليوتيدات وهذا يمكن الوصول اليه من إيقونة SeqView *** وعند النقر عليها يظهر التغير المطلوب وهو مثلا rs137852576 والمناطق المجاورة وتكون القطعة مفعلة كما في الشكل أعلاه


281

وبظهور هذه الواجهة تظهر إمكانيات الحصول على التواليات بصيغة GenBank او FASTA ، وفي الواجهة تظهر الإمكانيات المعتادة مع التواليات وهي BLAST وكذلك الحصول على البواديء Pick primer وبتطبيق فقرة الحصول على البواديء يمكن الحصول على النتائج الآتية (شكل 109)



شكل 109 : البواديء المصممة للـ SNP باستعمال برنامج Primer BLAST


وفي حالة عدم معرفة الرقم التعريفي (rs ID) للتغاير ولكن وجود ما يعرف بالتغاير مثل CTRL التغاير الخاص بحدوث التليف الحوصلي Cystic fibrosis ، فيمكن إدخالها في نافذة البحث في dbSNP ككلمة مفتاحية ، او من استعمال MapView الموجودة في الصفحة الرئيسية لموقع NCBI ليظهر التغاير بأرقام تعريفية خاصة بها في الموقع كما في الشكل (شكل 110)




شكل 111 : البواديء المصممة من استعمال Primer BLAST الخاصة بالتليف الحوصلي Cystic fibrosis

Primer pair 1		Template strand	Length	Start	Stop	Tm	GC%	Self complementarity	Self 3' complementarity
Forward primer	Sequence (5'→3')	Plus	20	21577925	21577944	60.04	60.00	5.00	3.00
Reverse primer	CTCCCTCCCTCTTCCCTCTC	Minus	20	21578219	21578200	60.11	65.00	0.00	0.00
Internal oligo		Plus							
Product length	295								
Product Tm									
Product Tm - min(OLIGO Tm)									
Exon junction									
Total intron size									
Products on intended target									
Products on allowed transcript variants									
Products on potentially unintended templates									
>AC040162.5 Homo sapiens chromosome 16 clone CTC-479C5, complete sequence									
product length =	295								
Forward primer	1	GGACCCCTCAACAGCCTCTTC	20						
Template	86054	86035						
Reverse primer	1	CTCCCTCCCTCTTCCCTCTC	20						
Template	85760	85779						
product length =	4271								
Reverse primer	1	CTCCCTCCCTCTTCCCTCTC	20						
Template	90030G.....A.....G	90011						
Reverse primer	1	CTCCCTCCCTCTTCCCTCTC	20						

وقد استعملت الطريقة لإيجاد SNPs أخرى مثل rs137852571 و rs137852573 وكما موضح في الآتي :



شكل 112 : البواديء المصممة باستعمال Primer BLAST الخاصة بالتغايرات rs137852571



شكل 113 : البواديء المصممة باستعمال Primer BLAST الخاصة بالتغايرات rs137852573 .

إيجاد البواديء الخاصة ببعض الجينات البكتيرية

تمتاز الجينات البكتيرية بكونها ذات تغايرات كبيرة وليس كما هو الحال في الأحياء حقيقية النواة خاصة الراقية منها التي تمتاز بالثبوت الى درجة ما . ولذلك عند الشروع بتصميم بواديء لجين معين فيجب الأخذ بنظر الاعتبار الفروق بين السلالات وعندها يفضل ان يصمم الباديء للمناطق الثابتة او التي يطلق عليها Backbone والابتعاد عن المناطق المتغايرة Loops وهنا تضاف بعض الخطوات الأولية قبل البدء بتصميم البواديء وهو إيجاد المناطق الثابتة من الجين ، لتكون نواة للقطع المضخمة ، وتلاؤم أي من السلالات الجديدة او التي لم يسبر غورها سابقا ، ويمكن تحديد تصميم هذه البواديء في هذه الحالة بالخطوات الآتية :

أولا : تحديد الجين المطلوب وتحديد رمزه وإيجاد تواليه في اكبر عدد ممكن من السلالات ، ففي البكتريا المرضية يمكن الاستعانة بقاعدة عوامل الضراوة VFDB (www.mgc.ac.cn/VFs/) او غيرها وجمعها في ملف Notepad او أي شكل آخر من الملفات التي تتعامل معها البرامج والأخير هو الأفضل .

ثانيا : إجراء عمليات الاصطفاف Aligning باستعمال البرامج التي يوجد منها العديد مثل مجموعة Clustal وهذه قد تكون مستقلة او ضمن برامج أخرى مثل برنامج Mega الذي يمكن تحميله من مواقع خاصة تحدد من قبل المسؤولين عن البرنامج وترسل بطلب خاص بالبريد الالكتروني ، او من إصدارات Clustal الكثيرة التي يمكن ان توجد ضمن مواقع خاصة مثل الموقع الخاص بالاتحاد الأوروبي EMBL (<http://www.embl.de>) .

ثالثا : بعد إجراء الاصطفاف يتم تشذيب مخرجات الاصطفاف مثل حذف الفجوات Gaps التي تظهر على شكل (-) في المخرجات ولذلك لان معظم البرامج الخاصة بتصميم البواديء لا تعمل بوجود هذه الفجوات ، وكذلك يمكن ان يتم حذف تواليات بعض السلالات اذا كانت تؤثر في نواتج الاصطفاف .

رابعا : يتم اختيار المناطق المشتركة من التواليات في السلالات المختلفة والتي تعلم بـ (*) في بعض البرامج ، ويتم لصقها في ملف Notepad جديد ويعرف باسم معين (وجب ان تكون التسمية باللغة الانكليزية لان البرامج في العادة مكتوبة باللغة الانكليزية لذلك تنقطع سلسلة خطوات البرنامج عند وجود إشارات لا يتعرف عليها) .

خامسا : يستعمل التوالي في برامج تصميم البواديء العامة سواء كانت ضمن NCBI او غيره من البرامج .

وكمثال لما ذكر أعلاه تم اختيار الجين Staphopain ورمزه (sspB) الخاص بجين Cysteine protease من سلالات معينة ، أدخلت التواليات برنامج Mega لعمل اصطفاها لها . أشارت مخرجات البرنامج الى وجود الفجوات وشذوذ بعض السلالات ، لذلك تم حذف تواليات بعض السلالات وبعض الفجوات للحصول على توالي قابل للاستعمال في برامج تصميم البواديء وكان طوله 521 قاعدة ، ويجب ان يكون التوالي الثابت المراد استعماله أكثر من 300 قاعدة كي يتمكن أي برنامج من إجراء الحسابات اللازمة ، وهذه العملية موضحة في الشكل 114 :

Species/Abbrv	Sequence
1. gi 21282660 sspB - cysteine protease precursor Staphy	CTAAAAATTAATGACCAAGAAAACTTATTTTACTGGAAATCC
2. gi 161508266:c1053407-1052226 Staphylococcus aureus sub	CTAAAAATTAATGACCAAGAAAACTTATTTTACTGGAAATCC
3. gi 385780298:c1055271-1054090 Staphylococcus aureus sub	CTAAAAATTAATGACCAAGAAAACTTATTTTACTGGAAATCC
4. gi 49482253:c1063927-1062746 Staphylococcus aureus sub	CTAAAAATTAATGACCAAGAAAACTTATTTTACTGGAAATCC
5. gi 156978331:c1099294-1098113 Staphylococcus aureus sub	CTAAAAATTAATGACCAAGAAAACTTATTTTACTGGAAATCC
6. gi 87159884:c1039460-1038279 Staphylococcus aureus sub	CTAAAAATTAATGACCAAGAAAACTTATTTTACTGGAAATCC
7. gi 82749777:c990989-989808 Staphylococcus aureus RF123	CTAAAAATTAATGACCAAGAAAACTTATCTACTGGAAATCC
8. gi 21281729:c1023308-1022127 Staphylococcus aureus sub	CTAAAAATTAATGACCAAGAAAACTTATTTTACTGGAAATCC
9. gi 386829725:c991186-990005 Staphylococcus aureus sub	CTAAAAATTAATGACCAAGAAAACTTATTTTACTGGAAATCC
10. gi 384860682:c1064484-1063351 Staphylococcus aureus sub	CTAAAAATTAATGACCAAGAAAACTTATTTTACTGGAAATCC
11. gi 384548923:c1002098-1000917 Staphylococcus aureus sub	CTAAAAATTAATGACCAAGAAAACTTATCTACTGGAAATCC
12. gi 151220212:c1016107-1014926 Staphylococcus aureus sub	CTAAAAATTAATGACCAAGAAAACTTATTTTACTGGAAATCC
13. gi 29165615:c1021565-1020384 Staphylococcus aureus sub	CTAAAAATTAATGACCAAGAAAACTTATTTTACTGGAAATCC
14. gi 57634611:c1097893-1096712 Staphylococcus aureus sub	CTAAAAATTAATGACCAAGAAAACTTATTTTACTGGAAATCC

شكل 114 : التواليات الثابتة المنتخبة من الجين المنتخب المصطفة باستعمال برنامج Mega التي استخدمت في تصميم البواديء


ومنها يمكن الحصول على المناطق الأكثر ثبوتاً وبالتحديد وإزالة الفجوات وتواليات السلالات الشاذة يمكن الحصول على التوالي التالي وكتابته بصيغة FASTA :

>Align sequence

```
AAGTTCAATATGAAAATACATTAACCAAACTTCAAAATTAGAGAACAAATTCGATAACTCATGGTGTGCAGGATTTAGTATGGCAGCATTATTAATGCA
ACTAAAAATACAGACACTTATAATGCACATGATATTATGCGTACATTATACCTGAAGTAAGTGAGCAAGACCTTCCTAATTGCTCAACATTCCTAATCAA
ATGATTGAATACGGTAAATCACAAGGCAGAGATATTCATTATCAAGAAGGCGTACCATCATATGAACAAGTTGATCAACTTACAAAAGATAATGTAGGAA
TTATGATTCTTGACAAAGTGTATCTCAAAACCTAATGATCCACATTTAGGACATGCCCTAGCAGTTGTTGGTAATGCTAAAATTAATGACCAAGAAAAAC
TTATTTACTGGAATCCTGGGATACAGAATTATCAATCCAAGATGCAGATTCAAGCCTATTACATTATCATTCAATCGTGATTATAACTGGTATGGTCAAT
GATAGGTTACTAA
```

أدخلت التواليات المصطفة Aligned sequence الى برنامج Primer BLAST والذي أعطى بواديء موضحة في الشكل 115 :

Primer pair 1									
	Sequence (5'→3')	Template strand	Length	Start	Stop	Tm	GC%	Self complementarity	Self 3' complementarity
Forward primer	GGACATGCCCTAGCAGTTGT	Plus	20	354	373	60.04	55.00	6.00	2.00
Reverse primer	AGGCTTGAATCTGCATCTTGA	Minus	22	463	442	60.03	45.45	4.00	2.00
Product length	110								
Products on potentially unintended templates									
> FR714927.1 Staphylococcus aureus subsp. aureus ECT-R 2 complete genome									
product length = 110									
Features associated with this product:									
staphopain peptidase C47 family protein									
Forward primer	1	GGACATGCCCTAGCAGTTGT	20						
Template	978975		978956					
Reverse primer	1	AGGCTTGAATCTGCATCTTGA	22						
Template	978866		978887					
> CP001844.2 Staphylococcus aureus 04-02981, complete genome									



شكل 115 : البواديء المصممة باستعمال Primer BLAST للتواليات
 المصطفة للجين المنتخب Staphopain من سلالات مختلفة لبكتريا
Staphylococcus aureus

وتفاصيل الباديء مرفقة مع الشكل .

ادخل التوالي الى برنامج Primer3 الذي أعطى بواديء مختلفة وبمواصفاتها كما
 موضح في الفقرة الآتية

Primer3Plus
pick primers from a DNA sequence
Primer3Plus loaded Fasta-File

Pair 1:

☒ Left Primer 1:

Sequence:

Start: 215 Length: 21 bp Tm: 60.3 °C GC: 47.6 % ANY: 3.0 SELF: 0.0

☒ Right Primer 1:

Sequence:

Start: 364 Length: 20 bp Tm: 59.8 °C GC: 50.0 % ANY: 8.0 SELF: 2.0

Product Size: 150 bp Pair Any: 4.0 Pair End: 0.0

```

1      AAGTTCAATA TGAAAATACA TAAAAAACT TCAAAATTAG AGAACAACAA
51     TTCGATAACT CATGGTGTGC AGGATTTAGT ATGGCAGCAT TATTAAATGC
101    AACTAAAAAT ACAGACACTT ATAATGCACA TGATATTATG CGTACATTAT
151    ACCCTGAAGT AAGTGAGCAA GACCTTCCTA ATTGCTCAAC ATTCCCTAAT
201    CAAATGATTG AATACGGTAA ATCACAAGGC AGAGATATTC ATTATCAAGA
251    AGGCGTACCA TCATATGAAC AAGTTGATCA ACTTACAAAA GATAATGTAG
301    GAATTATGAT TCTTGCACAA AGTGTATCTC AAAACCCTAA TGATCCACAT
351    TTAGGACATG CCCTAGCAGT TGTGGTAAT GCTAAAATTA ATGACCAAGA
401    AAAACTTATT TACTGGAATC CTTGGGATAC AGAATTATCA ATCCAAGATG
451    CAGATTCAAG CCTATTACAT TTATCATTCA ATCGTGATTA TAACTGGTAT
501    GGTTCATGA TAGGTTACTA A

```

Pair 2:

☐ Left Primer 2:

Sequence:

Start: 215 Length: 20 bp Tm: 58.4 °C GC: 50.0 % ANY: 3.0 SELF: 0.0


☐ Right Primer 2:

Sequence:

Start: 364 Length: 20 bp Tm: 59.8 °C GC: 50.0 % ANY: 8.0 SELF: 2.0

Product Size: 150 bp Pair Any: 4.0 Pair End: 0.0

وكل البواديء الناجمة لابد ان تخضع لعملية تأكيد (Checking) وهذه تتم باستعمال برنامج BLASTN الخاص بصف التواليات القصيرة BLASTN 2.2.26+ (<http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi>) الذي يظهر التطابق مع ما موجود في قاعدة البيانات المستعملة nr ويظهر في الشكل التالي نتائج احد البواديء



شكل 116 : نتائج الاصطفاف BLASTing لبعض البواديء المصممة لغرض التأكد

مع المرفق النصي للتطابقات الذي يشير الى التواليات الممكن ان تعمل مع هذه البواديء
كما موضح في المرفق أدناه

Sequences producing significant alignments:						
Accession	Description	Max score	Total score	Query coverage	E value	Max ident
FR821779.1	Staphylococcus aureus subsp. aureus LGA251 complete genome sequence	44.1	44.1	100%	0.007	100%
FR714927.1	Staphylococcus aureus subsp. aureus ECT-R 2 complete genome	44.1	44.1	100%	0.007	100%
CP001844.2	Staphylococcus aureus 04-02981, complete genome	44.1	44.1	100%	0.007	100%
CP001781.1	Staphylococcus aureus subsp. aureus ED98, complete genome	44.1	44.1	100%	0.007	100%
AP009324.1	Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu3 DNA, complete genome	44.1	44.1	100%	0.007	100%
CP000736.1	Staphylococcus aureus subsp. aureus JH1, complete genome	44.1	44.1	100%	0.007	100%
CP000703.1	Staphylococcus aureus subsp. aureus JH9, complete genome	44.1	44.1	100%	0.007	100%
BA000017.4	Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50 DNA, complete genome	44.1	44.1	100%	0.007	100%
BX571857.1	Staphylococcus aureus strain MSSA476, complete genome	44.1	44.1	100%	0.007	100%
BA000018.3	Staphylococcus aureus subsp. aureus N315 DNA, complete genome	44.1	44.1	100%	0.007	100%
BA000033.2	Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2 DNA, complete genome	44.1	44.1	100%	0.007	100%
AJ538364.1	Staphylococcus aureus sspB gene for cysteine proteinase	44.1	44.1	100%	0.007	100%
CP003045.1	Staphylococcus aureus subsp. aureus 71193, complete genome	42.1	42.1	95%	0.026	100%
CP003033.1	Staphylococcus aureus subsp. aureus VC40, complete genome	42.1	42.1	95%	0.026	100%
CP003194.1	Staphylococcus aureus subsp. aureus 11819-97, complete genome	42.1	42.1	95%	0.026	100%
CP003166.1	Staphylococcus aureus subsp. aureus M013, complete genome	42.1	42.1	95%	0.026	100%
CP002643.1	Staphylococcus aureus subsp. aureus T0131, complete genome	42.1	42.1	95%	0.026	100%
CP002110.1	Staphylococcus aureus subsp. aureus TCH60, complete genome	42.1	42.1	95%	0.026	100%
CP002114.2	Staphylococcus aureus subsp. aureus JKD6159, complete genome	42.1	42.1	95%	0.026	100%
CP002120.1	Staphylococcus aureus subsp. aureus str. JKD6008, complete genome	42.1	42.1	95%	0.026	100%
CP001996.1	Staphylococcus aureus subsp. aureus ED133, complete genome	42.1	42.1	95%	0.026	100%
AM990992.1	Staphylococcus aureus subsp. aureus ST398 complete genome	42.1	42.1	95%	0.026	100%
FN433596.1	Staphylococcus aureus subsp. aureus TW20, complete genome	42.1	42.1	95%	0.026	100%

وفضلا عن استعمال BLAST N يمكن الرجوع الى العديد من البرامج المذكورة سابقا
للكشف عن صلاحية البواديء المصممة والحصول على البيانات الخاصة بها .

المراجع

References

- ◆ Abd-Elsalam, K.2003.Bioinformatic tools and guidelines for PCR primer design .Afr.J.Biotechnol.2:91-95.
- ◆ Anjos,A. ,Msller,A., Ersbsll, B. , Finnie, C. and Shahbazkia , H. 2011. New approach for segmentation and quantification of two dimensional gel electrophoresis images. Bioinformatics ,27:368-375.
- ◆ Anna-Lee, D.,Simmonds, R.,Gargis, A. and Sloan,G. 2010. Prevalence and acquisition of the genes for zoonin A and zoonin A resistance in *Streptococcus equi* subsp.zoonidemicus.J.Mol.Evol.68:498-505. Aranda, P. , Lajoie, D. and Jorczyk, C. 2012. Bleach gel: A simple agarose gel for analyzing RNA quality.Electrophoresis.33:366-369.
- ◆ Armisen, R.1991. Agar and agarose biotechnological applications.Hydrobiology.221:159-166.
- ◆ Arnheim, N. and Erlich, H. 1992. Polymerase chain reaction strategy.Ann.Rev.Biochem.61:131-136.
- ◆ Altschul, S., Madden, T., Schäffer, A., Zhang, J., Zhang, Z., Miller, W. and Lipman D. (1997), "Gapped BLAST and PSI-BLAST: a new generation of protein database search programs", Nuc. Acids Res. 25:3389-3402.
- ◆ Bajla, I., Hollander, I. and Burg, K.2001.Improvement of electrophoretic gel image analysis. Measurement Sci. Rev.1:5-10.
- ◆ Bardakci, F. 2001. Random amplification polymorphic DNA (RAPD) markers. Turk.J.Biol.25:185-196.
- ◆ Brody, J. and Kern,S.2004.History and principles of conductive media for standard DNA electrophoresis. Anal. Biochem. 333:1-13.
- ◆ Brody, J. , Calhoun, E., Gallmeier, E., Creavalle, T. and Kern, S. 2004. Ultra-fast high resolution agarose electrophoresis of DNA and RNA using low molarity conductive media. Biotechniques , 37:598-602.
- ◆ Bridges,C.1990. Olga-oligonucleotide primer design program for the artist. Comput. Appl. Biosci., 6:124-125.
- ◆ Brownie, J., Shawcross,S., Theaker, J., Whitcombe,D., Ferrie, R., Newton, C. and Little, S.1997.The elimination of primer dimer accumulation in PCR .Nuc.Acids.Res.25:3235-3241.
- ◆ Burpo,F. 2001. A critical review of PCR primer design algorithms and cross – hybridization case study. Biochemistry.218:1-12.
- ◆ Champlot , S., Berthelot,C. , Pruvost, M., Bennet, E., Grange, T. 2010. An efficient multi strategy DNA decontamination procedure of PCR reagents for hypersensitive PCR applications . PLoS ONE.5(9):e13042.
- ◆ Chow, W., McKlosky, C., Tong, Y., Hu, L., You, Q., Kelly, C. 2008. Application of isothermal helicase dependent amplification with a disposable detection devise in a simple sensitive stool test for toxigenic *Clostridium difficile*. J. Mol. Diagn. 10:452-485.
- ◆ Cobb, B. and Clarkson, J. 1994. A simple procedure for optimizing polymerase chain reaction (PCR) using modified Taguchi methods. Nuc. ‘
- ◆ Collins, T. 2007. ImageJ for microscopy . Bio Techniques, 43:25-30.
- ◆ Dennis, Y., Chiu, R. and Chan , K.(Eds). 2006. Clinical applications of PCR. Humana Press. Totowa, New Jersey, USA .
- ◆ Dieffenbach, C., Lowe, T. and Dveksler, G. 1993. General concepts for PCR primer design. Gen. Res. 3:530-537.

- ◆ Dorfman, K. 2010. DNA electrophoresis in microfabricated devices . Rev. Mod. Phys. **82**:2903-2947.
- ◆ Duck, W., Steward, C., Banerjee, S., McGwan, J. and Tenover, F. 2003. Optimization of computer software setting improves accuracy of pulsed field gel electrophoresis macrorestriction fragment pattern analysis. J. Clin. Microbiol. **41**:3035-3042.
- ◆ Franca, L., Garrilho, E. and Kist, B. 2004. A review of DNA sequencing techniques . Quat. Rev. Biophys. **35**:169-200.
- ◆ Freifelder, D. 1982. Physical Biochemistry: Applications to Biochemistry and Molecular Biology. W.H. Freeman and Company. CA.
- ◆ Goyne, V., James, M., Ried, S. and Rybicki, E. (Eds) 2001. PCR Primer Design and Reaction Optimization . In " Molecular Biology Technique Manual " 3rd edition . University of Cape Town .
- ◆ Hamfjord, S., Stangle, A., and Skrede, M. 2012. *Kras* mutational tests for metastatic colorectal cancer patients: not just a technical problem. Expert. Rev. Mot. Diagn. **12**:123-126.
- ◆ Kirakawa, Y., Medh, R. and Metzemberg, S. 2010. Quantitative polymerase chain reaction analysis by deconvolution of internal standard. BMC. Mol. Biol. **11**:30-48.
- ◆ Isenbarger, T., Finney, M., Rios-Velazquez, C., Handelsman, J. and Ruvkun, G. 2008. Miniprimer PCR: A new lens for viewing microbial world. Appl. Environ. Microbiol. **74**:840-849.
- ◆ Jensen, M., Fukushima, M. and Davis, R. 2010. DMSO and betaine greatly improve amplification of GC-rich, constructs in *de novo* synthesis. PLoS ONE, **5**:e11024.
- ◆ Jung, V. and Pestka, S. 1990. Efficient cloning of PCR generated DNA containing terminal restriction endonuclease recognition sites. Nuc. Acids. Res. **18**:6156.
- ◆ Kennedy, S. and Oswald, N. 2011. PCR troubleshooting and optimization: The essential Guide. Caister Academic press. UK.
- ◆ Korbie, D. and Mattick, J. 2008. Touchdown PCR for increased specificity and sensitivity in PCR amplification. Nature Protocol. **3**:1452-1456.
- ◆ Kramer, M. and Coen, D. 2001. Enzymatic amplification of DNA by PCR : Standard procedures and optimization. Curr. Protocol. Mol. Biol. **15**:1-14.
- ◆ Kwok, P. 2001. Methods for genotyping single nucleotide polymorphisms. Ann. Rev. Genome Hum. Gene. **2**:235-258.
- ◆ Loy, A., Arnold, R., Tischler, P., Rattei, T., Wagner, M. and Horn, M. 2008. ProbCheck- a central resource for evaluating oligonucleotide probe coverage and specificity. Environ. Microbiol. **10**:2894-2898.
- ◆ Mann, T.,Humbert,R., Dorschner, M., Stamatoyannopoulos, J. and Noble, W. 2009. A thermodynamic approach to PCR primer design. Nuc. Acids. Res. **37**:1-9.
- ◆ Mar-Aguilar, F., Gomez-Almaguer,D., Carrizales-Villareal, J., Viader-Salvado, J. and Barrera-Saldana, H.1998. Detecting residual ber-abl transcipts in chronic myloid leukaemia patients using coupled reverse transcriptase – polymerase chain reaction with rTth DNA polymerase. Clin. Lab. Hematol. **20**:221-224.
- ◆ Mercier, J., Slater, G. and Mayer, P. 2003. Solid phase DNA amplification : A simple Monte Carlo lattice model .Biophys. J. **85**: 2075-2086 .
- ◆ Mullis, K. 1990 . The unusual origin of the polymerase chain reaction . Sci Am . **262** : 56-61 .

- ◆ Ogden,R. and Adams, D.1987. Electrophoresis in agarose and acrylamide. Meth. Enzymol. **152**:61-87.
- ◆ Pavel, A. and Vasile , C. 2012 . PyElph : a software tool for images analysis and phylogenetics .BMC Bioinformatics **13** : 9-16 .
- ◆ Pavlov, A., Belova, G., Kozyavkin, S., and Slesarev , A .2002 . Helix– hairpin– helix motifs confer salt resistance and processivity on chimeric DNA polymerases . Proc. Natl. Acad. Sci . **99** : 13510–13515 .
- ◆ Purdy,K., Embely,T.,Takii,S. and Nedwell,D.1996. Rapid extraction of DNA and rRNA for sediments by a novel hydroxylapatite spin-column method. Appl. Environ. Microbiol. **62**:3905-3907.
- ◆ Rebrikov,D. and Trofimov, D., 2006. Real-time PCR: A review of approaches to data analysis. Appl. Biochem. Microbiol. **42**:455-463.
- ◆ Robertson, A. and Phillips, A. 2008.intigrating PCR theory and bioinformatics into a research oriented primer design exercise. CBE-Life Sci. Ed. **7**:89-95.
- ◆ Rotmistrovsky, K., Jang, W. and Schuler,G. 2004.A web server for performing electronic PCR . Nuc. Acids. Res. **32**:W108-W112.
- ◆ Roux, K. 1995. Optimization and troubleshooting in PCR. Gen. Res. **4**:S185-S194.
- ◆ Sambrook, J. and Russel, D. 2001. Molecular cloning: A laboratory manual .3rd Ed. Cold Spring Harbor Laboratory Press . Cold Spring Harbor, New York .
- ◆ SantaLucia, J. 1998. A unified view of polymer, dumbbell and oligonucleotide DNA nearest neighbor thermodynamics. Proc. Natl . Acad. Sci. **95**: 1460-1465.
- ◆ Sherry, S., Ward, M., Kholodov, M., Barker, J., Phan, L., Smigielski,E. and Sirotkin, K. 2001. dbSNP : the NCBI database of genetic variation . Nuc. Acids. Res. **29**:308-311.
- ◆ Singh, V. and Kumar, A. 2001. PCR primer design . Mol. Biol. Today. **2**:27-32.
- ◆ Skerra, A. 1992. Phosphorothioate primers improve the amplification of DNA sequences by DNA polymerase with proofreading activity. Nuc. Acids. Res. **20**:3551-3554.
- ◆ Spandidos, A., Wang, X., Wang , H., and Seed B . 2010 . PrimerBank: a resource of human and mouse PCR primer pairs for gene expression detection and quantification . Nuc. Acids Res. **38**:D792-D799.
- ◆ Spandidos, A., Wang, X., Wang , H., Dragnev, S. Thurber , T. and Seed , B . 2008 . A comprehensive collection of experimentally validated primers for Polymerase Chain Reaction quantitation of murine transcript abundance. BMC Genomics, **9**: 633-650 .
- ◆ Stellwagen, E. and Stellogen, N. 2002. The free solution mobility of DNA in tris-acetate-EDTA buffer of different concentrations, with and without added NaCl. Electrophoresis, **23**:1935-1941.
- ◆ Sykes, P., Neoh, S., Brisco, M., Hughes, E., Condon, J. and Morley, A. 1992. Quantitation of targets for PCR by use of limiting dilution. Biotechniques, **13**:444-449.
- ◆ Tsai, M., Lin,Y.,Cheng, Y., Lee, K., Huang, C., Chen,Y and Yao,A. 2007 . PrimerZ: streamlined primer design for promoters, exons and human SNPs . Nuc. Acids. Res.:W63-W65.
- ◆ Vogelstein, B. and Kinzler, K. 1999. Digital PCR. Proc. Natl. Acad. Sci. **96**: 9236-9241.
- ◆ Wang , X. and Brian Seed , B. 2003 . A PCR primer bank for quantitative gene expression analysis. Nuc. Acids Res. **31**: e154; pp.1-8.
- ◆ Wang, X ., Spandidos, A., Huajun Wang , H. and Seed , B. 2012 . PrimerBank: a PCR

primer database for quantitative gene expression analysis, update. Nuc. Acids Res. **40** : D1144-1149.

- ◆ Zimmermann, B., Grill, S., Holzgreve, W., Zhong, X., Jackson, L. and Hahn, S. 2008. Digital PCR : A Powerful new tool for non-invasive prenatal diagnosis . Prenat. Diagn. **28**:1087-1093.

الفهارس

بنك البواديء ----- 229, 227
 بواديء الكلونة ----- 144, 47
 بواديء النواقل ----- 47
 بواديء تفاعل الكوثره المتعدده ----- 46
 بورات الليثيوم ----- 28

ت

تباين ----- 66
 تحديد التوالي --- 32, 40, 60, 70, 74, 76, 92, 113, 116, 135, 170, 182, 196
 تحمل ----- 143, 138, 112, 57, 39, 12
 تحويل البواديء ----- 47
 تدوير ----- 119, 113, 112, 98
 تردد الالبيلات ----- 114, 16
 تركيز الأملاح ----- 149, 141, 93, 64, 59
 تركيز البواديء ----- 102, 66, 63, 48
 تركيز النيوكليوتيدات ----- 68, 66, 64
 تشوه ----- 234, 100, 76
 تصميم البواديء --- 16, 38, 47, 59, 94, 103, 137, 138, 139, 141, 142, 144, 145, 147, 157, 158, 170, 181, 187, 193, 194, 196, 200, 209, 210, 211, 212, 222, 288
 تضخيم 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 32, 33, 34, 36, 45, 47, 50, 51, 57, 62, 66, 67, 87, 88, 90, 95, 96, 99, 103, 104, 113, 115, 116, 126, 134, 135, 210, 237, 241, 261
 تضخيم العنقده ----- 12
 تطابق ----- 146, 140, 96
 تطفير ----- 30
 تفاعل الكوثره ----- 157, 7, 3
 تفاعل الكوثره الانى ----- 194, 126, 121, 119
 تفاعل الكوثره الرقمى ----- 133, 131, 130
 تفاعل الكوثره العشوائى ----- 14
 تفاعل الكوثره العكسى ----- 9
 تفاعل الكوثره المتعدد ----- 193, 11
 تفاعل الكوثره الموضعى ----- 10
 تفاعل الكوثره غير المتناظر ----- 7
 تفاعل كوثره الطور الصلب ----- 17
 تفاعل كوثره المناطق الممثيلة ----- 11
 تفاعلات كوثره التواليات الداخليه ----- 10
 تفاعلات كوثره النسخ العكسى ----- 13
 تقدير الكمي ----- 237, 128, 119
 تكامل ----- 150, 140, 138, 57, 5
 تلوث ----- 111, 89, 71
 تنظيف النواتج ----- 84
 تنفس ----- 139, 138
 تنميط ----- 114
 تهجين ----- 141, 57, 10, 7
 تواليات- 6, 7, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 38, 41, 42, 46, 57, 60, 62, 66, 94, 105, 115, 126, 134

ا

إخفاء ----- 109
 إزالة البيورينات ----- 26, 25
 أشعة الليزر ----- 238
 اصطفاف ----- 288, 213, 190
 اطر القراءة المفتوحة ----- 205, 145
 أطراف البواديء ----- 40
 أطوار التفاعل ----- 53
 أعمدة فصل ----- 91
 اكسونات ----- 62
 الإطالة الأخيرة ----- 61
 الاعفان ----- 29
 التحام 14, 17, 18, 31, 32, 40, 46, 57, 60, 65, 68, 87, 95, 147, 149
 النقاط البواديء ----- 270, 169
 التليف الحوصلي ----- 282
 الجوار الأقرب ----- 245, 211, 150, 59
 الجينات البكتيرية ----- 287
 الجينات الميكروبية ----- 115
 الجينوم البشري ----- 272, 177, 115, 62, 6
 الحاسوب -- 23, 94, 98, 102, 107, 129, 137, 209, 210, 231
 الحاصل ----- 42
 الدورات المبكرة ----- 120, 64, 58, 19, 18
 الطرف 3' ----- 139, 94, 52, 41, 34
 الطرف 5' ----- 104, 40
 العمر النصفى ----- 116, 55, 32
 القوة الأيونية ----- 108
 المجموع الموزون ----- 212
 المعلوماتية الحيوية ----- 231, 217, 147, 137
 امتراز ----- 92
 أمثلة تفاعل الكوثره ----- 87
 أملاح الفضة ----- 238
 إنزيم الكوثره ----- 22, 21, 10, 9, 8, 5, 4
 إنزيم النسخ العكسى ----- 13
 إنزيم فل الأشرطة ----- 8
 إنزيم مهندس ----- 44, 36
 إنزيمات القطع ----- 26, 2
 إنزيمات اللحم ----- 2
 أنواع المشاكل ----- 87
 أنواع الأصرة الفوسفاتية ----- 35
 أواصر هيدروجينية ----- 43
 قونة ----- 281, 202
 ايون المغنسيوم ----- 114, 99, 93, 87, 67, 33
 ايونات ثنائية التكافؤ ----- 4

ب

باستور ----- 152
 برامج الحاسوب ----- 147, 138, 68, 41, 25
 بروميد الاثيديوم ----- 81, 80, 5

رباعيات الكوانين----- 145, 43
 ربط الجوار----- 252, 241
 رقم التسجيل----- 229, 173, 171, 165

سرطان----- 131
 سعة دائرة----- 26
 سكروز----- 29
 سلم الواسمات----- 254, 239, 232, 101, 100

شدة الإضاءة----- 239

صبغة التآلق----- 121
 صور الهلام----- 252, 247, 246, 241, 240, 237, 232, 231, 255, 254

طبوغرافية----- 31, 2
 طريقة البدء الساخنة----- 103, 99, 97, 91, 65, 36, 19, 8, 107

طريقة الترحيل العكسي----- 75
 طريقة الكثرة غير المتناظرة الحرارية----- 17
 طريقة النقطة الفاصلة----- 128
 طريقة سايبير الأخضر----- 123
 طريقة كثره الهبوط----- 19, 18
 طور الركود----- 120, 54
 طور الركود او الهضبة----- 54
 طول الباديء----- 211, 138, 137, 68, 66, 64, 40, 39
 طول الناتج----- 212, 141

ظاهرة النخل----- 70

عدد الدورات----- 118, 95, 89, 64, 63, 61, 58, 56, 55, 54, 134, 129, 127
 عدم تلاؤم----- 58, 41, 19, 7
 عدم ظهور نواتج----- 89, 87
 علم الشكل الرياضي----- 231
 عمليات اصطفاف----- 271, 145, 141
 عنقدة----- 257, 245, 232
 عنقدة الحزم----- 257, 245

قطيفات----- 139
 قواعد البيانات----- 163, 142, 137, 107, 102, 38, 19, 7, 271, 263, 211
 قيم فاصلة----- 234

كحول اثيلي----- 93
 كشافات خاصة----- 212
 كلوريد المغنسيوم----- 107, 103, 99, 89, 25

135, 140, 145, 166, 168, 169, 179, 187, 210, 211, 213, 219, 252, 261, 263, 272, 287, 288
 تواليات الباديء الداخلية----- 41
 تواليات بسيطة----- 10
 تواليات غير مشفرة----- 20
 توقف التفاعل----- 112

ثبوت توالي----- 138

جودة----- 212, 209, 186, 160, 113, 98, 80, 28, 21
 جينات الإدامة----- 128
 جينات متمائلة----- 66

حاصل قليل----- 116, 104, 97, 57
 حامض ألكليك----- 27, 26
 حامض الهيدروكلوريك----- 88, 25, 24
 حرارة الإطالة----- 96, 61
 حرارة الالتحام----- 60, 59, 58, 57, 56, 44, 40, 38, 18, 11
 65, 68, 90, 95, 96, 98, 99, 103, 108, 140, 141, 142, 210

حرارة الانصهار----- 68, 64, 60, 59, 58, 57, 51, 40, 18
 74, 96, 140, 141, 149, 157
 حزم----- 78, 74, 71, 70, 64, 58, 41, 22, 19, 14, 11, 10
 82, 84, 87, 93, 98, 99, 100, 103, 108, 111
 112, 113, 116, 157, 198, 232, 234, 235, 238, 254, 240, 239

حزم باهتة----- 108, 22
 حزم غير مرغوب فيها----- 98, 58, 19
 حزم مرجعية----- 234
 حطام الخلايا----- 21
 حواجز شمعية----- 9

خارج الأنظمة الحية----- 128, 20, 7, 3
 خارطة التقطيع----- 181
 خاصية التصحيح----- 114, 96, 35, 34, 32, 3
 خطوات الكثرة----- 48
 خليط التفاعل----- 80, 69, 67, 63, 62, 34, 31, 25, 13, 9, 8
 89, 95, 97, 99, 107, 111, 113, 119, 124

دائري----- 27, 26, 25, 24, 23, 13, 4
 دائري البورات----- 27, 26
 دائري الخلالت----- 26
 دائري التحميل----- 109, 97, 78, 77, 28
 دائري الترحيل----- 108, 101, 83, 79
 دائري الفوسفات الملحي----- 21
 دالة لوغارتمية----- 235, 233
 دراسة الوبائية----- 233
 درجة السطوع----- 233
 دورات إضافية----- 88, 58

معاملات السيطرة ----- 80
 مقحمات ----- 9
 مقياس الطاقة العشوائي ----- 59
 مكررات ----- 120, 99, 54, 41, 22
 منحنيات مرجعية ----- 127
 منظفات ----- 49
 مواد خلاصة ----- 68
 موسوعة ----- 226

ن

نسق التعبير ----- 14
 نهاية التفاعل ----- 120, 118
 نواتج غير متخصصة ----- 99, 98, 92, 68, 57, 34, 18
 نواتج متعددة ----- 103, 102

هـ

هيدروكسيد الصوديوم ----- 24

و

واسمات ----- 246, 135, 109, 101, 78, 15, 10, 9
 واسمات وزنية ----- 109, 101
 وراثية العشائر ----- 252, 233, 16
 وزن جزيئي ----- 64, 58, 23

ي

يوراسيل ----- 11

كلونة ----- 116, 66, 26, 14
 كليسرول ----- 90
 كماشة ----- 144, 139, 138, 41
 كواشف ----- 111
 كثرة المناطق المتغيرة ----- 19
 كثرة النسخ العكسي ----- 17

م

ماشيات الشعر 42, 105, 106, 107, 140, 142, 143, 145,
 202, 186, 171, 152, 147

متعدد الاكريلاميد ----- 76, 72
 مثبطات ----- 91, 87, 65, 64, 55, 51, 22, 21
 مجال كهربائي ----- 70
 مجسات -- 56, 61, 90, 119, 121, 123, 124, 125, 134,
 193, 135

مجفف ----- 29
 محددات استعمال تفاعل الكثرة ----- 115
 مزدوجات البادئ ----- 8
 مزدوجات الثايمين ----- 89
 مستقبل تفاعلات الكثرة ----- 261
 مسحات ----- 112, 111, 102, 21
 مسخ ----- 107, 98, 91, 90, 67, 56, 51, 31, 8
 مشاكل الصور ----- 234
 مشاكل ما بعد الكثرة ----- 113
 مطياف الأشعة فوق البنفسجية ----- 85

Blue light excitation source	84
Blunt	35, 34
Boric acid	27
Breathing	41
Brightness	238
Bromophenol Blue	28
Buffer solutions	24
Buffering capacity	26
Bunsen burner	75

C

CagA	220, 219
Calculators	216, 147, 137
cDNA primers	216, 47
Chimeric primers	46
Cloning	3
Clustal	287, 185
Clustering method	241
Colony PCR	9
Compactness	232
Conditional mutants	9
Contigs	170
Contrast	238
Cos sites	100
Cresol red	29
Cross homology	140
Cross species primers	190
Cross-dimer	42
Ct	237, 128
Cycling	58
Cystic fibrosis	282

D

dbSNP	280
ddH ₂ O	25
Default	142
Default settings	165
Degenerate primers	46
Denaturation	56, 5
Denaturing gradient gel electrophoresis	26
Densitometers	233, 231
Densitometry	251, 110
deoxyinosine	47
Depurination	25
dGTP	51, 29
Differential display PCR	144
Digital analysis	232
Digital PCR	130
Dimethyl sulfoxide	49
Direct repeats	157, 99
Distortion	76
DMSO	107, 97, 91, 90, 67, 50, 49, 36

-7deaza-2-GTP	51
---------------	----

A

A overhang	32
Accession number	165
Acrylamide	76
Adaptors	6
Additives	49, 4
AFLP PCR	6
Agarase	74
Agarobioses	73
Agarose	73, 72, 26
Algorithm	142
Alkaline agarose gel electrophoresis	108
Allele specific PCR	7
AlleID	190
Alternative splicing	135
Alu PCR	6
Alu primers	44
Alu sequences	272, 183, 6
AluGene	272
AmpErase	89
Amplicons	18, 6
Amplification	255, 41
Amplification refractory mutation system	41
AmpliTaq	33
AmpliTaq Gold	33
Aneuploidy	135
Annealing	56, 40, 18, 5
Antibodies	8
Anticonvective	71
AP- PCR	14
Aptamer	108
ARMS	139, 41
Array verifications	129
ASO	7
Assembly PCR	7
Asymmetric PCR	7
Autodimer	178

B

Backbone	287
Beacon designer	193
Betaine	91, 50, 49
Bioinformatics	209, 137
Bis-acrylamide	76
BLAST	183, 168, 164, 163, 146, 141, 102, 99, 94, 283, 282, 271, 267, 266, 265, 220, 211, 194, 294, 290, 289, 286, 285, 284
BLASTing	293, 191, 145
BLASTN	293, 271
BLASTN 2.2.26+	293

G	
G4-DNA	43
Galactan	73
Gaps	287, 146
GC clump	138
gDNA	113, 99, 98, 66, 63, 45, 39, 22, 11
Gel analyzer	254
Gel Compare	257
Gel electrophoresis	5
Gel extraction	85
Gelling temp	74
GenBank	263, 191, 144
Gene splicing	3
Gene walking	13
Genetic transformation	9
Genotyping	6
Geometric distortions	234
Geometry	57
Gibbs free energy	107
Glycosylase	89
G-quadruplexes	43
Gradient gel	76
Gradient PCR machines	69
Gradient thermocycler	99, 96
Gray scale	246, 238, 234
G-tetrads	43
GUI	252

H	
HaeIII	23
Hairpins	106, 105, 42
Half life	32
Helicase	262, 30, 8, 2
Helicase-dependent amplification	262
<i>Helicobacter pylori</i>	220, 219
Heterodimer	104, 42
Heterogeneous methylation	135
HF polymerase	11
High-pass filter	237
High repetitive sequences	41
Histogram transformations	233
<i>Homo sapiens</i>	263
Homodimers	42
Hoogsteen H- bonding	43
Hot-start PCR	19, 8
Housekeeping genes	128
Hybridization time	205
Hydration	75
Hyperthermophilic archaeon	34

I	
Identity	19
Image analyzing programs	240

DNA fingerprinting	115, 10
DNA gel extraction kit	92
DNA ladder	5
DNA polymerase	21, 13, 4
dnaMATE	144
DNase I	113, 99, 90, 55
dNTPs-	87, 84, 67, 64, 55, 48, 30, 29, 23, 13, 5, 4, 116, 112, 103, 99, 93, 89
Document scanner	231
DOPRIMER	175
Downstream processing	25
dPCR	134, 130
dsDNA	130, 128, 20

E	
E values	146
<i>E. coli</i>	62, 32, 31
EDTA	93, 87, 68, 67, 27, 26, 25
Electro Elution	85
Electromotive force	70
Electrophoresis	70
Electrophoretic mobility	234
ELISA	129
Elution buffer	92
EMBL	287, 263, 168
End- point	53
Endonucleases	2
Enthalpy	59
Entrez	196, 168
Entropy	66, 59
<i>Escherichia coli</i>	31
EthBr	22
Ethidium bromide	80, 5
Excel	246, 241, 239
Exon/Intron junction	166
Exonucleases	2
Extension coefficient	145
Extension step	5
Extension temp	96, 61

F	
Facilitate permissive	146
Faint bands	108
False priming efficiency	43
FASTA	288, 282, 266, 263, 191, 185, 165, 145
Faststart	34
Ficoll	78, 28
Field inversion gel electrophoresis	75
Filters	210
Fluorometers	130
Formamide	90, 71, 50, 49
Formula	33
FRET	130, 125, 123, 121

Melanin	51
melting temperature	40
MetaPhor agarose	74
Methylation specific PCR	179, 11
mFold	193
Microfluidic PCR devices	131
Microsatellites	12
Microwave	75
Mini gels	76
Miniprimers	44
Mismatch	143, 138, 57, 19, 7
Mismatch tolerance	143, 138
Mismatched duplexes	142
Mispriming	157, 138, 8
MLPA	12
Molar Extinction Coefficient	23
Molecular Beacons	124, 121
Monoclonal antibodies	39
Monoplex	124, 58
Monovalent	65
Motifs	40
MP primer	176, 175
MseI	6
mtDNA	45, 20, 19
Multiplex PCR	214, 193, 190, 137, 11, 9
Multiplex primers	177, 46
MuLv	21

N

Na-bisulfite	11
Nanodrop	117
Nanoparticles	72
Nanophotometer	85
NCBI	288, 280, 229, 183, 142
Neighbor joining	252, 241
Nested PCR	137, 12
Networks	234, 70
No bands	89
Non-ionic detergents	49
Non-coding sequences	20
Non-linear filtering	233
non-redundant	141
Non-specific bands	98
Northern blot	231
Notepad	287
nr	293, 271, 267, 166, 165, 141
NTC	111, 103

O

OD	235, 232, 145
Olga	157
Oligo7	200
Oligocalc	149

ImageJ	246, 84
IMGT	230
<i>In Silico</i>	218, 217, 183, 157, 137, 129, 98, 94, 66, 225, 221
<i>In Silico</i> calculations	157
<i>In Silico</i> PCR	225, 221, 218, 217, 183
<i>In Silico</i> PCR amplification	225, 221, 218, 217
<i>In situ</i> hybridization	10
Initial denaturation	8
Inosine	145, 40, 19
Inserts	9
Integrated DNA technology	151, 150
Intermolecular interactions	42
Internal self dimer	106
Interprimer homology	140
InterSequence-Specific PCR	10
Intramolecular interactions	106, 42
Intraprimer homology	140
Inverse PCR	9
Isoenzymes	16
Isoforms	102, 76

J

JCSG primer selection tools	198
JPEG	238, 234
Jumping PCR	98

K

Kelvin	60
Klenow	62, 36, 32, 31, 11

L

Ladder markers	232, 22
Lane	234, 108, 71, 23
Laser scanning gel imager	238
Ligase	27, 2
Linear filters	233
Lithium borate buffer	28
LM agarose	74
LNA	193, 145
Loading buffer	28, 23
Loading dye	239
Long PCR	94, 90, 67, 11
Loops	287
Low yield	97
Lyophilized	29

M

Macroreticule	73
Marker ladder	71
Markers	9
Master mix	111, 90, 80, 51
Mathematical morphology methods	231
Max-complementarity metrics	213
Mega	287

Pseudo-nodes	186
Pulsed field gel electrophoresis	255 ,75
PyElph	253 ,252
<i>Pyrococcus furiosus</i>	34
<i>Pyrococcus woesei</i>	35
Pyrophosphates	93 ,55
Pythia	186

Q

qPCR	193 ,190 ,170 ,141 ,128 ,121 ,114 ,46 ,16
Quality metrics	212
Quantitative PCR	16
Quenching	122 ,121

R

RACE	14 ,13
Radius of gyration	70
Random Amplified Polymorphic DNA	14
RAPD	252 ,215 ,45 ,33 ,14
Recombinant DNA	2
Reference bands	234
Reference curves	127
Relative flow	239
Renaturation	56
Reporter dye	122
Resolution	28
Restriction fragment length polymorphism	255 ,16
Restriction sites	6
Reverse transcriptase	13
Reverse transcription PCR	13
RevertAid™	90
Rf	246 ,240 ,239
RFLP	257 ,255 ,16
RNase H	13
RNase protection assay	14
RNases	113 ,99 ,92
RT-PCR	126 ,121 ,120 ,119 ,118 ,105 ,41 ,16 ,6 ,229 ,226 ,193 ,174 ,160 ,130 ,129 ,128 ,127 ,237
rTth	36 ,21
rTth DNAP XL	36

S

<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	158
Scorpion probes	125
SDS	112 ,93 ,91 ,71 ,51
Self-dimers	42
Semi log	82
Seminested PCR	13
Sequence tag sites	15
Sequencing	215 ,174 ,40 ,32 ,9
Sequencing primers	40
Servers	214 ,147
Shutter speed	238

Oligonucleotide synthesizers	29
OMIM	281
Online tools	209
Optimal resolution	235
Orange G	109 ,102 ,29 ,28
ORFs	196 ,187 ,145

P

Past	245 ,241
PCR mutagenesis	114
PEG	51 ,49
PerlPrimer	173
Permanent record	231
Personal genomics	136
PFGE	255
Pfu	113 ,102 ,95 ,94 ,93 ,67 ,48 ,35 ,34 ,11
Pfu polymerase	11
Phoretix	251 ,247
Phosphate buffered saline	21
Phosphodiester bond	35
Phosphorothioate bond	48 ,35
Phosphorothioate primers	102 ,94 ,48
Phylogenetic analyzing	254
Phylogenetic relationships	232
Pick primer	282 ,265 ,169
Pixel	247
Plateau	120 ,54
Point mutations	135
Polyacrylamide	72
Population genetics	252 ,16
Pow	35
Premix	80 ,51
PRIDE	215 ,175
PriFi	145
Primase	38 ,30
PRIME+	144
Primer breathing	138
Primer dimers	103 ,8
Primer premier	170
Primer3	163 ,161 ,160 ,159 ,158 ,144 ,141 ,45 ,267 ,229 ,225 ,222 ,215 ,213 ,209 ,186 ,179 ,290 ,278 ,276 ,274 ,273
Primer3plus	291 ,279 ,277 ,269 ,268 ,162 ,161
PrimerBank	229 ,227 ,216
Primer-BLAST	215 ,166 ,165 ,163
PrimerPlex	172 ,171
PrimerZ	184 ,183
Priming	58 ,41 ,30
Processivity	114
Programming dynamics	186
Proofreading	3
Proteinase K	91 ,55

Thermo-----	156
<i>Thermococcus litoralis</i> -----	35
Thermodynamic stability-----	212
Thermodynamics-----	186 ,144 ,59
Thermoreversible-----	73
<i>Thermus aquaticus</i> -----	31
<i>Thermus brockianus</i> -----	44
<i>Thermus thermophilus</i> -----	36
Thersholding-----	233
Threshold cycle-----	128
Thymine dimers-----	89
TIFF-----	238 ,234
TLA polymerase-----	11
Tm- ,141 ,96 ,68 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,51 ,40 ,39 ,8 188 ,162 ,161 ,157 ,150 ,149 ,148	
Tm calculator-----	149 ,148
TMAC-----	50
TMAO-----	50
Top polymerase-----	11
Topoisomerases-----	2
TopoTaq-----	34
TopoTaq HF-----	34
Touchdown PCR-----	18
Transcription-----	14 ,10
TranspoGene-----	272
Trendline function-----	239
tRFLP-----	255
Tris base-----	27 ,26
Tris-EDTA-----	25
Tween 20-----	51 ,50 ,49
Tween40-----	51 ,49
Two Dimensional-----	232

U

Ultra violet light-----	5
Uniqueness-----	138
Universal primers-----	44
UPGMA-----	252 ,250

V

Vector primers-----	47
Vent-----	94 ,67 ,48 ,35
VFDB-----	287
Viral load-----	129 ,114
Virtual PCR programs-----	211
VizPrimer-----	216 ,189 ,188 ,187
VNTR-PCR-----	19

W

Wallace-----	211 ,150 ,59
Washing buffer-----	92
Word size-----	146
WPGMA-----	252

Sieving-----	70
Simple sequence repeat-----	10
Single cell PCR-----	17
Single- strand binding proteins-----	31
Site-directed mutagenesis-----	113
Six frames-----	145
Smalligos-----	44
Smear-----	71
Smiles-----	235 ,234
Smith-Waterman alignment score-----	213
SNP ----	283 ,282 ,281 ,280 ,216 ,215 ,183 ,166 ,7
Sodium hypochlorite-----	88
Software-----	215 ,129 ,66
Solid – phase PCR-----	17
Southern blot-----	231 ,90 ,77 ,15
Spermdine-----	93
Spin columns-----	91
ssDNA-----	128 ,72 ,20
Stacking gel-----	76
Staking energy-----	186
Stand-alone-----	147
Standard curve-----	238
Standard deviation-----	241
Standard PCR-----	6
Staphopain-----	290 ,288
Statistical clustering-----	232
Step down PCR-----	18
Stereology-----	233 ,231
Stoffel-----	33
STRs-----	19
STS-----	271 ,270 ,263 ,16
<i>Sulfolobus solfataricus</i> -----	44
Supercoiled DNA-----	102 ,101
SYBR -----	193 ,130 ,126 ,123 ,121 ,110 ,84 ,33 ,6
SYBR Gold-----	33
SYBR green-----	121 ,84

T

T overhang-----	32
T4 DNA polymerase-----	36
Ta 141 ,96 ,57 ,56 ,40	
TAE-----	102 ,29 ,27 ,26
TAIL PCR-----	17
Taq-- ,65 ,64 ,55 ,51 ,50 ,44 ,34 ,33 ,32 ,31 ,24 ,8 139 ,123 ,114 ,102 ,99 ,96 ,95 ,94 ,93 ,89 ,67	
Taq polymerase-----	8
TaqMan-----	214 ,194 ,193 ,124 ,123 ,122 ,121
TBE-----	109 ,102 ,78 ,29 ,27 ,26
TD 103 ,97 ,95 ,58 ,18	
Template-----	209 ,2
Thermal cyclor-----	87 ,69 ,8
Thermal denaturaion-----	31

	Λ	
λ Hind III-----		23
λ Pst I-----		23
	Φ	
ΦX 174-----		23

	X	
XL buffer-----		36
Xpression primer-----		197 ,196
Xylene cyanol-----		29 ,28

	Y	
Yield-----		42

رقم الايداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 560 لسنة 2013